


Jagwire™ Plus

ジャグワイヤー プラス

Boston
Scientific

Advancing science for life™



Jagwire™ Plus

ジャグワイヤー プラス

内視鏡用ガイドワイヤのゴールドスタンダード Jagwire™ のラインナップが広がりました

Jagwire のコンセプトはそのままに、細径カニューラにも対応。
バランスのとれた柔軟性と滑らかなコーティングにより、
安全で効率の良い手技をサポートします。

高い内視鏡下視認性

黄色と黒が際立つカラー・パターンが、
内視鏡下におけるワイヤの位置や動きの確認を容易にします。

豊富なバリエーション

ショートワイヤとロングワイヤ、異なる外径とシャフト剛性を取
りそろえた充実したラインナップから、症例や処置具に合わせて
最適なものをご選択いただけます。

滑らかなコーティング

PTFEジャケット先端から 60cm に施された
Endo-Glide™ コーティングが、ワイヤのスムーズな動きや
処置具の誘導をサポートします。

ジャグワイヤー プラス

RX Biliary System™

カタログ番号	外径 (inches)	全長 (cm)	先端形状	シャフト	梱包単位
5646	0.025	260	ストレート	スタンダード	2本入 / 1箱
5684*	0.035	260	ストレート	スタンダード	2本入 / 1箱
5685*	0.035	260	アングル	スタンダード	2本入 / 1箱
5662	0.038	260	ストレート	スタンダード	2本入 / 1箱
5648	0.025	260	ストレート	スティッフ	2本入 / 1箱
5649	0.025	260	アングル	スティッフ	2本入 / 1箱
5686*	0.035	260	ストレート	スティッフ	2本入 / 1箱
5687*	0.035	260	アングル	スティッフ	2本入 / 1箱

*Extendable Jagwire

ジャグワイヤー プラス

カタログ番号	外径 (inches)	全長 (cm)	先端形状	シャフト	梱包単位
5656	0.025	450	ストレート	スタンダード	2本入 / 1箱
5651	0.025	450	アングル	スタンダード	2本入 / 1箱
5658	0.035	450	ストレート	スタンダード	2本入 / 1箱
5659	0.035	450	アングル	スタンダード	2本入 / 1箱
5652	0.025	450	ストレート	スティッフ	2本入 / 1箱
5653	0.025	450	アングル	スティッフ	2本入 / 1箱
5660	0.035	450	ストレート	スティッフ	2本入 / 1箱
5661	0.035	450	アングル	スティッフ	2本入 / 1箱

ジャグテイル

RX Biliary System™

カタログ番号	外径 (inches)	全長 (cm)	梱包単位
5690	0.035	200	5本入 / 1箱

Boston
Scientific

Advancing science for life™

販売名：ジャグワイヤー
医療機器認証番号：220ABBZX00192000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2016 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1610-31215-B-3 / PSST20150312-0152