


NaviPro™

ナビプロ 親水性コーティング ガイドワイヤ

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™



NaviPro™

ナビプロ 親水性コーティング ガイドワイヤ

胆膵治療のプロフェッショナルのための一本

優れたトルク性能

キンクに強く、復元性の高いナイチノールコアを採用
優れたトルク性能を発揮します

高い視認性

視認性の高いジャケット素材により
エックス線透視下でのガイドワイヤの動きが確認しやすく
目的部位への正確なアプローチをサポートします

潤滑性能

持続性の高い親水性コーティングが
カテーテル内での摩擦を最小限に抑えます



ナビプロ 親水性コーティング ガイドワイヤ

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	先端形状	シャフト	販売単位
5618	0.018	260	ストレート	スタンダード	5本 / 箱
5619	0.018	260	アングル	スタンダード	5本 / 箱
5620	0.025	260	ストレート	スタンダード	5本 / 箱
5621	0.025	260	アングル	スタンダード	5本 / 箱
5622	0.035	260	ストレート	スタンダード	5本 / 箱
5623	0.035	260	アングル	スタンダード	5本 / 箱
5624	0.035	260	ストレート	スティッフ	5本 / 箱
5625	0.035	260	アングル	スティッフ	5本 / 箱

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：ナビプロ ガイドワイヤ
医療機器認証番号：225ABBZX00077000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2013 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
NaviPro™ は Boston Scientific Corporation のトレードマークです。

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都新宿区西新宿1-14-11 日廣ビル
www.bostonscientific.jp

1308-31226-10 / PSS20130725-0540