


NovaGold™

ノバゴールド ガイドワイヤ

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™



NovaGold™

ノバゴールド ガイドワイヤ



Atraumatic Gold Coil Tip

ゴールドコイルチップ

先端6cmに施されたゴールドコイルチップが、高い透視下視認性と、生体組織への穿孔リスクを低減するソフトタッチを同時に実現しました。



Triton™ Alloy Core

新素材トリトン合金のコアワイヤ

キンクしにくく、かつ柔軟性に富んだ超弾性合金「トリトン合金」をコアワイヤに採用。0.018インチの細径ガイドワイヤでありながら、デバイス交換に耐えうるエクステンジ能力を備えています。

Shapeable Tip

シェイパブルチップ

先端をストレート形状としてだけでなく、アングル形状に癖づけして使用できることから、様々な症例に対する幅広いニーズに対応します。



ノバゴールド ガイドワイヤ

カタログ番号	外径 (inches / mm)	全長 (cm)	先端形状	販売単位
5200	0.018 / 0.46	260	ストレート(シェイパブル)	2本/箱
5201	0.018 / 0.46	480	ストレート(シェイパブル)	2本/箱

販売名：ノバゴールド ガイドワイヤ
医療機器認証番号：227ABBZX00046000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston Scientific

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1509-31230-5 / PSST20150904-0561