



# RX ERCPカニューラ RX Biliary System™

RX Biliary System™対応のオープンチャンネル構造が  
手技時間の短縮と術者のシングルオペレーションに貢献します



- トリプルルーメン構造の「RX XL ERCPカニューラ」、プレカーブタイプの「RX ERCPカニューラ」のラインナップがあります。

## RX XL ERCPカニューラ

カタログ番号	先端形状	外径(Fr/Fr) 先端部/手元部	有効長 (cm)	適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (inch)
4582	テーパ型	5.5/7	195	2.8	0.035

販売単位 1本入/1袋

## RX ERCPカニューラ

カタログ番号	先端形状	外径(Fr/Fr) 先端部/手元部	有効長 (cm)	適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (inch)
4576	スタンダード型	5/8.5	210	3.2	0.035
4577	テーパ型	5/8.5	210	3.2	0.035
4578	ボール型	5/8.5	210	3.2	0.035

販売単位 1本入/1袋

販売名：ERCPカニューラ  
医療機器認証番号：221ABBZX00023000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。  
©2018 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.  
RX Biliary System™はBoston Scientific Corporationのトレードマークです。

Boston  
Scientific  
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社  
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス  
www.bostonscientific.jp

PSST資料管理番号：20180731-0698