


RescueNet™

レスキューネット ディスポーザブル回収ネット

高い耐久性を追求したネットデザイン



スムーズで確実な回収をサポート




ProMesh™



高い耐久性
High Durability

複数の糸を編み込んだ
六角形のメッシュ構造



OmniLoop™ Technology



スムーズな開閉
Smooth Actuation



ネットをループ全周にわたって熱圧着

Optical Blue Loop Sheath



良好な視認性
Clear Visibility

ループを青色の樹脂でラッピング



レスキューネット ディスポーザブル回収ネット

カタログ番号	ループ幅	シース外径	有効長	適合鉗子口径	販売単位
DGN-538-5	横30mm × 縦55mm	2.5mm	230cm	2.8mm	5本／箱入

販売名：レスキューネット ディスポーザブル回収ネット
製造販売届出番号：13B1X00043000074

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston
Scientific
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1707-31313-10 / PSST20170718-0735