

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

*Stonetome*TM

ストーンーム 結石除去用デバイス



ESTナイフとリトリバルバルーンが一体化。 Stonetome 1本で、ESTと結石除去が行えます。



■ ESTナイフとリトリバルバルーンの一体構造

独自の一体化構造により、ESTと採石が1本のカテーテルで行えます。手技時間の短縮、経費の削減が図れる画期的なカテーテルです。

■ 2種類のバルーンポジション

カッピングワイヤのディスタル側とプロキシマル側の2種類のバルーンポジションを選択することで、症例に応じた使い分けが可能です。

■ エックス線不透過性マーカ

バルーンの両端にエックス線不透過性マーカがついているため、透視下での確認が容易です。

■ 7Fr(2.3mm)から5.5Fr(1.8mm)へのロング テーパシャフト

ストーントーム 結石除去用デバイス ディスタル(above cut wire)タイプ

カタログ番号	カテーテル有効長 (cm)	バルーン拡張径 (mm)	刃長 (mm)	先端部外径 (mm/Fr)	先端チップ長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (inches)
3511	200	11.5	20	1.8/5.5	20	2.8	0.035
3513	200	11.5	30	1.8/5.5	20	2.8	0.035

ストーントーム 結石除去用デバイス プロキシマル(below cut wire)タイプ

カタログ番号	カテーテル有効長 (cm)	バルーン拡張径 (mm)	刃長 (mm)	先端部外径 (mm/Fr)	先端チップ長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (inches)
3515	200	11.5	20	1.8/5.5	5	2.8	0.035
3517	200	11.5	20	1.8/5.5	20	2.8	0.035
3519	200	11.5	30	1.8/5.5	5	2.8	0.035
3521	200	11.5	30	1.8/5.5	20	2.8	0.035

[推奨ガイドワイヤ]



Dreamwire™

販売名：ドリームワイヤー
医療機器認証番号：221ABBZX00240000

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：ストーントーム
医療機器認証番号：220ABBZX00210000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2018 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1805-31204-A / PSST20180423-0335