



EndoArmor™ サージカルガウン+
エンドアーマー サージカルガウン+

内視鏡検査・治療を
サポートする
高機能ガウン



内視鏡室で求められる 安全性と快適性を追求した AAMI Level 3ガウンです

Velcro ネックテープ

クイックに着脱できます。



耐水性能

感染を防止するために必要な、耐水性能も備えています。

プレミアムニットカフ

- ・袖口のスリーブゴムが手首にしっかりフィットします。
- ・手袋に干渉しません。



Magic Fit

- ・ユニバーサルサイズ
- ・男女兼用サイズ



エンドアーマー ガウン

| カタログ番号 | 製品名 | 色 | 素材 | 特徴 |
|-----------|----------------------|----|--------------------------------------|---------------------------|
| M00501972 | EndoArmor™ サージカルガウン+ | 水色 | 表面：ハイドロシールドコーティング 背面：フェザーウェイトメッシュ | AAMI Level 3 背面はメッシュ素材 |

表面：
ハイドロシールドコーティング

背面：
フェザーウェイトメッシュ

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp