



OPTICROSS™ HD Plus

60 MHz Coronary Imaging Catheter

A new high definition imaging catheter with clear images and exceptional deliverability to guide confident treatment decisions



NEW

ドライブケーブル



NEW

テレスコープデザイン

Improved

改良されたハブデザイン



60 MHz
TRANSDUCER

5F and 6F
COMPATIBLE

OPTICROSS™ HD Plus

60 MHz Coronary Imaging Catheter

PRODUCT SPECIFICATIONS



| | |
|--|-------------|
| 適合ガイディングカテーテル | 5F(≥0.058") |
| 中心周波数 | 60MHz |
| エントリープロファイル | 0.026" |
| クロッシングプロファイル | 3.1F |
| 先端からトランスデューサまでの距離(表示値) | 20mm |
| X線不透過マーカバンドのプロキシマルからトランスデューサまでの距離(表示値) | 15mm |
| 親水性コーティング | Bioslide™ |
| 先端チップの色 | 白 |

OptiCross™ Imaging Catheter

| カタログ番号 | 製品名 | カテーテルサイズ (F/F) Maker band Profile / Proximal Shaft Profile | 適合ガイディング カテーテル (F) | 有効長 (cm) | 応答周波数 (MHz) | 適合ガイドワイヤ (inch) |
|--------------|---------------|--|--------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| H74939352010 | OptiCross™ HD | 2.4 / 3.0 | 5 | 135 | 60 | 0.014 |

※販売単位 1本入り/1箱

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：オプティクロス超音波イメージングカテーテル
医療機器承認番号：22500BZX00274000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2022 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

IC-1354901-AA