

WOLVERINE™

Cutting Balloon™ Dilatation Device



バルーン有効長
15mmタイプが
追加されました

**Wolverineは
ブレードとロープロファイルデザインで
DES留置をサポートします。**

～ひとつ先のPCI、Promising Dilatation～

A proven mechanism of action

カッティング性能


Improved Deliverability

向上した通過性

Safety

安全な手技をサポート

**MASTER THE
COMPLEX™**



WOLVERINE™ Cutting Balloon™

カタログ番号	商品規格	バルーン 外径 (mm)	有効長 (mm)	カテーテル 有効長 (cm)	適合 ガイドワイヤ (inches)	ノミナル (ATM)	RBP (ATM)	最小適合 ガイドワイヤカテーテル (inches)
39403-10200	Wolverine CB MR 10-2.00	2.0	10	143	0.014	6	12	0.056
39403-10225	Wolverine CB MR 10-2.25	2.25	10	143	0.014	6	12	0.056
39403-10250	Wolverine CB MR 10-2.50	2.5	10	143	0.014	6	12	0.056
39403-10275	Wolverine CB MR 10-2.75	2.75	10	143	0.014	6	12	0.056
39403-10300	Wolverine CB MR 10-3.00	3.0	10	143	0.014	6	12	0.056
39403-10325	Wolverine CB MR 10-3.25	3.25	10	143	0.014	6	12	0.056
39403-10350	Wolverine CB MR 10-3.50	3.5	10	143	0.014	6	12	0.066
39403-10375	Wolverine CB MR 10-3.75	3.75	10	143	0.014	6	12	0.066
39403-10400	Wolverine CB MR 10-3.400	4.0	10	143	0.014	6	12	0.066
39403-15200	Wolverine CB MR 15-2.00	2.0	15	143	0.014	6	12	0.056
39403-15225	Wolverine CB MR 15-2.25	2.25	15	143	0.014	6	12	0.056
39403-15250	Wolverine CB MR 15-2.50	2.5	15	143	0.014	6	12	0.056
39403-15275	Wolverine CB MR 15-2.75	2.75	15	143	0.014	6	12	0.056
39403-15300	Wolverine CB MR 15-3.00	3.0	15	143	0.014	6	12	0.056
39403-15325	Wolverine CB MR 15-3.25	3.25	15	143	0.014	6	12	0.056
39403-15350	Wolverine CB MR 15-3.50	3.5	15	143	0.014	6	12	0.066
39403-15375	Wolverine CB MR 15-3.75	3.75	15	143	0.014	6	12	0.066
39403-15400	Wolverine CB MR 15-3.400	4.0	15	143	0.014	6	12	0.066

※販売単位 1本入り/1箱

販売名：ウルフエリン コロナリー カuttingバルーン
医療機器承認番号：22800BZX00341000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

2009-11205-B-ODP / PSST20200827-0802