


Interlock™-35 Fibered IDC™ Occlusion System



Standard Length 2D Configurations			
カタログ番号	品 名	コイル径 (mm)	コイル長 (cm)
36-350	Interlock-35 2D 3mm x 4cm	3	4
36-352	Interlock-35 2D 4mm x 10cm	4	10
36-354	Interlock-35 2D 6mm x 10cm	6	10
36-355	Interlock-35 2D 6mm x 20cm	6	20
36-358	Interlock-35 2D 8mm x 20cm	8	20
36-359	Interlock-35 2D 8mm x 40cm	8	40
36-360	Interlock-35 2D 10mm x 20cm	10	20
36-361	Interlock-35 2D 10mm x 40cm	10	40
36-362	Interlock-35 2D 12mm x 20cm	12	20
36-363	Interlock-35 2D 12mm x 40cm	12	40
36-364	Interlock-35 2D 15mm x 20cm	15	20
36-365	Interlock-35 2D 15mm x 40cm	15	40
36-366	Interlock-35 2D 18mm x 20cm	18	20
36-367	Interlock-35 2D 18mm x 40cm	18	40



Cube Configurations			
カタログ番号	品 名	コイル径 (mm)	コイル長 (cm)
36-370	Interlock-35 Cube 4mm x 6cm	4	6
36-373	Interlock-35 Cube 6mm x 20cm	6	20
36-376	Interlock-35 Cube 8mm x 20cm	8	20
36-379	Interlock-35 Cube 10mm x 25cm	10	25
36-380	Interlock-35 Cube 10mm x 40cm	10	40
36-381	Interlock-35 Cube 15mm x 25cm	15	25
36-382	Interlock-35 Cube 15mm x 40cm	15	40
36-383	Interlock-35 Cube 20mm x 40cm	20	40



Diamond Configurations			
カタログ番号	品 名	コイル径 (mm)	コイル長 (cm)
36-391	Interlock-35 Diamond 4mm	4	4.5
36-392	Interlock-35 Diamond 6mm	6	9
36-393	Interlock-35 Diamond 8mm	8	14

販売名：Interlock-35 コイル
医療機器承認番号：22600BZX00207000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Interlock™-35 Coil

Fibered IDC™ Occlusion System

More Volume + More Fiber = *MORE STRENGTH*



Interlock™-35 Coil debut!!

Volume、Fiberの増加により
強力な塞栓を実現します。

More Volume + More Fiber = **MORE STRENGTH**



Cube shape

Framingに最適なCube shapeを導入。
手技の選択肢を広げます。



Diamond shape

ユニークなDiamond shapeはFinishing
コイルとして使用いただくことでより密な
塞栓をサポートします。



2D shape

サイズラインナップが豊富な2D shapeは、
Anchoring / Fillingなどに広くご使用いただけます。

ファイバー

プラチナコイル上に束ねられたポリエ
ステルファイバーがコイル間の隙間を
埋め、強力な塞栓を実現します。




インターロッキングアーム構造

コイル留置の際に安全で正確なコント
ロールを実現できるインターロッキン
グアーム構造を採用。インターロッキン
グアームが外れるまではコイルの引き
戻しが可能です。



Imager™ II

優れた安定性を特長とするImager™ IIカテーテルは、
Interlock-35 Coilの確実なデリバリーと留置をサポートします。



カタログ 番号	形 状	カテーテル長 (cm)	外 径	対応ガイドワイヤ 外 径
31-405	BERN	100	5F	0.038 inch 以下
31-410	BERN	65		
31-466	Cobra (C2)	65		
31-482	SHK1.0	65		