



AMS800 人工尿道括約筋 オペ材 準備リスト

当資料は AMS800 の新規オペを実施するにあたり必要な物品リストです。弊社製品、病院内、弊社製品以外、でご用意いただく物品の確認にご活用をお願いいたします。なおリストの物品は AMS800 のオペに必須のリストとなります。それ以外に必要な物品は各施設にて手配をいただくようお願い申し上げます。

➤ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 物品リスト (2017 年 11 月現在)

【短期貸出製品】

販売名: AMS800 人工尿道括約筋
医療機器承認番号: 20200BZG00024000

カタログ番号	製品名(内容)	製品写真	必要数	チェック欄
72400098	コントロールポンプ		2	
72400024	圧力調整バルーン 61-70 cm H ₂ O		2	
72400160	カフ 4.0cm		2	
72400161	カフ 4.5cm		2	
72400162	カフ 5.0cm		2	
72400163	カフ 5.5cm		2	
72400164	カフ 6.0cm		2	
72401685	植込みキット		2	

【販売製品】

* 下記製品は事前に滅菌が必要なため、売り切りの製品となります。『AMS800 人工尿道括約筋手術』を施行される施設で、当該製品をお持ちでない施設は初回のみ販売いただくことが必要となります。(短期貸出では出荷できませんのでご了承をお願いいたします。)

カタログ番号	製品名(内容)	製品写真	必要数	チェック欄
72400271 *	クイックコネクター接続器		1	
72100005 *	チューブパッサー(2個)		1	


➤ 病院 物品リスト (2017 年 11 月現在)



- 圧媒液充填用容器 (デバイスに注入する圧媒液を入れる容器)
 - 準備済みコンポーネント用容器
 - シリンジ2本
 - **モスキート鉗子8本** (デバイスのエア抜き後、接続までデバイスにエアが混入しないようにチューブをクランプする。)
 - チューブ切断用ハサミ
- 詳しい内容は合わせて弊社『手術室マニュアル』を参照お願いいたします。

➤ 弊社製品以外の必要物品例 (2017 年 11 月現在)

施設によってはリトラクターが必要な場合もありますので確認をお勧めいたします。



出典：
J Urol. 2003 Jan;169(1):261-4. New surgical technique for sphincter urinary control system using upper transverse scrotal incision. Wilson S(1), Delk J 2nd, Henry GD, Siegel AL p.262