


Product Catalogue – Produktkatalog  
Catálogo de Productos – Catalogo dei Prodotti

# 2017



► RX Biliaire



► Biliaire



► SpyGlass™




► Échoendoscopie



► Endoprothèses




► Dilatation



► Fils Guides



► Hemostasis



► Résection tissulaire



► Biopsie



► Nutrition Entérale



► Pulmonaire

# Table des matières

## RX Biliaire

<b>Canules</b>	Canule Tandem™ RX	1
	Canules RX	1
<b>Sphinctérotomes</b>	Sphinctérotomes de canulation Hydratome™ RX préchargé avec fil guide Hydra Jagwire™	2
	Sphinctérotomes de canulation Dreamtome™ RX préchargé avec fil guide Dreamwire™	2
	Sphinctérotomes de canulation Jagtome™ RX préchargé avec fil guide Jagwire™	3
	Sphinctérotomes de canulation Autotome™ RX non préchargé	4
	RX Needle Knife™ XL Sphinctérotome triple lumière	4
<b>Extraction de calculs</b>	Extractor™ Pro RX Ballon d'extraction – Injection distale	5
	Extractor™ Pro RX Ballon d'extraction – Injection proximale	5
	Extractor™ Pro RX-S Ballon d'extraction – Injection distale	6
	Extractor™ Pro RX-S Ballon d'extraction – Injection proximale	6
	Paniers d'extraction sur fil guide Trapezoid™ RX	6
<b>Dilatation</b>	Ballonnets de dilatation biliaire Hurricane™ RX	7
<b>Cytologie</b>	Brosse cytologique RX	7
<b>Accessoires</b>	Accessoires RX	8
	Poignée de gonflage Encore™ 26	8

## Biliaire

<b>Canules</b>	Canule de CPRE Tandem™ XL à triple lumière	9
	Canules de CPRE Contour™	9
	Canules de CPRE Fluoro Tip™	10
<b>Sphinctérotomes</b>	Dispositifs d'extraction des calculs Stonetome™	10
	Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Jag préchargé avec fil guide Jagwire™	11
	Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Dreamwire préchargé avec fil guide Dreamwire™	11
	Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Hydra préchargé avec fil guide Hydra Jagwire™	11
	Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™	12
	Ultratome XL™ Sphinctérotome triple lumière	13
	Ultratome™ Sphinctérotome double lumière	13
	Infundibulotome Microknife™ XL à triple lumière	13
<b>Extraction de Calculs</b>	Extractor™ Pro XL Ballon d'extraction – Injection distale	14
	Extractor™ Pro XL Ballon d'extraction – Injection proximale	14
	Extractor™ Pro DL Ballon d'extraction	14
<b>Dilatation</b>	Ballonnets de dilatation biliaire Max Force™	15
<b>Accessoires</b>	Accessoires biliaires	15

## SpyGlass™

<b>SpyGlass™ DS</b>	Équipement essentiel SpyGlass™ DS	17
	Équipement jetable SpyGlass™ DS	17
<b>SpyGlass™</b>	Équipement essentiel SpyGlass™	18
	Équipement réutilisable SpyGlass™	18
	Équipement jetable SpyGlass™	18
	Accessoires en option SpyGlass™	18

# Table des matières (SUITE)

## Échoendoscopie

<b>Aiguille d'aspiration fine (FNA)</b>	Aiguilles à poignée Expect™ Standard	19
	Aiguilles à poignée Expect™ Slimline	19
<b>Aiguille de biopsie fine (FNB)</b>	Aiguille Acquire™ EUS-FNB	20
<b>Stents et système de largage</b>	Hot AXIOS™ Stent et système de largage avec électrocautérisation	20
	AXIOS™ Stent et système de largage	20

## Endoprothèses

<b>Endoprothèses biliaires RX métalliques</b>	Wallflex™ RX totalement couvert – Approuvé pour l'indication bénigne.	21
	Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement en Permalume™	
	Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ partiellement couvertes en Permalume™	21
	Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ non couvertes	22
	Endoprothèses biliaires Wallstent™ RX partiellement couvertes en Permalume™	23
	Endoprothèses biliaires Wallstent™ RX non couvertes	23
<b>Endoprothèses biliaires métalliques</b>	Wallstent™ biliaire partiellement couvert. Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement en Permalume	24
	Wallstent™ biliaire non couvert	24
<b>Endoprothèses biliaires RX en plastique</b>	Endoprothèses Advanix™ RX préchargés avec système de mise en place NaviFlex™ RX	25
	Endoprothèses Advanix™ – Seuls	26–27
	Système de mise en place NaviFlex™ RX	27
	Endoprothèses biliaires RX	28
<b>Endoprothèses biliaires en plastique</b>	Endoprothèses biliaires Flexima™	29
	Drains naso-biliaires Flexima™	29
	Endoprothèses biliaires Amsterdam Percuflex™	30
	Kits d'introduction pour pose d'endoprothèse Amsterdam Percuflex™	30
	Endoprothèses biliaires en queue de cochon C-flex™	30
<b>Endoprothèses pancréatiques en plastique</b>	Kits d'endoprothèse Advanix™ (Endoprothèse + Pousseur RX) – Queue de cochon	31
	Kits d'endoprothèse Advanix™ (Endoprothèse + Pousseur RX) – Droits	31
	Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Queue de cochon	32–33
	Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Droits	33–35
	Systèmes de mise en place NaviFlex™ RX & Pousseurs NaviFlex	36
<b>Endoprothèses œsophagiennes</b>	WallFlex™ totalement couvert – Indication bénigne	37
	Endoprothèse œsophagienne métallique auto-expansible en Nitinol	
	WallFlex™ totalement couvert – Indication bénigne	37
	Endoprothèse œsophagienne métallique auto-expansible en Nitinol avec boucle de retrait (20 mm)	37
	Endoprothèses œsophagiennes WallFlex™ partiellement couvertes en Permalume™	37
	Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage proximal	38
	Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal	38
	Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal	38
	Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal	38
	Endoprothèses œsophagiennes Polyflex Stent™ auto-expansibles en silicone	39
<b>Endoprothèses coliques et duodénales</b>	Endoprothèses coliques WallFlex™ non couvertes	40
	Endoprothèses duodénales WallFlex™ non couvertes	40
	Endoprothèses coliques et duodénales Wallstent™ non couvertes	41
	Endoprothèses coliques Ultraflex Precision™ non couvertes	41

# Table des matières (SUITE)

## Dilatation

<b>Catheter de dilatation a ballonnet</b>	Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide œsophage / pylore / biliaire (indication DASE : Extraction de Calculs Biliaires par Macro-Dilatation)	43
	Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / œsophage / pylore / biliaire (indication DASE : Extraction de Calculs Biliaires par Macro-Dilatation)	43
	Ballon de dilatation CRE™ œsophage	44
<b>Ballon de dilatation Max Force™ Œsophage</b>	Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45
	Rigiflex™ II Ballon de dilatation pour Achalasie	45
<b>Systèmes inflateurs</b>	Systèmes inflateur Alliance™ II réutilisable	46
<b>Accessoires de dilatation</b>	Dispositifs et accessoires de Gonflage/Dégonflage	46

## Fils Guides

<b>Haute performance</b>	Fils guides Dreamwire™	47
	Fils guides Hydra Jagwire™	47
	Fils guides Jagwire	48
	Fils guides Jagwire™ – Jagwire extensible	48
	NovaGold™ fils guide de haute performance	49
	NaviPro™ 100 % Guides hydrophiles	49
<b>Standard</b>	Fil guide très ferme Amplatz™	49
	Fil guide très ferme Wallstent™	49

## Hémostase

<b>Systèmes de clip hémostatique</b>	Clip Resolution 360™	51
	Clip hémostatique Resolution™	51
<b>Systèmes de ligatures multiples de varices œsophagiennes</b>	Systèmes de ligatures multiples de varices œsophagiennes Super 7™	51
<b>Cathéters bipolaires pour Électro-Hémostase</b>	Cathéters d'injection pour électro-hémostase Injection Gold Probe™	52
	Cathéters pour électro-hémostase Gold Probe™	52
<b>Aiguilles</b>	Aiguilles de sclérothérapie Interject™	53
	Aiguilles de sclérothérapie transparentes Interject™	53
	Cathéters pour hémostase Optiflo™	54
<b>Adaptateurs de câble bipolaire électrochirurgical</b>	Adaptateurs de câble bipolaire électrochirurgical	54

## Résection tissulaire

<b>Dispositif EMR pour tractus digestif supérieur</b>	Captivator™ EMR	55
<b>Anses</b>	Anses rotatives	55
	Anses à polypectomie à ouverture courte Sensation™	56
	Anses Captiflex™	56
	Anses Captivator™	57
	Anses Captivator™ II	57
	Anses pédiatriques Profile™	57
<b>Pincettes à biopsie chaude</b>	Pince à biopsie chaude Radial Jaw™ 4	58
<b>Accessoires</b>	Cordons électriques	58

# Table des matières (SUITE)

## Biopsie

<b>Pinces à biopsie</b>	Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 capacité standard	59
	Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 large capacité	59
	Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 capacité maxi	60
	Pince à biopsie gastro-pédiatrique Radial Jaw™ 4	60
	Pince à biopsie pour prélèvement multiple Multibite™	60

## EndoVive™

<b>Mise en place initiale</b>	Kit de GEP standard EndoVive™	61
	Kit de GEP standard EndoVive™ avec ENFit	61
	Accessoires pour GEP EndoVive™	61
	Accessoires pour GEP EndoVive™ avec ENFit	61
	Kits de GPE avec bouton One Step de petit calibre	62
	Sondes et adaptateurs	63
	Sonde d'alimentation jéjunale par GPE	63
<b>Dispositifs de rechange</b>	Kit boutons de remplacement (forme ballons)	64
	Sonde de gastrostomie de rechange avec connecteur ENFit	65
	Kit boutons de remplacement (forme champignon)	65

## Pulmonaire

<b>Système de thermoplastie bronchique (BT) Alair™</b>	Système de thermoplastie bronchique (BT) Alair™	67
	Kits d'accessoires pour générateur de thermoplastie bronchique (BT) Alair™ ATS 201	67
<b>Aiguilles de ponction trans-bronchiques échoguignées</b>	Expect™ Aiguille d'aspiration transbronchique guidée par échographie endobronchique Compatible endoscopes Olympus	68
<b>Endoprothèses pour voies respiratoires</b>	Endoprothèses Dynamic™ (Y)	69
	Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal – Endoprothèses trachéales	69
	Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal – Endoprothèses bronchiques	69
	Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal – Endoprothèses trachéales	70
	Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal – Endoprothèses bronchiques	70
	Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal – Endoprothèses trachéales	70
	Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal – Endoprothèses bronchiques	70
	Endoprothèses Polyflex Stent™ auto-expansibles en silicone	71
<b>Pinces à biopsie</b>	Pince à biopsie pulmonaire Radial Jaw™ 4	72
<b>Aiguilles d'aspiration bronchique</b>	Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon™ avec seringue	72
<b>Brosses Cytologiques</b>	Brosses de cytologie endoscopique Cellebri™	72
<b>Paniers d'extraction pour voies respiratoires</b>	Paniers d'extraction pour voies respiratoires ZeroTip™	73
<b>Ballonnets de dilatation pulmonaires</b>	Ballonnets de dilatation pulmonaires CRE™	73
<b>Fils Guides</b>	Fils guides pulmonaires Jagwire™	73
<b>Systèmes inflateurs</b>	Systèmes inflateur Alliance™ II réutilisable	73



# Index alphabétique

Accessoires biliaires	15
Accessoires en option SpyGlass™	18
Accessoires pour GEP EndoVive™	61
Accessoires pour GEP EndoVive™ avec ENFit	61
Accessoires RX	8
Adaptateurs de câble bipolaire électrochirurgical	54
Aiguille Acquire™ EUS-FNB	20
Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon™ avec seringue	72
Aiguilles à poignée Expect™ Slimline	19
Aiguilles à poignée Expect™ Standard	19
Aiguilles de sclérothérapie Interject™	53
Aiguilles de sclérothérapie transparentes Interject™	53
Anses à polypectomie à ouverture courte Sensation™	56
Anses Captiflex™	56
Anses Captivator™	57
Anses Captivator™ II	57
Anses pédiatriques Profile™	57
Anses rotatives	55
AXIOS™ Stent et système de largage	20
Ballon de dilatation CRE™ œsophage	44
Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / œsophage / pylore / biliaire (indication DASE : Extraction de Calculs Biliaires par Macro-Dilatation)	43
Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide œsophage / pylore / biliaire (indication DASE : Extraction de Calculs Biliaires par Macro-Dilatation)	43
Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45
Ballonnets de dilatation biliaire Hurricane™ RX	7
Ballonnets de dilatation biliaire Max Force™	15
Ballonnets de dilatation pulmonaires CRE™	73
Brosse cytologique RX	7
Brosses de cytologie endoscopique Cellebrity™	72
Canule de CPRE Tandem™ XL à triple lumière	9
Canule Tandem™ RX	1
Canules de CPRE Contour™	9
Canules de CPRE Fluoro Tip™	10
Canules RX	1
Captivator™ EMR	55
Cathéters d'injection pour électro-hémostase Injection Gold Probe™	52
Cathéters pour électro-hémostase Gold Probe™	52
Cathéters pour hémostase Optiflo™	54
Clip hémostatique Resolution™	51
Clip Resolution 360™	51
Cordons électriques	58
Dispositifs d'extraction des calculs Stonetome™	10
Dispositifs et accessoires de Gonflage/Dégonflage	46
Drains naso-biliaires Flexima™	29
Endoprothèses Advanix™ – Seuls	26–27
Endoprothèses Advanix™ RX préchargés avec système de mise en place NaviFlex™ RX	25
Endoprothèses biliaires Amsterdam Percuflex™	30
Endoprothèses biliaires en queue de cochon C-flex™	30
Endoprothèses biliaires Flexima™	29

# Index alphabétique (SUITE)

Endoprothèses biliaires RX	28
Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ non couvertes	22
Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ partiellement couvertes en Permalume™	21
Endoprothèses biliaires Wallstent™ RX non couvertes	23
Endoprothèses biliaires Wallstent™ RX partiellement couvertes en Permalume™	23
Endoprothèses coliques et duodénales Wallstent™ non couvertes	41
Endoprothèses coliques Ultraflex Precision™ non couvertes	41
Endoprothèses coliques WallFlex™ non couvertes	40
Endoprothèses duodénales WallFlex™ non couvertes	40
Endoprothèses Dynamic™ (Y)	69
Endoprothèses œsophagiennes Polyflex Stent™ auto-expansibles en silicone	39
Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal	38
Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal	38
Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal	38
Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage proximal	38
Endoprothèses œsophagiennes WallFlex™ partiellement couvertes en Permalume™	37
Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Droits	33–35
Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Queue de cochon	32–33
Endoprothèses Polyflex Stent™ auto-expansibles en silicone	71
Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal – Endoprothèses bronchiques	70
Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal – Endoprothèses trachéales	70
Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal – Endoprothèses bronchiques	70
Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal – Endoprothèses trachéales	70
Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal – Endoprothèses bronchiques	69
Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal – Endoprothèses trachéales	69
Équipement essentiel SpyGlass™	18
Équipement essentiel SpyGlass™ DS	17
Équipement jetable SpyGlass™	18
Équipement jetable SpyGlass™ DS	17
Équipement réutilisable SpyGlass™	18
Expect™ Aiguille d'aspiration transbronchique guidée par échographie endobronchique – Compatible endoscopes Olympus	68
Extractor™ Pro DL Ballon d'extraction	14
Extractor™ Pro RX Ballon d'extraction – Injection distale	5
Extractor™ Pro RX Ballon d'extraction – Injection proximale	5
Extractor™ Pro RX-S Ballon d'extraction – Injection distale	6
Extractor™ Pro RX-S Ballon d'extraction – Injection proximale	6
Extractor™ Pro XL Ballon d'extraction – Injection distale	14
Extractor™ Pro XL Ballon d'extraction – Injection proximale	14
Fil guide très ferme Amplatz™	49
Fil guide très ferme Wallstent™	49
Fils guides Dreamwire™	47
Fils guides Hydra Jagwire™	47
Fils guides Jagwire	48
Fils guides Jagwire™ – Jagwire extensible	48
Fils guides pulmonaires Jagwire™	73
Hot AXIOS™ Stent et système de largage avec électrocautérisation	20
Infundibulotome Microknife™ XL à triple lumière	13
Kit boutons de remplacement (forme ballons)	64

# Index alphabétique (SUITE)

Kit boutons de remplacement (forme champignon)	65
Kit de GEP standard EndoVive™	61
Kit de GEP standard EndoVive™ avec ENFit	61
Kits d'accessoires pour générateur de thermoplastique bronchique (BT) Alair™ ATS 201	67
Kits d'endoprothèse Advanix™ (Endoprothèse + Pousseur RX) – Droits	31
Kits d'endoprothèse Advanix™ (Endoprothèse + Pousseur RX) – Queue de cochon	31
Kits d'introduction pour pose d'endoprothèse Amsterdam Percuflex™	30
Kits de GPE avec bouton One Step de petit calibre	62
NaviPro™ 100 % Guides hydrophiles	49
NovaGold™ fils guide de haute performance	49
Paniers d'extraction pour voies respiratoires ZeroTip™	73
Paniers d'extraction sur fil guide Trapezoid™ RX	6
Pince à biopsie chaude Radial Jaw™ 4	58
Pince à biopsie gastro-pédiatrique Radial Jaw™ 4	60
Pince à biopsie pour prélèvement multiple Multibite™	60
Pince à biopsie pulmonaire Radial Jaw™ 4	72
Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 capacité standard	59
Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 large capacité	59
Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 capacité maxi	60
Poignée de gonflage Encore™ 26	8
Rigiflex™ II Ballon de dilatation pour Achalasie	45
RX Needle Knife™ XL Sphinctérotome triple lumière	4
Sonde d'alimentation jéjunale par GPE	63
Sonde de gastrostomie de rechange avec connecteur ENFit	65
Sondes et adaptateurs	63
Sphinctérotomes de canulation Autotome™ RX non préchargé	4
Sphinctérotomes de canulation Dreamtome™ RX préchargé avec fil guide Dreamwire™	2
Sphinctérotomes de canulation Hydratome™ RX préchargé avec fil guide Hydra Jagwire™	2
Sphinctérotomes de canulation Jagtome™ RX préchargé avec fil guide Jagwire™	3
Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™	12
Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Dreamwire préchargé avec fil guide Dreamwire™	11
Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Hydra préchargé avec fil guide Hydra Jagwire™	11
Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Jag préchargé avec fil guide Jagwire™	11
Système de mise en place NaviFlex™ RX	27
Système de thermoplastie bronchique (BT) Alair™	67
Systèmes de ligatures multiples de varices œsophagiennes Super 7™	51
Systèmes de mise en place NaviFlex™ RX & Pousseurs NaviFlex	36
Systèmes inflateur Alliance™ II réutilisable	46
Systèmes inflateur Alliance™ II réutilisable	73
Ultratome XL™ Sphinctérotome triple lumière	13
Ultratome™ Sphinctérotome double lumière	13
Wallflex™ RX totalement couvert – Approuvé pour l'indication bénigne. Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement en Permalume™	21
Wallflex™ totalement couvert – Indication bénigne – Endoprothèse œsophagienne métallique auto-expansible en Nitinol	37
Wallflex™ totalement couvert – Indication bénigne – Endoprothèse œsophagienne métallique auto-expansible en Nitinol avec boucle de retrait (20 mm)	37
Wallstent™ biliaire non couvert	24
Wallstent™ biliaire partiellement couvert. Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement en Permalume	24



# Index par référence

Références	Description	Page
	<b>Fils guides très fermes Wallstent™</b>	
H965180011	Wallstent très fermes	49
	<b>Wallstent™ biliaire non couvert</b>	
H965430100	Endoprothèse biliaire Wallstent	24
H965430200	Endoprothèse biliaire Wallstent	24
H965430300	Endoprothèse biliaire Wallstent	24
H965430400	Endoprothèse biliaire Wallstent	24
H965430500	Endoprothèse biliaire Wallstent	24
H965430600	Endoprothèse biliaire Wallstent	24
	<b>Wallstent™ biliaire partiellement couvert. Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement en Permalume™</b>	
H965430700	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	24
H965430800	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	24
H965430900	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	24
H965431000	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	24
H965431100	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	24
H965431200	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	24
	<b>Système de thermoplastie bronchique (BT) Alair™</b>	
M005ATS20000	Générateur Alair RF – unipolaire (électrode de retour non incluse)	67
	<b>Kits d'accessoires pour générateur de thermoplastie bronchique (BT) Alair™ ATS 201</b>	
M005ATS20110	Amérique du Nord – Connecteur	67
M005ATS20120	Royaume-Uni – Type G	67
M005ATS20130	Union européenne – Type hybride E/F	67
M005ATS20140	Australie – Type I	67
M005ATS20150	Danemark – Type K	67
M005ATS20160	Brésil – CEI 60906-1	67
M005ATS20170	Chine – CPCS-CCC (Chine -10 A/250 V)	67
M005ATS20180	Suisse – Type J	67
M005ATS20190	Israël – Type H	67
	<b>Système de thermoplastie bronchique (BT) Alair™</b>	
M005ATS25010	Cathéter de thermoplastie bronchique (BT) Alair – Amérique du Nord	67
M005ATS25020	Cathéter de thermoplastie bronchique (BT) Alair – Monde	67
	<b>Accessoires pour GEP EndoVive™ avec ENFit</b>	
M00501261	Raccord en Y pour sonde de gastrostomie initiale 20Fr/6,67mm avec ENFit	61
M00501271	Raccord en Y pour sonde de gastrostomie initiale 24Fr/8mm avec ENFit	61
	<b>Kit de GEP standard EndoVive™ avec ENFit</b>	
M00509081	EndoVive GEP standard à tirer avec ENFit 20Fr/6,67mm	61
M00509091	EndoVive GEP standard à pousser avec ENFit 20Fr/6,67mm	61
M00509101	EndoVive GEP standard à tirer avec ENFit 24Fr/8mm	61
M00509111	EndoVive GEP standard à pousser avec ENFit 24Fr/8mm	61
	<b>Sonde de gastrostomie de rechange avec connecteur ENFit</b>	
M00509881	Sonde G de remplacement 12Fr/4mm, droite	65
M00509891	Sonde G de remplacement 14Fr/4,67mm, droite	65
M00509901	Sonde G de remplacement 16Fr/5,33mm, droite	65
M00509911	Sonde G de remplacement 18Fr/6mm, droite	65

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Sonde de gastrostomie de rechange avec connecteur ENFit (SUITE)</b>	
M00509921	Sonde G de remplacement 20Fr/6,67mm, droite	65
M00509931	Sonde G de remplacement 22Fr/7,33mm, droite	65
M00509941	Sonde G de remplacement 24Fr/8mm, droite	65
M00509961	Sonde G de remplacement 12Fr/4mm, à angle droit	65
M00509971	Sonde G de remplacement 14Fr/4,67mm, à angle droit	65
M00509981	Sonde G de remplacement 16Fr/5,33mm, à angle droit	65
M00509991	Sonde G de remplacement 18Fr/6mm, à angle droit	65
M00510001	Sonde G de remplacement 20Fr/6,67mm, à angle droit	65
M00510011	Sonde G de remplacement 22Fr/7,33mm, à angle droit	65
M00510021	Sonde G de remplacement 24Fr/8mm, à angle droit	65
	<b>Pince à biopsie pour prélèvement multiple Multibite™</b>	
M00510101	Pince à biopsie pour prélèvement multiple Multibite	60
M00510121	Pince à biopsie pour prélèvement multiple Multibite	60
	<b>Paniers d'extraction sur fil guide Trapezoid™ RX</b>	
M00510860	Panier d'extraction sur fil guide Trapezoid RX	6
M00510870	Panier d'extraction sur fil guide Trapezoid RX	6
M00510880	Panier d'extraction sur fil guide Trapezoid RX	6
M00510890	Panier d'extraction sur fil guide Trapezoid RX	6
	<b>Cathéters pour hémostase Optiflo™</b>	
M00511731	Cathéter pour hémostase Optiflo	54
M00511751	Cathéter pour hémostase Optiflo	54
	<b>Paniers d'extraction pour voies respiratoires ZeroTip™</b>	
M00513200	Panier d'extraction pour voies respiratoires ZeroTip	73
M00513210	Panier d'extraction pour voies respiratoires ZeroTip	73
	<b>Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 large capacité</b>	
M00513301	Radial Jaw 4 large capacité	59
M00513302	Radial Jaw 4 large capacité	59
M00513303	Radial Jaw 4 large capacité	59
M00513311	Radial Jaw 4 large capacité avec aiguille	59
M00513312	Radial Jaw 4 large capacité avec aiguille	59
M00513313	Radial Jaw 4 large capacité avec aiguille	59
M00513321	Radial Jaw 4 large capacité	59
M00513322	Radial Jaw 4 large capacité	59
M00513323	Radial Jaw 4 large capacité	59
M00513331	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	59
M00513332	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	59
M00513333	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	59
	<b>Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 capacité maxi</b>	
M00513343	Radial Jaw 4 maxi	60
M00513353	Radial Jaw 4 maxi avec aiguille	60
M00513361	Radial Jaw 4 maxi	60
M00513362	Radial Jaw 4 maxi	60
M00513363	Radial Jaw 4 maxi	60

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 capacité maxi (SUITE)</b>	
M00513371	Radial Jaw 4 maxi avec aiguille	60
M00513372	Radial Jaw 4 maxi avec aiguille	60
M00513373	Radial Jaw 4 maxi avec aiguille	60
	<b>Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 capacité standard</b>	
M00513381	Radial Jaw 4 capacité standard	59
M00513382	Radial Jaw 4 capacité standard	59
M00513383	Radial Jaw 4 capacité standard	59
M00513391	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	59
M00513392	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	59
M00513393	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	59
M00513401	Radial Jaw 4 capacité standard	59
M00513402	Radial Jaw 4 capacité standard	59
M00513403	Radial Jaw 4 capacité standard	59
M00513411	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	59
M00513412	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	59
M00513413	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	59
	<b>Pince à biopsie gastro-pédiatrique Radial Jaw™ 4</b>	
M00513441	Radial Jaw 4 gastro-pédiatrique	60
M00513443	Radial Jaw 4 gastro-pédiatrique	60
M00513451	Radial Jaw 4 gastro-pédiatrique avec aiguille	60
M00513453	Radial Jaw 4 gastro-pédiatrique avec aiguille	60
	<b>Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal</b>	
M00513700	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00513710	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00513720	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
	<b>Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal</b>	
M00513730	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00513740	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00513750	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
	<b>Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal</b>	
M00513800	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00513810	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00513820	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00513830	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
	<b>Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage proximal</b>	
M00513840	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00513850	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00513860	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
	<b>Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal</b>	
M00514200	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00514210	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
	<b>Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal</b>	
M00514220	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal (SUITE)</b>	
M00514230	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
	<b>Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage proximal</b>	
M00514240	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
M00514250	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	38
	<b>Endoprothèses œsophagiennes Polyflex Stent™ auto-expansibles en silicone</b>	
M00514270	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	39
M00514280	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	39
M00514290	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	39
M00514300	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	39
M00514310	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	39
M00514320	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	39
M00514330	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	39
M00514340	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	39
M00514350	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	39
	<b>Pince à biopsie chaude Radial Jaw™ 4</b>	
M00515031	Pince à biopsie chaude Radial Jaw 4	58
M00515032	Pince à biopsie chaude Radial Jaw 4	58
M00515033	Pince à biopsie chaude Radial Jaw 4	58
	<b>Fils guides pulmonaires Jagwire™</b>	
M00515171	Jagwire	73
	<b>Pince à biopsie pulmonaire Radial Jaw™ 4</b>	
M00515181	Radial Jaw 4 capacité standard	72
M00515182	Radial Jaw 4 capacité standard	72
M00515191	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	72
M00515192	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	72
M00515201	Radial Jaw 4 large capacité	72
M00515202	Radial Jaw 4 large capacité	72
	<b>Brosses de cytologie endoscopique Cellebri™</b>	
M00516001	Brosse de cytologie Cellebri	72
M00516011	Brosse de cytologie Cellebri	72
M00516071	Brosse de cytologie Cellebri	72
M00516151	Brosse de cytologie Cellebri	72
	<b>WallFlex™ totalement couvert – Indication bénigne Endoprothèse œsophagienne métallique auto-expansible en Nitinol</b>	
M00516210	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	37
M00516220	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	37
M00516230	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	37
M00516240	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	37
M00516250	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	37
M00516260	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	37
	<b>WallFlex™ totalement couvert – Indication bénigne Endoprothèse œsophagienne métallique auto-expansible en Nitinol avec boucle de retrait (20 mm)</b>	
M00516270	WallFlex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	37
M00516280	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	37
M00516290	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	37

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>WallFlex™ totalement couvert – Indication bénigne Endoprothèse œsophagienne métallique auto-expansible en Nitinol avec boucle de retrait (20 mm) (SUITE)</b>	
M00516300	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	37
M00516310	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	37
M00516320	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	37
	<b>Endoprothèses œsophagiennes WallFlex™ totalement couvertes en Permalume™</b>	
M00516700	Endoprothèse œsophagienne WallFlex totalement couverte	42
M00516710	Endoprothèse œsophagienne WallFlex totalement couverte	42
M00516720	Endoprothèse œsophagienne WallFlex totalement couverte	42
M00516730	Endoprothèse œsophagienne WallFlex totalement couverte	42
M00516740	Endoprothèse œsophagienne WallFlex totalement couverte	42
M00516750	Endoprothèse œsophagienne WallFlex totalement couverte	42
	<b>Endoprothèses œsophagiennes WallFlex™ partiellement couvertes en Permalume™</b>	
M00516900	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	37
M00516910	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	37
M00516920	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	37
M00516930	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	37
M00516940	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	37
M00516950	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	37
	<b>Aiguilles de sclérothérapie transparentes Interject™</b>	
M00518111	Aiguille de sclérothérapie Interject	53
	<b>Aiguilles de sclérothérapie Interject™</b>	
M00518151	Aiguille de sclérothérapie Interject	53
M00518161	Aiguille de sclérothérapie Interject	53
M00518251	Aiguille de sclérothérapie Interject	53
M00518261	Aiguille de sclérothérapie Interject	53
	<b>Aiguilles de sclérothérapie transparentes Interject™</b>	
M00518301	Aiguille de sclérothérapie Interject	53
M00518311	Aiguille de sclérothérapie Interject	53
	<b>Aiguilles de sclérothérapie Interject™</b>	
M00518351	Aiguille de sclérothérapie Interject	53
M00518361	Aiguille de sclérothérapie Interject	53
	<b>Clip Resolution 360™</b>	
M00521230	Clip Resolution 360	51
M00521231	Clip Resolution 360	51
M00521232	Clip Resolution 360	51
M00521233	Clip Resolution 360	51
M00521240	Clip Resolution 360	51
M00521241	Clip Resolution 360	51
M00521242	Clip Resolution 360	51
M00521243	Clip Resolution 360	51
	<b>Clip hémostatique Resolution™</b>	
M00522600	Clip hémostatique Resolution	51
M00522601	Clip hémostatique Resolution	51
M00522602	Clip hémostatique Resolution	51



# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Clip hémostatique Resolution™</b> (SUITE)	
M00522610	Clip hémostatique Resolution	51
M00522611	Clip hémostatique Resolution	51
M00522612	Clip hémostatique Resolution	51
	<b>Ultratome™ Sphinctérotome double lumière</b>	
M00530800	Ultratome Garde courte	13
M00530810	Ultratome Garde longue	13
M00530820	Ultratome Garde courte	13
M00530830	Ultratome Garde longue	13
	<b>Canules de CPRE Contour™</b>	
M00530850	Canule de CPRE Contour	9
M00530860	Canule de CPRE Contour	9
M00530870	Canule de CPRE Contour	9
M00530880	Canule de CPRE Contour	9
M00530890	Canule de CPRE Contour	9
	<b>Canules de CPRE Fluoro Tip™</b>	
M00530960	Canule de CPRE Fluoro Tip, extrémité standard	10
M00530970	Canule de CPRE Fluoro Tip, extrémité effilée	10
M00530980	Canule de CPRE Fluoro Tip, extrémité très effilée	10
	<b>Endoprothèses biliaires en queue de cochon C-flex™</b>	
M00532010	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	30
M00532020	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	30
M00532030	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	30
M00532040	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	30
M00532050	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	30
M00532060	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	30
	<b>Endoprothèses Advanix™ – Seuls</b>	
M00532160	Endoprothèse Advanix	27
M00532180	Endoprothèse Advanix	27
M00532190	Endoprothèse Advanix	27
M00532210	Endoprothèse Advanix	27
M00532220	Endoprothèse Advanix	27
M00532230	Endoprothèse Advanix	27
M00532240	Endoprothèse Advanix	27
M00532260	Endoprothèse Advanix	27
M00532270	Endoprothèse Advanix	27
M00532290	Endoprothèse Advanix	27
M00532300	Endoprothèse Advanix	27
M00532310	Endoprothèse Advanix	27
	<b>Infundibulotome Microknife™ XL à triple lumière</b>	
M00532810	Microknife XL	13
	<b>Endoprothèses Advanix™ – Seuls</b>	
M00532870	Endoprothèse Advanix	26
M00532880	Endoprothèse Advanix	26

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Endoprothèses Advanix™ – Seuls</b> (SUITE)	
M00532890	Endoprothèse Advanix	26
M00532900	Endoprothèse Advanix	26
M00532910	Endoprothèse Advanix	26
M00532920	Endoprothèse Advanix	26
M00532930	Endoprothèse Advanix	26
M00532940	Endoprothèse Advanix	26
M00532950	Endoprothèse Advanix	26
M00532960	Endoprothèse Advanix	26
M00532970	Endoprothèse Advanix	26
M00532980	Endoprothèse Advanix	26
M00532990	Endoprothèse Advanix	26
M00533000	Endoprothèse Advanix	26
M00533010	Endoprothèse Advanix	26
M00533020	Endoprothèse Advanix	26
M00533030	Endoprothèse Advanix	26
M00533040	Endoprothèse Advanix	26
M00533230	Endoprothèse Advanix	26
M00533240	Endoprothèse Advanix	26
M00533250	Endoprothèse Advanix	26
M00533260	Endoprothèse Advanix	26
M00533270	Endoprothèse Advanix	26
M00533280	Endoprothèse Advanix	26
M00533290	Endoprothèse Advanix	26
M00533300	Endoprothèse Advanix	26
M00533310	Endoprothèse Advanix	26
M00533320	Endoprothèse Advanix	26
M00533330	Endoprothèse Advanix	26
M00533340	Endoprothèse Advanix	26
M00533350	Endoprothèse Advanix	26
M00533360	Endoprothèse Advanix	26
M00533370	Endoprothèse Advanix	26
M00533380	Endoprothèse Advanix	26
M00533390	Endoprothèse Advanix	26
M00533400	Endoprothèse Advanix	26
	<b>Système de mise en place NaviFlex™ RX</b>	
M00533560	Système de mise en place RX	27
M00533570	Système de mise en place RX	27
M00533580	Système de mise en place RX	27
	<b>Endoprothèses biliaires Amsterdam Percuflex™</b>	
M00533610	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30
M00533620	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30
M00533630	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30
M00533640	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Endoprothèses biliaires Amsterdam Percuflex™ (SUITE)</b>	
M00533650	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30
M00533660	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30
M00533670	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30
M00533680	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30
M00533690	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30
M00533700	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	30
	<b>Kits d'introduction pour pose d'endoprothèse Amsterdam Percuflex™</b>	
M00533910	Kit d'introduction avec cathéter pousseur à utiliser avec une endoprothèse Amsterdam Percuflex de Ø ext. 7F (2,33 mm)	30
M00533920	Kit d'introduction avec cathéter pousseur à utiliser avec une endoprothèse Amsterdam Percuflex de Ø ext. 10F (3,33 mm)	30
	<b>Endoprothèses Advanix™ RX préchargés avec système de mise en place NaviFlex™ RX</b>	
M00534200	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534210	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534220	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534230	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534240	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534250	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534260	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534270	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534280	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534290	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534300	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534310	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534320	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534330	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534340	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534350	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534360	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534370	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534560	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534570	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534580	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534590	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534600	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534610	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534620	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534630	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534640	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534650	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534660	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534670	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534680	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534690	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534700	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
<b>Endoprothèses Advanix™ RX préchargés avec système de mise en place NaviFlex™ RX (SUITE)</b>		
M00534710	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534720	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
M00534730	Endoprothèse Advanix RX préchargé	25
<b>Système de mise en place NaviFlex™ RX &amp; Pousseurs NaviFlex</b>		
M00535000	Pousseur RX	36
M00535010	Pousseur RX	36
M00535020	Pousseur	36
M00535030	Pousseur	36
M00535060	Système de mise en place NaviFlex RX	36
M00535080	Système de mise en place NaviFlex RX	36
<b>Dispositifs d'extraction des calculs Stonetome™</b>		
M00535110	Stonetome (au dessus du fil de coupe)	10
M00535130	Stonetome (au dessus du fil de coupe)	10
M00535150	Stonetome (sous le fil de coupe)	10
M00535170	Stonetome (sous le fil de coupe)	10
M00535190	Stonetome (sous le fil de coupe)	10
M00535210	Stonetome (sous le fil de coupe)	10
<b>Canule de CPRE Tandem™ XL à triple lumière</b>		
M00535700	Canule de CPRE Tandem XL à triple lumière	9
<b>Ultratome XL™ Sphinctérotome triple lumière</b>		
M00535900	Ultratome XL Garde courte	13
M00535910	Ultratome XL Garde longue	13
M00535920	Ultratome XL Garde courte	13
M00535930	Ultratome XL Garde longue	13
<b>Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Droits</b>		
M00536000	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00536010	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00536020	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00536030	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00536040	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00536050	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00536060	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00536070	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00536080	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536090	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536100	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536110	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536120	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536130	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536140	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536150	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536160	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536170	Endoprothèse pancréatique Advanix	34

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
<b>Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Droits</b> (SUITE)		
M00536180	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536190	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536200	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536210	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536220	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536230	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536240	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536250	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536260	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536270	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536280	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536290	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536300	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536310	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536320	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536330	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536340	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536350	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536360	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536370	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536380	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536390	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536400	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536410	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536420	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536430	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536440	Endoprothèse pancréatique Advanix	34
M00536450	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536460	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536470	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536480	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536490	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536500	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536510	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536520	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536530	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536540	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536550	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536560	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536570	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536580	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536590	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536600	Endoprothèse pancréatique Advanix	35



# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
<b>Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Droits</b> (SUITE)		
M00536610	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536620	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536630	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536640	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536650	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536660	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536670	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536680	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536690	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536700	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536710	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536720	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
M00536730	Endoprothèse pancréatique Advanix	35
<b>Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Queue de cochon</b>		
M00536740	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536750	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536760	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536770	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536780	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536790	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536800	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536810	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536820	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536830	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536840	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536850	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536860	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536870	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536880	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536890	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536900	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536910	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536920	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536930	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536940	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536950	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536960	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536970	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536980	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00536990	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537000	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537010	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537020	Endoprothèse pancréatique Advanix	32

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
<b>Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Queue de cochon (SUITE)</b>		
M00537030	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537040	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537050	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537060	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537070	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537080	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537090	Endoprothèse pancréatique Advanix	32
M00537100	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537110	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537120	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537130	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537140	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537150	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537160	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537170	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537180	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537190	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537200	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537210	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537220	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537230	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537240	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537250	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537260	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537270	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537280	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537290	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537300	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537310	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537320	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537330	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
M00537340	Endoprothèse pancréatique Advanix	33
<b>Kits d'endoprothèse Advanix™ (Endoprothèse + Pousseur RX) – Queue de cochon</b>		
M00537350	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537360	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537370	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537380	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537390	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537400	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537410	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537420	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537430	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537440	Kit d'endoprothèse Advanix	31

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Kits d'endoprothèse Advanix™ (Endoprothèse + Pousseur RX) – Queue de cochon (SUITE)</b>	
M00537450	Kit d'endoprothèse Advanix	31
	<b>Kits d'endoprothèse Advanix™ (Endoprothèse + Pousseur RX) – Droits</b>	
M00537460	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537470	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537480	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537490	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537500	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537510	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537520	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537530	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537540	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537550	Kit d'endoprothèse Advanix	31
M00537560	Kit d'endoprothèse Advanix	31
	<b>Endoprothèses biliaires Flexima™</b>	
M00539200	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539210	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539220	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539230	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539240	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539250	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539260	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539270	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539280	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539290	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539300	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539310	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539320	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539330	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539340	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539350	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539360	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539370	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539380	Endoprothèse biliaire Flexima	29
M00539390	Endoprothèse biliaire Flexima	29
	<b>Drains naso-biliaires Flexima™</b>	
M00540120	Drain naso-biliaire Flexima	29
M00540130	Drain naso-biliaire Flexima	29
M00540140	Drain naso-biliaire Flexima	29
M00540160	Drain naso-biliaire Flexima	29
M00540170	Drain naso-biliaire Flexima	29
M00540180	Drain naso-biliaire Flexima	29
	<b>Systèmes de ligatures multiples de varices œsophagiennes Super 7™</b>	
M00542250	Système de ligature Super 7	51

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Systèmes de ligatures multiples de varices œsophagiennes Super 7™ (SUITE)</b>	
M00542251	Système de ligature Super 7	51
M00542253	Système de ligature Super 7	51
	<b>Brosse cytologique RX</b>	
M00545000	Brosse cytologique RX	7
	<b>Sphinctérotomes de canulation Autotome™ RX non préchargé</b>	
M00545150	Sphinctérotome Autotome RX 49	4
M00545160	Sphinctérotome Autotome RX 49	4
M00545170	Sphinctérotome Autotome RX 44	4
M00545180	Sphinctérotome Autotome RX 44	4
M00545190	Sphinctérotome Autotome RX 39	4
M00545200	Sphinctérotome Autotome RX 39	4
	<b>Accessoires RX</b>	
M00545211	Bloqueur RX – Compatible avec les endoscopes Olympus/Fujinon	8
M00545221	Bloqueur RX – Compatible avec les endoscopes Pentax	8
M00545261	Bloqueur RX avec valve à usage unique pour canal à biopsie – Compatible avec Olympus	8
M00545271	Bloqueur RX avec valve à usage unique pour canal à biopsie – Compatible avec Pentax	8
M00545281	Bloqueur RX avec valve à usage unique pour canal à biopsie – Compatible avec Fujinon	8
M00545471	Bloqueur RX	8
	<b>Endoprothèses biliaires RX</b>	
M00545550	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545560	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545570	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545580	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545590	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545600	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545610	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545620	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545630	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545640	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545650	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545660	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545670	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545680	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545690	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545700	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545710	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545720	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545730	Endoprothèse biliaire RX	28
M00545740	Endoprothèse biliaire RX	28
	<b>Canules RX</b>	
M00545760	Canule de CPRE RX standard	1
M00545770	Canule de CPRE RX effilée	1
M00545780	Canule de CPRE RX ronde	1

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Canule Tandem™ RX</b>	
M00545820	Canule Tandem RX	1
	<b>RX Needle Knife™ XL Sphinctérotome triple lumière</b>	
M00545840	RX Needle Knife XL Sphinctérotome triple lumière	4
	<b>Ballonnets de dilatation biliaire Hurricane™ RX</b>	
M00545890	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	7
M00545900	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	7
M00545910	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	7
M00545920	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	7
M00545930	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	7
M00545940	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	7
M00545950	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	7
M00545960	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	7
	<b>SpyGlass™</b>	
M00546030	Sonde de visualisation directe SpyGlass	18
M00546040	Oculaire SpyGlass	18
M00546050	Plateau de stockage SpyGlass – Petit	18
M00546060	Plateau de stockage SpyGlass – Grand	18
M00546070	Bras à 3 articulations avec clamp	18
M00546110	Caméra SpyGlass PAL	18
M00546120	Moniteur vidéo SpyGlass	18
M00546140	Pompe d'irrigation avec pédale	18
M00546160	Chariot de transport SpyGlass	18
M00546190	Source lumineuse SpyGlass	18
M00546200	Ampoule de remplacement pour la source lumineuse SpyGlass	18
M00546210	Câble optique SpyGlass	18
M00546230	Cathéter d'accès et de mise en place SpyScope™	18
M00546240	Transformateur d'isolation 230V	18
M00546250	Câble d'alimentation	18
M00546270	Pince à biopsie SpyBite™	18
	<b>SpyGlass™ DS</b>	
M00546270	Pince à biopsie SpyBite™	17
M00546451	Jeu de tubulure d'irrigation SpyGlass	17
	<b>SpyGlass™</b>	
M00546451	Jeu de tubulure d'irrigation SpyGlass	18
	<b>SpyGlass™ DS</b>	
M00546600	Cathéter d'accès et de mise en place SpyScope™ DS	17
M00546650	Générateur SpyGlass™ DS Digital	17
	<b>Extractor™ Pro RX Ballon d'extraction – Injection distale</b>	
M00547000	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	5
M00547010	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	5
M00547020	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	5
	<b>Extractor™ Pro RX Ballon d'extraction – Injection proximale</b>	
M00547030	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	5



# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Extractor™ Pro RX Ballon d'extraction – Injection proximale (SUITE)</b>	
M00547040	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	5
M00547050	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	5
	<b>Extractor™ Pro XL Ballon d'extraction – Injection distale</b>	
M00547100	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	14
M00547110	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	14
M00547120	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	14
	<b>Extractor™ Pro XL Ballon d'extraction – Injection proximale</b>	
M00547130	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	14
M00547140	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	14
M00547150	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	14
	<b>Extractor™ Pro DL Ballon d'extraction</b>	
M00547200	Extractor Pro DL Ballon d'extraction	14
M00547210	Extractor Pro DL Ballon d'extraction	14
M00547220	Extractor Pro DL Ballon d'extraction	14
	<b>Extractor™ Pro RX-S Ballon d'extraction – Injection distale</b>	
M00547300	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	6
M00547310	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	6
M00547310	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	6
	<b>Extractor™ Pro RX-S Ballon d'extraction – Injection proximale</b>	
M00547330	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	6
M00547340	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	6
M00547350	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	6
	<b>Aiguilles à poignée Expect™ Standard</b>	
M00550000	Aiguille à poignée Expect Standard	19
M00550001	Aiguille à poignée Expect Standard	19
M00550010	Aiguille à poignée Expect Standard	19
M00550011	Aiguille à poignée Expect Standard	19
M00550020	Aiguille à poignée Expect Standard	19
M00550021	Aiguille à poignée Expect Standard	19
M00550040	Aiguille à poignée Expect Standard	19
M00550041	Aiguille à poignée Expect Standard	19
	<b>Fil guide très ferme Amplatz™</b>	
M00550090	Amplatz très ferme	49
	<b>Ballonnets de dilatation pulmonaires CRE™</b>	
M00550300	Ballonnet CRE	73
M00550310	Ballonnet CRE	73
M00550320	Ballonnet CRE	73
M00550330	Ballonnet CRE	73
M00550340	Ballonnet CRE	73
M00550350	Ballonnet CRE	73
	<b>Systèmes inflateur Alliance™ II réutilisable</b>	
M00550601	Seringue 60 ml avec manomètre	46, 73
M00550620	Alliance™ II Pistolet inflateur	6, 46, 73

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>NovaGold™ fils guide de haute performance</b>	
M00552001	NovaGold	49
M00552011	NovaGold	49
	<b>Dispositifs et accessoires de Gonflage/Dégonflage</b>	
M00553200	Pompe pneumatique pour achalasie réutilisable	46
	<b>AXIOS™ Stent et système de largage</b>	
M00553440	AXIOS Stent et système de largage	20
M00553450	AXIOS Stent et système de largage	20
	<b>Hot AXIOS™ Stent et système de largage avec électrocautérisation</b>	
M00553520	Hot AXIOS Stent et système de largage avec électrocautérisation	20
M00553530	Hot AXIOS Stent et système de largage avec électrocautérisation	20
M00553540	Hot AXIOS Stent et système de largage avec électrocautérisation	20
M00553550	Hot AXIOS Stent et système de largage avec électrocautérisation	20
	<b>Rigiflex™ II Ballon de dilatation pour Achalasie</b>	
M00554500	Rigiflex™ II Ballon de dilatation pour Achalasie	45
M00554510	Rigiflex™ II Ballon de dilatation pour Achalasie	45
M00554520	Rigiflex™ II Ballon de dilatation pour Achalasie	45
	<b>Aiguilles à poignée Expect™ Slimline</b>	
M00555500	Aiguille à poignée Expect Slimline	19
M00555501	Aiguille à poignée Expect Slimline	19
M00555510	Aiguille à poignée Expect Slimline	19
M00555511	Aiguille à poignée Expect Slimline	19
M00555520	Aiguille à poignée Expect Slimline	19
M00555521	Aiguille à poignée Expect Slimline	19
M00555530	Aiguille à poignée Expect Slimline	19
M00555531	Aiguille à poignée Expect Slimline	19
	<b>Aiguille Acquire™ EUS-FNB</b>	
M00555540	Aiguille 22ga Acquire EUS-FNB	20
M00555541	Aiguille 22ga Acquire EUS-FNB	20
M00555560	Aiguille 25ga Acquire EUS-FNB	20
M00555561	Aiguille 25ga Acquire EUS-FNB	20
	<b>Fils guides Hydra Jagwire™</b>	
M00556001	Hydra Jagwire Standard	47
M00556011	Hydra Jagwire Standard	47
M00556021	Hydra Jagwire ferme	47
M00556031	Hydra Jagwire ferme	47
M00556041	Hydra Jagwire Standard	47
M00556051	Hydra Jagwire Standard	47
M00556061	Hydra Jagwire ferme	47
M00556071	Hydra Jagwire ferme	47
	<b>Fils guides Dreamwire™</b>	
M00556101	Dreamwire Standard	47
M00556111	Dreamwire Standard	47
M00556121	Dreamwire ferme	47

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
<b>Fils guides Dreamwire™ (SUITE)</b>		
M00556131	Dreamwire ferme	47
M00556141	Dreamwire Standard	47
M00556151	Dreamwire Standard	47
M00556161	Dreamwire ferme	47
M00556171	Dreamwire ferme	47
<b>NaviPro™ 100 % Guides hydrophiles</b>		
M00556181	NaviPro Standard	49
M00556191	NaviPro Standard	49
M00556201	NaviPro Standard	49
M00556211	NaviPro Standard	49
M00556221	NaviPro Standard	49
M00556231	NaviPro Standard	49
M00556241	NaviPro ferme	49
M00556251	NaviPro ferme	49
<b>Fils guides Jagwire™</b>		
M00556461	Jagwire Standard	48
M00556481	Jagwire ferme	48
M00556491	Jagwire ferme	48
M00556511	Jagwire Standard	48
M00556521	Jagwire ferme	48
M00556531	Jagwire ferme	48
M00556561	Jagwire Standard	48
M00556581	Jagwire Standard	48
M00556591	Jagwire Standard	48
M00556601	Jagwire ferme	48
M00556611	Jagwire ferme	48
M00556621	Jagwire ferme	48
<b>Fils guides Jagwire™ – Jagwire extensible</b>		
M00556902	Jagwire Jag Tail	48
M00556841	Jagwire Standard	48
M00556851	Jagwire Standard	48
M00556861	Jagwire ferme	48
M00556871	Jagwire ferme	48
<b>Endoprothèses coliques Ultraflex Precision™ non couvertes</b>		
M00557330	Endoprothèse colique Ultraflex Precision	41
M00557360	Endoprothèse colique Ultraflex Precision	41
M00557380	Endoprothèse colique Ultraflex Precision	41
<b>Fils guides Jagwire™</b>		
M00557641	Jagwire Standard	50
M00557651	Jagwire Standard	50
M00557661	Jagwire ferme	50
M00557671	Jagwire ferme	50

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Expect™ Aiguille d'aspiration transbronchique guidée par échographie endobronchique – Compatible endoscopes Olympus</b>	
M00558220	Expect Pulmonaire 22ga – Olympus	68
M00558221	Expect Pulmonaire 25ga – Olympus	68
M00558250	Expect Pulmonaire 25ga – Olympus	68
M00558251	Expect Pulmonaire 22ga – Olympus	68
M00558231	Expect Adaptateur pour aiguille pulmonaire Expect – Olympus	68
	<b>Ballon de dilatation CRE™ Œsophage</b>	
M00558330	Ballon de dilatation CRE™ Œsophage	44
M00558340	Ballon de dilatation CRE™ Œsophage	44
M00558350	Ballon de dilatation CRE™ Œsophage	44
M00558360	Ballon de dilatation CRE™ Œsophage	44
M00558361	Ballon de dilatation CRE™ Œsophage	44
M00558370	Ballon de dilatation CRE™ Œsophage	44
M00558371	Ballon de dilatation CRE™ Œsophage	44
M00558380	Ballon de dilatation CRE™ Œsophage	44
M00558381	Ballon de dilatation CRE™ Œsophage	44
	<b>Ballonnets de dilatation œsophagiens/pyloriques CRE™ sur fil guide</b>	
M00558390	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique CRE sur fil guide	47
M00558400	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique CRE sur fil guide	47
M00558410	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique CRE sur fil guide	47
M00558420	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique CRE sur fil guide	47
M00558430	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique CRE sur fil guide	47
M00558440	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique CRE sur fil guide	47
	<b>Ballonnets de dilatation œsophagiens/pyloriques/coliques CRE™ sur fil guide</b>	
M00558450	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique/colique CRE sur fil guide	47
M00558460	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique/colique CRE sur fil guide	47
M00558470	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique/colique CRE sur fil guide	47
M00558480	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique/colique CRE sur fil guide	47
M00558490	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique/colique CRE sur fil guide	47
M00558500	Ballonnet de dilatation œsophagien/pylorique/colique CRE sur fil guide	47
	<b>Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide œsophage / pylore / biliaire (indication DASE : Extraction de Calculs Biliaires par Macro-Dilatation)</b>	
M00558600	Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide œsophage / pylore / biliaire	43
M00558610	Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide œsophage / pylore / biliaire	43
M00558620	Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide œsophage / pylore / biliaire	43
M00558630	Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide œsophage / pylore / biliaire	43
M00558640	Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide œsophage / pylore / biliaire	43
M00558650	Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide œsophage / pylore / biliaire	43
	<b>Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / œsophage / pylore / biliaire (indication DASE : Extraction de Calculs Biliaires par Macro-Dilatation)</b>	
M00558660	Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / œsophage / pylore / biliaire	43
M00558670	Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / œsophage / pylore / biliaire	43
M00558680	Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / œsophage / pylore / biliaire	43
M00558690	Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / œsophage / pylore / biliaire	43
M00558700	Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / œsophage / pylore / biliaire	43
M00558710	Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / œsophage / pylore / biliaire	43

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Cathéters pour électro-hémostase Gold Probe™</b>	
M00560070	Cathéter Gold Probe	52
M00560071	Cathéter Gold Probe	52
M00560100	Cathéter Gold Probe	52
M00560101	Cathéter Gold Probe	52
	<b>Cathéters d'injection pour électro-hémostase Injection Gold Probe™</b>	
M00560150	Cathéter d'injection Gold Probe	52
M00560160	Cathéter d'injection Gold Probe	52
	<b>Cathéters pour électro-hémostase Gold Probe™</b>	
M00560220	Cathéter Gold Probe	52
	<b>Anses à polypectomie à ouverture courte Sensation™</b>	
M00560311	Ovale, moyenne	56
M00560321	Ovale, petite	56
M00560331	Forme de croissant, moyenne	56
	<b>Anses Captivator™ II</b>	
M00561191	25 mm Arrondie	57
M00561192	25 mm Arrondie	57
M00561193	25 mm Arrondie	57
M00561221	10 mm Arrondie	57
M00561222	10 mm Arrondie	57
M00561223	10 mm Arrondie	57
M00561231	15 mm Arrondie	57
M00561232	15 mm Arrondie	57
M00561233	15 mm Arrondie	57
M00561241	20 mm Arrondie	57
M00561242	20 mm Arrondie	57
M00561243	20 mm Arrondie	57
	<b>Cordons électriques</b>	
M00561250	Cordon électrique adapté au générateur Olympus	15, 58
M00561270	Cordon électrique adapté aux générateurs Endostat™, Endostat™ II, Endostat™ III, Bovie®, ValleyLab®, Aspen Labs et ERBE®	15, 58
	<b>Anses Captivator™ II</b>	
M00561291	33 mm Arrondie, extra large	57
	<b>Anses Captivator™</b>	
M00561311	Ovale, large	57
	<b>Adaptateurs de câble bipolaire électrochirurgical</b>	
M00561440	Adaptateur de câble bipolaire	54
M00561450	Adaptateur de câble bipolaire	54
M00561460	Adaptateur de câble bipolaire	54
M00561470	Adaptateur de câble bipolaire	54
M00561480	Adaptateur de câble bipolaire	54
M00561490	Adaptateur de câble bipolaire	54
M00561500	Adaptateur de câble bipolaire	54
	<b>Captivator™ EMR</b>	
M00561600	Captivator EMR pour gastroscopes standard	55



# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Captivator™ EMR (SUITE)</b>	
M00561610	Captivator EMR pour gastroscopes larges	55
	<b>Anses rotatives</b>	
M00561821	Ovale, petite	55
M00561831	Ovale, moyenne	55
	<b>Anses Captivator™</b>	
M00562301	Ovale, petite	57
M00562321	Ovale, moyenne	57
M00562341	Hexagonale, moyenne	57
M00562371	Forme de croissant, moyenne	57
M00562391	Ovale, large (fil fin)	57
	<b>Anses Captiflex™</b>	
M00562401	Ovale, moyenne	56
M00562402	Ovale, moyenne	56
M00562421	Ovale, petite	56
M00562422	Ovale, petite	56
	<b>Anses Captivator™</b>	
M00562451	Hexagonale, petite	57
	<b>Anses Captiflex™</b>	
M00562471	Micro-Ovale	56
	<b>Anses pédiatriques Profile™</b>	
M00562531	Micro-Ovale	58
M00562551	Ovale, petite	58
M00562571	Ovale, moyenne	58
	<b>Anses à polypectomie à ouverture courte Sensation™</b>	
M00562651	Ovale, large	56
M00562652	Ovale, large	56
M00562671	Ovale, moyenne	56
M00562672	Ovale, moyenne	56
M00562673	Ovale, moyenne	56
M00562691	Ovale, petite	56
M00562692	Ovale, petite	56
M00562693	Ovale, petite	56
	<b>Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon™ avec seringue</b>	
M00564101	Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon avec seringue	72
M00564111	Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon avec seringue	72
M00564121	Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon avec seringue	72
	<b>Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal – Endoprothèses bronchiques</b>	
M00564500	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
M00564510	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
M00564520	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
	<b>Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal – Endoprothèses trachéales</b>	
M00564530	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	70
M00564540	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	70

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal – Endoprothèses trachéales</b> (SUITE)	
M00564560	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	70
M00564570	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	70
M00564590	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	70
M00564600	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	70
	<b>Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal – Endoprothèses bronchiques</b>	
M00564640	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
M00564650	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
M00564660	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
M00564670	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
M00564680	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
M00564690	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
M00564700	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	70
	<b>Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal – Endoprothèses trachéales</b>	
M00564710	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	70
M00564720	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	70
	<b>Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal – Endoprothèses bronchiques</b>	
M00564740	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	69
M00564750	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	69
M00564760	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	69
M00564770	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	69
M00564780	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	69
M00564790	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	69
M00564800	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	69
M00564810	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	69
	<b>Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal – Endoprothèses trachéales</b>	
M00564820	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
M00564830	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
M00564840	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
M00564850	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
M00564860	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
M00564870	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
M00564880	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
M00564890	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
M00564900	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
M00564910	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	69
	<b>Endoprothèses duodénales WallFlex™ non couvertes</b>	
M00565010	Endoprothèse duodénale WallFlex	40
M00565020	Endoprothèse duodénale WallFlex	40
M00565030	Endoprothèse duodénale WallFlex	40
	<b>Endoprothèses coliques WallFlex™ non couvertes</b>	
M00565040	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565050	Endoprothèse colique WallFlex	40

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Endoprothèses coliques WallFlex™ non couvertes (SUITE)</b>	
M00565060	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565070	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565080	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565090	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565100	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565110	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565120	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565130	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565140	Endoprothèse colique WallFlex	40
M00565150	Endoprothèse colique WallFlex	40
	<b>Endoprothèses coliques et duodénales Wallstent™ non couvertes</b>	
M00565560	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	41
M00565570	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	41
M00565580	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	41
M00565590	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	41
M00565620	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	41
M00565630	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	41
M00565640	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	41
M00565650	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	41
	<b>Accessoires</b>	
M00566001	Système d'injection en continu Rapid Refill	8, 15
	<b>Sonde d'alimentation jéjunale par GPE</b>	
M00566320	Sonde d'alimentation jéjunale par GPE 8,5 F (2,83 mm)	63
M00566330	Sonde d'alimentation jéjunale par GPE 8,5 F (2,83 mm)	63
M00566340	Sonde d'alimentation jéjunale par GPE 12 F (4,00 mm)	63
M00566350	Sonde d'alimentation jéjunale par GPE 12 F (4,00 mm)	63
	<b>Accessoires</b>	
M00566670	Poignée de gonflage Encore™ 26	8, 15
	<b>Ballonnets de dilatation biliaire Max Force™</b>	
M00567330	Ballonnet de dilatation Max Force	15
M00567340	Ballonnet de dilatation Max Force	15
M00567370	Ballonnet de dilatation Max Force	15
M00567380	Ballonnet de dilatation Max Force	15
M00567410	Ballonnet de dilatation Max Force	15
M00567420	Ballonnet de dilatation Max Force	15
	<b>Kit boutons de remplacement (forme champignon)</b>	
M00568170	Remplacement de boutons de petit calibre de 28 F (9,33 mm)	65
M00568180	Remplacement de boutons de petit calibre de 28 F (9,33 mm)	65
M00568190	Remplacement de boutons de petit calibre de 28 F (9,33 mm)	65
M00568260	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 F (6,00 mm)	65
M00568270	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 F (6,00 mm)	65
M00568280	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 F (6,00 mm)	65
M00568290	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 F (6,00 mm)	65

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Kit boutons de remplacement (forme champignon) (SUITE)</b>	
M00568300	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 F (6,00 mm)	65
M00568320	Remplacement de boutons de petit calibre de 24 F (8,00 mm)	65
M00568330	Remplacement de boutons de petit calibre de 24 F (8,00 mm)	65
M00568340	Remplacement de boutons de petit calibre de 24 F (8,00 mm)	65
M00568350	Remplacement de boutons de petit calibre de 24 F (8,00 mm)	65
	<b>Kit de GEP standard EndoVive™</b>	
M00568381	EndoVive GEP standard à tirer 20Fr/6,67mm	61
M00568391	EndoVive GEP standard à tirer 24Fr/8mm	61
M00568401	EndoVive GEP standard à pousser 20Fr/6,67mm	61
M00568411	EndoVive GEP standard à pousser 24Fr/8mm	61
	<b>Kits de GPE avec bouton One Step de petit calibre</b>	
M00568450	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 F (6,00 mm), pull	62
M00568460	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 F (6,00 mm), pull	62
M00568470	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 F (6,00 mm), pull	62
M00568480	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 F (6,00 mm), pull	62
M00568500	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 F (8,00 mm), pull	62
M00568510	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 F (8,00 mm), pull	62
M00568520	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 F (8,00 mm), pull	62
M00568530	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 F (8,00 mm), pull	62
M00568560	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 F (6,00 mm), push	62
M00568570	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 F (6,00 mm), push	62
M00568580	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 F (6,00 mm), push	62
M00568600	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 F (8,00 mm), push	62
M00568610	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 F (8,00 mm), push	62
M00568620	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 F (8,00 mm), push	62
M00568630	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 F (8,00 mm), push	62
	<b>Endoprothèses biliaires Wallstent™ RX non couvertes</b>	
M00569610	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	23
M00569620	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	23
M00569630	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	23
M00569640	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	23
M00569650	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	23
M00569660	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	23
	<b>Endoprothèses biliaires Wallstent™ RX partiellement couvertes en Permalume™</b>	
M00569670	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	23
M00569680	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	23
M00569690	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	23
M00569700	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	23
M00569710	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	23
M00569720	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	23
	<b>Endoprothèses biliaires Wallstent™ RX non couvertes</b>	
M00569800	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	23
M00569810	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	23

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Endoprothèses Polyflex Stent™ auto-expansibles en silicone</b>	
M00570000	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570010	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570020	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570030	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570040	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570050	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570060	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570070	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570080	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570090	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570100	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570110	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570120	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570130	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570140	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570150	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570160	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570170	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570180	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570190	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570200	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570210	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570220	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570230	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570240	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570250	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570260	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570270	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570280	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570290	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570300	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570310	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570320	Endoprothèse Polyflex Stent	71
M00570330	Endoprothèse Polyflex Stent	71
	<b>Wallflex™ RX totalement couvert – Approuvé pour l'indication bénigne. Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement en Permalume™</b>	
M00570450	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00570460	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00570470	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00570480	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00570490	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
	<b>Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ totalement couvertes en Permalume™</b>	
M00570500	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	42
M00570510	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	42

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
<b>Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ totalement couvertes en Permalume™ (SUITE)</b>		
M00570520	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	42
M00570530	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	42
M00570540	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	42
<b>Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ non couvertes</b>		
M00570600	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
M00570610	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
M00570620	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
M00570630	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
M00570640	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
M00570650	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
M00570660	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
<b>Endoprothèses Dynamic™ (Y)</b>		
M00570670	Endoprothèse Dynamic (Y)	69
M00570680	Endoprothèse Dynamic (Y)	69
M00570690	Endoprothèse Dynamic (Y)	69
<b>Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ partiellement couvertes en Permalume™</b>		
M00570700	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00570710	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00570720	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00570730	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00570740	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
<b>Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ non couvertes</b>		
M00570890	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
<b>Sphinctérotomes de canulation Jagtome™ RX préchargé avec fil guide Jagwire™</b>		
M00573000	Sphinctérotome Jagtome RX 49	3
M00573010	Sphinctérotome Jagtome RX 49	3
M00573020	Sphinctérotome Jagtome RX 49	3
M00573030	Sphinctérotome Jagtome RX 49	3
M00573040	Sphinctérotome Jagtome RX 44	3
M00573050	Sphinctérotome Jagtome RX 44	3
M00573060	Sphinctérotome Jagtome RX 44	3
M00573070	Sphinctérotome Jagtome RX 44	3
M00573080	Sphinctérotome Jagtome RX 39	3
M00573090	Sphinctérotome Jagtome RX 39	3
M00573100	Sphinctérotome Jagtome RX 39	3
M00573110	Sphinctérotome Jagtome RX 39	3
M00573500	Sphinctérotome Jagtome RX 49	3
M00573510	Sphinctérotome Jagtome RX 49	3
M00573520	Sphinctérotome Jagtome RX 49	3
M00573530	Sphinctérotome Jagtome RX 49	3
M00573540	Sphinctérotome Jagtome RX 44	3
M00573550	Sphinctérotome Jagtome RX 44	3
M00573560	Sphinctérotome Jagtome RX 44	3



# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
	<b>Sphinctérotomes de canulation Jagtome™ RX préchargé avec fil guide Jagwire™ (SUITE)</b>	
M00573570	Sphinctérotome Jagtome RX 44	3
	<b>Wallflex™ RX totalement couvert – Approuvé pour l'indication bénigne. Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement en Permalume™</b>	
M00574210	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00574230	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
	<b>Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ partiellement couvertes en Permalume™</b>	
M00576740	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00576750	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00576760	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00576770	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
	<b>Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ non couvertes</b>	
M00576780	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
M00576790	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	22
	<b>Wallflex™ RX totalement couvert – Approuvé pour l'indication bénigne. Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement en Permalume™</b>	
M00576800	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00576810	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00576820	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
M00576830	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	21
	<b>Sondes et adaptateurs</b>	
M00580171	Adaptateur de nutrition droit par bol 18 F (6,00 mm)	63
M00580181	Adaptateur de nutrition continue à angle droit 18 F (6,00 mm)	63
M00580231	Adaptateur de nutrition droit par bol 24 F (8,00 mm)	63
M00580241	Adaptateur de nutrition continue à angle droit 24 F (8,00 mm)	63
M00580271	Adaptateur de nutrition droit par bol 28 F (9,33 mm)	63
M00580281	Adaptateur de nutrition continue à angle droit 28 F (9,33 mm)	63
M00580401	Sonde de décompression de 18 F (6,00 mm)	63
M00580411	Sonde de décompression de 18 F (6,00 mm)	63
M00580421	Sonde de décompression de 18 F (6,00 mm)	63
M00580431	Sonde de décompression de 18 F (6,00 mm)	63
M00580441	Sonde de décompression de 18 F (6,00 mm)	63
M00580461	Sonde de décompression de 24 F (8,00 mm)	63
M00580471	Sonde de décompression de 24 F (8,00 mm)	63
M00580481	Sonde de décompression de 24 F (8,00 mm)	63
M00580491	Sonde de décompression de 24 F (8,00 mm)	63
	<b>Accessoires pour GEP EndoVive</b>	
M00580641	Raccord en Y pour sonde de gastrostomie initiale 20Fr/6,67mm	61
M00580651	Raccord en Y pour sonde de gastrostomie initiale 24Fr/8mm	61
M00580731	Embases rondes de 20 F (6,67 mm)	61
M00580781	Pinces en C 20Fr/6,67mm et 24Fr/8mm	61
	<b>Kit boutons de remplacement (forme ballons)</b>	
M00582040	Tube de gastrostomie de rechange 12 F (4,00 mm), Droit	64
M00582050	Tube de gastrostomie de rechange 14 F (4,67 mm), Droit	64
M00582060	Tube de gastrostomie de rechange 16 F (5,33 mm), Droit	64
M00582070	Tube de gastrostomie de rechange 18 F (6,00 mm), Droit	64


# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
<b>Kit boutons de remplacement (forme ballons) (SUITE)</b>		
M00582080	Tube de gastrostomie de rechange 20 F (6,67 mm), Droit	64
M00582090	Tube de gastrostomie de rechange 24 F (8,00 mm), Droit	64
M00582100	Tube de gastrostomie de rechange 28 F (9,33 mm), Droit	64
M00582110	Tube de gastrostomie de rechange 12 F (4,00 mm), Angle droit	64
M00582120	Tube de gastrostomie de rechange 14 F (4,67 mm), Angle droit	64
M00582130	Tube de gastrostomie de rechange 16 F (5,33 mm), Angle droit	64
M00582140	Tube de gastrostomie de rechange 18 F (6,00 mm), Angle droit	64
M00582150	Tube de gastrostomie de rechange 20 F (6,67 mm), Angle droit	64
M00582160	Tube de gastrostomie de rechange 24 F (8,00 mm), Angle droit	64
M00582170	Tube de gastrostomie de rechange 28 F (9,33 mm), Angle droit	64
M00582860	Tube de gastrostomie de rechange 22 F (7,33 mm), Droit	64
M00582870	Tube de gastrostomie de rechange 22 F (7,33 mm), Angle droit	64
<b>Sphinctérotomes de canulation Hydratome™ RX préchargé avec fil guide Hydra Jagwire™</b>		
M00583000	Hydratome RX 49	2
M00583010	Hydratome RX 49	2
M00583020	Hydratome RX 49	2
M00583030	Hydratome RX 49	2
M00583040	Hydratome RX 44	2
M00583050	Hydratome RX 44	2
M00583060	Hydratome RX 44	2
M00583070	Hydratome RX 44	2
<b>Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Jag préchargé avec fil guide Jagwire™</b>		
M00583080	Sphinctérotome TRUEtome 39	11
M00583090	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
M00583100	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
M00583110	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
M00583120	Sphinctérotome TRUEtome 39	11
M00583130	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
M00583140	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
M00583150	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
<b>Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Hydra préchargé avec fil guide Hydra Jagwire™</b>		
M00583160	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
M00583170	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
<b>Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Dreamwire préchargé avec fil guide Dreamwire™</b>		
M00583190	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
M00583210	Sphinctérotome TRUEtome 44	11
<b>Sphinctérotomes de canulation Dreamtome™ RX préchargé avec fil guide Dreamwire™</b>		
M00584000	Sphinctérotome Dreamtome RX 49	2
M00584010	Sphinctérotome Dreamtome RX 49	2
M00584020	Sphinctérotome Dreamtome RX 49	2
M00584030	Sphinctérotome Dreamtome RX 49	2
M00584040	Sphinctérotome Dreamtome RX 44	2
M00584050	Sphinctérotome Dreamtome RX 44	2

# Index par référence (SUITE)

Références	Description	Page
<b>Sphinctérotomes de canulation Dreamtome™ RX préchargé avec fil guide Dreamwire™ (SUITE)</b>		
M00584060	Sphinctérotome Dreamtome RX 44	2
M00584070	Sphinctérotome Dreamtome RX 44	2
<b>Sphinctérotomes de cannulation TRUEtome™</b>		
M00584120	TRUEtome 39	12
M00584121	TRUEtome 39	12
M00584122	TRUEtome 39	12
M00584150	TRUEtome 49	12
M00584151	TRUEtome 49	12
M00584152	TRUEtome 49	12
M00584160	TRUEtome 49	12
M00584161	TRUEtome 49	12
M00584162	TRUEtome 49	12
M00584170	TRUEtome 44	12
M00584171	TRUEtome 44	12
M00584172	TRUEtome 44	12
M00584180	TRUEtome 44	12
M00584181	TRUEtome 44	12
M00584182	TRUEtome 44	12
M00584190	TRUEtome 39	12
M00584191	TRUEtome 39	12
M00584192	TRUEtome 39	12
<b>Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage</b>		
M00589060	Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45
M00589080	Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45
M00589100	Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45
M00589120	Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45
M00589140	Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45
M00589150	Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45
M00589160	Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45
M00589180	Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage	45





# RX Biliaire

## CANULES



Effilée  
0,035 in (0,89 mm)




Lumières d'injection



### Canule Tandem™ RX

Références	Description	Ø ext. du corps (F) / (mm)	Longueur (cm)	Guide recommandé (in) / (mm)
M00545820	Canule Tandem RX	7-5,5 / 2,33-1,84	210	0,035 / 0,89

Conditionnement: 1 par boîte



Standard  
0,035 in (0,89 mm)



Effilée  
0,035 in (0,89 mm)



Ronde  
0,035 in (0,89 mm)





### Canules RX

Références	Description	Ø ext. du corps (F) / (mm)	Longueur (cm)	Guide recommandé (in) / (mm)
M00545760	Canule de CPRE RX standard	8,5-5 / 2,83-1,67	210	0,035 / 0,89
M00545770	Canule de CPRE RX effilée	8,5-5 / 2,83-1,67	210	0,035 / 0,89
M00545780	Canule de CPRE RX ronde	8,5-5 / 2,83-1,67	210	0,035 / 0,89

Conditionnement: 1 par boîte

# RX Biliaire

## SPHINCTÉROTOMES



### Sphinctérotomes de canulation Hydratome™ RX préchargé avec fil guide Hydra Jagwire™





Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. du corps (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Diamètre de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Guide premonté** Longueur (cm)	Ø ext. du guide (in) / (mm)
M00583000	Sphinctérotome Hydratome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	260	0,035 / 0,89
M00583010	Sphinctérotome Hydratome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	260	0,035 / 0,89
M00583020	Sphinctérotome Hydratome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	450	0,035 / 0,89
M00583030	Sphinctérotome Hydratome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	450	0,035 / 0,89
M00583040*	Sphinctérotome Hydratome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	260	0,035 / 0,89
M00583050*	Sphinctérotome Hydratome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	260	0,035 / 0,89
M00583060*	Sphinctérotome Hydratome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	450	0,035 / 0,89
M00583070*	Sphinctérotome Hydratome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	450	0,035 / 0,89

Conditionnement: 1 par boîte

\* Dispositif de blocage de la poignée inclus.

\*\* Guide Hydra Jagwire™ de 0,035 in (0,89 mm) pré-monté.



### Sphinctérotomes de canulation Dreamtome™ RX préchargé avec fil guide Dreamwire™



Références	Description	Fil de coupe (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Diamètre de l'extrémité (F) / (mm)	Guide premonté** Longueur (cm)	Ø ext. du guide (in) / (mm)
M00584000	Sphinctérotome Dreamtome RX 49	20	5	4,9 / 1,63	260	0,035 / 0,89
M00584010	Sphinctérotome Dreamtome RX 49	30	5	4,9 / 1,63	260	0,035 / 0,89
M00584020	Sphinctérotome Dreamtome RX 49	20	5	4,9 / 1,63	450	0,035 / 0,89
M00584030	Sphinctérotome Dreamtome RX 49	30	5	4,9 / 1,63	450	0,035 / 0,89
M00584040*	Sphinctérotome Dreamtome RX 44	20	5	4,4 / 1,47	260	0,035 / 0,89
M00584050*	Sphinctérotome Dreamtome RX 44	30	5	4,4 / 1,47	260	0,035 / 0,89
M00584060*	Sphinctérotome Dreamtome RX 44	20	5	4,4 / 1,47	450	0,035 / 0,89
M00584070*	Sphinctérotome Dreamtome RX 44	30	5	4,4 / 1,47	450	0,035 / 0,89

Conditionnement: 1 par boîte

\* Dispositif de blocage de la poignée inclus.

\*\* Préchargé avec des fils guides à extrémité droite uniquement.



# RX Biliaire

## SPHINCTÉROTOMES (SUITE)



### Sphinctérotomes de canulation Jagtome™ RX préchargé avec fil guide Jagwire™



Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. du corps (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Diamètre de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Rigidité de l'arbre	Guide préchargé** Longueur (cm)	Ø ext. du guide (in) / (mm)
M00573000	Sphinctérotome Jagtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Standard	260	0,035 / 0,89
M00573020	Sphinctérotome Jagtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Standard	260	0,035 / 0,89
M00573010	Sphinctérotome Jagtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Standard	450	0,035 / 0,89
M00573030	Sphinctérotome Jagtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Standard	450	0,035 / 0,89
M00573500	Sphinctérotome Jagtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Rigide	260	0,035 / 0,89
M00573520	Sphinctérotome Jagtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Rigide	260	0,035 / 0,89
M00573510	Sphinctérotome Jagtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Rigide	450	0,035 / 0,89
M00573530	Sphinctérotome Jagtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Rigide	450	0,035 / 0,89
M00573040*	Sphinctérotome Jagtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Standard	260	0,035 / 0,89
M00573060*	Sphinctérotome Jagtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Standard	260	0,035 / 0,89
M00573050*	Sphinctérotome Jagtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Standard	450	0,035 / 0,89
M00573070*	Sphinctérotome Jagtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Standard	450	0,035 / 0,89
M00573540*	Sphinctérotome Jagtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Rigide	260	0,035 / 0,89
M00573560*	Sphinctérotome Jagtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Rigide	260	0,035 / 0,89
M00573550*	Sphinctérotome Jagtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Rigide	450	0,035 / 0,89
M00573570*	Sphinctérotome Jagtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Rigide	450	0,035 / 0,89
M00573080*	Sphinctérotome Jagtome RX 39	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	Rigide	260	0,025 / 0,64
M00573100*	Sphinctérotome Jagtome RX 39	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	Rigide	260	0,025 / 0,64
M00573090*	Sphinctérotome Jagtome RX 39	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	Standard	450	0,025 / 0,64
M00573110*	Sphinctérotome Jagtome RX 39	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	Standard	450	0,025 / 0,64



Conditionnement: 1 par boîte

\* Dispositif de blocage de la poignée inclus.

\*\* Guide haute performance Jagwire™ préchargé (les Jagtome RX 49 et RX 44 contiennent le Jagwire à corps rigide et le Jagtome RX 39 contient le Jagwire standard).

# RX Biliaire

## SPHINCTÉROTOMES (SUITE)



### Sphinctérotomes de canulation Autotome™ RX non préchargé

Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. du corps (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Diamètre de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Guide recommandé (in) / (mm)
M00545150	Sphinctérotome Autotome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	0,035 / 0,89
M00545160	Sphinctérotome Autotome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	0,035 / 0,89
M00545170*	Sphinctérotome Autotome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	0,035 / 0,89
M00545180*	Sphinctérotome Autotome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	0,035 / 0,89
M00545190*	Sphinctérotome Autotome RX 39	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	0,025 / 0,64
M00545200*	Sphinctérotome Autotome RX 39	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	0,025 / 0,64

Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés:** Pour Autotome RX 44 et 49 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance  
Pour Autotome RX 39 0,025 in (0,64 mm) fil guide Jagwire™

\* Dispositif de blocage de la poignée inclus.

### RX Needle Knife™ XL Sphinctérotome triple lumière


Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. du corps (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Diamètre de l'extrémité (F) / (mm)
M00545840	RX Needle Knife XL Sphinctérotome triple lumière	5	7-5,5 / 2,3-1,83	5	5,5 / 1,8

Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés:** 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

# RX Biliaire

## EXTRACTION DE CALCULS




### Extractor™ Pro RX Ballon d'extraction – Injection distale



Références	Description	Ø ext. du ballonnet (mm)	Injection	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00547000	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	9,0-12,0	Injection au dessus	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547010	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	12,0-15,0	Injection au dessus	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547020	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	15,0-18,0	Injection au dessus	7-6 / 2,33-2,00	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance



### Extractor™ Pro RX Ballon d'extraction – Injection proximale




Références	Description	Ø ext. du ballonnet (mm)	Injection	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00547030	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	9,0-12,0	Injection en dessous	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547040	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	12,0-15,0	Injection en dessous	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547050	Extractor Pro RX Ballon d'extraction	15,0-18,0	Injection en dessous	7-6 / 2,33-2,00	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

# RX Biliaire

## EXTRACTION DE CALCULS




### Extractor™ Pro RX-S Ballon d'extraction – Injection distale



Références	Description	Ø ext. du ballonnet (mm)	Injection	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00547300	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	9,0-12,0	Injection au dessus	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547310	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	12,0-15,0	Injection au dessus	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547320	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	15,0-18,0	Injection au dessus	7-6 / 2,33-2,00	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance




### Extractor™ Pro RX-S Ballon d'extraction – Injection proximale



Références	Description	Ø ext. du ballonnet (mm)	Injection	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00547330	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	9,0-12,0	Injection en dessous	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547340	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	12,0-15,0	Injection en dessous	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547350	Extractor Pro RX-S Ballon d'extraction	15,0-18,0	Injection en dessous	7-6 / 2,33-2,00	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance



### Paniers d'extraction sur fil guide Trapezoid™ RX



Références	Description	Diamètre de l'ouverture du panier (cm)	Canal interventionnel requis (mm)
M00510860	Panier d'extraction sur fil guide Trapezoid RX	1,5	3,2
M00510870	Panier d'extraction sur fil guide Trapezoid RX	2,0	3,2
M00510880	Panier d'extraction sur fil guide Trapezoid RX	2,5	3,2
M00510890*	Panier d'extraction sur fil guide Trapezoid RX	3,0	3,2
M00550620	Pistolet inflateur Alliance™ II**		

Conditionnement: 1 par boîte


Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

\* Le panier Trapezoid 3 x 6 cm a été conçu pour écraser les calculs d'un diamètre supérieur à 1,5 cm.

\*\* Il est recommandé d'utiliser Alliance II comme lithotripteuse mécanique. L'Alliance II est réutilisable.

# RX Biliaire

## DILATATION



### Ballonnets de dilatation biliaire Hurricane™ RX

Références	Description	Ø ext. du ballonnet (mm)	Longueur du ballonnet (cm)	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Pression maximale de gonflage (ATM) / (kPa)	Taille minimale du canal (mm)	Guide recommandé (in) / (mm)
M00545890	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	4	2	5,8 / 1,93	12 / 1216	3,2	0,035 / 0,89
M00545900	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	4	4	5,8 / 1,93	12 / 1216	3,2	0,035 / 0,89
M00545910	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	6	2	5,8 / 1,93	11 / 1114	3,2	0,035 / 0,89
M00545920	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	6	4	5,8 / 1,93	11 / 1114	3,2	0,035 / 0,89
M00545930	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	8	2	5,8 / 1,93	11 / 1114	3,2	0,035 / 0,89
M00545940	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	8	4	5,8 / 1,93	11 / 1114	3,2	0,035 / 0,89
M00545950	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	10	2	5,8 / 1,93	8 / 810	3,2	0,035 / 0,89
M00545960	Ballonnet de dilatation Hurricane RX	10	4	5,8 / 1,93	8 / 810	3,2	0,035 / 0,89

Conditionnement: 1 par boîte

Poignée de gonflage recommandée: Poignée de gonflage Encore™ 26, M00566670

## CYTOLOGIE



### Brosse cytologique RX

Références	Description	Largeur de la brosse (mm)	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur utile (cm)	Guide recommandé (in) / (mm)
M00545000	Brosse cytologique RX	2,1	8 / 2,67	200	0,035 / 0,89

Conditionnement: 1 par boîte

# RX Biliaire


## ACCESSOIRES

### Accessoires RX



Références	Description	Conditionnement
M00545471	Bloqueur RX	Boîte de 10
M00545211†	Bloqueur RX – Compatible avec les endoscopes Olympus/Fujinon	Boîte de 10
M00545221†	Bloqueur RX – Compatible avec les endoscopes Pentax	Boîte de 10
M00545261	Bloqueur RX avec valve à usage unique pour canal à biopsie – Compatible avec Olympus	Boîte de 10
M00545271	Bloqueur RX avec valve à usage unique pour canal à biopsie – Compatible avec Pentax	Boîte de 10
M00545281	Bloqueur RX avec valve à usage unique pour canal à biopsie – Compatible avec Fujinon	Boîte de 10
M00566001	Système d'injection en continu Rapid Refill	Boîte de 10

† Produit non disponible dans l'Espace Économique Européen (EEE), sauf en Grèce. Produit non destiné à l'utilisation ou à la distribution dans l'EEE, sauf en Grèce. Vérifier la disponibilité du produit auprès d'un représentant local ou du service clientèle local.





### Poignée de gonflage Encore™ 26

Références	Description	Conditionnement
M00566670	Poignée de gonflage Encore 26	Boîte de 1

**Veillez consulter la section Endoprothèses aux pages 21 – 23 et 25 – 28 pour obtenir les références des endoprothèses biliaires en métal et en plastique**


**Veillez consulter la section Guides aux page 47 pour obtenir les références des guides biliaires**





# Biliaire

## CANULES




### Canule de CPRE Tandem<sup>™</sup> XL à triple lumière

Références	Description	Ø ext. du corps (F) / (mm)	Ø ext. distal (F) / (mm)	Longueur (cm)	Extrémité	Guide recommandé (in) / (mm)
------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------	---------------------------------

M00535700	Canule de CPRE Tandem XL à triple lumière	7,0-5,5 / 2,33-1,83	5,5 / 1,83	210	Effilée	0,035 / 0,89
-----------	-------------------------------------------	---------------------	------------	-----	---------	--------------

Conditionnement: 1 par boîte



### Canules de CPRE Contour<sup>™</sup>

Références	Description	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur (cm)	Extrémité	Guide recommandé (in) / (mm)
------------	-------------	----------------------------------	------------------	-----------	---------------------------------


M00530850	Canule de CPRE Contour	5 / 1,67	210	Standard	0,035 / 0,89
M00530860	Canule de CPRE Contour	5 / 1,67	210	Effilée	0,035 / 0,89
M00530870	Canule de CPRE Contour	5 / 1,67	210	Très effilée	0,025 / 0,64
M00530880	Canule de CPRE Contour	5 / 1,67	210	5-4-3	0,018 / 0,46
M00530890	Canule de CPRE Contour	5 / 1,67	210	Bout rond	0,035 / 0,89

Conditionnement: 1 par boîte



# Biliaire

## CANULES (SUITE)




### Canules de CPRE Fluoro Tip™

Références	Description	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur (cm)	Guide recommandé (in) / (mm)
M00530960	Canule de CPRE Fluoro Tip, extrémité standard	5,5 / 1,83	210	0,035 / 0,89
M00530970	Canule de CPRE Fluoro Tip, extrémité effilée	5,5 / 1,83	210	0,035 / 0,89
M00530980	Canule de CPRE Fluoro Tip, extrémité très effilée	5,5 / 1,83	210	0,025 / 0,64

Conditionnement: 1 par boîte

## SPHINCTÉROTOMES



### Dispositifs d'extraction des calculs Stonetome™


Références	Description	Fil de coupe (mm)	Diamètre Ballon (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Longueur du cathéter (cm)
M00535150	Stonetome (sous le fil de coupe)	20	11,5	5	200
M00535170	Stonetome (sous le fil de coupe)	20	11,5	20	200
M00535190	Stonetome (sous le fil de coupe)	30	11,5	5	200
M00535210	Stonetome (sous le fil de coupe)	30	11,5	20	200
M00535110	Stonetome (au dessus du fil de coupe)	20	11,5	20	200
M00535130	Stonetome (au dessus du fil de coupe)	30	11,5	20	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

# Biliaire

## SPHINCTÉROTOMES (SUITE)



### Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Jag préchargé avec fil guide Jagwire™



Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Guide premonté (in/cm)	Conditionnement
M00583080	Sphinctérotome TRUEtome 39	20	3,9 / 1,30	5	0,025 / 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583090	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,025 / 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583100	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583110	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035 / Stiff 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583120	Sphinctérotome TRUEtome 39	30	3,9 / 1,30	5	0,025 / 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583130	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,025 / 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583140	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583150	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035 / Stiff 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1

### Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Dreamwire préchargé avec fil guide Dreamwire™



Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Guide premonté (in/cm)	Conditionnement
M00583190	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 fil guide Dreamwire	Boîte de 1
M00583210	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 fil guide Dreamwire	Boîte de 1


### Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Hydra préchargé avec fil guide Hydra Jagwire™



Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Guide premonté (in/cm)	Conditionnement
M00583160	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 fil guide Hydra Jagwire	Boîte de 1
M00583170	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 fil guide Hydra Jagwire	Boîte de 1

# Biliaire

## SPHINCTÉROTOMES (SUITE)



### Sphinctérotomes de cannulation TRUEtome™




Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. distal (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Conditionnement
M00584190	TRUEtome 39	20	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 1
M00584120	TRUEtome 39	30	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 1
M00584191	TRUEtome 39	20	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 10
M00584121	TRUEtome 39	30	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 10
M00584192	TRUEtome 39	20	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 20
M00584122	TRUEtome 39	30	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 20
M00584170	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 1
M00584180	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 1
M00584171	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 10
M00584181	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 10
M00584172	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 20
M00584182	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 20
M00584150	TRUEtome 49	20	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 1
M00584160	TRUEtome 49	30	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 1
M00584151	TRUEtome 49	20	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 10
M00584161	TRUEtome 49	30	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 10
M00584152	TRUEtome 49	20	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 20
M00584162	TRUEtome 49	30	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 20

Fil guide recommandé: 0,025in (0,64 mm) pour TRUEtome 39; 0,035in (0,89 mm) for TRUEtome 44 et 49

# Biliaire

## SPHINCTÉROTOMES (SUITE)




### Ultratome XL™ Sphinctérotome triple lumière

Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. distal (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Longueur du cathéter (cm)
M00535900	Ultratome XL Garde courte	20	5,5 / 1,83	5	200
M00535910	Ultratome XL Garde longue	20	5,5 / 1,83	20	200
M00535920	Ultratome XL Garde courte	30	5,5 / 1,83	5	200
M00535930	Ultratome XL Garde longue	30	5,5 / 1,83	20	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance




### Ultratome™ Sphinctérotome double lumière

Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. distal (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Longueur du cathéter (cm)
M00530800	Ultratome Garde courte	20	5,5 / 1,83	5	200
M00530810	Ultratome Garde longue	20	5,5 / 1,83	20	200
M00530820	Ultratome Garde courte	30	5,5 / 1,83	5	200
M00530830	Ultratome Garde longue	30	5,5 / 1,83	20	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance



### Infundibulotome Microknife™ XL à triple lumière

Références	Description	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)
M00532810	Microknife XL	7-5,5 / 2,33-1,83	200


Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance



# Biliaire

## EXTRACTION DE CALCULS




### Extractor™ Pro XL Ballon d'extraction – Injection distale

Références	Description	Ø ext. du ballonnet (mm)	Injection	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00547100	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	9,0-12,0	Injection au dessus	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547110	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	12,0-15,0	Injection au dessus	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547120	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	15,0-18,0	Injection au dessus	7-6 / 2,33-2,00	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance




### Extractor™ Pro XL Ballon d'extraction – Injection proximale

Références	Description	Ø ext. du ballonnet (mm)	Injection	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00547130	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	9,0-12,0	Injection en dessous	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547140	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	12,0-15,0	Injection en dessous	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547150	Extractor Pro XL Ballon d'extraction	15,0-18,0	Injection en dessous	7-6 / 2,33-2,00	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance



### Extractor™ Pro DL Ballon d'extraction


Références	Description	Ø ext. du ballonnet (mm)	Injection	Ø ext. du cathéter (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00547200	Extractor Pro DL Ballon d'extraction	9,0-12,0	N/A	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547210	Extractor Pro DL Ballon d'extraction	12,0-15,0	N/A	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547220	Extractor Pro DL Ballon d'extraction	15,0-18,0	N/A	7-6 / 2,33-2,00	200

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

# Biliaire

## DILATATION



### Ballonnets de dilatation biliaire Max Force™

Références	Description	Ø ext. gonflé (mm)	Longueur du ballonnet (cm)	Taille du cathéter (F) / (mm)	Canal interventionnel requis (mm)
M00567330	Ballonnet de dilatation Max Force	4	2	5 / 1,67	2,8
M00567340	Ballonnet de dilatation Max Force	4	4	5 / 1,67	2,8
M00567370	Ballonnet de dilatation Max Force	6	2	5 / 1,67	2,8
M00567380	Ballonnet de dilatation Max Force	6	4	5 / 1,67	2,8
M00567410	Ballonnet de dilatation Max Force	8	2	5 / 1,67	2,8
M00567420	Ballonnet de dilatation Max Force	8	3	5 / 1,67	2,8

Conditionnement: 1 par boîte

**Guide recommandé:** 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

**Poignée de gonflage recommandé:** Poignée de gonflage Encore™ 26, M00566670

## ACCESSOIRES

### Accessoires

Références	Description	Conditionnement
M00561250	Cordon électrique adapté au générateur Olympus	Boîte de 1
M00561270	Cordon électrique adapté aux générateurs Endostat™, Endostat™ II, Endostat™ III, Bovie®, ValleyLab®, Aspen Labs et ERBE®	Boîte de 1
M00566670	⊗ Poignée de gonflage Encore™ 26	Boîte de 1
M00566001	⊗ Système d'injection en continu Rapid Refill	Boîte de 10

**Veuillez consulter la section Endoprothèses aux pages 24 et 29 – 30  
pour obtenir les références des endoprothèses biliaires en métal et en plastique**



**Veuillez consulter la section Guides à la page 47  
pour obtenir les références des guides biliaires**







## SPYGLASS™ DS




## Équipement essentiel SpyGlass™ DS

Références	Description	Conditionnement
M00546650	Générateur SpyGlass™ DS Digital	Boîte de 1

## Équipement jetable SpyGlass™ DS



Références	Description	Conditionnement
M00546600	Cathéter d'accès et de mise en place SpyScope™ DS	Boîte de 1
M00546270	Pince à biopsie SpyBite™	Boîte de 1
M00546451	Jeu de tubulure d'irrigation SpyGlass	Boîte de 10



## Équipement essentiel SpyGlass™

Références	Description	Conditionnement
M00546110	Caméra SpyGlass PAL*	Boîte de 1
M00546120	Moniteur vidéo SpyGlass	Boîte de 1
M00546160	Chariot de transport SpyGlass <sup>1</sup>	Boîte de 1
M00546190	Source lumineuse SpyGlass	Boîte de 1
M00546210	Câble optique SpyGlass	Boîte de 1
M00546040	Oculaire SpyGlass	Boîte de 1
M00546240	Transformateur d'isolation 230V**	Boîte de 1
M00546140	Pompe d'irrigation avec pédale	Boîte de 1
M00546060	Plateau de stockage SpyGlass – Grand <sup>2</sup>	Boîte de 1
M00546050	Plateau de stockage SpyGlass – Petit <sup>2</sup>	Boîte de 1
M00546250	Câble d'alimentation	Boîte de 1

1. Un bras à 3 articulations (sans clamp) est inclus avec le chariot de transport (M00546160). Le bras à 3 articulations avec clamp (M00546070) est utile si le client ne désire pas acheter le chariot de transport car il permet de monter le bras sur un autre chariot ou une autre table.

2. Acheter au moins deux plateaux de stockage. Les grands plateaux de stockage sont recommandés sauf s'ils doivent être nettoyés dans une machine Medivator Olympus®, dans laquelle les grands plateaux de stockage n'entreront pas. Dans ce cas, commander deux petits plateaux de stockage (M00546050).

\* Pour les pays dans lesquels le secteur fournit une alimentation de 120 V, commander la caméra SpyGlass NTSC M00546100.

\*\* Pour les pays dans lesquels le secteur fournit une alimentation de 120 V, commander le transformateur de séparation 120 V M00546260.

## Équipement réutilisable SpyGlass™

Références	Description	Conditionnement
M00546030	Sonde de visualisation directe SpyGlass <sup>1</sup>	Boîte de 1

1. Les sondes SpyGlass Probes ont été validées pour 20 cycles de retraitement sans dégradation de l'image. Cependant, le nombre réel d'utilisation en intervention dépendra de la façon dont la sonde SpyGlass est manipulée. Les fibres optiques sont très sensibles et il est nécessaire de les manipuler délicatement.

## Équipement jetable SpyGlass™



Références	Description	Conditionnement
M00546230	Cathéter d'accès et de mise en place SpyScope™	Boîte de 1
M00546270	Pince à biopsie SpyBite™	Boîte de 1
M00546451	Jeu de tubulure d'irrigation SpyGlass	Boîte de 10

## Accessoires en option SpyGlass™

Références	Description	Conditionnement
M00546070	Bras à 3 articulations avec clamp <sup>1</sup>	Boîte de 1
M00546200	Ampoule de remplacement pour la source lumineuse SpyGlass	Boîte de 1


1. Un bras à 3 articulations (sans clamp) est inclus avec le chariot de transport (M00546160). Le bras à 3 articulations avec clamp (M00546070) est utile si le client ne désire pas acheter le chariot de transport car il permet de monter le bras sur un autre chariot ou une autre table.





# Échoendoscopie

## AIGUILLE D'ASPIRATION FINE (FNA)



### Aiguilles à poignée Expect™ Standard\*



Références	Description	Taille de l'aiguille (gauge) / (mm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Diamètre de la gaine (mm)	Conditionnement
M00550000	Aiguille à poignée Expect Standard	19 / 1,10	2,8	1,83	Boîte de 1
M00550001	Aiguille à poignée Expect Standard	19 / 1,10	2,8	1,83	Boîte de 5
M00550040	Aiguille à poignée Expect Standard	19 Flex / 1,14	2,8	1,73	Boîte de 1
M00550041	Aiguille à poignée Expect Standard	19 Flex / 1,14	2,8	1,73	Boîte de 5
M00550010	Aiguille à poignée Expect Standard	22 / 0,72	2,4	1,65	Boîte de 1
M00550011	Aiguille à poignée Expect Standard	22 / 0,72	2,4	1,65	Boîte de 5
M00550020	Aiguille à poignée Expect Standard	25 / 0,52	2,4	1,52	Boîte de 1
M00550021	Aiguille à poignée Expect Standard	25 / 0,52	2,4	1,52	Boîte de 5

\* Inclut une seringue de 20 cc et un robinet à une voie.

Longueur utile: 137,5 cm à 141,5 cm, réglable.

Longueur de l'aiguille: 0 cm à 8 cm, réglable.



### Aiguilles à poignée Expect™ Slimline\*



Références	Description	Taille de l'aiguille (gauge) / (mm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Diamètre de la gaine (mm)	Conditionnement
M00555500	Aiguille à poignée Expect Slimline	19 / 1,10	2,8	1,83	Boîte de 1
M00555501	Aiguille à poignée Expect Slimline	19 / 1,10	2,8	1,83	Boîte de 5
M00555530	Aiguille à poignée Expect Slimline	19 Flex / 1,14	2,8	1,73	Boîte de 1
M00555531	Aiguille à poignée Expect Slimline	19 Flex / 1,14	2,8	1,73	Boîte de 5
M00555510	Aiguille à poignée Expect Slimline	22 / 0,72	2,4	1,65	Boîte de 1
M00555511	Aiguille à poignée Expect Slimline	22 / 0,72	2,4	1,65	Boîte de 5
M00555520	Aiguille à poignée Expect Slimline	25 / 0,52	2,4	1,52	Boîte de 1
M00555521	Aiguille à poignée Expect Slimline	25 / 0,52	2,4	1,52	Boîte de 5


\* Inclut une seringue de 20 cc et un robinet à une voie.

Longueur utile: 137,5 cm à 141,5 cm, réglable.

Longueur de l'aiguille: 0 cm à 8 cm, réglable.

# Échoendoscopie

## AIGUILLE DE BIOPSIE FINE (FNB)



### Aiguille Acquire™ EUS-FNB

Référence	Description	Taille de l'aiguille (gauge) / (mm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Diamètre de la gaine (mm)	Conditionnement
M00555540	Aiguille 22ga Acquire EUS-FNB	22 / 0,72	2,4	1,65	Boîte de 1
M00555541	Aiguille 22ga Acquire EUS-FNB	22 / 0,72	2,4	1,65	Boîte de 5
M00555560	Aiguille 25ga Acquire EUS-FNB	25 / 0,52	2,4	1,52	Boîte de 1
M00555561	Aiguille 25ga Acquire EUS-FNB	25 / 0,52	2,4	1,52	Boîte de 5


## STENTS ET SYSTEME DE LARGAGE

### Hot AXIOS™ Stent et système de largage avec électrocautérisation

Référence	Description	Diamètre de la colerette (mm)	Diamètre de la lumière (mm)	Longueur de la selle (mm)	Diamètre ext. cathéter (F)	Longueur utile cathéter (cm)	Longueur totale cathéter (cm)	Conditionnement
M00553520	Hot AXIOS Stent et système de largage avec électrocautérisation	14	6	8	9	138	146	Boîte de 1
M00553530	Hot AXIOS Stent et système de largage avec électrocautérisation	17	8	8	9	138	146	Boîte de 1
M00553540	Hot AXIOS Stent et système de largage avec électrocautérisation	21	10	10	10,8	138	146	Boîte de 1
M00553550	Hot AXIOS Stent et système de largage avec électrocautérisation	24	15	10	10,8	138	146	Boîte de 1

### AXIOS™ Stent et système de largage

Référence	Description	Diamètre de la colerette (mm)	Diamètre de la lumière (mm)	Longueur de la selle (mm)	Diamètre ext. cathéter (F)	Longueur utile cathéter (cm)	Longueur totale cathéter (cm)	Conditionnement
M00553440	AXIOS Stent et système de largage	21	10	10	10,8	138	146	Boîte de 1
M00553450	AXIOS Stent et système de largage	24	15	10	10,8	138	146	Boîte de 1



# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES RX MÉTALLIQUES





**Wallflex™ RX totalement couvert – Approuvé pour l'indication bénigne.**  
**Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible**  
**dotée d'un revêtement en Permalume™**



Références	Description	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)	Diamètre du fil guide (in) / (mm)
M00574210†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	6	40	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00574230†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	6	60	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570450†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	8	60	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570460†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	8	80	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00576800†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	8	100	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00576810†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	8	120	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00570470†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	40	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570480†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	60	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570490†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	80	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00576820†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	100	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00576830†	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	120	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89

† Produit uniquement commercialisé dans les pays où les indications pour pathologies bénignes sont approuvées.



**Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ partiellement couvertes en Permalume™**



Références	Description	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Longueur couverte (mm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)	Diamètre du fil guide (in) / (mm)
M00570700	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	8	60	48	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570710	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	8	80	68	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00576740	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	8	100	88	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00576750	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	8	120	108	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00570720	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	40	28	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570730	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	60	48	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570740	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	80	68	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00576760	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	100	88	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00576770	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol avec Permalume	10	120	108	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89


Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés:** 0,035in (0,89mm) Dreamwire™ fil guide haute performance ferme, 260cm, ou 0,035in (0,89mm) Dreamwire™ fil guide haute performance, 260cm



# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES RX MÉTALLIQUES (SUITE)



### Endoprothèses biliaires WallFlex™ RX Platinol™ non couvertes


Références	Description	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)	Diamètre du fil guide (in) / (mm)
M00570600	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	8	40	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570610	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	8	60	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570620	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	8	80	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570630	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	8	100	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00576780	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	8	120	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570890	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	10	40	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570640	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	10	60	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570650	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	10	80	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570660	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	10	100	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00576790	Endoprothèse biliaire WallFlex RX Platinol	10	120	8 / 2,67	0,035 / 0,89

Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés:** 0,035in (0,89mm) Dreamwire™ fil guide haute performance ferme, 260cm, ou  
0,035in (0,89mm) Dreamwire™ fil guide haute performance, 260cm

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES RX MÉTALLIQUES (SUITE)



### Endoprothèses biliaires Wallstent™ RX partiellement couvertes en Permalume™



Références	Description	Longueur couverte (mm)	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)	Longueur utile (cm)
M00569670	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	30	8	40	8 / 2,67	194
M00569680	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	50	8	60	8 / 2,67	194
M00569690	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	70	8	80	8 / 2,67	194
M00569700	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	30	10	40	8 / 2,67	194
M00569710	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	50	10	60	8 / 2,67	194
M00569720	Endoprothèse biliaire Wallstent RX avec Permalume	70	10	80	8 / 2,67	194

Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés:** 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance ferme, 260 cm, ou  
0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance, 260 cm

### Endoprothèses biliaires Wallstent™ RX non couvertes



Références	Description	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)	Longueur utile (cm)
M00569610	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	8	40	8 / 2,67	194
M00569620	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	8	60	8 / 2,67	194
M00569630	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	8	80	8 / 2,67	194
M00569800	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	8	100	8 / 2,67	194
M00569640	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	10	40	8 / 2,67	194
M00569650	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	10	60	8 / 2,67	194
M00569660	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	10	80	8 / 2,67	194
M00569810	Endoprothèse biliaire Wallstent RX	10	100	8 / 2,67	194


Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés:** 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance ferme, 260 cm, ou  
0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance, 260 cm



# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES MÉTALLIQUES



### Wallstent™ biliaire partiellement couvert. Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement en Permalume™



Références	Description	Longueur couverte (mm)	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)	Longueur utile (cm)
H965430700	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	30	8	40	8 / 2,67	194
H965430800	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	50	8	60	8 / 2,67	194
H965430900	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	70	8	80	8 / 2,67	194
H965431000	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	30	10	40	8 / 2,67	194
H965431100	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	50	10	60	8 / 2,67	194
H965431200	Endoprothèse biliaire Wallstent avec Permalume	70	10	80	8 / 2,67	194

Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés:** 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance ferme, 260 cm, ou 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance, 260 cm

### Wallstent™ biliaire non couvert




Références	Description	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)	Longueur utile (cm)
H965430100	Endoprothèse biliaire Wallstent	8	40	7,5 / 2,5	194
H965430200	Endoprothèse biliaire Wallstent	8	60	7,5 / 2,5	194
H965430300	Endoprothèse biliaire Wallstent	8	80	7,5 / 2,5	194
H965430400	Endoprothèse biliaire Wallstent	10	40	7,5 / 2,5	194
H965430500	Endoprothèse biliaire Wallstent	10	60	7,5 / 2,5	194
H965430600	Endoprothèse biliaire Wallstent	10	80	7,5 / 2,5	194

Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés:** 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance ferme, 260 cm, ou 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance, 260 cm

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES RX EN PLASTIQUE



### Endoprothèses Advanix™ RX préchargés avec système de mise en place NaviFlex™ RX



Références	Description	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur entre ergots (cm)
M00534200	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	7 / 2,3	5
M00534210	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	7 / 2,3	7
M00534220	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	7 / 2,3	9
M00534230	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	7 / 2,3	12
M00534240	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	7 / 2,3	15
M00534250	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	7 / 2,3	18
M00534260	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	5
M00534270	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	7
M00534280	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	9
M00534290	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	12
M00534300	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	15
M00534310	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	18
M00534320	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	10 / 3,3	5
M00534330	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	10 / 3,3	7
M00534340	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	10 / 3,3	9
M00534350	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	10 / 3,3	12
M00534360	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	10 / 3,3	15
M00534370	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe duodénale	10 / 3,3	18
M00534560	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	7 / 2,3	5
M00534570	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	7 / 2,3	7
M00534580	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	7 / 2,3	9
M00534590	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	7 / 2,3	12
M00534600	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	7 / 2,3	15
M00534610	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	7 / 2,3	18
M00534620	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	8,5 / 2,83	5
M00534630	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	8,5 / 2,83	7
M00534640	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	8,5 / 2,83	9
M00534650	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	8,5 / 2,83	12
M00534660	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	8,5 / 2,83	15
M00534670	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	8,5 / 2,83	18
M00534680	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	10 / 3,3	5
M00534690	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	10 / 3,3	7
M00534700	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	10 / 3,3	9
M00534710	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	10 / 3,3	12
M00534720	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	10 / 3,3	15
M00534730	Endoprothèse Advanix RX préchargé	Courbe centrale	10 / 3,3	18

Conditionnement: 1 par boîte

**Guide recommandé:** 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

**Compatibilité des endoscopes:** Les Endoprothèses de 7 F (2,3 mm) et de 8,5 F (2,83 mm) requièrent un canal interventionnel de 3,2 mm; les Endoprothèses de 10 F (3,3 mm) requièrent un canal interventionnel de 4,2 mm

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES RX EN PLASTIQUE (SUITE)



Courbe duodénale



Courbe centrale



Double boucle



### Endoprothèses Advanix™ – Seuls

Références	Description	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur entre ergots (cm)
M00532870	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	7 / 2,3	5
M00532880	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	7 / 2,3	7
M00532890	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	7 / 2,3	9
M00532900	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	7 / 2,3	12
M00532910	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	7 / 2,3	15
M00532920	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	7 / 2,3	18
M00532930	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	5
M00532940	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	7
M00532950	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	9
M00532960	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	12
M00532970	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	15
M00532980	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	8,5 / 2,83	18
M00532990	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	10 / 3,3	5
M00533000	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	10 / 3,3	7
M00533010	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	10 / 3,3	9
M00533020	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	10 / 3,3	12
M00533030	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	10 / 3,3	15
M00533040	Endoprothèse Advanix	Courbe duodénale	10 / 3,3	18
M00533230	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	7 / 2,3	5
M00533240	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	7 / 2,3	7
M00533250	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	7 / 2,3	9
M00533260	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	7 / 2,3	12
M00533270	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	7 / 2,3	15
M00533280	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	7 / 2,3	18
M00533290	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	8,5 / 2,83	5
M00533300	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	8,5 / 2,83	7
M00533310	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	8,5 / 2,83	9
M00533320	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	8,5 / 2,83	12
M00533330	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	8,5 / 2,83	15
M00533340	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	8,5 / 2,83	18
M00533350	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	10 / 3,3	5
M00533360	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	10 / 3,3	7
M00533370	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	10 / 3,3	9
M00533380	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	10 / 3,3	12
M00533390	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	10 / 3,3	15
M00533400	Endoprothèse Advanix	Courbe centrale	10 / 3,3	18

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES RX EN PLASTIQUE (SUITE)

### Endoprothèses Advanix™ – Seuls (SUITE)



Références	Description	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur entre les boucles (cm)
M00532160	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	7 / 2,3	3
M00532180	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	7 / 2,3	5
M00532190	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	7 / 2,3	7
M00532210	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	7 / 2,3	10
M00532220	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	7 / 2,3	12
M00532230	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	7 / 2,3	15
M00532240	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	10 / 3,3	3
M00532260	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	10 / 3,3	5
M00532270	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	10 / 3,3	7
M00532290	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	10 / 3,3	10
M00532300	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	10 / 3,3	12
M00532310	Endoprothèse Advanix	Double queue de cochon	10 / 3,3	15

Conditionnement: 1 par boîte

**Guide recommandé:** 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

**Compatibilité des endoscopes:** Les Endoprothèses de 7 F (2,3 mm) et de 8,5 F (2,3 mm) requièrent un canal interventionnel de 3,2 mm; les Endoprothèses de 10 F (3,3 mm) requièrent un canal interventionnel de 4,2 mm.



### Système de mise en place NaviFlex™ RX

Références	Description	Diamètre du cathéter (mm)	Longueur utile (cm)
M00533560	Système de mise en place RX	7 / 2,3	202,5
M00533570	Système de mise en place RX	8,5 / 2,83	202,5
M00533580	Système de mise en place RX	10 / 3,3	202,5

Conditionnement: 1 par boîte

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES RX EN PLASTIQUE (SUITE)



### Endoprothèses biliaires RX

Références	Description	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur entre ergots (cm)
M00545550	Endoprothèse biliaire RX	7 / 2,33	5
M00545560	Endoprothèse biliaire RX	7 / 2,33	7
M00545570	Endoprothèse biliaire RX	7 / 2,33	10
M00545580	Endoprothèse biliaire RX	7 / 2,33	12
M00545590	Endoprothèse biliaire RX	7 / 2,33	15
M00545650	Endoprothèse biliaire RX	8,5 / 2,83	5
M00545660	Endoprothèse biliaire RX	8,5 / 2,83	7
M00545670	Endoprothèse biliaire RX	8,5 / 2,83	10
M00545680	Endoprothèse biliaire RX	8,5 / 2,83	12
M00545690	Endoprothèse biliaire RX	8,5 / 2,83	15
M00545600	Endoprothèse biliaire RX	10 / 3,33	5
M00545610	Endoprothèse biliaire RX	10 / 3,33	7
M00545620	Endoprothèse biliaire RX	10 / 3,33	10
M00545630	Endoprothèse biliaire RX	10 / 3,33	12
M00545640	Endoprothèse biliaire RX	10 / 3,33	15
M00545700	Endoprothèse biliaire RX	11,5 / 3,83	5
M00545710	Endoprothèse biliaire RX	11,5 / 3,83	7
M00545720	Endoprothèse biliaire RX	11,5 / 3,83	10
M00545730	Endoprothèse biliaire RX	11,5 / 3,83	12
M00545740	Endoprothèse biliaire RX	11,5 / 3,83	15

Conditionnement: 1 par boîte

**Guide recommandé:** 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES EN PLASTIQUE



### Endoprothèses biliaires Flexima™



Références	Description	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur entre ergots (cm)
M00539200	Endoprothèse biliaire Flexima	7 / 2,33	5
M00539210	Endoprothèse biliaire Flexima	7 / 2,33	7
M00539220	Endoprothèse biliaire Flexima	7 / 2,33	10
M00539230	Endoprothèse biliaire Flexima	7 / 2,33	12
M00539240	Endoprothèse biliaire Flexima	7 / 2,33	15
M00539250	Endoprothèse biliaire Flexima	8,5 / 2,83	5
M00539260	Endoprothèse biliaire Flexima	8,5 / 2,83	7
M00539270	Endoprothèse biliaire Flexima	8,5 / 2,83	10
M00539280	Endoprothèse biliaire Flexima	8,5 / 2,83	12
M00539290	Endoprothèse biliaire Flexima	8,5 / 2,83	15
M00539300	Endoprothèse biliaire Flexima	10 / 3,33	5
M00539310	Endoprothèse biliaire Flexima	10 / 3,33	7
M00539320	Endoprothèse biliaire Flexima	10 / 3,33	10
M00539330	Endoprothèse biliaire Flexima	10 / 3,33	12
M00539340	Endoprothèse biliaire Flexima	10 / 3,33	15
M00539350	Endoprothèse biliaire Flexima	11,5 / 3,83	5
M00539360	Endoprothèse biliaire Flexima	11,5 / 3,83	7
M00539370	Endoprothèse biliaire Flexima	11,5 / 3,83	10
M00539380	Endoprothèse biliaire Flexima	11,5 / 3,83	12
M00539390	Endoprothèse biliaire Flexima	11,5 / 3,83	15

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

### Drains naso-biliaires Flexima™



Références	Description	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Guide recommandé (in) / (mm)
M00540120†	Drain naso-biliaire Flexima	6 / 2,00	250	0,035 / 0,89
M00540130†	Drain naso-biliaire Flexima	7,5 / 2,50	250	0,035 / 0,89
M00540140†	Drain naso-biliaire Flexima	8,5 / 2,83	250	0,035 / 0,89
M00540160†	Drain naso-biliaire Flexima	6 / 2,00	250	Fil d'acier recouvert de Teflon® inclus*
M00540170†	Drain naso-biliaire Flexima	7,5 / 2,50	250	Fil d'acier recouvert de Teflon® inclus*
M00540180†	Drain naso-biliaire Flexima	8,5 / 2,83	250	Fil d'acier recouvert de Teflon® inclus*

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

† Produit disponible dans l'Espace Économique Européen (EEE), sauf en Grèce. Vérifier la disponibilité du produit auprès d'un représentant local ou du service clientèle local.

\* Teflon® est une marque de commerce déposée de E. I. DuPont de Nemours & Co. Inc.



# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES BILIAIRES EN PLASTIQUE (SUITE)



### Endoprothèses biliaires Amsterdam Percuflex™



Références	Description	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur entre ergots (cm)
M00533610	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	7 / 2,33	5
M00533620	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	7 / 2,33	7
M00533630	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	7 / 2,33	10
M00533640	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	7 / 2,33	12
M00533650	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	7 / 2,33	15
M00533660	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	10 / 3,33	5
M00533670	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	10 / 3,33	7
M00533680	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	10 / 3,33	10
M00533690	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	10 / 3,33	12
M00533700	Endoprothèse biliaire Amsterdam Percuflex	10 / 3,33	15

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

### Kits d'introduction pour pose d'endoprothèse Amsterdam Percuflex™\*



Références	Description
M00533910	Kit d'introduction avec cathéter pousseur à utiliser avec une endoprothèse Amsterdam Percuflex de Ø ext. 7 F (2,33 mm)
M00533920	Kit d'introduction avec cathéter pousseur à utiliser avec une endoprothèse Amsterdam Percuflex de Ø ext. 10 F (3,33 mm)

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

\* Endoprothèses vendues séparément.



### Endoprothèses biliaires en queue de cochon C-flex™\*



Références	Description	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur entre ergots (cm)	Code couleur
M00532010	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	7 / 2,33	5	Bleu
M00532020	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	7 / 2,33	10	Bleu
M00532030	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	7 / 2,33	15	Bleu
M00532040	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	10 / 3,33	5	Gris
M00532050	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	10 / 3,33	10	Gris
M00532060	Endoprothèse biliaire en queue de cochon C-flex	10 / 3,33	15	Gris


Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: 0,035 in (0,89 mm) Dreamwire™ fil guide haute performance

\* À utiliser avec un kit d'introducteur Amsterdam Percuflex™ à usage unique.

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES PANCRÉATIQUES EN PLASTIQUE



### Kits d'endoprothèse Advanix™ (Endoprothèse + Pousseur RX) – Queue de cochon



Références	Description	Ergot à l'extrémité avant	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur (cm)
M00537350	Kit d'endoprothèse Advanix ●	No	Queue de cochon	4 / 1,35	3
M00537360	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	4
M00537370	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	5
M00537380	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	7
M00537390	Kit d'endoprothèse Advanix ●	No	Queue de cochon	5 / 1,67	3
M00537400	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	4
M00537410	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	5
M00537420	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	7
M00537430	Kit d'endoprothèse Advanix ●	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	3
M00537440	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	4
M00537450	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	5



### Kits d'endoprothèse Advanix™ (Endoprothèse + Pousseur RX) – Droits



Références	Description	Ergot à l'extrémité avant	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur (cm)
M00537460	Kit d'endoprothèse Advanix ● <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	3
M00537470	Kit d'endoprothèse Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	4
M00537480	Kit d'endoprothèse Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	5
M00537490	Kit d'endoprothèse Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	7
M00537500	Kit d'endoprothèse Advanix ●	No	Droite	5 / 1,67	3
M00537510	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	4
M00537520	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	5
M00537530	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	7
M00537540	Kit d'endoprothèse Advanix ●	Oui	Droite	5 / 1,67	3
M00537550	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	Oui	Droite	5 / 1,67	4
M00537560	Kit d'endoprothèse Advanix ▲	Oui	Droite	5 / 1,67	5

■ Repère endoscopique arrière ● Repère radio-opaque arrière ▲ Repère radio-opaque et repère endoscopique arrière

<sup>1</sup> Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 4F.

<sup>2</sup> Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 5F et des endoprothèses droites sans ergots.

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES PANCRÉATIQUES EN PLASTIQUE (SUITE)



### Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Queue de cochon

Références	Description	Ergot à l'extrémité avant	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur (cm)
M00536740	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	2
M00536750	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	3
M00536760	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	4
M00536770	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	5
M00536780	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	6
M00536790	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	7
M00536800	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	8
M00536810	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	9
M00536820	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	10
M00536830	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	11
M00536840	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	12
M00536850	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Queue de cochon	3 / 1,00	13
M00536860	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	No	Queue de cochon	4 / 1,35	2
M00536870	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	No	Queue de cochon	4 / 1,35	3
M00536880	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	4
M00536890	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	5
M00536900	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	6
M00536910	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	7
M00536920	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	8
M00536930	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	9
M00536940	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	10
M00536950	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	11
M00536960	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	12
M00536970	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	4 / 1,35	13
M00536980	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	No	Queue de cochon	5 / 1,67	2
M00536990	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	No	Queue de cochon	5 / 1,67	3
M00537000	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	4
M00537010	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	5
M00537020	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	6
M00537030	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	7
M00537040	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	8
M00537050	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	9
M00537060	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	10
M00537070	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	11
M00537080	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	12
M00537090	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Queue de cochon	5 / 1,67	13

■ Repère endoscopique arrière ● Repère radio-opaque arrière ▲ Repère radio-opaque et repère endoscopique arrière

1 Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 4F.

2 Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 5F et des endoprothèses droits sans ergots.




# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES PANCRÉATIQUES EN PLASTIQUE (SUITE)

### Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Queue de cochon (SUITE)



Références	Description	Ergot à l'extrémité avant	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur (cm)
M00537100	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	2
M00537110	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	3
M00537120	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	4
M00537130	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	5
M00537140	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	6
M00537150	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	7
M00537160	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	8
M00537170	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	9
M00537180	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	10
M00537190	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	11
M00537200	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	12
M00537210	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Queue de cochon	5 / 1,67	13
M00537220	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	3
M00537230	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	4
M00537240	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	5
M00537250	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	6
M00537260	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	7
M00537270	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	8
M00537280	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	9
M00537290	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	10
M00537300	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	11
M00537310	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	12
M00537320	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	13
M00537330	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	15
M00537340	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Queue de cochon	7 / 2,33	18



### Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Droits



Références	Description	Ergot à l'extrémité avant	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur (cm)
M00536000	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	2
M00536010	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	3
M00536020	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	4
M00536030	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	5
M00536040	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	6
M00536050	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	7
M00536060	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	8
M00536070	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	9

■ Repère endoscopique arrière ● Repère radio-opaque arrière ▲ Repère radio-opaque et repère endoscopique arrière

1 Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 4F.

2 Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 5F et des endoprothèses droits sans ergots.



# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES PANCRÉATIQUES EN PLASTIQUE (SUITE)



### Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Droits (SUITE)

Références	Description	Ergot à l'extrémité avant	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur (cm)
M00536080	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	10
M00536090	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	11
M00536100	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	12
M00536110	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	No	Droite	3 / 1,00	13
M00536120	Endoprothèse pancréatique Advanix ● <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	2
M00536130	Endoprothèse pancréatique Advanix ● <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	3
M00536140	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	4
M00536150	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	5
M00536160	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	6
M00536170	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	7
M00536180	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	8
M00536190	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	9
M00536200	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	10
M00536210	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	11
M00536220	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	12
M00536230	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>1</sup>	No	Droite	4 / 1,35	13
M00536240	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	No	Droite	5 / 1,67	2
M00536250	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	No	Droite	5 / 1,67	3
M00536260	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	4
M00536270	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	5
M00536280	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	6
M00536290	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	7
M00536300	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	8
M00536310	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	9
M00536320	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	10
M00536330	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	11
M00536340	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	12
M00536350	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	No	Droite	5 / 1,67	13
M00536360	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	Oui	Droite	5 / 1,67	2
M00536370	Endoprothèse pancréatique Advanix ●	Oui	Droite	5 / 1,67	3
M00536380	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	5 / 1,67	4
M00536390	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	5 / 1,67	5
M00536400	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Droite	5 / 1,67	6
M00536410	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Droite	5 / 1,67	7
M00536420	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Droite	5 / 1,67	8
M00536430	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Droite	5 / 1,67	9
M00536440	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ <sup>2</sup>	Oui	Droite	5 / 1,67	10

■ Repère endoscopique arrière ● Repère radio-opaque arrière ▲ Repère radio-opaque et repère endoscopique arrière

<sup>1</sup> Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 4F.

<sup>2</sup> Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 5F et des endoprothèses droites sans ergots.



# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES PANCRÉATIQUES EN PLASTIQUE (SUITE)



### Endoprothèses pancréatiques Advanix™ – Droits (SUITE)

Références	Description	Ergot à l'extrémité avant	Forme	Ø ext. (F) / (mm)	Longueur (cm)
M00536450	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ 2	Oui	Droite	5 / 1,67	11
M00536460	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ 2	Oui	Droite	5 / 1,67	12
M00536470	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲ 2	Oui	Droite	5 / 1,67	13
M00536480	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	Oui	Droite	7 / 2,33	3
M00536490	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	4
M00536500	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	5
M00536510	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	6
M00536520	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	7
M00536530	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	8
M00536540	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	9
M00536550	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	10
M00536560	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	11
M00536570	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	12
M00536580	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	13
M00536590	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	15
M00536600	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	7 / 2,33	18
M00536610	Endoprothèse pancréatique Advanix ■	Oui	Droite	10 / 3,33	3
M00536620	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	4
M00536630	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	5
M00536640	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	6
M00536650	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	7
M00536660	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	8
M00536670	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	9
M00536680	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	10
M00536690	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	11
M00536700	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	12
M00536710	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	13
M00536720	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	15
M00536730	Endoprothèse pancréatique Advanix ▲	Oui	Droite	10 / 3,33	18

■ Repère endoscopique arrière ● Repère radio-opaque arrière ▲ Repère radio-opaque et repère endoscopique arrière

1 Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 4F.


2 Matériau plus rigide que celui des endoprothèses queue de cochon 5F et des endoprothèses droits sans ergots.





# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES PANCRÉATIQUES EN PLASTIQUE (SUITE)





### Systèmes de mise en place NaviFlex™ RX & Pousseurs NaviFlex



Références	Description	Diamètre (F) / (mm)
M00535000	Pousseur RX	3 / 1,00
M00535010	Pousseur RX	4 & 5 / 1,35 & 1,67
M00535020	Pousseur	3 / 1,00
M00535030	Pousseur	4 & 5 / 1,35 & 1,67
M00535060	Système de mise en place NaviFlex RX	7 / 2,33
M00535080	Système de mise en place NaviFlex RX	10 / 3,33

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES ŒSOPHAGIENNES



### WallFlex™ totalement couvert – Indication bénigne Endoprothèse œsophagienne métallique auto-expansible en Nitinol



Références	Description	Ø ext. du stent (mm)	Ø ext. de l'extrémité proximale / distale du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Ø de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00516210†	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	18	25 / 23	10,3	18,5 / 6,2	120
M00516220†	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	18	25 / 23	12,3	18,5 / 6,2	120
M00516230†	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	18	25 / 23	15,3	18,5 / 6,2	120
M00516240†	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	23	28 / 28	10,5	18,5 / 6,2	120
M00516250†	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	23	28 / 28	12,5	18,5 / 6,2	120
M00516260†	Wallflex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne	23	28 / 28	15,5	18,5 / 6,2	120



† Produit uniquement commercialisé dans les pays où les indications pour pathologies bénignes sont approuvées.

### WallFlex™ totalement couvert – Indication bénigne Endoprothèse œsophagienne métallique auto-expansible en Nitinol avec boucle de retrait (20 mm)



Références	Description	Ø ext. du stent (mm)	Ø ext. de l'extrémité proximale / distale du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Ø de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00516270	WallFlex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	18	25 / 23	10,3	18,5 / 6,2	120
M00516280	WallFlex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	18	25 / 23	12,3	18,5 / 6,2	120
M00516290	WallFlex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	18	25 / 23	15,3	18,5 / 6,2	120
M00516300	WallFlex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	23	28 / 28	10,5	18,5 / 6,2	120
M00516310	WallFlex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	23	28 / 28	12,5	18,5 / 6,2	120
M00516320	WallFlex totalement couvert – Endoprothèse œsophagienne avec boucle de retrait 20 mm	23	28 / 28	15,5	18,5 / 6,2	120

Conditionnement: 1 par boîte  
Limited availability in all European countries (except UK and France). Please contact your local Territory Manager.



### Endoprothèses œsophagiennes WallFlex™ partiellement couvertes en Permalume™


Références	Description	Ø ext. du stent (mm)	Ø ext. de l'extrémité proximale / distale du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Longueur couverte (cm)	Ø de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur du système (cm)
M00516900	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	18	23 / 23	10,3	7	18,5 / 6,2	120
M00516910	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	18	23 / 23	12,3	9	18,5 / 6,2	120
M00516920	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	18	23 / 23	15,3	12	18,5 / 6,2	120
M00516930	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	23	28 / 28	10,5	7	18,5 / 6,2	120
M00516940	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	23	28 / 28	12,5	9	18,5 / 6,2	120
M00516950	Endoprothèse œsophagienne WallFlex partiellement couverte	23	28 / 28	15,5	12	18,5 / 6,2	120

Conditionnement: 1 par boîte  
Fil guide recommandé: Fil guide Jaowire™, 0.038 in (0.97 mm), 260 cm



# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES ŒSOPHAGIENNES (SUITE)



### Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane

Largage proximal





Références	Description	Ø ext. du stent (mm)	Ø ext. de l'extrémité évasée proximale du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Longueur couverte (cm)
M00513840	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	10	7
M00513850	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	12	9
M00513860	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	15	12
M00514240	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	23	28	10	7
M00514250	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	23	28	12	9

Largage distal

Références	Description	Ø ext. du stent (mm)	Ø ext. de l'extrémité évasée proximale du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Longueur couverte (cm)
M00513730	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	10	7
M00513740	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	12	9
M00513750	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	15	12
M00514200	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	23	28	10	7
M00514210	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	23	28	12	9

Conditionnement: 1 par boîte

Fil guide recommandé: Fil guide Jagwire™, 0,038 in (0,97 mm), 260 cm



### Endoprothèses œsophagiennes Ultraflex™ NG non couvertes

Largage proximal



Références	Description	Ø ext. du stent (mm)	Ø ext. de l'extrémité évasée proximale du stent (mm)	Longueur du stent (cm)
M00513800	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	7
M00513810	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	10
M00513820	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	12
M00513830	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	15
M00514220	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	23	28	7
M00514230	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	23	28	12

Largage distal



Références	Description	Ø ext. du stent (mm)	Ø ext. de l'extrémité évasée proximale du stent (mm)	Longueur du stent (cm)
M00513700	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	7
M00513710	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	10
M00513720	Endoprothèse œsophagienne Ultraflex NG	18	23	15

Conditionnement: 1 par boîte

Fil guide recommandé: Fil guide Jagwire™, 0,038 in (0,97 mm), 260 cm

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES ŒSOPHAGIENNES (SUITE)



### Endoprothèses œsophagiennes Polyflex Stent™ auto-expansibles en silicone





Références	Description	Ø int. du corps du stent (mm)	Ø int. de l'extrémité évasée du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Ø ext. du stent (mm)
M00514270	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	16	20	9	12
M00514280	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	16	20	12	12
M00514290	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	16	20	15	12
M00514300	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	18	23	9	13
M00514310	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	18	23	12	13
M00514320	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	18	23	15	13
M00514330	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	21	25	9	14
M00514340	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	21	25	12	14
M00514350	Endoprothèse œsophagienne Polyflex Stent	21	25	15	14

Conditionnement: 1 par boîte

**Fil guide recommandé:** Fil guide Jagwire™, 0,038 in (0,97 mm), 260 cm

# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES COLIQUES ET DUODÉNALES



### Endoprothèses coliques WallFlex™ non couvertes





Références	Description	Diamètre du corps du stent (mm)	Diamètre de la partie évasée du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Longueur utile (cm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)
M00565100	Endoprothèse colique WallFlex	22	27	6	230	10 / 3,33
M00565110	Endoprothèse colique WallFlex	22	27	9	230	10 / 3,33
M00565120	Endoprothèse colique WallFlex	22	27	12	230	10 / 3,33
M00565130	Endoprothèse colique WallFlex	22	27	6	135	10 / 3,33
M00565140	Endoprothèse colique WallFlex	22	27	9	135	10 / 3,33
M00565150	Endoprothèse colique WallFlex	22	27	12	135	10 / 3,33
M00565040	Endoprothèse colique WallFlex	25	30	6	230	10 / 3,33
M00565050	Endoprothèse colique WallFlex	25	30	9	230	10 / 3,33
M00565060	Endoprothèse colique WallFlex	25	30	12	230	10 / 3,33
M00565070	Endoprothèse colique WallFlex	25	30	6	135	10 / 3,33
M00565080	Endoprothèse colique WallFlex	25	30	9	135	10 / 3,33
M00565090	Endoprothèse colique WallFlex	25	30	12	135	10 / 3,33

Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés pour les longueurs de 230cm:** Dreamwire™ fil guide haute performance™ ferme 0,035 in (0,89 mm), 450 cm, Extrémité droite Dream Tip™, Extrémité angulée Dream Tip™ ou Guide ferme Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), 450 cm Extrémité droite, Extrémité angulée ou Guide ultra-ferme 0,035 in (0,89 mm), 500 cm

**Longueurs 135cm:** Dreamwire™ fil guide haute performance™ ferme 0,035 in (0,89 mm), 260 cm Extrémité droite Dream Tip™, Extrémité angulée Dream Tip™ ou Guide ferme Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), 260 cm Extrémité droite



### Endoprothèses duodénales WallFlex™ non couvertes



Références	Description	Diamètre du corps du stent (mm)	Diamètre de la partie évasée du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Longueur utile (cm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)
M00565010	Endoprothèse duodénale WallFlex	22	27	6	230	10 / 3,33
M00565020	Endoprothèse duodénale WallFlex	22	27	9	230	10 / 3,33
M00565030	Endoprothèse duodénale WallFlex	22	27	12	230	10 / 3,33


Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés:** Guide ferme Hydra Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), 450 cm 1 Extrémité droite Dream Tip™, Extrémité angulée Dream Tip™ ou Guide ferme Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), 450 cm Extrémité droite, Extrémité angulée ou Guide ultra-ferme 0,035 in (0,89 mm), 500 cm



# Endoprothèses

## ENDOPROTHÈSES COLIQUES ET DUODÉNALES (SUITE)





### Endoprothèses coliques et duodénales Wallstent™ non couvertes

Références	Description	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Longueur utile (cm)	Diamètre du cathéter (F) / (mm)
M00565560	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	20	6	230	10 / 3,33
M00565570	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	20	9	230	10 / 3,33
M00565620	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	20	6	135	10 / 3,33
M00565630	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	20	9	135	10 / 3,33
M00565580	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	22	6	230	10 / 3,33
M00565590	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	22	9	230	10 / 3,33
M00565640	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	22	6	135	10 / 3,33
M00565650	Endoprothèse colique et duodénale Wallstent	22	9	135	10 / 3,33

Conditionnement: 1 par boîte

**Guides recommandés pour les longueurs de 230 cm:** Dreamwire™ fil guide haute performance™ ferme 0,035 in (0,89 mm), 450 cm Extrémité droite Dream Tip™, Extrémité angulée Dream Tip™ ou Guide ferme Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), 450 cm: Extrémité droite, Extrémité angulée ou Guide ultra-ferme 0,035 in (0,89 mm), 500 cm

**Longueurs 135 cm:** Dreamwire™ fil guide haute performance™ ferme 0,035 in (0,89 mm), 260 cm Extrémité droite Dream Tip™, Extrémité angulée Dream Tip™ ou Guide ferme Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), 260 cm Extrémité droite




### Endoprothèses coliques Ultraflex Precision™ non couvertes

Références	Description	Ø ext. du corps du stent (mm)	Ø ext. proximale du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Longueur utile (cm)	Diamètre de l'extrémité du cathéter (F) / (mm)
M00557330	Endoprothèse colique Ultraflex Precision	25	30	5,7	100	22 / 7,33
M00557360	Endoprothèse colique Ultraflex Precision	25	30	8,7	100	22 / 7,33
M00557380	Endoprothèse colique Ultraflex Precision	25	30	11,7	100	22 / 7,33

Conditionnement: 1 par boîte

**Guide recommandé:** Fil guide Jagwire™, 0,038 in (0,97 mm), 260 cm



RX Biliaire

Biliaire

SpyGlass®

Échoendoscopie

Endoprothèses

Dilatation

Fils Guides

Hemostasie

Réssection  
tissulaire

Biopsie

Nutrition  
Entérale

Pulmonaire



Table des matières




Index  
alphabétique

Index par  
référence



# Dilatation

## CATHETER DE DILATATION A BALLONNET



### Ballon de dilatation CRE™ Wireguided sur guide Œsophage / pylore / biliaire (indication DASE : Extraction de Calculs Biliaires par Macro-Dilatation)




Références	Ø ext. gonflé (mm)	Ø ext. gonflé (F)	Longueur du ballonnet (cm)	Pressions de gonflage (ATM)	Pressions de gonflage (kPa)	Canal interventionnel recommandé (mm)*	Taille minimum du cathéter (F)/(mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00558600	6-7-8	18-21-24	5,5	3-6-10	304-608-1013	2,8/3,2	7,5 / 2,50	180	Boîte de 1
M00558610	8-9-10	24-27-30	5,5	3-5,5-9	304-557-912	2,8/3,2	7,5 / 2,50	180	Boîte de 1
M00558620	10-11-12	30-33-36	5,5	3-5-8	304-507-811	2,8/3,2	7,5 / 2,50	180	Boîte de 1
M00558630	12-13,5-15	36-40,5-45	5,5	3-4,5-8	304-456-811	2,8/3,2	7,5 / 2,50	180	Boîte de 1
M00558640	15-16,5-18	45-49,5-54	5,5	3-4,5-7	304-456-709	2,8/3,7	7,5 / 2,50	180	Boîte de 1
M00558650**	18-19-20	54-57-60	5,5	3-4,5-6	304-456-608	2,8/3,7	7,5 / 2,50	180	Boîte de 1

Dispositif d'inflation recommandé : Poignée réutilisable Alliance™ II M00550620, seringue Alliance à usage unique M00550601.  
Guide inclus et préchargé.

\*Diamètre du canal du duodéroscope

\*\* Applications œsophagiennes et biliaires uniquement

Ce produit ne contient pas de latex détectable.



### Ballon de dilatation CRE™ PRO Wireguided sur guide Colique / Œsophage / pylore / biliaire (indication DASE : Extraction de Calculs Biliaires par Macro-Dilatation)



Références	Ø ext. gonflé (mm)	Ø ext. gonflé (F)	Longueur du ballonnet (cm)	Pressions de gonflage (ATM)	Pressions de gonflage (kPa)	Canal interventionnel recommandé (mm)*	Taille minimum du cathéter (F)/(mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00558660	6-7-8	18-21-24	5,5	3-6-10	304-608-1013	2,8/3,2	7,5 / 2,50	240	Boîte de 1
M00558670	8-9-10	24-27-30	5,5	3-5,5-9	304-557-912	2,8/3,2	7,5 / 2,50	240	Boîte de 1
M00558680	10-11-12	30-33-36	5,5	3-5-8	304-507-811	2,8/3,2	7,5 / 2,50	240	Boîte de 1
M00558690	12-13,5-15	36-40,5-45	5,5	3-4,5-8	304-456-811	2,8/3,2	7,5 / 2,50	240	Boîte de 1
M00558700	15-16,5-18	45-49,5-54	5,5	3-4,5-7	304-456-709	2,8/3,7	7,5 / 2,50	240	Boîte de 1
M00558710**	18-19-20	54-57-60	5,5	3-4,5-6	304-456-608	2,8/3,7	7,5 / 2,50	240	Boîte de 1

Dispositif d'inflation recommandé : Poignée réutilisable Alliance™ II M00550620, seringue Alliance à usage unique M00550601.  
Guide inclus et préchargé.

\*Diamètre du canal du duodéroscope


\*\* Applications œsophagiennes, coliques et biliaires uniquement.

Ce produit ne contient pas de latex détectable.



# Dilatation

## CATHETER DE DILATATION A BALLONNET (SUITE)



### Ballon de dilatation CRE™ Œsophage



Références	Ø ext. gonflé (mm)	Longueur du ballonnet (cm)	Pressions de gonflage (ATM)	Pressions de gonflage (kPa)	Canal interventionnel recommandé (mm)	Taille minimum du cathéter (F) / (mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00558330	6-7-8	8	3-6-10	304-608-1013	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00558340	8-9-10	8	3-5,5-9	304-557-912	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00558350	10-11-12	8	3-5-8	304-507-810	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00558360	12-13,5-15	8	3-4,5-8	304-456-810	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00558361	12-13,5-15	8	3-4,5-8	304-456-810	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 5
M00558370	15-16,5-18	8	3-4,5-7	304-456-709	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00558371	15-16,5-18	8	3-4,5-7	304-456-709	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 5
M00558380	18-19-20	8	3-4,5-6	304-456-608	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00558381	18-19-20	8	3-4,5-6	304-456-608	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 5


**Poignée de gonflage recommandée:** Poignée réutilisable avec système de gonflage intégré Alliance™ II M00550620, Seringue stérile M00550601  
Ce produit ne contient pas de latex détectable.





# Dilatation

## BALLON DE DILATATION MAX FORCE™ ŒSOPHAGE



### Ballon de dilatation Max Force™ TTS Œsophage

Références	Ø ext. gonflé (mm)	Longueur du ballonnet (cm)	Pressions de gonflage (ATM)	(kPa)	Canal interventionnel recommandé (mm)	Taille minimum du cathéter (F) / (mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00589060	6	6	10	1013	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00589080	8	6	10	1013	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00589100	10	6	7	709	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00589120	12	6	7	709	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00589140	14	6	7	709	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00589150	15	6	5	507	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00589160	16	6	5	507	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1
M00589180	18	6	5	507	2,8	6 / 2,00	180	Boîte de 1

Poignée de gonflage recommandée: Poignée réutilisable avec système de gonflage intégré Alliance™ II M00550620, Seringue stérile M00550601  
Ce produit ne contient pas de latex détectable.

### Rigiflex™ II Ballon de dilatation pour Achalasie\*

Références	Ø ext. gonflé (mm)	Longueur du ballonnet (cm)	Taille du cathéter (F) / (mm)	Longueur utile (cm)	Guide recommandé (in) / (mm)**	Conditionnement
M00554500	30	10	14 / 4,67	90	0,038 / 0,97	Boîte de 1
M00554510	35	10	14 / 4,67	90	0,038 / 0,97	Boîte de 1
M00554520	40	10	14 / 4,67	90	0,038 / 0,97	Boîte de 1

\* Produit fourni stérile. Utilisation recommandée avec le moniteur et la pompe manuelle pneumatique Achalasia, M00553200

\*\* Guide compris avec le cathéter de dilatation à ballonnet Rigiflex™ II.


Ce produit ne contient pas de latex détectable.





# Dilatation

## SYSTÈMES INFLATEURS



### Systèmes inflateur Alliance™ II réutilisable

Références	Description	Conditionnement
M00550620	Pistolet inflateur	Boîte de 1
M00550601	⊗ Seringue 60 ml avec manomètre	Boîte de 5


## ACCESSOIRES DE DILATATION

### Dispositifs et accessoires de Gonflage/Dégonflage

Références	Description	Conditionnement
M00553200	Pompe pneumatique pour achalasie réutilisable	Boîte de 1


**Les ballons de dilatation biliaires RX  
sont situés dans la section biliaire RX en page 7**

**Les ballons de dilatation biliaires  
sont situés dans la section biliaire en page 15**



# Fils Guides


## HAUTE PERFORMANCE




### Fils guides Dreamwire™

Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité Dream Tip™	Conditionnement
M00556101	Dreamwire Standard	0,035 / 0,89	260	Droite	Boîte de 2
M00556111	Dreamwire Standard	0,035 / 0,89	260	Angulée	Boîte de 2
M00556121	Dreamwire ferme	0,035 / 0,89	260	Droite	Boîte de 2
M00556131	Dreamwire ferme	0,035 / 0,89	260	Angulée	Boîte de 2
M00556141	Dreamwire Standard	0,035 / 0,89	450	Droite	Boîte de 2
M00556151	Dreamwire Standard	0,035 / 0,89	450	Angulée	Boîte de 2
M00556161	Dreamwire ferme	0,035 / 0,89	450	Droite	Boîte de 2
M00556171	Dreamwire ferme	0,035 / 0,89	450	Angulée	Boîte de 2


Extrémité de guide Jagwire™  
5 cm



Extrémité Dream Tip™  
droite 10 cm



Extrémité Dream Tip™  
angulée 10 cm




### Fils guides Hydra Jagwire™

Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité Dream Tip™	Conditionnement
M00556001	Hydra Jagwire Standard	0,035 / 0,89	260	Droite	Boîte de 2
M00556011	Hydra Jagwire Standard	0,035 / 0,89	260	Angulée	Boîte de 2
M00556021	Hydra Jagwire ferme	0,035 / 0,89	260	Droite	Boîte de 2
M00556031	Hydra Jagwire ferme	0,035 / 0,89	260	Angulée	Boîte de 2
M00556041	Hydra Jagwire Standard	0,035 / 0,89	450	Droite	Boîte de 2
M00556051	Hydra Jagwire Standard	0,035 / 0,89	450	Angulée	Boîte de 2
M00556061	Hydra Jagwire ferme	0,035 / 0,89	450	Droite	Boîte de 2
M00556071	Hydra Jagwire ferme	0,035 / 0,89	450	Angulée	Boîte de 2

Le guide Hydra Jagwire peut rester en place pendant la sphinctérotomie. Voir le « Mode d'emploi » pour obtenir de plus amples détails.

# Fils Guides

## HAUTE PERFORMANCE (SUITE)



### Fils guides Jagwire™

Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité	Conditionnement
M00556481	Jagwire ferme	0,025-0,019 / 0,64-0,48	260	Droite	Boîte de 2
M00556491	Jagwire ferme	0,025-0,019 / 0,64-0,48	260	Angulée	Boîte de 2
M00556461	Jagwire Standard	0,025-0,018 / 0,64-0,46	260	Droite	Boîte de 2
M00557641	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite	Boîte de 2
M00557651	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angulée	Boîte de 2
M00557661	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite	Boîte de 2
M00557671	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angulée	Boîte de 2
M00556561	Jagwire Standard	0,025-0,018 / 0,64-0,46	450	Droite	Boîte de 2
M00556511	Jagwire Standard	0,025-0,018 / 0,64-0,46	450	Angulée	Boîte de 2
M00556521	Jagwire ferme	0,025-0,019 / 0,64-0,48	450	Droite	Boîte de 2
M00556531	Jagwire ferme	0,025-0,019 / 0,64-0,48	450	Angulée	Boîte de 2
M00556581	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Droite	Boîte de 2
M00556591	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angulée	Boîte de 2
M00556601	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Droite	Boîte de 2
M00556611	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angulée	Boîte de 2
M00556621	Jagwire ferme	0,038 / 0,97	260	Droite	Boîte de 2

Le guide Jagwire peut rester en place pendant la sphinctérotomie. Voir le « Mode d'emploi » pour obtenir de plus amples détails.


### Fils guides Jagwire™ – Jagwire extensible

Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité	Conditionnement
M00556902	Jagwire Jag Tail	0,035 / 0,89	200	Extension du guide	Boîte de 5
M00556841	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite	Boîte de 2
M00556851	Jagwire Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angulée	Boîte de 2
M00556861	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite	Boîte de 2
M00556871	Jagwire ferme	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angulée	Boîte de 2

Le guide Jagwire peut rester en place pendant la sphinctérotomie. Voir le « Mode d'emploi » pour obtenir de plus amples détails.


# Fils Guides

## HAUTE PERFORMANCE (SUITE)



### NovaGold™ fils guide de haute performance

Références	Description	Diamètre du guide (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité	Conditionnement
M00552001	NovaGold	0,018 / 0,46	260	Modulable	Boîte de 2
M00552011	NovaGold	0,018 / 0,46	480	Modulable	Boîte de 2



### NaviPro™ 100 % Guides hydrophiles

Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité	Conditionnement
M00556191	NaviPro Standard	0,018 / 0,46	260	Angulée	Boîte de 5
M00556181	NaviPro Standard	0,018 / 0,46	260	Droite	Boîte de 5
M00556211	NaviPro Standard	0,025 / 0,64	260	Angulée	Boîte de 5
M00556201	NaviPro Standard	0,025 / 0,64	260	Droite	Boîte de 5
M00556231	NaviPro Standard	0,035 / 0,89	260	Angulée	Boîte de 5
M00556221	NaviPro Standard	0,035 / 0,89	260	Droite	Boîte de 5
M00556251	NaviPro ferme	0,035 / 0,89	260	Angulée	Boîte de 5
M00556241	NaviPro ferme	0,035 / 0,89	260	Droite	Boîte de 5

## STANDARD

### Fil guide très ferme Amplatz™

Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité	Conditionnement
M00550090	Amplatz très ferme	0,038 / 0,97	260	Droite	Boîte de 1

### Fil guide très ferme Wallstent™


Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité	Conditionnement
H965180011	Wallstent très ferme	0,035 / 0,89	500	Effilée	Boîte de 5





# Hémostase

## SYSTÈMES DE CLIP HÉMOSTATIQUE



### Clip Resolution 360™



Références	Description	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimal (mm)	Ecartement des mors (mm)	Conditionnement
M00521230	Clip Resolution 360	235	2.8	11	Boîte de 1
M00521231	Clip Resolution 360	235	2.8	11	Boîte de 10
M00521232†	Clip Resolution 360	235	2.8	11	Boîte de 20
M00521233†	Clip Resolution 360	235	2.8	11	Boîte de 40
M00521240	Clip Resolution 360	155	2.8	11	Boîte de 1
M00521241	Clip Resolution 360	155	2.8	11	Boîte de 10
M00521242	Clip Resolution 360	155	2.8	11	Boîte de 20
M00521243	Clip Resolution 360	155	2.8	11	Boîte de 40

† Veuillez vérifier la disponibilité de ce dispositif auprès de votre représentant local.




### Clip hémostatique Resolution™



Références	Description	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimal (mm)	Ecartement des mors (mm)	Conditionnement
M00522600	Clip hémostatique Resolution	155	2,8	11	Boîte de 1
M00522601	Clip hémostatique Resolution	155	2,8	11	Boîte de 10
M00522602	Clip hémostatique Resolution	155	2,8	11	Boîte de 20
M00522610	Clip hémostatique Resolution	235	2,8	11	Boîte de 1
M00522611	Clip hémostatique Resolution	235	2,8	11	Boîte de 10
M00522612	Clip hémostatique Resolution	235	2,8	11	Boîte de 20

## SYSTÈMES DE LIGATURES MULTIPLES DE VARICES ŒSOPHAGIENNES



### Systèmes de ligatures multiples de varices œsophagiennes Super 7™




Références	Description	Canal interventionnel minimal (mm)	Ø ext. de l'endoscope (mm)	Nombre élastiques	Conditionnement
M00542250	Système de ligature Super 7	2,8	8,6-11,5	7	Boîte de 1
M00542251	Système de ligature Super 7	2,8	8,6-11,5	7	Boîte de 2
M00542253	Système de ligature Super 7	2,8	8,6-11,5	7	Boîte de 4

Cathéter d'irrigation fourni dans chaque kit



# Hémostase


## CATHÉTERS BIPOLAIRES POUR ÉLECTRO-HÉMOSTASE



### Cathéters d'injection pour électro-hémostase Injection Gold Probe™

Références	Description	Ø ext. (F) / (mm)	Calibre	Aiguille Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Canal interventionnel minimal (mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00560150	Cathéter d'injection Gold Probe	7 / 2,33	25	0,51	0,24	2,8	210	Boîte de 1
M00560160	Cathéter d'injection Gold Probe	10 / 3,33	25	0,51	0,24	3,7	210	Boîte de 1

Générateur/connecteur type: Consulter les adaptateurs de câble bipolaires électrochirurgicaux



### Cathéters pour électro-hémostase Gold Probe™


Références	Description	Ø ext. (F) / (mm)	Canal interventionnel minimal (mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00560070	Cathéter Gold Probe	7 / 2,33	2,8	300	Boîte de 1
M00560071	Cathéter Gold Probe	7 / 2,33	2,8	300	Boîte de 5
M00560100	Cathéter Gold Probe	10 / 3,33	3,7	300	Boîte de 1
M00560101	Cathéter Gold Probe	10 / 3,33	3,7	300	Boîte de 5
M00560220	Cathéter Gold Probe	7 / 2,33	2,8	350	Boîte de 1

Générateur/connecteur type: Consulter les adaptateurs de câble bipolaires électrochirurgicaux



# Hémostase


## AIGUILLES



### Aiguilles de sclérothérapie Interject™\*

Références	Description	Type de gaine	Ø ext. de la gaine (mm)	Calibre	Aiguille Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Longueur maximale de l'extension de l'aiguille (mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00518151	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	1,8	23	0,64	0,32	4	200	Boîte de 5
M00518161	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	1,8	25	0,51	0,24	4	200	Boîte de 5
M00518251	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	1,8	23	0,64	0,32	6	200	Boîte de 5
M00518261	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	1,8	25	0,51	0,24	6	200	Boîte de 5
M00518351	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	2,3	23	0,64	0,32	4	240	Boîte de 5
M00518361	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	2,3	25	0,51	0,24	4	240	Boîte de 5

\* Avec technologie de cathéter en étoile.




### Aiguilles de sclérothérapie transparentes Interject™\*

Références	Description	Type de gaine	Ø ext. de la gaine (mm)	Calibre	Aiguille Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Longueur maximale de l'extension de l'aiguille (mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00518111	Aiguille de sclérothérapie Interject	Transparent	1,8	25	0,51	0,24	4	200	Boîte de 5
M00518301	Aiguille de sclérothérapie Interject	Transparent	2,3	23	0,64	0,32	4	240	Boîte de 5
M00518311	Aiguille de sclérothérapie Interject	Transparent	2,3	25	0,51	0,24	4	240	Boîte de 5

\* Avec technologie de cathéter en étoile.

# Hémostase


## AIGUILLES (SUITE)



### Cathéters pour hémostase Optiflo™

Références	Description	Calibre	Aiguille Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Ø ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel (mm)	Conditionnement
M00511731	Cathéter pour hémostase Optiflo	23	0,64	0,32	2,3	200	2,8	Boîte de 5
M00511751	Cathéter pour hémostase Optiflo	25	0,51	0,24	2,3	200	2,8	Boîte de 5

## ADAPTATEURS DE CÂBLE BIPOLAIRE ÉLECTROCHIRURGICAL



### Adaptateurs de câble bipolaire électrochirurgical

Références	Description	Écartement fixe des broches (mm)	Compatibilité du générateur*	Conditionnement
M00561440	Adaptateur de câble bipolaire	18	EMC (Coagulasem Dolley)	Boîte de 1
M00561450	Adaptateur de câble bipolaire	22	ERBE (VIO International, VIO 100C, ICC Series, VIO 200D), EMC Dolley, Olympus (ESG100, PSD60)**	Boîte de 1
M00561460	Adaptateur de câble bipolaire	25	Lamidey (Optima 4)	Boîte de 1
M00561470	Adaptateur de câble bipolaire	28	Valleylab®, Lamidey (Duo), Bovie (Aaron 3250™, Aaron 1250™), Olympus (UES10, UES30, Surgemaster, ESG100 **, PSD60 **), Bowa, Soring, ConMed™ Sabre Genesys™	Boîte de 1
M00561480	Adaptateur de câble bipolaire	28 avec 3e broche	ConMed® (System 5000), Bovie (Aaron 2250™), Ethicon®	Boîte de 1
M00561490	Adaptateur de câble bipolaire	32 avec 3e broche	ConMed (Sabre 180, Excalibur, System 7550)	Boîte de 1
M00561500	Adaptateur de câble bipolaire	39	Codman, Malis®	Boîte de 1

Les adaptateurs de câble bipolaires sont utilisés pour le raccordement du Gold Probe™ et de l'Injection Gold Probe™ aux générateurs indiqués ci-dessus.

\* Pour les générateurs et les adaptateurs de câble qui leur sont associés qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, contacter le représentant Boston Scientific.

\*\* Les plaques frontales peuvent présenter certaines variations pour un modèle de générateur. Nous recommandons de confirmer l'espacement des broches avant la commande.





# Résection tissulaire

## DISPOSITIF EMR POUR TRACTUS DIGESTIF SUPERIEUR




### Captivator™ EMR



Références	Description	Conditionnement
M00561600	Captivator EMR pour gastroscopes standard	Boîte de 1
M00561610	Captivator EMR pour gastroscopes larges	Boîte de 1

## ANSES



### Anses rotatives\*




Références	Description	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Ø ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Conditionnement
M00561821	Ovale, petite	Semi-rigide	13	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00561831	Ovale, moyenne	Semi-rigide	20	2,4	240	2,8	Boîte de 10

\* Avec technologie de cathéter en étoile.

# Résection tissulaire


## ANSES (SUITE)



### Anses à polypectomie à ouverture courte Sensation™



Références	Description	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Ø ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Conditionnement
M00562691	Ovale, petite	Souple	13	2,4	240	2,8	Boîte de 5
M00562692	Ovale, petite	Souple	13	2,4	240	2,8	Boîte de 20
M00562693	Ovale, petite	Souple	13	2,4	240	2,8	Boîte de 40
M00560321	Ovale, petite	Semi-rigide	13	2,4	240	2,8	Boîte de 5
M00562671	Ovale, moyenne	Souple	27	2,4	240	2,8	Boîte de 5
M00562672	Ovale, moyenne	Souple	27	2,4	240	2,8	Boîte de 20
M00562673	Ovale, moyenne	Souple	27	2,4	240	2,8	Boîte de 40
M00560311	Ovale, moyenne	Semi-rigide	27	2,4	240	2,8	Boîte de 5
M00562651	Ovale, large	Semi-rigide	30	2,4	240	2,8	Boîte de 5
M00562652	Ovale, large	Semi-rigide	30	2,4	240	2,8	Boîte de 20
M00560331	Forme de croissant, moyenne	Semi-rigide	27	2,4	240	2,8	Boîte de 5





### Anses Captiflex™



Références	Description	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Ø ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Conditionnement
M00562471	Micro-Ovale	Souple	11	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00562421	Ovale, petite	Souple	13	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00562422	Ovale, petite	Souple	13	2,4	240	2,8	Boîte de 40
M00562401	Ovale, moyenne	Souple	27	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00562402	Ovale, moyenne	Souple	27	2,4	240	2,8	Boîte de 40

# Résection tissulaire



## ANSES (SUITE)



### Anses Captivator™



Références	Description	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Ø ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Conditionnement
M00562301	Ovale, petite	Rigide	13	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00562321	Ovale, moyenne	Rigide	27	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00562391	Ovale, large (fil fin)	Souple	30	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00561311	Ovale, large	Semi-rigide	30	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00562451	Hexagonale, petite	Rigide	13	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00562341	Hexagonale, moyenne	Rigide	27	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00562371	Forme de croissant, moyenne	Rigide	27	2,4	240	2,8	Boîte de 10




### Anses Captivator™ II



Références	Description	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Ø ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Conditionnement
M00561221	10mm Arrondie	Rigide	10	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00561222	10mm Arrondie	Rigide	10	2,4	240	2,8	Boîte de 20
M00561223	10mm Arrondie	Rigide	10	2,4	240	2,8	Boîte de 40
M00561231	15mm Arrondie	Rigide	15	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00561232	15mm Arrondie	Rigide	15	2,4	240	2,8	Boîte de 20
M00561233	15mm Arrondie	Rigide	15	2,4	240	2,8	Boîte de 40
M00561241	20mm Arrondie	Rigide	20	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00561242	20mm Arrondie	Rigide	20	2,4	240	2,8	Boîte de 20
M00561243	20mm Arrondie	Rigide	20	2,4	240	2,8	Boîte de 40
M00561191	25mm Arrondie	Rigide	25	2,4	240	2,8	Boîte de 10
M00561192	25mm Arrondie	Rigide	25	2,4	240	2,8	Boîte de 20
M00561193	25mm Arrondie	Rigide	25	2,4	240	2,8	Boîte de 40
M00561291	33mm Arrondie, extra large	Rigide	33	2,4	240	2,8	Boîte de 10

# Résection tissulaire

## ANSES (SUITE)




### Anses pédiatriques Profile™



Références	Description	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Ø ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Conditionnement
M00562531	Micro-Ovale	Souple	11	1,9	240	2,0	Boîte de 10
M00562551	Ovale, petite	Souple	13	1,9	240	2,0	Boîte de 10
M00562571	Ovale, moyenne	Souple	27	1,9	240	2,0	Boîte de 10

## PINCES À BIOPSIE CHAUDE



### Pince à biopsie chaude Radial Jaw™ 4

Références	Description	Ø ext. du mors (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Conditionnement
M00515031	Pince à biopsie chaude Radial Jaw 4	2,2	240	2,8	Boîte de 5
M00515032	Pince à biopsie chaude Radial Jaw 4	2,2	240	2,8	Boîte de 20
M00515033	Pince à biopsie chaude Radial Jaw 4	2,2	240	2,8	Boîte de 40

## ACCESSOIRES

### Cordons électriques


Références	Description	Conditionnement
M00561250	Cordon électrique adapté au générateur Olympus®	Boîte de 1
M00561270	Cordon électrique adapté aux générateurs Endostat™, Endostat™ II, Endostat™ III, Bovie™, Valleylab®, Aspen Labs et ERBE®	Boîte de 1





# Biopsie

## PINCES À BIOPSIE



### Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 capacité standard

Références	Description	Ø ext. du mors (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Code couleur	Conditionnement
M00513383	Radial Jaw 4 capacité standard	2,2	160	2,8	Jaune	Boîte de 5
M00513381	Radial Jaw 4 capacité standard	2,2	160	2,8	Jaune	Boîte de 20
M00513382	Radial Jaw 4 capacité standard	2,2	160	2,8	Jaune	Boîte de 40
M00513393	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	2,2	160	2,8	Jaune	Boîte de 5
M00513391	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	2,2	160	2,8	Jaune	Boîte de 20
M00513392	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	2,2	160	2,8	Jaune	Boîte de 40
M00513403	Radial Jaw 4 capacité standard	2,2	240	2,8	Orange	Boîte de 5
M00513401	Radial Jaw 4 capacité standard	2,2	240	2,8	Orange	Boîte de 20
M00513402	Radial Jaw 4 capacité standard	2,2	240	2,8	Orange	Boîte de 40
M00513413	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	2,2	240	2,8	Orange	Boîte de 5
M00513411	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	2,2	240	2,8	Orange	Boîte de 20
M00513412	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	2,2	240	2,8	Orange	Boîte de 40

### Pince à biopsie Radial Jaw™ 4 large capacité

Références	Description	Ø ext. du mors (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Code couleur	Conditionnement
M00513303	Radial Jaw 4 large capacité	2,4	160	2,8	Jaune	Boîte de 5
M00513301	Radial Jaw 4 large capacité	2,4	160	2,8	Jaune	Boîte de 20
M00513302	Radial Jaw 4 large capacité	2,4	160	2,8	Jaune	Boîte de 40
M00513313	Radial Jaw 4 large capacité avec aiguille	2,4	160	2,8	Jaune	Boîte de 5
M00513311	Radial Jaw 4 large capacité avec aiguille	2,4	160	2,8	Jaune	Boîte de 20
M00513312	Radial Jaw 4 large capacité avec aiguille	2,4	160	2,8	Jaune	Boîte de 40
M00513323	Radial Jaw 4 large capacité	2,4	240	2,8	Orange	Boîte de 5
M00513321	Radial Jaw 4 large capacité	2,4	240	2,8	Orange	Boîte de 20
M00513322	Radial Jaw 4 large capacité	2,4	240	2,8	Orange	Boîte de 40
M00513333	Radial Jaw 4 large capacité avec aiguille	2,4	240	2,8	Orange	Boîte de 5
M00513331	Radial Jaw 4 large capacité avec aiguille	2,4	240	2,8	Orange	Boîte de 20
M00513332	Radial Jaw 4 large capacité avec aiguille	2,4	240	2,8	Orange	Boîte de 40

# Biopsie

## PINCES À BIOPSIE (SUITE)

### Pince à biopsie Radial Radial Jaw™ 4 capacité maxi




Références	Description	Ø ext. du mors (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Code couleur	Conditionnement
M00513343	Radial Jaw 4 maxi	2,8	160	3,2	Jaune	Boîte de 5
M00513353	Radial Jaw 4 maxi avec aiguille	2,8	160	3,2	Jaune	Boîte de 5
M00513363	Radial Jaw 4 maxi	2,8	240	3,2	Orange	Boîte de 5
M00513361	Radial Jaw 4 maxi	2,8	240	3,2	Orange	Boîte de 20
M00513362	Radial Jaw 4 maxi	2,8	240	3,2	Orange	Boîte de 40
M00513373	Radial Jaw 4 maxi avec aiguille	2,8	240	3,2	Orange	Boîte de 5
M00513371	Radial Jaw 4 maxi avec aiguille	2,8	240	3,2	Orange	Boîte de 20
M00513372	Radial Jaw 4 maxi avec aiguille	2,8	240	3,2	Orange	Boîte de 40

### Pince à biopsie gastro-pédiatrique Radial Jaw™ 4



Références	Description	Ø ext. du mors (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Code couleur	Conditionnement
M00513443	Radial Jaw 4 gastro-pédiatrique	1,8	160	2,0	Jaune	Boîte de 5
M00513441	Radial Jaw 4 gastro-pédiatrique	1,8	160	2,0	Jaune	Boîte de 20
M00513453	Radial Jaw 4 gastro-pédiatrique avec aiguille	1,8	160	2,0	Jaune	Boîte de 5
M00513451	Radial Jaw 4 gastro-pédiatrique avec aiguille	1,8	160	2,0	Jaune	Boîte de 20



### Pince à biopsie pour prélèvement multiple Multibite™



Références	Description	Ø ext. du mors (mm)	Longueur utile (cm)	Canal interventionnel minimum (mm)	Code couleur	Conditionnement
M00510101	Pince à biopsie pour prélèvement multiple Multibite	2,4	160	2,8	Jaune	Boîte de 5
M00510121	Pince à biopsie pour prélèvement multiple Multibite	2,4	240	2,8	Orange	Boîte de 5





## DISPOSITIFS DE GASTROSTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANÉE (GPE)

Mise en place initiale



## Kit de GEP standard EndoVive™

Références	Description	Conditionnement
M00568381	EndoVive GEP standard à tirer 20Fr/6,67mm	Boîte de 2
M00568391	EndoVive GEP standard à tirer 24Fr/8mm	Boîte de 2
M00568401	EndoVive GEP standard à pousser 20Fr/6,67mm	Boîte de 2
M00568411	EndoVive GEP standard à pousser 24Fr/8mm	Boîte de 2



## Kit de GEP standard EndoVive™ avec ENFit

Références	Description	Conditionnement
M00509081	EndoVive GEP standard à tirer avec ENFit 20Fr/6,67mm	Boîte de 2
M00509101	EndoVive GEP standard à tirer avec ENFit 24Fr/8mm	Boîte de 2
M00509091	EndoVive GEP standard à pousser avec ENFit 20Fr/6,67mm	Boîte de 2
M00509111	EndoVive GEP standard à pousser avec ENFit 24Fr/8mm	Boîte de 2

## Accessoires pour GEP EndoVive™

Références	Description	Conditionnement
M00580641	Raccord en Y pour sonde de gastrostomie initiale 20Fr/6,67mm	Boîte de 10
M00580651	Raccord en Y pour sonde de gastrostomie initiale 24Fr/8mm	Boîte de 10
M00580731	Embases rondes 20Fr/6,67mm	Boîte de 10
M00580781	Pinces en C 20Fr/6,67mm et 24Fr/8mm	Boîte de 10


## Accessoires pour GEP EndoVive™ avec ENFit

Références	Description	Conditionnement
M00501261	Raccord en Y pour sonde de gastrostomie initiale 20Fr/6,67mm avec ENFit	Boîte de 10
M00501271	Raccord en Y pour sonde de gastrostomie initiale 24Fr/8mm avec ENFit	Boîte de 10



**DISPOSITIFS DE GASTROTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANÉE (GPE) (SUITE)**

Mise en place initiale (SUITE)

**Kits de GPE avec bouton One Step de petit calibre**

Références	Description	Longueur (cm)	Conditionnement
M00568450	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 Fr (6,00 mm), pull	1,7	Boîte de 1
M00568460	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 Fr (6,00 mm), pull	2,4	Boîte de 1
M00568470	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 Fr (6,00 mm), pull	3,4	Boîte de 1
M00568480	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 Fr (6,00 mm), pull	4,4	Boîte de 1
M00568500	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 Fr (8,00 mm), pull	1,7	Boîte de 1
M00568510	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 Fr (8,00 mm), pull	2,4	Boîte de 1
M00568520	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 Fr (8,00 mm), pull	3,4	Boîte de 1
M00568530	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 Fr (8,00 mm), pull	4,4	Boîte de 1
M00568560	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 Fr (6,00 mm), push	2,4	Boîte de 1
M00568570	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 Fr (6,00 mm), push	3,4	Boîte de 1
M00568580	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 18 Fr (6,00 mm), push	4,4	Boîte de 1
M00568600	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 Fr (8,00 mm), push	1,7	Boîte de 1
M00568610	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 Fr (8,00 mm), push	2,4	Boîte de 1
M00568620	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 Fr (8,00 mm), push	3,4	Boîte de 1
M00568630	Kit de GPE avec bouton One Step de petit calibre 24 Fr (8,00 mm), push	4,4	Boîte de 1


## DISPOSITIFS DE GASTROTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANÉE (GPE) (SUITE)

Mise en place initiale (SUITE)



## Sondes et adaptateurs

Références	Description	Longueur (cm)	Code couleur	Conditionnement
M00580401	Sonde de décompression de 18 Fr (6,00 mm)	1,2	Jaune	Boîte de 10
M00580411	Sonde de décompression de 18 Fr (6,00 mm)	1,7	Jaune	Boîte de 10
M00580421	Sonde de décompression de 18 Fr (6,00 mm)	2,4	Jaune	Boîte de 10
M00580431	Sonde de décompression de 18 Fr (6,00 mm)	3,4	Jaune	Boîte de 10
M00580441	Sonde de décompression de 18 Fr (6,00 mm)	4,4	Jaune	Boîte de 10
M00580461	Sonde de décompression de 24 Fr (8,00 mm)	1,7	Bleu	Boîte de 10
M00580471	Sonde de décompression de 24 Fr (8,00 mm)	2,4	Bleu	Boîte de 10
M00580481	Sonde de décompression de 24 Fr (8,00 mm)	3,4	Bleu	Boîte de 10
M00580491	Sonde de décompression de 24 Fr (8,00 mm)	4,4	Bleu	Boîte de 10
M00580171	Adaptateur de nutrition droit par bol 18 Fr (6,00 mm)		Jaune	Boîte de 10
M00580181	Adaptateur de nutrition continue à angle droit 18 Fr (6,00 mm)		Jaune	Boîte de 10
M00580231	Adaptateur de nutrition droit par bol 24 Fr (8,00 mm)		Bleu	Boîte de 10
M00580241	Adaptateur de nutrition continue à angle droit 24 Fr (8,00 mm)		Bleu	Boîte de 10
M00580271	Adaptateur de nutrition droit par bol 28 Fr (9,33 mm)		Vert	Boîte de 10
M00580281	Adaptateur de nutrition continue à angle droit 28 Fr (9,33 mm)		Vert	Boîte de 10




## Sonde d'alimentation jéjunale par GPE

Références	Description	Type d'extrémité	Conditionnement
M00566320	Sonde d'alimentation jéjunale par GPE 8,5 Fr (2,83 mm)	Extrémité courbée	Boîte de 1
M00566330	Sonde d'alimentation jéjunale par GPE 8,5 Fr (2,83 mm)	Extrémité en queue de cochon	Boîte de 1
M00566340	Sonde d'alimentation jéjunale par GPE 12 Fr (4,00 mm)	Extrémité courbée	Boîte de 1
M00566350	Sonde d'alimentation jéjunale par GPE 12 Fr (4,00 mm)	Extrémité en queue de cochon	Boîte de 1

**DISPOSITIFS DE GASTROTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANÉE (GPE) (SUITE)**


Dispositifs de rechange

**Kit boutons de remplacement (forme ballons)**

Références	Description	Conditionnement
M00582040	Tube de gastrostomie de rechange 12 F (4,00 mm), Droit	Boîte de 1
M00582050	Tube de gastrostomie de rechange 14 F (4,67 mm), Droit	Boîte de 1
M00582060	Tube de gastrostomie de rechange 16 F (5,33 mm), Droit	Boîte de 1
M00582070	Tube de gastrostomie de rechange 18 F (6,00 mm), Droit	Boîte de 1
M00582080	Tube de gastrostomie de rechange 20 F (6,67 mm), Droit	Boîte de 1
M00582860	Tube de gastrostomie de rechange 22 F (7,33 mm), Droit	Boîte de 1
M00582090	Tube de gastrostomie de rechange 24 F (8,00 mm), Droit	Boîte de 1
M00582100	Tube de gastrostomie de rechange 28 F (9,33 mm), Droit	Boîte de 1
M00582110	Tube de gastrostomie de rechange 12 F (4,00 mm), Angle droit	Boîte de 1
M00582120	Tube de gastrostomie de rechange 14 F (4,67 mm), Angle droit	Boîte de 1
M00582130	Tube de gastrostomie de rechange 16 F (5,33 mm), Angle droit	Boîte de 1
M00582140	Tube de gastrostomie de rechange 18 F (6,00 mm), Angle droit	Boîte de 1
M00582150	Tube de gastrostomie de rechange 20 F (6,67 mm), Angle droit	Boîte de 1
M00582870	Tube de gastrostomie de rechange 22 F (7,33 mm), Angle droit	Boîte de 1
M00582160	Tube de gastrostomie de rechange 24 F (8,00 mm), Angle droit	Boîte de 1
M00582170	Tube de gastrostomie de rechange 28 F (9,33 mm), Angle droit	Boîte de 1

## DISPOSITIFS DE GASTROTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANÉE (GPE) (SUITE)


## Dispositifs de rechange



## Sonde de gastrostomie de rechange avec connecteur ENFit



Références	Description	Conditionnement
M00509881	Sonde G de remplacement 12Fr/4mm, droite	Boîte de 5
M00509891	Sonde G de remplacement 14Fr/4,67mm, droite	Boîte de 5
M00509901	Sonde G de remplacement 16Fr/5,33mm, droite	Boîte de 5
M00509911	Sonde G de remplacement 18Fr/6mm, droite	Boîte de 5
M00509921	Sonde G de remplacement 20Fr/6,67mm, droite	Boîte de 5
M00509931	Sonde G de remplacement 22Fr/7,33mm, droite	Boîte de 5
M00509941	Sonde G de remplacement 24Fr/8mm, droite	Boîte de 5
M00509961	Sonde G de remplacement 12Fr/4mm, à angle droit	Boîte de 5
M00509971	Sonde G de remplacement 14Fr/4,67mm, à angle droit	Boîte de 5
M00509981	Sonde G de remplacement 16Fr/5,33mm, à angle droit	Boîte de 5
M00509991	Sonde G de remplacement 18Fr/6mm, à angle droit	Boîte de 5
M00510001	Sonde G de remplacement 20Fr/6,67mm, à angle droit	Boîte de 5
M00510011	Sonde G de remplacement 22Fr/7,33mm, à angle droit	Boîte de 5
M00510021	Sonde G de remplacement 24Fr/8mm, à angle droit	Boîte de 5







## Kit boutons de remplacement (forme champignon)



Références	Description	Longueur (cm)	Code couleur	Conditionnement
M00568260	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 Fr (6,00 mm)	1,2	Jaune	Boîte de 1
M00568270	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 Fr (6,00 mm)	1,7	Jaune	Boîte de 1
M00568280	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 Fr (6,00 mm)	2,4	Jaune	Boîte de 1
M00568290	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 Fr (6,00 mm)	3,4	Jaune	Boîte de 1
M00568300	Remplacement de boutons de petit calibre de 18 Fr (6,00 mm)	4,4	Jaune	Boîte de 1
M00568320	Remplacement de boutons de petit calibre de 24 Fr (8,00 mm)	1,7	Bleu	Boîte de 1
M00568330	Remplacement de boutons de petit calibre de 24 Fr (8,00 mm)	2,4	Bleu	Boîte de 1
M00568340	Remplacement de boutons de petit calibre de 24 Fr (8,00 mm)	3,4	Bleu	Boîte de 1
M00568350	Remplacement de boutons de petit calibre de 24 Fr (8,00 mm)	4,4	Bleu	Boîte de 1
M00568170	Remplacement de boutons de petit calibre de 28 Fr (9,33 mm)	1,5	Vert	Boîte de 1
M00568180	Remplacement de boutons de petit calibre de 28 Fr (9,33 mm)	2,8	Vert	Boîte de 1
M00568190	Remplacement de boutons de petit calibre de 28 Fr (9,33 mm)	4,3	Vert	Boîte de 1

Pour les accessoires, consulter les accessoires du bouton One Step et du bouton de petit calibre.








# Pulmonaire

## SYSTÈME DE THERMOPLASTIE BRONCHIQUE (BT) ALAIR™



### Système de thermoplastie bronchique (BT) Alair™

Références	Modèle	Description	Longueur de l'électrode active (mm)	Diamètre de l'extrémité (mm)	Canal interventionnel minimum (mm)
M005ATS25020	ATS 2-5	Cathéter de thermoplastie bronchique (BT) Alair – Monde	5,0	~1,5	2,0
M005ATS20000	ATS 200	Générateur Alair RF – unipolaire (électrode de retour non incluse)			

Conditionnement: 1 par boîte

### Kits d'accessoires pour générateur de thermoplastique bronchique (BT) Alair™ ATS 201\*

Références	Modèle	Description
M005ATS20120	ATS 201	Royaume-Uni – Type G
M005ATS20130	ATS 201	Union européenne – Type hybride E/F
M005ATS20140	ATS 201	Australie – Type I
M005ATS20150	ATS 201	Danemark – Type K
M005ATS20160	ATS 201	Brésil – CEI 60906-1
M005ATS20180	ATS 201	Suisse – Type J

Conditionnement: 1 par boîte

\* Cordon d'alimentation avec fiche moulée, commande à pédale et manuel de l'opérateur fournis.

# Pulmonaire

## AIGUILLES DE PONCTION TRANSBRONCHIQUES ECHOGUIDEES




### Expect™ Aiguille d'aspiration transbronchique guidée par échographie endobronchique Compatible endoscopes Olympus

Références	Description	Diamètre canal opérateur (mm)	Diamètre gaine (mm)	Conditionnement
M00558220	Expect Pulmonaire 22ga – Olympus	2,0	1,6	Boîte de 1
M00558221	Expect Pulmonaire 22ga – Olympus	2,0	1,6	Boîte de 5
M00558250	Expect Pulmonaire 25ga – Olympus	2,0	1,4	Boîte de 1
M00558251	Expect Pulmonaire 25ga – Olympus	2,0	1,4	Boîte de 5
M00558231	Expect Adaptateur pour aiguille pulmonaire Expect – Olympus			Boîte de 10

# Pulmonaire

## ENDOPROTHÈSES POUR VOIES RESPIRATOIRES




### Endoprothèses Dynamic™ (Y)



Références	Description	Largeur de la trachée (interne) (mm)	Largeur des bronches (interne) (mm)	Longueur de la trachée (mm)	Longueurs des bronches (gauche/droite) (mm)
M00570670	Endoprothèse Dynamic (Y)	11	8	110	25 / 40
M00570680	Endoprothèse Dynamic (Y)	13	10	110	25 / 40
M00570690	Endoprothèse Dynamic (Y)	15	12	110	25 / 40

Conditionnement: 1 par boîte.



### Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largeur distal



#### Endoprothèses trachéales

Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Longueur couverte (mm)
M00564820	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	14	80	65
M00564830	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	40	25
M00564840	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	60	45
M00564850	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	80	65
M00564860	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	40	25
M00564870	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	60	45
M00564880	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	80	65
M00564890	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	40	25
M00564900	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	60	45
M00564910	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	80	65

#### Endoprothèses bronchiques

Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Longueur couverte (mm)
M00564740	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	8	40	25
M00564750	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	30	15
M00564760	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	40	25
M00564770	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	30	15
M00564780	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	40	25
M00564790	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	30	15
M00564800	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	40	25
M00564810	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	60	45

Conditionnement: 1 par boîte

**Guide recommandé:** Fil guide pulmonaire Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), Référence M00515171

**Caractéristiques supplémentaires de toutes les endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex:** la longueur du travail du système de mise en place est de 95 cm, le diamètre interne maximum du corps du cathéter est de 16 F (5,33 mm), l'endoprothèse est comprimée sur un cathéter pour la mise en place. Plage de diamètre externe du système 15-22 F (5,00-7,33 mm)

# Pulmonaire

## ENDOPROTHÈSES POUR VOIES RESPIRATOIRES (SUITE)



### Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal

#### Endoprothèses trachéales



Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)
M00564710	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	14	40
M00564720	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	14	60


#### Endoprothèses bronchiques

Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)
M00564640	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	8	20
M00564650	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	8	40
M00564660	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	20
M00564670	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	40
M00564680	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	20
M00564690	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	40
M00564700	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	20

Conditionnement: 1 par boîte

**Guide recommandé:** Fil guide pulmonaire Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), Référence M00515171

**Caractéristiques supplémentaires de toutes les endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex:** la longueur du travail du système de mise en place est de 95 cm, le diamètre interne maximum du corps du cathéter est de 16 F (5,33 mm), l'endoprothèse est comprimée sur un cathéter pour la mise en place. Plage de diamètre externe du système 15-22 F (5,00-7,33 mm)



### Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal

#### Endoprothèses trachéales



Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)
M00564530	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	40
M00564540	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	60
M00564560	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	40
M00564570	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	60
M00564590	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	40
M00564600	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	60

#### Endoprothèses bronchiques

Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)
M00564500	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	30
M00564510	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	30
M00564520	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	30

Conditionnement: 1 par boîte

**Guide recommandé:** Fil guide pulmonaire Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), Référence M00515171

**Caractéristiques supplémentaires de toutes les endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex:** la longueur du travail du système de mise en place est de 95 cm, le diamètre interne maximum du corps du cathéter est de 16 F (5,33 mm), l'endoprothèse est comprimée sur un cathéter pour la mise en place. Plage de diamètre externe du système 15-22 F (5,00-7,33 mm)

# Pulmonaire

## ENDOPROTHÈSES POUR VOIES RESPIRATOIRES (SUITE)



### Endoprothèses Polyflex Stent™ auto-expansibles en silicone


Références	Description	Ø int. du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Diamètre du système de mise en place (mm)
M00570000	Endoprothèse Polyflex Stent	8	20	7
M00570010	Endoprothèse Polyflex Stent	8	30	7
M00570020	Endoprothèse Polyflex Stent	10	20	8
M00570030	Endoprothèse Polyflex Stent	10	30	8
M00570040	Endoprothèse Polyflex Stent	10	40	8
M00570050	Endoprothèse Polyflex Stent	10	50	8
M00570060	Endoprothèse Polyflex Stent	12	20	9
M00570070	Endoprothèse Polyflex Stent	12	30	9
M00570080	Endoprothèse Polyflex Stent	12	40	9
M00570090	Endoprothèse Polyflex Stent	12	50	9
M00570100	Endoprothèse Polyflex Stent	14	20	9
M00570110	Endoprothèse Polyflex Stent	14	30	9
M00570120	Endoprothèse Polyflex Stent	14	40	9
M00570130	Endoprothèse Polyflex Stent	14	50	9
M00570140	Endoprothèse Polyflex Stent	14	60	9
M00570150	Endoprothèse Polyflex Stent	16	30	10
M00570160	Endoprothèse Polyflex Stent	16	40	10
M00570170	Endoprothèse Polyflex Stent	16	50	10
M00570180	Endoprothèse Polyflex Stent	16	60	10
M00570190	Endoprothèse Polyflex Stent	16	70	10
M00570200	Endoprothèse Polyflex Stent	18	30	11
M00570210	Endoprothèse Polyflex Stent	18	40	11
M00570220	Endoprothèse Polyflex Stent	18	50	11
M00570230	Endoprothèse Polyflex Stent	18	60	11
M00570240	Endoprothèse Polyflex Stent	18	70	11
M00570250	Endoprothèse Polyflex Stent	18	80	11
M00570260	Endoprothèse Polyflex Stent	20	40	12
M00570270	Endoprothèse Polyflex Stent	20	50	12
M00570280	Endoprothèse Polyflex Stent	20	60	12
M00570290	Endoprothèse Polyflex Stent	20	70	12
M00570300	Endoprothèse Polyflex Stent	20	80	12
M00570310	Endoprothèse Polyflex Stent	22	50	13
M00570320	Endoprothèse Polyflex Stent	22	60	13
M00570330	Endoprothèse Polyflex Stent	22	80	13

Conditionnement: 1 par boîte



# Pulmonaire


## PINCES À BIOPSIE



### Pince à biopsie pulmonaire Radial Jaw™ 4

Références	Description	Ø ext. du mors (mm)	Longueur utile (cm)	Ø du canal opérateur (mm)	Code couleur	Conditionnement
M00515181	Radial Jaw 4 capacité standard	1,8	100	2,0	Bleu	Boîte de 5
M00515182	Radial Jaw 4 capacité standard	1,8	100	2,0	Bleu	Boîte de 20
M00515191	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	1,8	100	2,0	Bleu	Boîte de 5
M00515192	Radial Jaw 4 capacité standard avec aiguille	1,8	100	2,0	Bleu	Boîte de 20
M00515201	Radial Jaw 4 large capacité	2,2	100	2,8	Bleu	Boîte de 5
M00515202	Radial Jaw 4 large capacité	2,2	100	2,8	Bleu	Boîte de 20

## AIGUILLES D'ASPIRATION BRONCHIQUE



### Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon™ avec seringue

Références	Description	Aiguille			Longueur de l'aiguille (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Ø ext. de la gaine (mm)	Conditionnement
		Calibre	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)				
M00564101	Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon avec seringue	19	1,07	0,69	15	130	1,8	Boîte de 5
M00564111	Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon avec seringue	20	0,90	0,58	15	130	1,8	Boîte de 5
M00564121	Aiguille d'aspiration bronchique eXcelon avec seringue	21	0,81	0,50	15	130	1,8	Boîte de 5

## BROSSES CYTOLOGIQUES


### Brosses de cytologie endoscopique Cellebrity™



Références	Description	Ø du canal opérateur (mm)	Ø ext. de la brosse (mm)	Longueur de la gaine (cm)	Conditionnement
M00516001	Brosse de cytologie Cellebrity	2,0	1,0	140	Boîte de 10
M00516011	Brosse de cytologie Cellebrity	2,0	1,5	140	Boîte de 10
M00516071	Brosse de cytologie Cellebrity	2,0	1,9	100	Boîte de 10
M00516151	Brosse de cytologie Cellebrity	2,0	1,9	150	Boîte de 10

# Pulmonaire

## PANIER D'EXTRACTION POUR VOIES RESPIRATOIRES



### Paniers d'extraction pour voies respiratoires ZeroTip™



Références	Description	Ø ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Ouverture du panier (mm)	Matériau de la gaine (mm)
M00513200	Panier d'extraction pour voies respiratoires ZeroTip	0,8	120	12	Polyimide/PTFE
M00513210	Panier d'extraction pour voies respiratoires ZeroTip	1,0	120	16	Polyimide/PTFE

Conditionnement: 1 par boîte

## BALLONNETS DE DILATATION PULMONAIRES



### Ballonnets de dilatation pulmonaires CRE™



Références	Description	Longueur du ballonnet (cm)	Ø ext. initial du ballonnet (mm)	Ø ext. intermédiaire du ballonnet (mm)	Ø ext. maximum du ballonnet (mm)	Longueur utile du cathéter (cm)
M00550300	Ballonnet CRE	5,5	12	13,5	15	75
M00550310	Ballonnet CRE	5,5	15	16,5	18	75
M00550320	Ballonnet CRE	5,5	18	19,0	20	75
M00550330	Ballonnet CRE	3,0	8	9,0	10	75
M00550340	Ballonnet CRE	3,0	10	11,0	12	75
M00550350	Ballonnet CRE	3,0	12	13,5	15	75

Conditionnement: 1 par boîte


## FILS GUIDES

### Fils guides pulmonaires Jagwire™



Références	Description	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Conditionnement
M00515171	Jagwire	0,035 / 0,89	180	box 2

## SYSTÈMES INFLATEURS



### Systèmes inflateur Alliance™ II réutilisable

Références	Description	Conditionnement
M00550620	Alliance™ II Pistolet inflateur	Boîte de 1
M00550601	⊗ Ensemble seringue/calibre 60 ml	Boîte de 5

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™ \*

Boston Scientific International SA  
Parc Val Saint Quentin - Bâtiment H  
78960 Voisins-le-Bretonneux – France  
+33 1 39 30 97 00

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT: Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables.

ENDO - 431603 - AA Jan 2017 Imprimé en Allemagne par medicalvision. \* Faire progresser la science, pour la vie™.

© 2017 Boston Scientific Corporation  
ou ses filiales. Tous droits réservés.  
DINEND2369FA

