


Product Catalogue – Produktkatalog
Catalogue Produits – Catálogo de Productos


2017




► Biliare Rapid Exchange




► Biliare



► Guide



► SpyGlass™



► EUS



► Stent




► Dilatazione



► Emostasi



► Resezione di tessuto



► Biopsia



► Alimentazione enterale



► Polmonare

⊗ Esclusivamente monouso. Non riutilizzare.

Aggiornato a 06/2017



Sommario



Indice
alfabetico

Indice per numero
di ordinazione

Sommario

Biliare Rapid Exchange – RX Biliary System™

Cannule RX	Cannula Tandem™ RX	1
	Cannule RX	1
Sfinterotomi RX	Sfinterotomi Hydratome™ RX con guida precaricata Hydra Jagwire™	2
	Sfinterotomi Dreamtome™ RX con guida precaricata Dreamwire™	2
	Sfinterotomi Jagtome™ RX con guida precaricata Jagwire™	3
	Sfinterotomi Autotome™ RX	4
	Bisturi ad ago a triplo lume XL RX	4
Estrazione calcoli RX	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX – Iniezione distale	5
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX – Iniezione prossimale	5
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX-Stiff – Iniezione distale	6
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX-Stiff – Iniezione prossimale	6
	Cestelli filoguidati per recupero calcoli Trapezoid™ RX	6
Dilatazione biliare RX	Cateteri dilatatori biliari a palloncino Hurricane™ RX	7
Citologia RX	Spazzolino per citologia RX	7
Accessori biliare RX	Dispositivi di bloccaggio RX	8
	Dispositivo di gonfiaggio Encore™ 26	8
	Altri accessori	8

Biliare

Cannule	Cannula Tandem™ XL	9
	Cannule Contour™	9
	Cannule Fluoro Tip™	10
Sfinterotomi	Sfinterotomi con pallone per estrazione Stonetome™	10
	Sfinterotomi TRUEtome™ Jag con guida precaricata Jagwire™	11
	Sfinterotomi TRUEtome™ Dreamwire con guida precaricata Dreamwire™	11
	Sfinterotomi TRUEtome™ Hydra con guida precaricata Hydra Jagwire™	11
	Sfinterotomi TRUEtome™	12
	Sfinterotomi a triplo lume Ultratome XL™	13
	Sfinterotomi a doppio lume Ultratome™	13
	Sfinterotomo ad ago a triplo lume Microknife™ XL	13
Estrazione calcoli	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro XL – Iniezione distale	14
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro XL – Iniezione prossimale	14
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro DL	14
Dilatazione biliare	Cateteri dilatatori biliari a palloncino Max Force™	15
Accessori biliare	Dispositivo di gonfiaggio Encore™ 26	15
	Altri accessori	15

Guide

Guide a elevato rendimento compatibili con il sistema RX	Guide a elevato rendimento Dreamwire™	17
	Guide a elevato rendimento Hydra Jagwire™	17
	Guide a elevato rendimento Jagwire™	18
	Guide a elevato rendimento Jagwire™ estensibili – Estensione Jagtail	18
	Filoguida ad alte prestazioni NovaGold™	19
	Guide 100 % idrofile NaviPro™	19
Altre guide	Guida Amplatz™ Super Stiff – Rigida (consigliata per posizionamento stent esofageo)	19
	Guida Wallstent™ Super Stiff – Rigida (consigliata per posizionamento stent enterale)	19



Sommario (CONTINUA)

Sistema di visualizzazione diretta SpyGlass™

SpyGlass™ DS	Strumentazione SpyGlass™ DS	21
	Dispositivi monouso SpyGlass™ DS	21
SpyGlass™	Apparecchiatura di base SpyGlass™	22
	Apparecchiatura riutilizzabile SpyGlass™	22
	Apparecchiatura monouso SpyGlass™	22
	Accessori opzionali SpyGlass™	22

Ecoendoscopia (EUS)

Aghi per aspirazione ecoendo-guidata (FNA)	Aghi per FNA Expect™	23
	Ago flessibile da 19 G per FNA Expect™ 19 Flex	23
	Aghi per FNA Expect™ Slimline	23
	Ago flessibile da 19 G per FNA Expect™ Slimline 19 Flex	23
Aghi per biopsia ecoendo-guidata (FNB)	Aghi per FNB Acquire™	24
Stents e sistemi di rilascio	Hot AXIOS™ stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	24
	AXIOS™ stent e sistema di rilascio	24

Stent

Stent biliari metallici RX	Stent rimovibili biliari totalmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™ (inclusa indicazione benigna)	25
	Stent biliari parzialmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™	25
	Stent biliari non coperti WallFlex™ RX	26
	Stent biliari parzialmente coperti Wallstent™ RX con rivestimento in Permalume™	27
	Stent biliari non coperti Wallstent™ RX	27
Stent biliari metallici	Stent biliari parzialmente coperti Wallstent™ RX con rivestimento in Permalume™	28
	Stent biliari non coperti Wallstent™ RX	28
Stent biliari in plastica RX	Stent precaricati Advanix™ con sistema di rilascio NaviFlex™ RX	29
	Stent Advanix™ – Singoli	30 – 31
	Sistemi di rilascio NaviFlex™ RX	31
	Stent biliari RX	32
Stent biliari in plastica	Stent biliari Flexima™ precaricati	33
	Sondini nasobiliari Flexima™	33
	Stent biliari Percuflex™ Amsterdam	34
	Stent biliari a doppio pigtail C-flex™	34
	Kit di introduttori Percuflex™ Amsterdam	34
Stent pancreatici in plastica	Kit di Stent Advanix™ (Stent + Spingitore RX) – Pigtail	35
	Kit di Stent Advanix™ (Stent + Spingitore RX) – Diritti	35
	Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Pigtail	36 – 37
	Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Diritti	37 – 39
	Sistemi di rilascio pancreatici NaviFlex™ RX & Spingitori NaviFlex	40

Sommario (CONTINUA)

Stent (CONTINUA)

Stent esofagei	Stent rimovibili esofagei totalmente coperti WallFlex™ con rivestimento in Permalume (inclusa indicazione benigna)	41
	Stent rimovibili esofagei totalmente coperti WallFlex™ long loop con rivestimento in Permalume (inclusa indicazione benigna)	41
	Stent esofagei parzialmente coperti WallFlex™ con rivestimento in Permalume™	41
	Stent esofagei parzialmente coperti Ultraflex™ NG – Rilascio prossimale	42
	Stent esofagei parzialmente coperti Ultraflex™ NG – Rilascio distale	42
	Stent esofagei non coperti Ultraflex™ NG – Rilascio prossimale	42
	Stent esofagei non coperti Ultraflex™ NG – Rilascio distale	42
	Stent rimovibili esofagei in silicone autoespandibili Polyflex™	43
Stent colonici e duodenali	Stent colonici WallFlex™	44
	Stent duodenali WallFlex™	44
	Stent colonici e duodenali Wallstent™	45
	Stent colonici Ultraflex Precision™ – A Rilascio prossimale	45

Dilatazione

Palloni per dilatazione a espansione radiale controllata CRE™	Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE™ PRO (inclusa indicazione DASE)	47
	Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE™ PRO (inclusa indicazione DASE)	47
	Palloni per dilatazione esofagea a guida fissa CRE™	48
Palloni per dilatazione Max Force™ TTS	Palloni per dilatazione esofagea Max Force™	49
Palloni da dilatazione per acalasia	Palloni da dilatazione per acalasia Rigiflex™ II	49
Sistemi di gonfiaggio	Sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II	50
	Dispositivi di gonfiaggio/sgonfiaggio per palloni per acalasia	50

Emostasi

Clip	Resolution 360™ Clip	51
	Resolution™ Clip	51
Legatori a banda multipla	Legatori a banda multipla Speedband Superview Super 7™	51
Catete ri per elettroemostasi bipolare	Cateteri bipolari per iniezione ed elettroemostasi Injection Gold Probe™	52
	Cateteri bipolari per elettroemostasi Gold Probe™	52
Aghi per iniezione	Aghi per scleroterapia Interject™	53
	Aghi per scleroterapia trasparenti Interject™	53
	Aghi per scleroterapia Optiflo™	54
Adattatori bipolari	Adattatori bipolari per cavi elettrochirurgici unipolari	54

Resezione di tessuto

Dispositivo per EMR del tratto superiore	Captivator™ EMR	55
Anse	Anse rotanti Rotatable Snare	55
	Anse a passo corto Sensation™	56
	Anse Captivator™	57
	Anse Captivator™ II	57
	Anse pediatriche Profile™	58
Pinze per biopsia a caldo	Pinze per biopsia a caldo Radial Jaw™ 4 Hot Biopsy	58
Accessori	Cavetti di raccordo	58

Sommario (CONTINUA)

Biopsia

Pinze	Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 standard	59
	Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 large	59
	Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 jumbo	60
	Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 gastropediatriche	60
	Pinze per biopsia multiprelievo Multibite™	60

Dispositivi EndoVive™ per alimentazione enterale

Dispositivi per la gastrostomia endoscopica percutanea (PEG)	PEG standard	61
Posizionamento iniziale e accessori	PEG Standard ENFit	61
	Accessori PEG standard	61
	Accessori PEG ENFit	61
	PEG a basso profilo One Step Button	62
	Accessori PEG One Step Button	63
	Sonda di alimentazione digiunale PEG-J (attraverso la PEG – TTP)	63
Dispositivi per la gastrostomia endoscopica percutanea (PEG)	Sostituzioni standard a palloncino	64
Sostituzioni e accessori	Sostituzioni standard a palloncino ENFit	65
	Sostituzioni a bottone (a basso profilo)	65

Polmonare

Sistema di termoplastica bronchiale (BT) Alair™	Catetere per termoplastica bronchiale (BT) Alair™ ATS 2-5	67
	Regolatore di RF per termoplastica bronchiale (BT) Alair™	67
	Accessori per il regolatore BT Alair™ ATS 201	67
Aspirazione ecoendoscopica transbronchiale	Ago Expect™ per aspirazione ecoendoscopica transbronchiale – Compatibile con broncoscopio Olympus	68
Stent per vie respiratorie	Stent tracheobronchiali a Y Dynamic™	69
	Stent tracheobronchiali metallici parzialmente coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent tracheali	69
	Stent tracheobronchiali metallici parzialmente coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent bronchiali	69
	Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio prossimale – Stent tracheali	70
	Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio prossimale – Stent bronchiali	70
	Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent tracheali	70
	Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent bronchiali	70
	Stent per vie respiratorie in silicone autoespandibili Polyflex™ Airway	71
Guide polmonari	Guida polmonare Jagwire™	72
Pinze per biopsia polmonari	Pinze per biopsia polmonare Radial Jaw™ 4	72
Aghi per aspirazione transbronchiale	Aghi per aspirazione transbronchiale con siringa eXcelon™	72
Spazzolini per citologia per vie respiratorie	Spazzolini per citologia per vie respiratorie Celebriety™	73
Cestello di recupero per vie respiratorie	Cestello di recupero per vie respiratorie ZeroTip™	73
Palloni per dilatazione polmonare	Palloni per dilatazione polmonare CRE™	73
Sistemi di gonfiaggio	Sistema di gonfiaggio integrato Alliance™II	74

Indice alfabetico

Accessori opzionali SpyGlass™	22
Accessori PEG ENFit	61
Accessori PEG One Step Button	63
Accessori PEG standard	61
Accessori per il regolatore BT Alair™ ATS 201	67
Adattatori bipolari per cavi elettrochirurgici unipolari	54
Aghi per aspirazione transbronchiale con siringa eXcelon™	72
Aghi per FNA Expect™	23
Aghi per FNA Expect™ Slimline	23
Aghi per FNB Acquire™	24
Aghi per scleroterapia Interject™	53
Aghi per scleroterapia Optiflo™	54
Aghi per scleroterapia trasparenti Interject™	53
Ago Expect™ per aspirazione ecoendoscopica transbronchiale – Compatibile con broncoscopio Olympus	68
Ago flessibile da 19 G per FNA Expect™ 19 Flex	23
Ago flessibile da 19 G per FNA Expect™ Slimline 19 Flex	23
Altri accessori	8, 15
Anse a passo corto Sensation™	56
Anse Captivator™	57
Anse Captivator™ II	57
Anse pediatriche Profile™	58
Anse rotanti Rotatable Snare	55
Apparecchiatura di base SpyGlass™	22
Apparecchiatura monouso SpyGlass™	22
Apparecchiatura riutilizzabile SpyGlass™	22
AXIOS™ stent e sistema di rilascio	24
Bisturi ad ago a triplo lume XL RX	4
Cannula Tandem™ RX	1
Cannula Tandem™ XL	9
Cannule Contour™	9
Cannule Fluoro Tip™	10
Cannule RX	1
Captivator™ EMR	55
Catetere per termoplastica bronchiale (BT) Alair™ ATS 2-5	67
Cateteri bipolari per elettroemostasi Gold Probe™	52
Cateteri bipolari per iniezione ed elettroemostasi Injection Gold Probe™	52
Cateteri dilatatori biliari a palloncino Hurricane™ RX	7
Cateteri dilatatori biliari a palloncino Max Force™	15
Cavetti di raccordo	58
Cestelli filoguidati per recupero calcoli Trapezoid™ RX	6
Cestello di recupero per vie respiratorie ZeroTip™	73
Dispositivi di bloccaggio RX	8
Dispositivi di gonfiaggio/sgonfiaggio per palloni per acalasia	50
Dispositivi monouso SpyGlass™ DS	21
Dispositivo di gonfiaggio Encore™ 26	8, 15
Filoguida ad alte prestazioni NovaGold™	19
Guida Amplatz™ Super Stiff – Rigida (consigliata per posizionamento stent esofageo)	19
Guida polmonare Jagwire™	72

Indice alfabetico (CONTINUA)

Guida Wallstent™ Super Stiff – Rigida (consigliata per posizionamento stent enterale)	19
Guide 100 % idrofile NaviPro™	19
Guide a elevato rendimento Dreamwire™	17
Guide a elevato rendimento Hydra Jagwire™	17
Guide a elevato rendimento Jagwire™	18
Guide a elevato rendimento Jagwire™ estensibili – Estensione Jagtail	18
Hot AXIOS™ stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	24
Kit di introduttori Percuflex™ Amsterdam	34
Kit di Stent Advanix™ (Stent + Spingitore RX) – Diritti	35
Kit di Stent Advanix™ (Stent + Spingitore RX) – Pigtail	35
Legatori a banda multipla Speedband Superview Super 7™	51
Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro DL	14
Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX – Iniezione distale	5
Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX – Iniezione prossimale	5
Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX-Stiff – Iniezione distale	6
Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX-Stiff – Iniezione prossimale	6
Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro XL – Iniezione distale	14
Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro XL – Iniezione prossimale	14
Palloni da dilatazione per acalasia RigiFlex™ II	49
Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE™ PRO (inclusa indicazione DASE)	47
Palloni per dilatazione esofagea a guida fissa CRE™	48
Palloni per dilatazione esofagea Max Force™	49
Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE™ PRO (inclusa indicazione DASE)	47
Palloni per dilatazione polmonare CRE™	73
PEG a basso profilo One Step Button	62
PEG standard	61
PEG Standard ENFit	61
Pinze per biopsia a caldo Radial Jaw™ 4 Hot Biopsy	58
Pinze per biopsia multiprelievo Multibite™	60
Pinze per biopsia polmonare Radial Jaw™ 4	72
Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 gastropediatriche	60
Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 jumbo	60
Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 large	59
Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 standard	59
Regolatore di RF per termoplastica bronchiale (BT) Alair™	67
Resolution 360™ Clip	51
Resolution™ Clip	51
Sfinterotomi a doppio lume Ultratome™	13
Sfinterotomi a triplo lume Ultratome XL™	13
Sfinterotomi Autotome™ RX	4
Sfinterotomi con pallone per estrazione Stonetome™	10
Sfinterotomi Dreamtome™ RX con guida precaricata Dreamwire™	2
Sfinterotomi Hydratome™ RX con guida precaricata Hydra Jagwire™	2
Sfinterotomi Jagtome™ RX con guida precaricata Jagwire™	3
Sfinterotomi TRUEtome™	12
Sfinterotomi TRUEtome™ Dreamwire con guida precaricata Dreamwire™	11
Sfinterotomi TRUEtome™ Hydra con guida precaricata Hydra Jagwire™	11
Sfinterotomi TRUEtome™ Jag con guida precaricata Jagwire™	11

Indice alfabetico (CONTINUA)

Sfinterotomo ad ago a triplo lume Microknife™ XL	13
Sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II	50
Sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II	74
Sistemi di rilascio NaviFlex™ RX	31
Sistemi di rilascio pancreatici NaviFlex™ RX & Spingitori NaviFlex	40
Sonda di alimentazione digiunale PEG-J (attraverso la PEG – TTP)	63
Sondini nasobiliari Flexima™	33
Sostituzioni a bottone (a basso profilo)	65
Sostituzioni standard a palloncino	64
Sostituzioni standard a palloncino ENFit	65
Spazzolini per citologia per vie respiratorie Cellebri™	73
Spazzolino per citologia RX	7
Stent Advanix™ – Singoli	30 – 31
Stent biliari a doppio pigtail C-flex™	34
Stent biliari Flexima™ precaricati	33
Stent biliari non coperti WallFlex™ RX	26
Stent biliari non coperti Wallstent™ RX	27
Stent biliari non coperti Wallstent™ RX	28
Stent biliari parzialmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™	25
Stent biliari parzialmente coperti Wallstent™ RX con rivestimento in Permalume™	27
Stent biliari parzialmente coperti Wallstent™ RX con rivestimento in Permalume™	28
Stent biliari Percuflex™ Amsterdam	34
Stent biliari RX	32
Stent colonici e duodenali Wallstent™	45
Stent colonici Ultraflex Precision™ – A Rilascio prossimale	45
Stent colonici WallFlex™	44
Stent duodenali WallFlex™	44
Stent esofagei non coperti Ultraflex™ NG – Rilascio distale	42
Stent esofagei non coperti Ultraflex™ NG – Rilascio prossimale	42
Stent esofagei parzialmente coperti Ultraflex™ NG – Rilascio distale	42
Stent esofagei parzialmente coperti Ultraflex™ NG – Rilascio prossimale	42
Stent esofagei parzialmente coperti WallFlex™ con rivestimento in Permalume™	41
Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Diritti	37 – 39
Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Pigtail	36 – 37
Stent per vie respiratorie in silicone autoespandibili Polyflex™ Airway	71
Stent precaricati Advanix™ con sistema di rilascio NaviFlex™ RX	29
Stent rimovibili biliari totalmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™ (inclusa indicazione benigna)	25
Stent rimovibili esofagei in silicone autoespandibili Polyflex™	43
Stent rimovibili esofagei totalmente coperti WallFlex™ con rivestimento in Permalume (inclusa indicazione benigna)	41
Stent rimovibili esofagei totalmente coperti WallFlex™ long loop con rivestimento in Permalume (inclusa indicazione benigna)	41
Stent tracheobronchiali a Y Dynamic™	69
Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent bronchiali	70
Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent tracheali	70
Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio prossimale – Stent bronchiali	70
Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio prossimale – Stent tracheali	70
Stent tracheobronchiali metallici parzialmente coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent bronchiali	69
Stent tracheobronchiali metallici parzialmente coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent tracheali	69
Strumentazione SpyGlass™ DS	21

Indice per numero di ordinazione

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Guida Wallstent™ Super Stiff – Rigida (consigliata per posizionamento stent enterale)	
H965180011	Guida Wallstent Super Stiff – Rigida	19
	Stent biliari non coperti Wallstent™ RX	
H965430100	Wallstent RX biliare non coperto	28
H965430200	Wallstent RX biliare non coperto	28
H965430300	Wallstent RX biliare non coperto	28
H965430400	Wallstent RX biliare non coperto	28
H965430500	Wallstent RX biliare non coperto	28
H965430600	Wallstent RX biliare non coperto	28
	Stent biliari parzialmente coperti Wallstent™ RX con rivestimento in Permalume™	
H965430700	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	28
H965430800	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	28
H965430900	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	28
H965431000	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	28
H965431100	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	28
H965431200	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	28
	Regolatore di RF per termoplastica bronchiale (BT) Alair™	
M005ATS20000	Regolatore RF Alair – monopolare (elettrodo di ritorno non incluso)	67
	Accessori per il regolatore BT Alair™ ATS 201	
M005ATS20130	Interruttore a pedale tipo UE	67
	Catetere per termoplastica bronchiale (BT) Alair™ ATS 2-5	
M005ATS25020	Catetere BT Alair	67
	Accessori PEG ENFit	
M00501261	Y-Port ENFit da 20 F	61
M00501271	Y-Port ENFit da 24 F	61
	PEG Standard ENFit	
M00509081	PEG standard ENFit da 20 F (6,67 mm), tipo pull	61
M00509101	PEG standard ENFit da 24 F (8,00 mm), tipo pull	61
M00509091	PEG standard ENFit da 20 F (6,67 mm), tipo push	61
M00509111	PEG standard ENFit da 24 F (8,00 mm), tipo push	61
	Sostituzioni standard a palloncino ENFit	
M00509881	Sostituzione diritta da 12 F (4,00 mm) ENFit	65
M00509891	Sostituzione diritta da 14 F (4,67 mm) ENFit	65
M00509901	Sostituzione diritta da 16 Fr (5,33 mm) ENFit	65
M00509911	Sostituzione diritta da 18 Fr (6,00 mm) ENFit	65
M00509921	Sostituzione diritta da 20 Fr (6,67 mm) ENFit	65
M00509931	Sostituzione diritta da 22 Fr (7,33 mm) ENFit	65
M00509941	Sostituzione diritta da 24 Fr (8,00 mm) ENFit	65
M00509961	Sostituzione ad angolo retto da 12 F (4,00 mm) ENFit	65
M00509971	Sostituzione ad angolo retto da 14 F (4,67 mm) ENFit	65
M00509981	Sostituzione ad angolo retto da 16 Fr (5,33 mm) ENFit	65
M00509991	Sostituzione ad angolo retto da 18 Fr (6,00 mm) ENFit	65
M00510001	Sostituzione ad angolo retto da 20 Fr (6,67 mm) ENFit	65
M00510011	Sostituzione ad angolo retto da 22 Fr (7,33 mm) ENFit	65

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Sostituzioni standard a palloncino ENFit (CONTINUA)	
M00510021	Sostituzione ad angolo retto da 24 Fr (8,00 mm) ENFit	65
	Pinze per biopsia multiprelievo Multibite™	
M00510101	Multibite	60
M00510121	Multibite	60
	Cestelli filoguidati per recupero calcoli Trapezoid™ RX	
M00510860	Trapezoid RX	6
M00510870	Trapezoid RX	6
M00510880	Trapezoid RX	6
M00510890	Trapezoid RX	6
	Aghi per scleroterapia Optiflo™	
M00511731	Optiflo 23 G	54
M00511751	Optiflo 25 G	54
	Cestello di recupero per vie respiratorie ZeroTip™	
M00513200	ZeroTip	73
M00513210	ZeroTip	73
	Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 large	
M00513301	Radial Jaw 4 large	59
M00513302	Radial Jaw 4 large	59
M00513303	Radial Jaw 4 large	59
M00513311	Radial Jaw 4 large con ago	59
M00513312	Radial Jaw 4 large con ago	59
M00513313	Radial Jaw 4 large con ago	59
M00513321	Radial Jaw 4 large	59
M00513322	Radial Jaw 4 large	59
M00513323	Radial Jaw 4 large	59
M00513331	Radial Jaw 4 large con ago	59
M00513332	Radial Jaw 4 large con ago	59
M00513333	Radial Jaw 4 large con ago	59
	Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 jumbo	
M00513343	Radial Jaw 4 jumbo	60
M00513353	Radial Jaw 4 jumbo con ago	60
M00513361	Radial Jaw 4 jumbo	60
M00513362	Radial Jaw 4 jumbo	60
M00513363	Radial Jaw 4 jumbo	60
M00513371	Radial Jaw 4 jumbo con ago	60
M00513372	Radial Jaw 4 jumbo con ago	60
M00513373	Radial Jaw 4 jumbo con ago	60
	Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 standard	
M00513381	Radial Jaw 4 standard	59
M00513382	Radial Jaw 4 standard	59
M00513383	Radial Jaw 4 standard	59
M00513391	Radial Jaw 4 standard con ago	59
M00513392	Radial Jaw 4 standard con ago	59

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 standard (CONTINUA)	
M00513393	Radial Jaw 4 standard con ago	59
M00513401	Radial Jaw 4 standard	59
M00513402	Radial Jaw 4 standard	59
M00513403	Radial Jaw 4 standard	59
M00513411	Radial Jaw 4 standard con ago	59
M00513412	Radial Jaw 4 standard con ago	59
M00513413	Radial Jaw 4 standard con ago	59
	Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 gastropediatriche	
M00513441	Radial Jaw 4 gastropediatrica	60
M00513443	Radial Jaw 4 gastropediatrica	60
M00513451	Radial Jaw 4 gastropediatrica con ago	60
M00513453	Radial Jaw 4 gastropediatrica con ago	60
	Stent esofagei non coperti Ultraflex™ NG – Rilascio distale	
M00513700	Ultraflex NG esofageo non coperto	42
M00513710	Ultraflex NG esofageo non coperto	42
M00513720	Ultraflex NG esofageo non coperto	42
	Stent esofagei parzialmente coperti Ultraflex™ NG – Rilascio distale	
M00513730	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
M00513740	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
M00513750	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
	Stent esofagei non coperti Ultraflex™ NG – Rilascio prossimale	
M00513800	Ultraflex NG esofageo non coperto	42
M00513810	Ultraflex NG esofageo non coperto	42
M00513820	Ultraflex NG esofageo non coperto	42
M00513830	Ultraflex NG esofageo non coperto	42
	Stent esofagei parzialmente coperti Ultraflex™ NG – Rilascio prossimale	
M00513840	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
M00513850	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
M00513860	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
	Stent esofagei parzialmente coperti Ultraflex™ NG – Rilascio distale	
M00514200	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
M00514210	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
	Stent esofagei non coperti Ultraflex™ NG – Rilascio prossimale	
M00514220	Ultraflex NG esofageo non coperto	42
M00514230	Ultraflex NG esofageo non coperto	42
	Stent esofagei parzialmente coperti Ultraflex™ NG – Rilascio prossimale	
M00514240	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
M00514250	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	42
	Stent rimovibili esofagei in silicone autoespandibili Polyflex™	
M00514270	Polyflex esofageo	43
M00514280	Polyflex esofageo	43
M00514290	Polyflex esofageo	43
M00514300	Polyflex esofageo	43

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent rimovibili esofagei in silicone autoespandibili Polyflex™ (CONTINUA)	
M00514310	Polyflex esofageo	43
M00514320	Polyflex esofageo	43
M00514330	Polyflex esofageo	43
M00514340	Polyflex esofageo	43
M00514350	Polyflex esofageo	43
	Pinze per biopsia a caldo Radial Jaw™ 4 Hot Biopsy	
M00515031	Radial Jaw 4 Hot Biopsy	58
M00515032	Radial Jaw 4 Hot Biopsy	58
M00515033	Radial Jaw 4 Hot Biopsy	58
	Guida polmonare Jagwire™	
M00515171	Jagwire polmonare	72
	Pinze per biopsia polmonare Radial Jaw™ 4	
M00515181	Radial Jaw 4 polmonare standard	72
M00515182	Radial Jaw 4 polmonare standard	72
M00515191	Radial Jaw 4 polmonare standard con ago	72
M00515192	Radial Jaw 4 polmonare standard con ago	72
M00515201	Radial Jaw 4 polmonare large	72
M00515202	Radial Jaw 4 polmonare large	72
	Spazzolini per citologia per vie respiratorie Cellebrity™	
M00516001	Cellebrity	73
M00516011	Cellebrity	73
M00516071	Cellebrity	73
M00516151	Cellebrity	73
	Stent rimovibili esofagei totalmente coperti WallFlex™ con rivestimento in Peralume (inclusa indicazione benigna)	
M00516210	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	41
M00516220	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	41
M00516230	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	41
M00516240	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	41
M00516250	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	41
M00516260	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	41
	Stent rimovibili esofagei totalmente coperti WallFlex™ long loop con rivestimento in Peralume (inclusa indicazione benigna)	
M00516270	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	41
M00516280	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	41
M00516290	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	41
M00516300	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	41
M00516310	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	41
M00516320	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	41
	Stent esofagei parzialmente coperti WallFlex™ con rivestimento in Peralume™	
M00516900	WallFlex esofageo parzialmente coperto	41
M00516910	WallFlex esofageo parzialmente coperto	41
M00516920	WallFlex esofageo parzialmente coperto	41
M00516930	WallFlex esofageo parzialmente coperto	41
M00516940	WallFlex esofageo parzialmente coperto	41

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent esofagei parzialmente coperti WallFlex™ con rivestimento in Permalume™ (CONTINUA)	
M00516950	WallFlex esofageo parzialmente coperto	41
	Aghi per scleroterapia trasparenti Interject™	
M00518111	Interject trasparente 25 G	53
	Aghi per scleroterapia Interject™	
M00518151	Interject 23 G	53
M00518161	Interject 25 G	53
M00518251	Interject 23 G	53
M00518261	Interject 25 G	53
	Aghi per scleroterapia trasparenti Interject™	
M00518301	Interject trasparente 23 G	53
M00518311	Interject trasparente 25 G	53
	Aghi per scleroterapia Interject™	
M00518351	Interject 23 G	53
M00518361	Interject 25 G	53
	Resolution 360™ Clip	
M00521230	Resolution 360 Clip	51
M00521231	Resolution 360 Clip	51
M00521232	Resolution 360 Clip	51
M00521233	Resolution 360 Clip	51
M00521240	Resolution 360 Clip	51
M00521241	Resolution 360 Clip	51
M00521242	Resolution 360 Clip	51
M00521243	Resolution 360 Clip	51
	Resolution™ Clip	
M00522600	Resolution Clip	51
M00522601	Resolution Clip	51
M00522602	Resolution Clip	51
M00522610	Resolution Clip	51
M00522611	Resolution Clip	51
M00522612	Resolution Clip	51
	Sfinterotomi a doppio lume Ultratome™	
M00530800	Ultratome punta corta	13
M00530810	Ultratome punta lunga	13
M00530820	Ultratome punta corta	13
M00530830	Ultratome punta lunga	13
	Cannule Contour™	
M00530850	Contour bilume precurvata	9
M00530860	Contour bilume precurvata	9
M00530870	Contour bilume precurvata	9
M00530880	Contour bilume precurvata	9
M00530890	Contour bilume precurvata	9
	Cannule Fluoro Tip™	
M00530960	Fluoro Tip bilume	10

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Cannule Fluoro Tip™ (CONTINUA)	
M00530970	Fluoro Tip bilume	10
M00530980	Fluoro Tip bilume	10
	Stent biliari a doppio pigtail C-flex™	
M00532010	C-flex doppio pigtail	34
M00532020	C-flex doppio pigtail	34
M00532030	C-flex doppio pigtail	34
M00532040	C-flex doppio pigtail	34
M00532050	C-flex doppio pigtail	34
M00532060	C-flex doppio pigtail	34
	Stent Advanix™ – Singoli	
M00532160	Advanix	31
M00532180	Advanix	31
M00532190	Advanix	31
M00532210	Advanix	31
M00532220	Advanix	31
M00532230	Advanix	31
M00532240	Advanix	31
M00532260	Advanix	31
M00532270	Advanix	31
M00532290	Advanix	31
M00532300	Advanix	31
M00532310	Advanix	31
	Sfinterotomo ad ago a triplo lume Microknife™ XL	
M00532810	Microknife XL	13
	Stent Advanix™ – Singoli	
M00532870	Advanix Stent	30
M00532880	Advanix Stent	30
M00532890	Advanix Stent	30
M00532900	Advanix Stent	30
M00532910	Advanix Stent	30
M00532920	Advanix Stent	30
M00532930	Advanix Stent	30
M00532940	Advanix Stent	30
M00532950	Advanix Stent	30
M00532960	Advanix Stent	30
M00532970	Advanix Stent	30
M00532980	Advanix Stent	30
M00532990	Advanix Stent	30
M00533000	Advanix Stent	30
M00533010	Advanix Stent	30
M00533020	Advanix Stent	30
M00533030	Advanix Stent	30
M00533040	Advanix Stent	30



Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
Stent Advanix™ – Singoli (CONTINUA)		
M00533230	Advanix Stent	30
M00533240	Advanix Stent	30
M00533250	Advanix Stent	30
M00533260	Advanix Stent	30
M00533270	Advanix Stent	30
M00533280	Advanix Stent	30
M00533290	Advanix Stent	30
M00533300	Advanix Stent	30
M00533310	Advanix Stent	30
M00533320	Advanix Stent	30
M00533330	Advanix Stent	30
M00533340	Advanix Stent	30
M00533350	Advanix Stent	30
M00533360	Advanix Stent	30
M00533370	Advanix Stent	30
M00533380	Advanix Stent	30
M00533390	Advanix Stent	30
M00533400	Advanix Stent	30
Sistemi di rilascio NaviFlex™ RX		
M00533560	NaviFlex RX	31
M00533570	NaviFlex RX	31
M00533580	NaviFlex RX	31
Stent biliari Percuflex™ Amsterdam		
M00533610	Percuflex	34
M00533620	Percuflex	34
M00533630	Percuflex	34
M00533640	Percuflex	34
M00533650	Percuflex	34
M00533660	Percuflex	34
M00533670	Percuflex	34
M00533680	Percuflex	34
M00533690	Percuflex	34
M00533700	Percuflex	34
Kit di introduttori Percuflex™ Amsterdam		
M00533910	Kit stent Percuflex con spingitore per uso con stent da 7 F (2,33 mm)	34
M00533920	Kit stent Percuflex con spingitore e catetere guida per stent da 10 F (2,33 mm)	34
Stent precaricati Advanix™ con sistema di rilascio NaviFlex™ RX		
M00534200	Advanix precaricato RX	29
M00534210	Advanix precaricato RX	29
M00534220	Advanix precaricato RX	29
M00534230	Advanix precaricato RX	29
M00534240	Advanix precaricato RX	29
M00534250	Advanix precaricato RX	29

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
Stent precaricati Advanix™ con sistema di rilascio NaviFlex™ RX (CONTINUA)		
M00534260	Advanix precaricato RX	29
M00534270	Advanix precaricato RX	29
M00534280	Advanix precaricato RX	29
M00534290	Advanix precaricato RX	29
M00534300	Advanix precaricato RX	29
M00534310	Advanix precaricato RX	29
M00534320	Advanix precaricato RX	29
M00534330	Advanix precaricato RX	29
M00534340	Advanix precaricato RX	29
M00534350	Advanix precaricato RX	29
M00534360	Advanix precaricato RX	29
M00534370	Advanix precaricato RX	29
M00534560	Advanix precaricato RX	29
M00534570	Advanix precaricato RX	29
M00534580	Advanix precaricato RX	29
M00534590	Advanix precaricato RX	29
M00534600	Advanix precaricato RX	29
M00534610	Advanix precaricato RX	29
M00534620	Advanix precaricato RX	29
M00534630	Advanix precaricato RX	29
M00534640	Advanix precaricato RX	29
M00534650	Advanix precaricato RX	29
M00534660	Advanix precaricato RX	29
M00534670	Advanix precaricato RX	29
M00534680	Advanix precaricato RX	29
M00534690	Advanix precaricato RX	29
M00534700	Advanix precaricato RX	29
M00534710	Advanix precaricato RX	29
M00534720	Advanix precaricato RX	29
M00534730	Advanix precaricato RX	29
Sistemi di rilascio pancreatici NaviFlex™ RX & Spingitori NaviFlex		
M00535000	Spingitore pancreatico NaviFlex RX	40
M00535010	Spingitore pancreatico NaviFlex RX	40
M00535020	Spingitore pancreatico NaviFlex	40
M00535030	Spingitore pancreatico NaviFlex	40
M00535060	Sistema di rilascio pancreatico NaviFlex RX	40
M00535080	Sistema di rilascio pancreatico NaviFlex RX	40
Sfinterotomi con pallone per estrazione Stonetome™		
M00535110	Stonetome punta lunga	10
M00535130	Stonetome punta lunga	10
M00535150	Stonetome punta corta	10
M00535170	Stonetome punta lunga	10
M00535190	Stonetome punta corta	10

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Sfinterotomi con pallone per estrazione Stonetome™ (CONTINUA)	
M00535210	Stonetome punta lunga	10
	Cannula Tandem™ XL	
M00535700	Tandem XL trilume	9
	Sfinterotomi a triplo lume Ultratome XL™	
M00535900	Ultratome XL punta corta	13
M00535910	Ultratome XL punta lunga	13
M00535920	Ultratome XL punta corta	13
M00535930	Ultratome XL punta lunga	13
	Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Diritti	
M00536000	Stent pancreatico Advanix	37
M00536010	Stent pancreatico Advanix	37
M00536020	Stent pancreatico Advanix	37
M00536030	Stent pancreatico Advanix	37
M00536040	Stent pancreatico Advanix	37
M00536050	Stent pancreatico Advanix	37
M00536060	Stent pancreatico Advanix	37
M00536070	Stent pancreatico Advanix	37
M00536080	Stent pancreatico Advanix	38
M00536090	Stent pancreatico Advanix	38
M00536100	Stent pancreatico Advanix	38
M00536110	Stent pancreatico Advanix	38
M00536120	Stent pancreatico Advanix	38
M00536130	Stent pancreatico Advanix	38
M00536140	Stent pancreatico Advanix	38
M00536150	Stent pancreatico Advanix	38
M00536160	Stent pancreatico Advanix	38
M00536170	Stent pancreatico Advanix	38
M00536180	Stent pancreatico Advanix	38
M00536190	Stent pancreatico Advanix	38
M00536200	Stent pancreatico Advanix	38
M00536210	Stent pancreatico Advanix	38
M00536220	Stent pancreatico Advanix	38
M00536230	Stent pancreatico Advanix	38
M00536240	Stent pancreatico Advanix	38
M00536250	Stent pancreatico Advanix	38
M00536260	Stent pancreatico Advanix	38
M00536270	Stent pancreatico Advanix	38
M00536280	Stent pancreatico Advanix	38
M00536290	Stent pancreatico Advanix	38
M00536300	Stent pancreatico Advanix	38
M00536310	Stent pancreatico Advanix	38
M00536320	Stent pancreatico Advanix	38
M00536330	Stent pancreatico Advanix	38

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Diritti (CONTINUA)	
M00536340	Stent pancreatico Advanix	38
M00536350	Stent pancreatico Advanix	38
M00536360	Stent pancreatico Advanix	38
M00536370	Stent pancreatico Advanix	38
M00536380	Stent pancreatico Advanix	38
M00536390	Stent pancreatico Advanix	38
M00536400	Stent pancreatico Advanix	38
M00536410	Stent pancreatico Advanix	38
M00536420	Stent pancreatico Advanix	38
M00536430	Stent pancreatico Advanix	38
M00536440	Stent pancreatico Advanix	38
M00536450	Stent pancreatico Advanix	39
M00536460	Stent pancreatico Advanix	39
M00536470	Stent pancreatico Advanix	39
M00536480	Stent pancreatico Advanix	39
M00536490	Stent pancreatico Advanix	39
M00536500	Stent pancreatico Advanix	39
M00536510	Stent pancreatico Advanix	39
M00536520	Stent pancreatico Advanix	39
M00536530	Stent pancreatico Advanix	39
M00536540	Stent pancreatico Advanix	39
M00536550	Stent pancreatico Advanix	39
M00536560	Stent pancreatico Advanix	39
M00536570	Stent pancreatico Advanix	39
M00536580	Stent pancreatico Advanix	39
M00536590	Stent pancreatico Advanix	39
M00536600	Stent pancreatico Advanix	39
M00536610	Stent pancreatico Advanix	39
M00536620	Stent pancreatico Advanix	39
M00536630	Stent pancreatico Advanix	39
M00536640	Stent pancreatico Advanix	39
M00536650	Stent pancreatico Advanix	39
M00536660	Stent pancreatico Advanix	39
M00536670	Stent pancreatico Advanix	39
M00536680	Stent pancreatico Advanix	39
M00536690	Stent pancreatico Advanix	39
M00536700	Stent pancreatico Advanix	39
M00536710	Stent pancreatico Advanix	39
M00536720	Stent pancreatico Advanix	39
M00536730	Stent pancreatico Advanix	39
	Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Pigtail	
M00536740	Stent pancreatico Advanix	36
M00536750	Stent pancreatico Advanix	36

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Pigtail (CONTINUA)	
M00536760	Stent pancreatico Advanix	36
M00536770	Stent pancreatico Advanix	36
M00536780	Stent pancreatico Advanix	36
M00536790	Stent pancreatico Advanix	36
M00536800	Stent pancreatico Advanix	36
M00536810	Stent pancreatico Advanix	36
M00536820	Stent pancreatico Advanix	36
M00536830	Stent pancreatico Advanix	36
M00536840	Stent pancreatico Advanix	36
M00536850	Stent pancreatico Advanix	36
M00536860	Stent pancreatico Advanix	36
M00536870	Stent pancreatico Advanix	36
M00536880	Stent pancreatico Advanix	36
M00536890	Stent pancreatico Advanix	36
M00536900	Stent pancreatico Advanix	36
M00536910	Stent pancreatico Advanix	36
M00536920	Stent pancreatico Advanix	36
M00536930	Stent pancreatico Advanix	36
M00536940	Stent pancreatico Advanix	36
M00536950	Stent pancreatico Advanix	36
M00536960	Stent pancreatico Advanix	36
M00536970	Stent pancreatico Advanix	36
M00536980	Stent pancreatico Advanix	36
M00536990	Stent pancreatico Advanix	36
M00537000	Stent pancreatico Advanix	36
M00537010	Stent pancreatico Advanix	36
M00537020	Stent pancreatico Advanix	36
M00537030	Stent pancreatico Advanix	36
M00537040	Stent pancreatico Advanix	36
M00537050	Stent pancreatico Advanix	36
M00537060	Stent pancreatico Advanix	36
M00537070	Stent pancreatico Advanix	36
M00537080	Stent pancreatico Advanix	36
M00537090	Stent pancreatico Advanix	36
M00537100	Stent pancreatico Advanix	37
M00537110	Stent pancreatico Advanix	37
M00537120	Stent pancreatico Advanix	37
M00537130	Stent pancreatico Advanix	37
M00537140	Stent pancreatico Advanix	37
M00537150	Stent pancreatico Advanix	37
M00537160	Stent pancreatico Advanix	37
M00537170	Stent pancreatico Advanix	37
M00537180	Stent pancreatico Advanix	37

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Pigtail (CONTINUA)	
M00537190	Stent pancreatico Advanix	37
M00537200	Stent pancreatico Advanix	37
M00537210	Stent pancreatico Advanix	37
M00537220	Stent pancreatico Advanix	37
M00537230	Stent pancreatico Advanix	37
M00537240	Stent pancreatico Advanix	37
M00537250	Stent pancreatico Advanix	37
M00537260	Stent pancreatico Advanix	37
M00537270	Stent pancreatico Advanix	37
M00537280	Stent pancreatico Advanix	37
M00537290	Stent pancreatico Advanix	37
M00537300	Stent pancreatico Advanix	37
M00537310	Stent pancreatico Advanix	37
M00537320	Stent pancreatico Advanix	37
M00537330	Stent pancreatico Advanix	37
M00537340	Stent pancreatico Advanix	37
	Kit di Stent Advanix™ (Stent + Spingitore RX) – Pigtail	
M00537350	Kit di Stent Advanix	35
M00537360	Kit di Stent Advanix	35
M00537370	Kit di Stent Advanix	35
M00537380	Kit di Stent Advanix	35
M00537390	Kit di Stent Advanix	35
M00537400	Kit di Stent Advanix	35
M00537410	Kit di Stent Advanix	35
M00537420	Kit di Stent Advanix	35
M00537430	Kit di Stent Advanix	35
M00537440	Kit di Stent Advanix	35
M00537450	Kit di Stent Advanix	35
	Kit di Stent Advanix™ (Stent + Spingitore RX) – Diritti	
M00537460	Kit di Stent Advanix	35
M00537470	Kit di Stent Advanix	35
M00537480	Kit di Stent Advanix	35
M00537490	Kit di Stent Advanix	35
M00537500	Kit di Stent Advanix	35
M00537510	Kit di Stent Advanix	35
M00537520	Kit di Stent Advanix	35
M00537530	Kit di Stent Advanix	35
M00537540	Kit di Stent Advanix	35
M00537550	Kit di Stent Advanix	35
M00537560	Kit di Stent Advanix	35
	Stent biliari Flexima™ precaricati	
M00539200	Flexima	33
M00539210	Flexima	33

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent biliari Flexima™ precaricati (CONTINUA)	
M00539220	Flexima	33
M00539230	Flexima	33
M00539240	Flexima	33
M00539250	Flexima	33
M00539260	Flexima	33
M00539270	Flexima	33
M00539280	Flexima	33
M00539290	Flexima	33
M00539300	Flexima	33
M00539310	Flexima	33
M00539320	Flexima	33
M00539330	Flexima	33
M00539340	Flexima	33
M00539350	Flexima	33
M00539360	Flexima	33
M00539370	Flexima	33
M00539380	Flexima	33
M00539390	Flexima	33
	Sondini nasobiliari Flexima™	
M00540120	Sondino Flexima	33
M00540130	Sondino Flexima	33
M00540140	Sondino Flexima	33
M00540160	Sondino Flexima	33
M00540170	Sondino Flexima	33
M00540180	Sondino Flexima	33
	Legatori a banda multipla Speedband Superview Super 7™	
M00542250	Super 7	51
M00542251	Super 7	51
M00542253	Super 7	51
	Spazzolino per citologia RX	
M00545000	Spazzolino per citologia RX	7
	Sfinterotomi Autotome™ RX	
M00545150	Autotome RX 49	4
M00545160	Autotome RX 49	4
M00545170	Autotome RX 44	4
M00545180	Autotome RX 44	4
M00545190	Autotome RX 39	4
M00545200	Autotome RX 39	4
	Dispositivi di bloccaggio RX	
M00545261	Dispositivo di bloccaggio RX e sistema di tappo per biopsia – Compatibile con Olympus	8
M00545271	Dispositivo di bloccaggio RX e sistema di tappo per biopsia – Compatibile con Pentax	8
M00545281	Dispositivo di bloccaggio RX e sistema di tappo per biopsia – Compatibile con Fujinon	8
M00545471	Dispositivo di bloccaggio RX	8

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent biliari RX	
M00545550	Stent RX	32
M00545560	Stent RX	32
M00545570	Stent RX	32
M00545580	Stent RX	32
M00545590	Stent RX	32
M00545600	Stent RX	32
M00545610	Stent RX	32
M00545620	Stent RX	32
M00545630	Stent RX	32
M00545640	Stent RX	32
M00545650	Stent RX	32
M00545660	Stent RX	32
M00545670	Stent RX	32
M00545680	Stent RX	32
M00545690	Stent RX	32
M00545700	Stent RX	32
M00545710	Stent RX	32
M00545720	Stent RX	32
M00545730	Stent RX	32
M00545740	Stent RX	32
	Cannule RX	
M00545760	Cannula RX bilume	1
M00545770	Cannula RX bilume	1
M00545780	Cannula RX bilume	1
	Cannula Tandem™ RX	
M00545820	Tandem RX trilume	1
	Bisturi ad ago a triplo lume XL RX	
M00545840	Bisturi ad ago a triplo lume XL RX	4
	Cateteri dilatatori biliari a palloncino Hurricane™ RX	
M00545890	Hurricane RX	7
M00545900	Hurricane RX	7
M00545910	Hurricane RX	7
M00545920	Hurricane RX	7
M00545930	Hurricane RX	7
M00545940	Hurricane RX	7
M00545950	Hurricane RX	7
M00545960	Hurricane RX	7
	SpyGlass™	
M00546030	SpyGlass Sonda di visualizzazione diretta	22
M00546040	SpyGlass Oculare	22
M00546050	SpyGlass Vassoio di conservazione per sonda – Piccolo	22
M00546060	SpyGlass Vassoio di conservazione per sonda – Grande	22
M00546070	Braccio a tre giunti con morsetto	22

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	SpyGlass™ (CONTINUA)	
M00546110	SpyGlass Videocamera	22
M00546120	SpyGlass Video Monitor	22
M00546140	SpyGlass Pompa irrigazione con interruttore a pedale	22
M00546160	SpyGlass Carrello per componenti	22
M00546190	SpyGlass Fonte luminosa	22
M00546200	SpyGlass Lampadina di ricambio per fonte di luce	22
M00546210	SpyGlass Cavo luminoso	22
M00546230	SpyScope™ Catetere di accesso ed erogazione	22
M00546240	SpyGlass Trasformatore di isolamento 230 V	22
M00546250	SpyGlass Cavo di alimentazione	22
M00546270	SpyBite™ Pinza per biopsia	22
	SpyGlass™ DS	
M00546270	SpyBite™ Pinza per biopsia	21
M00546451	SpyGlass Set tubi di irrigazione	21
	SpyGlass™	
M00546451	SpyGlass Set tubi di irrigazione	22
	SpyGlass™ DS	
M00546600	SpyScope™ DS Catetere	21
M00546650	SpyGlass DS Controller	21
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX – Iniezione distale	
M00547000	Extractor Pro RX, iniezione distale	5
M00547010	Extractor Pro RX, iniezione distale	5
M00547020	Extractor Pro RX, iniezione distale	5
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX – Iniezione prossimale	
M00547030	Extractor Pro RX, iniezione prossimale	5
M00547040	Extractor Pro RX, iniezione prossimale	5
M00547050	Extractor Pro RX, iniezione prossimale	5
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro XL – Iniezione distale	
M00547100	Extractor Pro XL, iniezione distale	14
M00547110	Extractor Pro XL, iniezione distale	14
M00547120	Extractor Pro XL, iniezione distale	14
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro XL – Iniezione prossimale	
M00547130	Extractor Pro XL, iniezione prossimale	14
M00547140	Extractor Pro XL, iniezione prossimale	14
M00547150	Extractor Pro XL, iniezione prossimale	14
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro DL	
M00547200	Extractor Pro DL	14
M00547210	Extractor Pro DL	14
M00547220	Extractor Pro DL	14
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX-Stiff – Iniezione distale	
M00547300	Extractor Pro RX-S, iniezione distale	6
M00547310	Extractor Pro RX-S, iniezione distale	6
M00547320	Extractor Pro RX-S, iniezione distale	6

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX-Stiff – Iniezione prossimale	
M00547330	Extractor Pro RX-S, iniezione prossimale	6
M00547340	Extractor Pro RX-S, iniezione prossimale	6
M00547350	Extractor Pro RX-S, iniezione prossimale	6
	Aghi per FNA Expect™	
M00550000	Expect 19 G	23
M00550001	Expect 19 G	23
M00550010	Expect 22 G	23
M00550011	Expect 22 G	23
M00550020	Expect 25 G	23
M00550021	Expect 25 G	23
	Ago flessibile da 19 G per FNA Expect™ 19 Flex	
M00550040	Expect 19 G Flex	23
M00550041	Expect 19 G Flex	23
	Guida Amplatzer™ Super Stiff – Rigida (consigliata per posizionamento stent esofageo)	
M00550090	Amplatzer Super Stiff – Rigida	19
	Palloni per dilatazione polmonare CRE™	
M00550300	CRE polmonare	73
M00550310	CRE polmonare	73
M00550320	CRE polmonare	73
M00550330	CRE polmonare	73
M00550340	CRE polmonare	73
M00550350	CRE polmonare	73
	Sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II	
M00550601	Siringa con manometro, 60 ml	50, 74
M00550620	Alliance II – Impugnatura di gonfiaggio	6, 50, 74
	Filoguida ad alte prestazioni NovaGold™	
M00552001	NovaGold	19
M00552011	NovaGold	19
	Dispositivi di gonfiaggio/sgonfiaggio per palloni per acalasia	
M00553200	Manometro e pompa pneumatica per dilatatori acalasia	50
	AXIOS™ stent e sistema di rilascio	
M00553440	AXIOS stent e sistema di rilascio	24
M00553450	AXIOS stent e sistema di rilascio	24
	Hot AXIOS™ stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	
M00553520	Hot AXIOS stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	24
M00553530	Hot AXIOS stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	24
M00553540	Hot AXIOS stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	24
M00553550	Hot AXIOS stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	24
	Palloni da dilatazione per acalasia Rigiflex™ II	
M00554500	Rigiflex II	49
M00554510	Rigiflex II	49
M00554520	Rigiflex II	49

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Aghi per FNA Expect™ Slimline	
M00555500	Expect Slimline 19 G	23
M00555501	Expect Slimline 19 G	23
M00555510	Expect Slimline 22 G	23
M00555511	Expect Slimline 22 G	23
M00555520	Expect Slimline 25 G	23
M00555521	Expect Slimline 25 G	23
	Ago flessibile da 19 G per FNA Expect™ Slimline 19 Flex	
M00555530	Expect Slimline 19 G Flex	23
M00555531	Expect Slimline 19 G Flex	23
	Aghi per FNB Acquire™	
M00555540	Acquire 22 G	24
M00555541	Acquire 22 G	24
M00555560	Acquire 25 G	24
M00555561	Acquire 25 G	24
	Guide a elevato rendimento Hydra Jagwire™	
M00556001	Hydra Jagwire standard	17
M00556011	Hydra Jagwire standard	17
M00556021	Hydra Jagwire rigido (stiff)	17
M00556031	Hydra Jagwire rigido (stiff)	17
M00556041	Hydra Jagwire standard	17
M00556051	Hydra Jagwire standard	17
M00556061	Hydra Jagwire rigido (stiff)	17
M00556071	Hydra Jagwire rigido (stiff)	17
	Guide a elevato rendimento Dreamwire™	
M00556101	Dreamwire standard	17
M00556111	Dreamwire standard	17
M00556121	Dreamwire rigido (stiff)	17
M00556131	Dreamwire rigido (stiff)	17
M00556141	Dreamwire standard	17
M00556151	Dreamwire standard	17
M00556161	Dreamwire rigido (stiff)	17
M00556171	Dreamwire rigido (stiff)	17
	Guide 100% idrofile NaviPro™	
M00556181	NaviPro standard	19
M00556191	NaviPro standard	19
M00556201	NaviPro standard	19
M00556211	NaviPro standard	19
M00556221	NaviPro standard	19
M00556231	NaviPro standard	19
M00556241	NaviPro rigido (stiff)	19
M00556251	NaviPro rigido (stiff)	19
	Guide a elevato rendimento Jagwire™	
M00556461	Jagwire standard	18

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Guide a elevato rendimento Jagwire™ (CONTINUA)	
M00556481	Jagwire rigido (stiff)	18
M00556491	Jagwire rigido (stiff)	18
M00556511	Jagwire standard	18
M00556521	Jagwire rigido (stiff)	18
M00556531	Jagwire rigido (stiff)	18
M00556561	Jagwire standard	18
M00556581	Jagwire standard	18
M00556591	Jagwire standard	18
M00556601	Jagwire rigido (stiff)	18
M00556611	Jagwire rigido (stiff)	18
M00556621	Jagwire rigido (stiff)	18
	Guide a elevato rendimento Jagwire™ estensibili – Estensione Jagtail	
M00556841	Jagwire standard	18
M00556851	Jagwire standard	18
M00556861	Jagwire rigido (stiff)	18
M00556871	Jagwire rigido (stiff)	18
M00556902	Jagtail estensione	18
	Stent colomici Ultraflex Precision™ – A Rilascio prossimale	
M00557330	Ultraflex Precision	45
M00557360	Ultraflex Precision	45
M00557380	Ultraflex Precision	45
	Guide a elevato rendimento Jagwire™	
M00557641	Jagwire standard	18
M00557651	Jagwire standard	18
M00557661	Jagwire rigido (stiff)	18
M00557671	Jagwire rigido (stiff)	18
	Ago Expect™ per aspirazione ecoendoscopica transbronchiale – Compatibile con broncoscopio Olympus	
M00558220	Expect Polmonare 22ga – Olympus	68
M00558221	Expect Polmonare 22ga – Olympus	68
M00558250	Expect Polmonare 25ga – Olympus	68
M00558251	Expect Polmonare 25ga – Olympus	68
M00558231	Adattatore Expect polmonare – Olympus	68
	Palloncini per dilatazione esofagea a guida fissa CRE™	
M00558330	CRE a guida fissa	48
M00558340	CRE a guida fissa	48
M00558350	CRE a guida fissa	48
M00558360	CRE a guida fissa	48
M00558361	CRE a guida fissa	48
M00558370	CRE a guida fissa	48
M00558371	CRE a guida fissa	48
M00558380	CRE a guida fissa	48
M00558381	CRE a guida fissa	48

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE™ PRO (inclusa indicazione DASE)	
M00558600	Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558610	Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558620	Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558630	Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558640	Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558650	Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
	Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE™ PRO (inclusa indicazione DASE)	
M00558660	Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558670	Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558680	Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558690	Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558700	Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
M00558710	Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE PRO (inclusa indicazione DASE)	47
	Cateteri bipolari per elettroemostasi Gold Probe™	
M00560070	Gold Probe	52
M00560071	Gold Probe	52
M00560100	Gold Probe	52
M00560101	Gold Probe	52
	Cateteri bipolari per iniezione ed elettroemostasi Injection Gold Probe™	
M00560150	Injection Gold Probe	52
M00560160	Injection Gold Probe	52
	Cateteri bipolari per elettroemostasi Gold Probe™	
M00560220	Gold Probe	52
	Anse a passo corto Sensation™	
M00560311	Sensation ovale media	56
M00560321	Sensation ovale piccola	56
M00560331	Sensation semicircolare media	56
	Anse Captivator™ II	
M00561191	Captivator II 25 mm rotonda	57
M00561192	Captivator II 25 mm rotonda	57
M00561193	Captivator II 25 mm rotonda	57
M00561221	Captivator II 10 mm rotonda	57
M00561222	Captivator II 10 mm rotonda	57
M00561223	Captivator II 10 mm rotonda	57
M00561231	Captivator II 15 mm rotonda	57
M00561232	Captivator II 15 mm rotonda	57
M00561233	Captivator II 15 mm rotonda	57
M00561241	Captivator II 20 mm rotonda	57
M00561242	Captivator II 20 mm rotonda	57
M00561243	Captivator II 20 mm rotonda	57
	Altri accessori	
M00561250	Cavetto di raccordo per generatore Olympus®	8, 15, 58
M00561270	Cavetto di raccordo per generatori Bovie®, Endostat™, Endostat™ II, ValleyLab®, Aspen Labs, ERBE®	8, 15, 58

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Anse Captivator™ II	
M00561291	Captivator II 33mm rotonda	57
	Anse Captivator™	
M00561311	Captivator ovale grande	57
	Adattatori bipolari per cavi elettrochirurgici unipolari	
M00561440	Adattatore bipolare	54
M00561450	Adattatore bipolare	54
M00561460	Adattatore bipolare	54
M00561470	Adattatore bipolare	54
M00561480	Adattatore bipolare	54
M00561490	Adattatore bipolare	54
M00561500	Adattatore bipolare	54
	Captivator™ EMR	
M00561600	Captivator EMR per gastroscopio standard	55
M00561610	Captivator EMR per gastroscopio terapeutico	55
	Anse rotanti Rotatable Snare	
M00561821	Rotatable Snare ovale piccola	55
M00561831	Rotatable Snare ovale media	55
	Anse Captivator™	
M00562301	Captivator ovale piccola	57
M00562321	Captivator ovale media	57
M00562341	Captivator esagonale media	57
M00562371	Captivator semicircolare media	57
M00562391	Captivator ovale grande (a filo sottile)	57
M00562451	Captivator esagonale piccola	57
	Anse pediatriche Profile™	
M00562531	Profile ovale extra small	58
M00562551	Profile ovale piccola	58
M00562571	Profile ovale media	58
	Anse a passo corto Sensation	
M00562651	Sensation ovale grande	56
M00562652	Sensation ovale grande	56
M00562671	Sensation ovale media	56
M00562672	Sensation ovale media	56
M00562673	Sensation ovale media	56
M00562691	Sensation ovale piccola	56
M00562692	Sensation ovale piccola	56
M00562693	Sensation ovale piccola	56
	Aghi per aspirazione transbronchiale con siringa eXcelon™	
M00564101	eXcelon 19 G	72
M00564111	eXcelon 20 G	72
M00564121	eXcelon 21 G	72
	Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent bronchiali	
M00564500	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent bronchiali (CONTINUA)	
M00564510	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70
M00564520	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70
	Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent tracheali	
M00564530	Ultraflex NG tracheale non coperto	70
M00564540	Ultraflex NG tracheale non coperto	70
M00564560	Ultraflex NG tracheale non coperto	70
M00564570	Ultraflex NG tracheale non coperto	70
M00564590	Ultraflex NG tracheale non coperto	70
M00564600	Ultraflex NG tracheale non coperto	70
	Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio prossimale – Stent bronchiali	
M00564640	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70
M00564650	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70
M00564660	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70
M00564670	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70
M00564680	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70
M00564690	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70
M00564700	Ultraflex NG bronchiale non coperto	70
	Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio prossimale – Stent tracheali	
M00564710	Ultraflex NG tracheale non coperto	70
M00564720	Ultraflex NG tracheale non coperto	70
	Stent tracheobronchiali metallici parzialmente coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent bronchiali	
M00564740	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	69
M00564750	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	69
M00564760	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	69
M00564770	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	69
M00564780	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	69
M00564790	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	69
M00564800	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	69
M00564810	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	69
	Stent tracheobronchiali metallici parzialmente coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale – Stent tracheali	
M00564820	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
M00564830	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
M00564840	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
M00564850	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
M00564860	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
M00564870	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
M00564880	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
M00564890	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
M00564900	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
M00564910	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	69
	Stent duodenali WallFlex™	
M00565010	WallFlex duodenale	44
M00565020	WallFlex duodenale	44

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent duodenali WallFlex™ (CONTINUA)	
M00565030	WallFlex duodenale	44
	Stent colonici WallFlex™	
M00565040	WallFlex colonico	44
M00565050	WallFlex colonico	44
M00565060	WallFlex colonico	44
M00565070	WallFlex colonico	44
M00565080	WallFlex colonico	44
M00565090	WallFlex colonico	44
M00565100	WallFlex colonico	44
M00565110	WallFlex colonico	44
M00565120	WallFlex colonico	44
M00565130	WallFlex colonico	44
M00565140	WallFlex colonico	44
M00565150	WallFlex colonico	44
	Stent colonici e duodenali Wallstent™	
M00565560	Wallstent colonico e duodenale	45
M00565570	Wallstent colonico e duodenale	45
M00565580	Wallstent colonico e duodenale	45
M00565590	Wallstent colonico e duodenale	45
M00565620	Wallstent colonico e duodenale	45
M00565630	Wallstent colonico e duodenale	45
M00565640	Wallstent colonico e duodenale	45
M00565650	Wallstent colonico e duodenale	45
	Altri accessori	
M00566001	Rapid Refill – Sistema di iniezione continua a ricarica rapida	8, 15
	Sonda di alimentazione digiunale PEG-J (attraverso la PEG – TTP)	
M00566320	PEG-J da 8,5 Fr (2,83 mm) per PEG da 20 Fr	63
M00566330	PEG-J da 8,5 Fr (2,83 mm) per PEG da 20 Fr	63
M00566340	PEG-J da 12 Fr (4,00 mm) per PEG da 24 Fr	63
M00566350	PEG-J da 12 Fr (4,00 mm) per PEG da 24 Fr	63
	Dispositivo di gonfiaggio Encore™ 26	
M00566670	Dispositivo di gonfiaggio Encore 26	8, 15
	Cateteri dilatatori biliari a palloncino Max Force™	
M00567330	Max Force	15
M00567340	Max Force	15
M00567370	Max Force	15
M00567380	Max Force	15
M00567410	Max Force	15
M00567420	Max Force	15
	Sostituzioni a bottone (a basso profilo)	
M00568170	Bottone da 28 Fr (9,33 mm)	65
M00568180	Bottone da 28 Fr (9,33 mm)	65
M00568190	Bottone da 28 Fr (9,33 mm)	65

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Sostituzioni a bottone (a basso profilo) (CONTINUA)	
M00568260	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	65
M00568270	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	65
M00568280	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	65
M00568290	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	65
M00568300	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	65
M00568320	Bottone da 24 Fr (8,00 mm)	65
M00568330	Bottone da 24 Fr (8,00 mm)	65
M00568340	Bottone da 24 Fr (8,00 mm)	65
M00568350	Bottone da 24 Fr (8,00 mm)	65
	PEG standard	
M00568381	PEG standard da 20 F (6,67 mm), tipo pull	61
M00568391	PEG standard da 24 F (8,00 mm), tipo pull	61
M00568401	PEG standard da 20 F (6,67 mm), tipo push	61
M00568411	PEG standard da 24 F (8,00 mm), tipo push	61
	PEG a basso profilo One Step Button	
M00568450	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo pull	62
M00568460	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo pull	62
M00568470	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo pull	62
M00568480	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo pull	62
M00568500	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo pull	62
M00568510	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo pull	62
M00568520	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo pull	62
M00568530	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo pull	62
M00568560	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo push	62
M00568570	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo push	62
M00568580	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo push	62
M00568600	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo push	62
M00568610	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo push	62
M00568620	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo push	62
M00568630	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo push	62
	Stent biliari non coperti Wallstent™ RX	
M00569610	Wallstent RX biliare non coperto	27
M00569620	Wallstent RX biliare non coperto	27
M00569630	Wallstent RX biliare non coperto	27
M00569640	Wallstent RX biliare non coperto	27
M00569650	Wallstent RX biliare non coperto	27
M00569660	Wallstent RX biliare non coperto	27
	Stent biliari parzialmente coperti Wallstent™ RX con rivestimento in Permalume™	
M00569670	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	27
M00569680	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	27
M00569690	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	27
M00569700	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	27
M00569710	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	27

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent biliari parzialmente coperti Wallstent™ RX con rivestimento in Permalume™ (CONTINUA)	
M00569720	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	27
	Stent biliari non coperti Wallstent™ RX	
M00569800	Wallstent RX biliare non coperto	27
M00569810	Wallstent RX biliare non coperto	27
	Stent per vie respiratorie in silicone autoespandibili Polyflex™ Airway	
M00570000	Polyflex Airway Stent	71
M00570010	Polyflex Airway Stent	71
M00570020	Polyflex Airway Stent	71
M00570030	Polyflex Airway Stent	71
M00570040	Polyflex Airway Stent	71
M00570050	Polyflex Airway Stent	71
M00570060	Polyflex Airway Stent	71
M00570070	Polyflex Airway Stent	71
M00570080	Polyflex Airway Stent	71
M00570090	Polyflex Airway Stent	71
M00570100	Polyflex Airway Stent	71
M00570110	Polyflex Airway Stent	71
M00570120	Polyflex Airway Stent	71
M00570130	Polyflex Airway Stent	71
M00570140	Polyflex Airway Stent	71
M00570150	Polyflex Airway Stent	71
M00570160	Polyflex Airway Stent	71
M00570170	Polyflex Airway Stent	71
M00570180	Polyflex Airway Stent	71
M00570190	Polyflex Airway Stent	71
M00570200	Polyflex Airway Stent	71
M00570210	Polyflex Airway Stent	71
M00570220	Polyflex Airway Stent	71
M00570230	Polyflex Airway Stent	71
M00570240	Polyflex Airway Stent	71
M00570250	Polyflex Airway Stent	71
M00570260	Polyflex Airway Stent	71
M00570270	Polyflex Airway Stent	71
M00570280	Polyflex Airway Stent	71
M00570290	Polyflex Airway Stent	71
M00570300	Polyflex Airway Stent	71
M00570310	Polyflex Airway Stent	71
M00570320	Polyflex Airway Stent	71
M00570330	Polyflex Airway Stent	71
	Stent rimovibili biliari totalmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™ (inclusa indicazione benigna)	
M00570450	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
M00570460	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
M00570470	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent rimovibili biliari totalmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™ (inclusa indicazione benigna) (CONTINUA)	
M00570480	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
M00570490	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
	Stent biliari non coperti WallFlex™ RX	
M00570600	WallFlex RX biliare non coperto	26
M00570610	WallFlex RX biliare non coperto	26
M00570620	WallFlex RX biliare non coperto	26
M00570630	WallFlex RX biliare non coperto	26
M00570640	WallFlex RX biliare non coperto	26
M00570650	WallFlex RX biliare non coperto	26
M00570660	WallFlex RX biliare non coperto	26
	Stent tracheobronchiali a Y Dynamic	
M00570670	Dynamic	69
M00570680	Dynamic	69
M00570690	Dynamic	69
	Stent biliari parzialmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™	
M00570700	WallFlex RX Biliary w/Permalume	25
M00570710	WallFlex RX Biliary w/Permalume	25
M00570720	WallFlex RX Biliary w/Permalume	25
M00570730	WallFlex RX Biliary w/Permalume	25
M00570740	WallFlex RX Biliary w/Permalume	25
	Stent biliari non coperti WallFlex™ RX	
M00570890	WallFlex RX biliare non coperto	26
	Sfinterotomi Jagtome™ RX con guida precaricata Jagwire	
M00573000	Jagtome RX 49	3
M00573010	Jagtome RX 49	3
M00573020	Jagtome RX 49	3
M00573030	Jagtome RX 49	3
M00573040	Jagtome RX 44	3
M00573050	Jagtome RX 44	3
M00573060	Jagtome RX 44	3
M00573070	Jagtome RX 44	3
M00573080	Jagtome RX 39	3
M00573090	Jagtome RX 39	3
M00573100	Jagtome RX 39	3
M00573110	Jagtome RX 39	3
M00573500	Jagtome RX 49	3
M00573510	Jagtome RX 49	3
M00573520	Jagtome RX 49	3
M00573530	Jagtome RX 49	3
M00573540	Jagtome RX 44	3
M00573550	Jagtome RX 44	3
M00573560	Jagtome RX 44	3
M00573570	Jagtome RX 44	3

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)


Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Stent rimovibili biliari totalmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™ (inclusa indicazione benigna)	
M00574210	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
M00574230	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
M00574240	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
	Stent biliari parzialmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume	
M00576740	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	25
M00576750	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	25
M00576760	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	25
M00576770	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	25
	Stent biliari non coperti WallFlex™ RX	
M00576780	WallFlex RX biliare non coperto	26
M00576790	WallFlex RX biliare non coperto	26
	Stent rimovibili biliari totalmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™ (inclusa indicazione benigna)	
M00576800	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
M00576810	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
M00576820	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
M00576830	WallFlex RX biliare totalmente coperto	25
	Accessori PEG One Step Button	
M00580171	Adattatore diritto per l'alimentazione (a bolo) da 18 Fr (6,00 mm)	63
M00580181	Adattatore ad angolo retto per l'alimentazione (in continuo) da 18 Fr (6,00 mm)	63
M00580231	Adattatore diritto per l'alimentazione (a bolo) da 24 Fr (8,00 mm)	63
M00580241	Adattatore ad angolo retto per l'alimentazione (in continuo) da 24 Fr (8,00 mm)	63
M00580271	Adattatore diritto per l'alimentazione (a bolo) da 28 Fr (9,33 mm)	63
M00580281	Adattatore ad angolo retto per l'alimentazione (in continuo) da 28 Fr (9,33 mm)	63
M00580401	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	63
M00580411	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	63
M00580421	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	63
M00580431	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	63
M00580441	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	63
M00580461	Tubo di decompressione da 24 Fr (8,00 mm)	63
M00580471	Tubo di decompressione da 24 Fr (8,00 mm)	63
M00580481	Tubo di decompressione da 24 Fr (8,00 mm)	63
M00580491	Tubo di decompressione da 24 Fr (8,00 mm)	63
	Accessori PEG standard	
M00580641	Y-Port da 20 F	61
M00580651	Y-Port da 24 F	61
M00580731	Supporto rotondo da 20 F (6,67 mm)	61
M00580781	C-Clamp da 20 F (6,67 mm) e 24 F (8,00 mm)	61
	Sostituzioni standard a palloncino	
M00582040	Sostituzione diritta da 12 Fr (4,00 mm)	64
M00582050	Sostituzione diritta da 14 Fr (4,67 mm)	64
M00582060	Sostituzione diritta da 16 Fr (5,33 mm)	64
M00582070	Sostituzione diritta da 18 Fr (6,00 mm)	64
M00582080	Sostituzione diritta da 20 Fr (6,67 mm)	64

Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
Sostituzioni standard a palloncino (CONTINUA)		
M00582090	Sostituzione diritta da 24 Fr (8,00 mm)	64
M00582100	Sostituzione diritta da 28 Fr (9,33 mm)	64
M00582110	Sostituzione ad angolo retto da 12 Fr (4,00 mm)	64
M00582120	Sostituzione ad angolo retto da 14 Fr (4,67 mm)	64
M00582130	Sostituzione ad angolo retto da 16 Fr (5,33 mm)	64
M00582140	Sostituzione ad angolo retto da 18 Fr (6,00 mm)	64
M00582150	Sostituzione ad angolo retto da 20 Fr (6,67 mm)	64
M00582160	Sostituzione ad angolo retto da 24 Fr (8,00 mm)	64
M00582170	Sostituzione ad angolo retto da 28 Fr (9,33 mm)	64
M00582860	Sostituzione diritta da 22 Fr (7,33 mm)	64
M00582870	Sostituzione ad angolo retto da 22 Fr (7,33 mm)	64
Sfinterotomi Hydratome™ RX con guida precaricata Hydra Jagwire™		
M00583000	Hydratome RX 49	2
M00583010	Hydratome RX 49	2
M00583020	Hydratome RX 49	2
M00583030	Hydratome RX 49	2
M00583040	Hydratome RX 44	2
M00583050	Hydratome RX 44	2
M00583060	Hydratome RX 44	2
M00583070	Hydratome RX 44	2
Sfinterotomi TRUEtome™ Jag con guida precaricata Jagwire™		
M00583080	TRUEtome 39	11
M00583090	TRUEtome 44	11
M00583100	TRUEtome 44	11
M00583110	TRUEtome 44	11
M00583120	TRUEtome 39	11
M00583130	TRUEtome 44	11
M00583140	TRUEtome 44	11
M00583150	TRUEtome 44	11
Sfinterotomi TRUEtome™ Hydra con guida precaricata Hydra Jagwire™		
M00583160	TRUEtome 44	11
M00583170	TRUEtome 44	11
Sfinterotomi TRUEtome™ Dreamwire con guida precaricata Dreamwire™		
M00583190	TRUEtome 44	11
M00583210	TRUEtome 44	11
Sfinterotomi Dreamtome™ RX con guida precaricata Dreamwire™		
M00584000	Dreamtome RX 49	2
M00584010	Dreamtome RX 49	2
M00584020	Dreamtome RX 49	2
M00584030	Dreamtome RX 49	2
M00584040	Dreamtome RX 44	2
M00584050	Dreamtome RX 44	2
M00584060	Dreamtome RX 44	2


Indice per numero di ordinazione (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Pagina
	Sfinterotomi Dreamtome™ RX con guida precaricata Dreamwire™ (CONTINUA)	
M00584070	Dreamtome RX 44	2
	Sfinterotomi TRUEtome™	
M00584120	TRUEtome 39	12
M00584121	TRUEtome 39	12
M00584122	TRUEtome 39	12
M00584150	TRUEtome 49	12
M00584151	TRUEtome 49	12
M00584152	TRUEtome 49	12
M00584160	TRUEtome 49	12
M00584161	TRUEtome 49	12
M00584162	TRUEtome 49	12
M00584170	TRUEtome 44	12
M00584171	TRUEtome 44	12
M00584172	TRUEtome 44	12
M00584180	TRUEtome 44	12
M00584181	TRUEtome 44	12
M00584182	TRUEtome 44	12
M00584190	TRUEtome 39	12
M00584191	TRUEtome 39	12
M00584192	TRUEtome 39	12
	Palloni per dilatazione esofagea Max Force™	
M00589060	Max Force TTS esofageo	49
M00589080	Max Force TTS esofageo	49
M00589100	Max Force TTS esofageo	49
M00589120	Max Force TTS esofageo	49
M00589140	Max Force TTS esofageo	49
M00589150	Max Force TTS esofageo	49
M00589160	Max Force TTS esofageo	49
M00589180	Max Force TTS esofageo	49



Biliare Rapid Exchange – RX Biliary System™


CANNULE RX



Cannula Tandem™ RX

Numero d'ordine	Descrizione	Punta	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00545820	Tandem RX trilume	Rastremata	7-5,5 / 2,33-1,84	210	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.





Cannule RX

Numero d'ordine	Descrizione	Punta	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00545760	Cannula RX bilume	Standard	8,5-5 / 2,83-1,67	210	0,035 / 0,89
M00545770	Cannula RX bilume	Rastremata	8,5-5 / 2,83-1,67	210	0,035 / 0,89
M00545780	Cannula RX bilume	Con punta a sfera	8,5-5 / 2,83-1,67	210	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Biliare Rapid Exchange – RX Biliary System™

SFINTEROTOMI RX





Sfinterotomi Hydratome™ RX con guida precaricata Hydra Jagwire™

Numero d'ordine	Descrizione	Filo da taglio (mm)	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza punta (mm)	Diametro punta (F) / (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Guida premontata**	
							Lunghezza (cm)	Diam. est. (in) / (mm)
M00583000	Hydratome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	260	0,035 / 0,89
M00583010	Hydratome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	260	0,035 / 0,89
M00583020	Hydratome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	450	0,035 / 0,89
M00583030	Hydratome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	450	0,035 / 0,89
M00583040*	Hydratome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	260	0,035 / 0,89
M00583050*	Hydratome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	260	0,035 / 0,89
M00583060*	Hydratome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	450	0,035 / 0,89
M00583070*	Hydratome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	450	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

* Con fermo dell'impugnatura.

** Precaricati con guida Hydra Jagwire™ standard a punta diritta.



Sfinterotomi Dreamtome™ RX con guida precaricata Dreamwire™

Numero d'ordine	Descrizione	Filo da taglio (mm)	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza punta (mm)	Diametro punta (F) / (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Guida premontata**	
							Lunghezza (cm)	Diam. est. (in) / (mm)
M00584000	Dreamtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	260	0,035 / 0,89
M00584010	Dreamtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	260	0,035 / 0,89
M00584020	Dreamtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	450	0,035 / 0,89
M00584030	Dreamtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	450	0,035 / 0,89
M00584040*	Dreamtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	260	0,035 / 0,89
M00584050*	Dreamtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	260	0,035 / 0,89
M00584060*	Dreamtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	450	0,035 / 0,89
M00584070*	Dreamtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	450	0,035 / 0,89



Ciascuna confezione contiene 1 unità.

* Con fermo dell'impugnatura.

** Precaricati con guida Dreamwire™ standard a punta diritta.

Biliare Rapid Exchange – RX Biliary System™

SFINTEROTOMI RX (CONTINUA)



Sfinterotomi Jagtome™ RX con guida precaricata Jagwire™

Numero d'ordine	Descrizione	Filo da taglio (mm)	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza punta (mm)	Diametro punta (F) / (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Guida premontata**		
							Rigidità	Lunghezza (cm)	Diam. est. (in) / (mm)
M00573000	Jagtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Standard	260	0,035 / 0,89
M00573020	Jagtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Standard	260	0,035 / 0,89
M00573010	Jagtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Standard	450	0,035 / 0,89
M00573030	Jagtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Standard	450	0,035 / 0,89
M00573500	Jagtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Rigido (Stiff)	260	0,035 / 0,89
M00573520	Jagtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Rigido (Stiff)	260	0,035 / 0,89
M00573510	Jagtome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Rigido (Stiff)	450	0,035 / 0,89
M00573530	Jagtome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	Rigido (Stiff)	450	0,035 / 0,89
M00573040*	Jagtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Standard	260	0,035 / 0,89
M00573060*	Jagtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Standard	260	0,035 / 0,89
M00573050*	Jagtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Standard	450	0,035 / 0,89
M00573070*	Jagtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Standard	450	0,035 / 0,89
M00573540*	Jagtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Rigido (Stiff)	260	0,035 / 0,89
M00573560*	Jagtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Rigido (Stiff)	260	0,035 / 0,89
M00573550*	Jagtome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Rigido (Stiff)	450	0,035 / 0,89
M00573570*	Jagtome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	Rigido (Stiff)	450	0,035 / 0,89
M00573080*	Jagtome RX 39	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	Rigido (Stiff)	260	0,025 / 0,64
M00573100*	Jagtome RX 39	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	Rigido (Stiff)	260	0,025 / 0,64
M00573090*	Jagtome RX 39	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	Standard	450	0,025 / 0,64
M00573110*	Jagtome RX 39	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	Standard	450	0,025 / 0,64



Ciascuna confezione contiene 1 unità

* Con fermo dell'impugnatura.

** Precaricati con guida Jagwire a punta diritta.

Biliare Rapid Exchange – RX Biliary System™

SFINTEROTOMI RX (CONTINUA)



Sfinterotomi Autotome™ RX


Numero d'ordine	Descrizione	Filo da taglio (mm)	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza punta (mm)	Diametro punta (F) / (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00545150	Autotome RX 49	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	0,035 / 0,89
M00545160	Autotome RX 49	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,9 / 1,63	200	0,035 / 0,89
M00545170*	Autotome RX 44	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	0,035 / 0,89
M00545180*	Autotome RX 44	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	4,4 / 1,47	200	0,035 / 0,89
M00545190*	Autotome RX 39	20	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	0,025 / 0,64
M00545200*	Autotome RX 39	30	7-5,5 / 2,33-1,83	5	3,9 / 1,30	200	0,025 / 0,64

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: Per Autotome™ RX 44 e 49, la guida consigliata è Dreamwire™ 0,035 in (0,89 mm).

Per Autotome™ RX 39, la guida consigliata è Jagwire™ 0,025 in (0,69 mm).

* Con fermo dell'impugnatura.



Bisturi ad ago a triplo lume XL RX


Numero d'ordine	Descrizione	Filo da taglio (mm)	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza punta (mm)	Diametro punta (F) / (mm)
M00545840	Bisturi ad ago a triplo lume XL RX	5	7-5,5 / 2,3-1,83	5	5,5 / 1,8

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Biliare Rapid Exchange – RX Biliary System™

ESTRAZIONE CALCOLI RX




Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX – Iniezione distale

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. palloncino (mm)	Iniezione	Diam. est. catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)
M00547000	Extractor Pro RX, iniezione distale	9,0-12,0	Distale (sopra)	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547010	Extractor Pro RX, iniezione distale	12,0-15,0	Distale (sopra)	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547020	Extractor Pro RX, iniezione distale	15,0-18,0	Distale (sopra)	7-6 / 2,33-2,00	200

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).



Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX – Iniezione prossimale


Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. palloncino (mm)	Iniezione	Diam. est. catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)
M00547030	Extractor Pro RX, iniezione prossimale	9,0-12,0	Prossimale (sotto)	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547040	Extractor Pro RX, iniezione prossimale	12,0-15,0	Prossimale (sotto)	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547050	Extractor Pro RX, iniezione prossimale	15,0-18,0	Prossimale (sotto)	7-6 / 2,33-2,00	200

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Biliare Rapid Exchange – RX Biliary System™


ESTRAZIONE CALCOLI RX


NUOVO

Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX-Stiff – Iniezione distale

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. palloncino (mm)	Iniezione	Diam. est. catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)
M00547300	Extractor Pro RX-S, iniezione distale	9,0-12,0	Distale (sopra)	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547310	Extractor Pro RX-S, iniezione distale	12,0-15,0	Distale (sopra)	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547320	Extractor Pro RX-S, iniezione distale	15,0-18,0	Distale (sopra)	7-6 / 2,33-2,00	200


Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

NUOVO

Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro RX-Stiff – Iniezione prossimale

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. palloncino (mm)	Iniezione	Diam. est. catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)
M00547330	Extractor Pro RX-S, iniezione prossimale	9,0-12,0	Prossimale (sotto)	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547340	Extractor Pro RX-S, iniezione prossimale	12,0-15,0	Prossimale (sotto)	7-6 / 2,33-2,00	200
M00547350	Extractor Pro RX-S, iniezione prossimale	15,0-18,0	Prossimale (sotto)	7-6 / 2,33-2,00	200

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).


Cestelli filoguidati per recupero calcoli Trapezoid™ RX

Numero d'ordine	Descrizione	Diametro cestello aperto (cm)	Lunghezza cestello aperto (cm)	Canale di lavoro necessario (mm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00510860	Trapezoid RX	1,5	3	3,2	0,035 / 0,89
M00510870	Trapezoid RX	2,0	4	3,2	0,035 / 0,89
M00510880	Trapezoid RX	2,5	5	3,2	0,035 / 0,89
M00510890*	Trapezoid RX	3,0	6	3,2	0,035 / 0,89
M00550620	Alliance™ II – Impugnatura di gonfiaggio**				

Ciascuna confezione contiene 1 unità.


Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

* Il cestello Trapezoid da 3 x 6 cm è concepito per frantumare calcoli di diametro superiore a 1,5 cm.

** I cestelli Trapezoid RX sono anche litotrittori d'emergenza: si consiglia l'utilizzo di Alliance™ II come litotrittore meccanico. Alliance II è riutilizzabile.

Biliare Rapid Exchange – RX Biliary System™

DILATAZIONE BILIARE RX



Cateteri dilatatori biliari a palloncino Hurricane™ RX

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. palloncino (mm)	Lunghezza palloncino (cm)	Diam. est. catetere (F) / (mm)	Pressione massima di gonfiaggio (ATM) / (kPa)	Dimensioni minime canale (mm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00545890	Hurricane RX	4	2	5,8 / 1,93	12 / 1216	3,2	0,035 / 0,89
M00545900	Hurricane RX	4	4	5,8 / 1,93	12 / 1216	3,2	0,035 / 0,89
M00545910	Hurricane RX	6	2	5,8 / 1,93	11 / 1114	3,2	0,035 / 0,89
M00545920	Hurricane RX	6	4	5,8 / 1,93	11 / 1114	3,2	0,035 / 0,89
M00545930	Hurricane RX	8	2	5,8 / 1,93	11 / 1114	3,2	0,035 / 0,89
M00545940	Hurricane RX	8	4	5,8 / 1,93	11 / 1114	3,2	0,035 / 0,89
M00545950	Hurricane RX	10	2	5,8 / 1,93	8 / 810	3,2	0,035 / 0,89
M00545960	Hurricane RX	10	4	5,8 / 1,93	8 / 810	3,2	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Dispositivo di gonfiaggio consigliato: Encore™ 26, M00566670.

CITOLOGIA RX



Spazzolino per citologia RX

Numero d'ordine	Descrizione	Larghezza spazzolino (mm)	Diam. est. catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00545000	Spazzolino per citologia RX	2,1	8 / 2,67	200	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.


Biliare Rapid Exchange – RX Biliary System™

ACCESSORI BILIARE RX

Dispositivi di bloccaggio RX



Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00545471	Dispositivo di bloccaggio RX	box da 10
M00545261	Dispositivo di bloccaggio RX e sistema di tappo per biopsia – Compatibile con Olympus	box da 10
M00545271	Dispositivo di bloccaggio RX e sistema di tappo per biopsia – Compatibile con Pentax	box da 10
M00545281	Dispositivo di bloccaggio RX e sistema di tappo per biopsia – Compatibile con Fujinon	box da 10



Dispositivo di gonfiaggio Encore™ 26



Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00566670	Dispositivo di gonfiaggio Encore 26	box da 1

Altri accessori

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00561250	Cavetto di raccordo per generatore Olympus®	box da 1
M00561270	Cavetto di raccordo per generatori Bovie®, Endostat™, Endostat™ II, ValleyLab®, Aspen Labs, ERBE®	box da 1
M00566001	⊗ Rapid Refill – Sistema di iniezione continua a ricarica rapida	box da 10


Gli stent biliari RX in metallo e in plastica sono illustrati nella sezione Stent alle pagine 25 – 27 e 29 – 32

Le guide biliari sono illustrate nella sezione Guide a pagina 17



Biliare



CANNULE



Cannula Tandem™ XL

Numero d'ordine	Descrizione	Punta	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00535700	Tandem XL trilume	Rastremata	7,0-5,5 / 2,33-1,83	210	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.




Cannule Contour™

Numero d'ordine	Descrizione	Punta	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00530850	Contour bilume precurvata	Standard	5 / 1,67	210	0,035 / 0,89
M00530860	Contour bilume precurvata	Rastremata	5 / 1,67	210	0,035 / 0,89
M00530870	Contour bilume precurvata	Ultra rastremata	5 / 1,67	210	0,025 / 0,64
M00530880	Contour bilume precurvata	5-4-3	5 / 1,67	210	0,018 / 0,46
M00530890	Contour bilume precurvata	Punta a sfera	5 / 1,67	210	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Biliare

CANNULE (CONTINUA)




Cannule Fluoro Tip™

Numero d'ordine	Descrizione	Punta	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00530960	Fluoro Tip bilume	Standard	5,5 / 1,83	210	0,035 / 0,89
M00530970	Fluoro Tip bilume	Rastremata	5,5 / 1,83	210	0,035 / 0,89
M00530980	Fluoro Tip bilume	Ultra rastremata	5,5 / 1,83	210	0,025 / 0,64

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

SFINTEROTOMI



Sfinterotomi con pallone per estrazione Stonetome™


Numero d'ordine	Descrizione	Filo da taglio (mm)	Diametro palloncino (mm)	Lunghezza punta (mm)	Palloncino	Lunghezza catetere (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00535150	Stonetome punta corta	20	11,5	5	Prossimale (sotto il filo da taglio)	200	0,035 / 0,89
M00535170	Stonetome punta lunga	20	11,5	20	Prossimale (sotto il filo da taglio)	200	0,035 / 0,89
M00535190	Stonetome punta corta	30	11,5	5	Prossimale (sotto il filo da taglio)	200	0,035 / 0,89
M00535210	Stonetome punta lunga	30	11,5	20	Prossimale (sotto il filo da taglio)	200	0,035 / 0,89
M00535110	Stonetome punta lunga	20	11,5	20	Distale (sopra il filo da taglio)	200	0,035 / 0,89
M00535130	Stonetome punta lunga	30	11,5	20	Distale (sopra il filo da taglio)	200	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Biliare

SFINTEROTOMI (CONTINUA)



Sfinterotomi TRUEtome™ Jag con guida precaricata Jagwire™



Numero d'ordine	Descrizione	Lunghezza filo di taglio (mm)	Diam. est. punta (F) / (mm)	Lunghezza punta (mm)	Filoguida precaricato (in/cm)	Unità
M00583080	TRUEtome 39	20	3,9 / 1,30	5	0,025 / 450 Jagwire	box da 1
M00583090	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,025 / 450 Jagwire	box da 1
M00583100	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 Jagwire	box da 1
M00583110	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 Jagwire rigido (stiff)	box da 1
M00583120	TRUEtome 39	30	3,9 / 1,30	5	0,025 / 450 Jagwire	box da 1
M00583130	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,025 / 450 Jagwire	box da 1
M00583140	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 Jagwire	box da 1
M00583150	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 Jagwire rigido (stiff)	box da 1

Sfinterotomi TRUEtome™ Dreamwire con guida precaricata Dreamwire™



Numero d'ordine	Descrizione	Lunghezza filo di taglio (mm)	Diam. est. punta (F) / (mm)	Lunghezza punta (mm)	Filoguida precaricato (in/cm)	Unità
M00583190	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 Dreamwire	box da 1
M00583210	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 Dreamwire	box da 1


Sfinterotomi TRUEtome™ Hydra con guida precaricata Hydra Jagwire™



Numero d'ordine	Descrizione	Lunghezza filo di taglio (mm)	Diam. est. punta (F) / (mm)	Lunghezza punta (mm)	Filoguida precaricato (in/cm)	Unità
M00583160	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 Hydra Jagwire	box da 1
M00583170	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035 / 450 Hydra Jagwire	box da 1

Biliare

SFINTEROTOMI (CONTINUA)



Sfinterotomi TRUEtome™




Order Number	Description	Filo da taglio (mm)	Lunghezza punta (mm)	Diam. est. distale (F) / (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Guide consigliate (in) / (mm)	Unità
M00584190	TRUEtome 39	20	5	3,9 / 1,30	200	0,018-0,025 / 0,46-0,64	box da 1
M00584120	TRUEtome 39	30	5	3,9 / 1,30	200	0,018-0,025 / 0,46-0,64	box da 1
M00584191	TRUEtome 39	20	5	3,9 / 1,30	200	0,018-0,025 / 0,46-0,64	box da 10
M00584121	TRUEtome 39	30	5	3,9 / 1,30	200	0,018-0,025 / 0,46-0,64	box da 10
M00584192	TRUEtome 39	20	5	3,9 / 1,30	200	0,018-0,025 / 0,46-0,64	box da 20
M00584122	TRUEtome 39	30	5	3,9 / 1,30	200	0,018-0,025 / 0,46-0,64	box da 20
M00584170	TRUEtome 44	20	5	4,4 / 1,47	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 1
M00584180	TRUEtome 44	30	5	4,4 / 1,47	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 1
M00584171	TRUEtome 44	20	5	4,4 / 1,47	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 10
M00584181	TRUEtome 44	30	5	4,4 / 1,47	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 10
M00584172	TRUEtome 44	20	5	4,4 / 1,47	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 20
M00584182	TRUEtome 44	30	5	4,4 / 1,47	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box 20
M00584150	TRUEtome 49	20	5	4,9 / 1,63	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 1
M00584160	TRUEtome 49	30	5	4,9 / 1,63	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 1
M00584151	TRUEtome 49	20	5	4,9 / 1,63	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 10
M00584161	TRUEtome 49	30	5	4,9 / 1,63	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 10
M00584152	TRUEtome 49	20	5	4,9 / 1,63	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 20
M00584162	TRUEtome 49	30	5	4,9 / 1,63	200	0,018-0,035 / 0,46-0,89	box da 20

Filoguida raccomandato: 0,025 in (0,64 mm) per TRUEtome 39; 0,035 in (0,89 mm) per TRUEtome 44 e 49

Biliare

SFINTEROTOMI (CONTINUA)




Sfinterotomi a triplo lume Ultratome XL™

Numero d'ordine	Descrizione	Filo da taglio (mm)	Lunghezza punta (mm)	Diam. est. distale (F) / (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00535900	Ultratome XL punta corta	20	5	5,5 / 1,83	200	0,035 / 0,89
M00535910	Ultratome XL punta lunga	20	20	5,5 / 1,83	200	0,035 / 0,89
M00535920	Ultratome XL punta corta	30	5	5,5 / 1,83	200	0,035 / 0,89
M00535930	Ultratome XL punta lunga	30	20	5,5 / 1,83	200	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).




Sfinterotomi a doppio lume Ultratome™

Numero d'ordine	Descrizione	Filo da taglio (mm)	Lunghezza punta (mm)	Diam. est. distale (F) / (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00530800	Ultratome punta corta	20	5	5,5 / 1,83	200	0,035 / 0,89
M00530810	Ultratome punta lunga	20	20	5,5 / 1,83	200	0,035 / 0,89
M00530820	Ultratome punta corta	30	5	5,5 / 1,83	200	0,035 / 0,89
M00530830	Ultratome punta lunga	30	20	5,5 / 1,83	200	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).



Sfinterotomo ad ago a triplo lume Microknife™ XL


Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. corpo (F) / (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00532810	Microknife XL	7-5,5 / 2,33-1,83	200	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Biliare

ESTRAZIONE CALCOLI




Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro XL – Iniezione distale

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. palloncino (mm)	Iniezione	Diam. est. catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00547100	Extractor Pro XL, iniezione distale	9,0-12,0	Distale (sopra)	7-6 / 2,33-2,00	200	0,035 / 0,89
M00547110	Extractor Pro XL, iniezione distale	12,0-15,0	Distale (sopra)	7-6 / 2,33-2,00	200	0,035 / 0,89
M00547120	Extractor Pro XL, iniezione distale	15,0-18,0	Distale (sopra)	7-6 / 2,33-2,00	200	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).




Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro XL – Iniezione prossimale

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. palloncino (mm)	Iniezione	Diam. est. catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00547130	Extractor Pro XL, iniezione prossimale	9,0-12,0	Prossimale (sotto)	7-6 / 2,33-2,00	200	0,035 / 0,89
M00547140	Extractor Pro XL, iniezione prossimale	12,0-15,0	Prossimale (sotto)	7-6 / 2,33-2,00	200	0,035 / 0,89
M00547150	Extractor Pro XL, iniezione prossimale	15,0-18,0	Prossimale (sotto)	7-6 / 2,33-2,00	200	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).



Palloncini per estrazione calcoli Extractor™ Pro DL


Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. palloncino (mm)	Diam. est. catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00547200	Extractor Pro DL	9,0-12,0	7-6 / 2,33-2,00	200	0,035 / 0,89
M00547210	Extractor Pro DL	12,0-15,0	7-6 / 2,33-2,00	200	0,035 / 0,89
M00547220	Extractor Pro DL	15,0-18,0	7-6 / 2,33-2,00	200	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Biliare

DILATAZIONE BILIARE



Cateteri dilatatori biliari a palloncino Max Force™




Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. palloncino gonfiato (mm)	Lunghezza del palloncino (cm)	Dimensioni catetere (F) / (mm)	Canale di lavoro necessario (mm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00567330	Max Force	4	2	5 / 1,67	2,8	0,035 / 0,89
M00567340	Max Force	4	4	5 / 1,67	2,8	0,035 / 0,89
M00567370	Max Force	6	2	5 / 1,67	2,8	0,035 / 0,89
M00567380	Max Force	6	4	5 / 1,67	2,8	0,035 / 0,89
M00567410	Max Force	8	2	5 / 1,67	2,8	0,035 / 0,89
M00567420	Max Force	8	3	5 / 1,67	2,8	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Dispositivo di gonfiaggio consigliato: Encore™ 26, M00566670.

ACCESSORI BILIARE



Dispositivo di gonfiaggio Encore™ 26


Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00566670	Dispositivo di gonfiaggio Encore 26	box da 1

Altri accessori

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00561250	Cavetto di raccordo per generatore Olympus®	box da 1
M00561270	Cavetto di raccordo per generatori Bovie®, Endostat™, Endostat™ II, Endostat™ III, ValleyLab®, Aspen Labs, ERBE®	box da 1
M00566001	⊗ Rapid Refill – Sistema di iniezione continua a ricarica rapida	box da 10


Gli stent biliari in metallo e in plastica sono illustrati nella sezione Stent alle pagine 28 e 33–34

Le guide biliari sono illustrate nella sezione Guide a pagina 17



Guide

GUIDE A ELEVATO RENDIMENTO COMPATIBILI CON IL SISTEMA RX



Guide a elevato rendimento Dreamwire™



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Tipo Dream Tip™	Unità
M00556101	Dreamwire standard	0,035 / 0,89	260	Diritta	box da 2
M00556111	Dreamwire standard	0,035 / 0,89	260	Angolata	box da 2
M00556121	Dreamwire rigido (stiff)	0,035 / 0,89	260	Diritta	box da 2
M00556131	Dreamwire rigido (stiff)	0,035 / 0,89	260	Angolata	box da 2
M00556141	Dreamwire standard	0,035 / 0,89	450	Diritta	box da 2
M00556151	Dreamwire standard	0,035 / 0,89	450	Angolata	box da 2
M00556161	Dreamwire rigido (stiff)	0,035 / 0,89	450	Diritta	box da 2
M00556171	Dreamwire rigido (stiff)	0,035 / 0,89	450	Angolata	box da 2

La guida Dreamwire™ può rimanere in posizione durante la sfinterotomia. Per ulteriori informazioni consultare le "istruzioni per l'uso".



Guide a elevato rendimento Hydra Jagwire™



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Tipo Dream Tip™	Unità
M00556001	Hydra Jagwire standard	0,035 / 0,89	260	Diritta	box da 2
M00556011	Hydra Jagwire standard	0,035 / 0,89	260	Angolata	box da 2
M00556021	Hydra Jagwire rigido (stiff)	0,035 / 0,89	260	Diritta	box da 2
M00556031	Hydra Jagwire rigido (stiff)	0,035 / 0,89	260	Angolata	box da 2
M00556041	Hydra Jagwire standard	0,035 / 0,89	450	Diritta	box da 2
M00556051	Hydra Jagwire standard	0,035 / 0,89	450	Angolata	box da 2
M00556061	Hydra Jagwire rigido (stiff)	0,035 / 0,89	450	Diritta	box da 2
M00556071	Hydra Jagwire rigido (stiff)	0,035 / 0,89	450	Angolata	box da 2

La guida Hydra Jagwire può rimanere in posizione durante la sfinterotomia. Per ulteriori informazioni consultare le "istruzioni per l'uso".

Guide

GUIDE A ELEVATO RENDIMENTO COMPATIBILI CON IL SISTEMA RX (CONTINUA)



Guide a elevato rendimento Jagwire™



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Tipo punta	Unità
M00556481	Jagwire rigido (stiff)	0,025-0,019 / 0,64-0,48	260	Diritta	box da 2
M00556491	Jagwire rigido (stiff)	0,025-0,019 / 0,64-0,48	260	Angolata	box da 2
M00556461	Jagwire standard	0,025-0,018 / 0,64-0,46	260	Diritta	box da 2
M00557641	Jagwire standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Diritta	box da 2
M00557651	Jagwire standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angolata	box da 2
M00557661	Jagwire rigido (stiff)	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Diritta	box da 2
M00557671	Jagwire rigido (stiff)	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angolata	box da 2
M00556561	Jagwire standard	0,025-0,018 / 0,64-0,46	450	Diritta	box da 2
M00556511	Jagwire standard	0,025-0,018 / 0,64-0,46	450	Angolata	box da 2
M00556521	Jagwire rigido (stiff)	0,025-0,019 / 0,64-0,48	450	Diritta	box da 2
M00556531	Jagwire rigido (stiff)	0,025-0,019 / 0,64-0,48	450	Angolata	box da 2
M00556581	Jagwire standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Diritta	box da 2
M00556591	Jagwire standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angolata	box da 2
M00556601	Jagwire rigido (stiff)	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Diritta	box da 2
M00556611	Jagwire rigido (stiff)	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angolata	box da 2
M00556621	Jagwire rigido (stiff)	0,038 / 0,97	260	Diritta	box da 2

La guida Jagwire può rimanere in posizione durante la sfinterotomia. Per ulteriori informazioni consultare le "istruzioni per l'uso".

Guide a elevato rendimento Jagwire™ estensibili – Estensione Jagtail




Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Tipo punta	Unità
M00556902	Jagtail estensione	0,035 / 0,89	200	Prolunga della guida	box da 5
M00556841	Jagwire standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Diritta	box da 2
M00556851	Jagwire standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angolata	box da 2
M00556861	Jagwire rigido (stiff)	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Diritta	box da 2
M00556871	Jagwire rigido (stiff)	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angolata	box da 2

La guida Jagwire può rimanere in posizione durante la sfinterotomia. Per ulteriori informazioni consultare le "istruzioni per l'uso".


Guide

GUIDE A ELEVATO RENDIMENTO COMPATIBILI CON IL SISTEMA RX (CONTINUA)



Filoguida ad alte prestazioni NovaGold™

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Tipo punta	Unità
M00552001	NovaGold	0,018 / 0,46	260	Diritta (sagomabile)	box da 2
M00552011	NovaGold	0,018 / 0,46	480	Diritta (sagomabile)	box da 2



Guide 100% idrofile NaviPro™

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Tipo punta	Unità
M00556181	NaviPro standard	0,018 / 0,46	260	Diritta	box da 5
M00556191	NaviPro standard	0,018 / 0,46	260	Angolata	box da 5
M00556201	NaviPro standard	0,025 / 0,64	260	Diritta	box da 5
M00556211	NaviPro standard	0,025 / 0,64	260	Angolata	box da 5
M00556221	NaviPro standard	0,035 / 0,89	260	Diritta	box da 5
M00556231	NaviPro standard	0,035 / 0,89	260	Angolata	box da 5
M00556241	NaviPro rigido (stiff)	0,035 / 0,89	260	Diritta	box da 5
M00556251	NaviPro rigido (stiff)	0,035 / 0,89	260	Angolata	box da 5

La guida NaviPro™ può rimanere in posizione durante la sfinterotomia. Per ulteriori informazioni consultare le "istruzioni per l'uso".

ALTRE GUIDE

Guida Amplatz™ Super Stiff – Rigida (consigliata per posizionamento stent esofageo)

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Tipo punta	Unità
M00550090	Amplatz Super Stiff – Rigida	0,038 / 0,97	260	Diritta	box da 1



Guida Wallstent™ Super Stiff – Rigida (consigliata per posizionamento stent enterale)

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Tipo punta	Unità
H965180011	Guida Wallstent Super Stiff – Rigida	0,035 / 0,89	500	Rastremata	box da 5



Sistema di visualizzazione diretta SpyGlass™

SPYGLASS™ DS



Strumentazione SpyGlass™ DS

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00546650	SpyGlass DS Controller	box da 1


Dispositivi monouso SpyGlass™ DS



Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00546600	SpyScope™ DS Catetere	box da 1
M00546270	SpyBite™ Pinza per biopsia	box da 1
M00546451	SpyGlass Set tubi di irrigazione	box da 10

Sistema di visualizzazione diretta SpyGlass™

SPYGLASS™



Apparecchiatura di base SpyGlass™

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00546110	SpyGlass Videocamera [*]	box da 1
M00546120	SpyGlass Video Monitor	box da 1
M00546160	SpyGlass Carrello per componenti ¹	box da 1
M00546190	SpyGlass Fonte luminosa	box da 1
M00546210	SpyGlass Cavo luminoso	box da 1
M00546040	SpyGlass Oculare	box da 1
M00546240	SpyGlass Trasformatore di isolamento 230 V**	box da 1
M00546140	SpyGlass Pompa irrigazione con interruttore a pedale	box da 1
M00546060	SpyGlass Vassoio di conservazione per sonda – Grande ²	box da 1
M00546050	SpyGlass Vassoio di conservazione per sonda – Piccolo ²	box da 1
M00546250	SpyGlass Cavo di alimentazione	box da 1

1. Il carrello mobile (M00546160) comprende il braccio a tre giunti senza morsetto. Il braccio a tre giunti con morsetto (M00546070) è utile se la struttura ospedaliera non desidera acquistare il carrello mobile, poiché il braccio può essere installato su un altro carrello o tavolo.
2. Acquistare almeno due vassoi di conservazione. Si consigliano vassoi di conservazione di grandi dimensioni (M00546060) a meno che non debbano essere riutilizzati in un'apparecchiatura Olympus® Medivator, nella quale i vassoi più grandi non possono essere inseriti. In questo caso devono essere ordinati due vassoi di conservazione piccoli (M00546050).

* Per paesi con tensione di rete di 120 V ordinare la telecamera Spyglass M00546100 NTSC.

** Per paesi con tensione di rete di 120 V ordinare il trasformatore di isolamento M00546260 da 120 V.

Apparecchiatura riutilizzabile SpyGlass™

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00546030	SpyGlass Sonda di visualizzazione diretta ¹	box da 1

1. Le sonde SpyGlass sono state approvate per 20 cicli di ritrattamento senza degradazione delle immagini. Tuttavia, il numero corretto di procedure dipenderà da come viene maneggiata la sonda SpyGlass. Le fibre ottiche sono molto delicate e devono essere maneggiate con cautela.

Apparecchiatura monouso SpyGlass™



Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00546230	SpyScope™ Catetere di accesso ed erogazione	box da 1
M00546270	SpyBite™ Pinza per biopsia	box da 1
M00546451	SpyGlass Set tubi di irrigazione	box da 10

Accessori opzionali SpyGlass™


Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00546070	Braccio a tre giunti con morsetto ¹	box da 1
M00546200	SpyGlass Lampadina di ricambio per fonte di luce	box da 1

1. Il carrello mobile (M00546160) comprende il braccio a tre giunti senza morsetto. Il braccio a tre giunti con morsetto (M00546070) è utile se la struttura ospedaliera non desidera acquistare il carrello mobile, poiché il braccio può essere installato su un altro carrello o tavolo.



Ecoendoscopia (EUS)

AGHI PER ASPIRAZIONE ECOENDO-GUIDATA (FNA)



Aghi per FNA Expect™

Numero d'ordine	Descrizione	Calibro dell'ago (gauge) / (mm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Diametro della guaina (mm)	Unità
M00550000	Expect 19 G	19 / 1,10	2,8	1,83	box da 1
M00550001	Expect 19 G	19 / 1,10	2,8	1,83	box da 5
M00550010	Expect 22 G	22 / 0,72	2,4	1,65	box da 1
M00550011	Expect 22 G	22 / 0,72	2,4	1,65	box da 5
M00550020	Expect 25 G	25 / 0,52	2,4	1,52	box da 1
M00550021	Expect 25 G	25 / 0,52	2,4	1,52	box da 5

* Include una siringa da 20 cc e un rubinetto di arresto a una via.

Lunghezza di lavoro: da 137,5 cm a 141,5 cm, regolabile.

Lunghezza dell'ago: da 0 cm a 8 cm, regolabile.

Ago flessibile da 19 G per FNA Expect™ 19 Flex*

Numero d'ordine	Descrizione	Calibro dell'ago (gauge) / (mm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Diametro della guaina (mm)	Unità
M00550040	Expect 19 G Flex	19 Flex / 1,14	2,8	1,73	box da 1
M00550041	Expect 19 G Flex	19 Flex / 1,14	2,8	1,73	box da 5

* Include una siringa da 20 cc e un rubinetto di arresto a una via.

Lunghezza di lavoro: da 137,5 cm a 141,5 cm, regolabile.

Lunghezza dell'ago: da 0 cm a 8 cm, regolabile.



Aghi per FNA Expect™ Slimline

Numero d'ordine	Descrizione	Calibro dell'ago (gauge) / (mm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Diametro della guaina (mm)	Unità
M00555500	Expect Slimline 19 G	19 / 1,10	2,8	1,83	box da 1
M00555501	Expect Slimline 19 G	19 / 1,10	2,8	1,83	box da 5
M00555510	Expect Slimline 22 G	22 / 0,72	2,4	1,65	box da 1
M00555511	Expect Slimline 22 G	22 / 0,72	2,4	1,65	box da 5
M00555520	Expect Slimline 25 G	25 / 0,52	2,4	1,52	box da 1
M00555521	Expect Slimline 25 G	25 / 0,52	2,4	1,52	box da 5

* Include una siringa da 20 cc e un rubinetto di arresto a una via.

Lunghezza di lavoro: da 137,5 cm a 141,5 cm, regolabile.

Lunghezza dell'ago: da 0 cm a 8 cm, regolabile.

Ago flessibile da 19 G per FNA Expect™ Slimline 19 Flex*

Numero d'ordine	Descrizione	Calibro dell'ago (gauge) / (mm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Diametro della guaina (mm)	Unità
M00555530	Expect Slimline 19 G Flex	19 Flex / 1,14	2,8	1,73	box da 1
M00555531	Expect Slimline 19 G Flex	19 Flex / 1,14	2,8	1,73	box da 5

* Include una siringa da 20 cc e un rubinetto di arresto a una via.

Lunghezza di lavoro: da 137,5 cm a 141,5 cm, regolabile.

Lunghezza dell'ago: da 0 cm a 8 cm, regolabile.

Ecoendoscopia (EUS)

AGHI PER BIOPSIA ECOENDO-GUIDATA (FNB)



NUOVO Aghi per FNB Acquire™

Numero d'ordine	Descrizione	Calibro dell'ago (gauge) / (mm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Diametro della guaina (mm)	Unità
M00555540	Acquire 22 G	22 / 0,72	2,4	1,65	box da 1
M00555541	Acquire 22 G	22 / 0,72	2,4	1,65	box da 5
M00555560	Acquire 25 G	25 / 0,52	2,4	1,52	box da 1
M00555561	Acquire 25 G	25 / 0,52	2,4	1,52	box da 5


STENTS E SISTEMI DI RILASCIO

Hot AXIOS™ stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione

Numero d'ordine	Descrizione	Diametro estremità (mm)	Diametro del lume (mm)	Lunghezza dello stent (mm)	Diametro esterno del catetere (F)	Lunghezza di lavoro del catetere (cm)	Lunghezza totale del catetere (cm)	Unità
M00553520	Hot AXIOS stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	14	6	8	9	138	146	box da 1
M00553530	Hot AXIOS stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	17	8	8	9	138	146	box da 1
M00553540	Hot AXIOS stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	21	10	10	10,8	138	146	box da 1
M00553550	Hot AXIOS stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione	24	15	10	10,8	138	146	box da 1


AXIOS™ stent e sistema di rilascio

Order Number	Description	Diametro estremità (mm)	Diametro del lume (mm)	Lunghezza dello stent (mm)	Diametro esterno del catetere (F)	Lunghezza di lavoro del catetere (cm)	Lunghezza totale del catetere (cm)	Unità
M00553440	AXIOS stent e sistema di rilascio	21	10	10	10,8	138	146	box da 1
M00553450	AXIOS stent e sistema di rilascio	24	15	10	10,8	138	146	box da 1



Stent

STENT BILIARI METALLICI RX




Stent rimovibili biliari totalmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™ (inclusa indicazione benigna)



Numero d'ordine	Descrizione	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Diametro catetere (F) / (mm)	Diametro filoguida (in) / (mm)
M00574210†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	6	40	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00574230†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	6	60	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00574240†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	6	80	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570450†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	8	60	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570460†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	8	80	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00576800†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	8	100	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00576810†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	8	120	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00570470†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	10	40	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570480†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	10	60	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570490†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	10	80	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00576820†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	10	100	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00576830†	WallFlex RX biliare totalmente coperto	10	120	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89

† Prodotto commercializzato esclusivamente in paesi nei quali è approvata l'indicazione benigna.



Stent biliari parzialmente coperti WallFlex™ RX con rivestimento in Permalume™





Numero d'ordine	Descrizione	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Lunghezza rivestita (mm)	Diametro catetere (F) / (mm)	Diametro filoguida (in) / (mm)
M00570700	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	8	60	48	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570710	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	8	80	68	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00576740	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	8	100	88	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00576750	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	8	120	108	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00570720	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	10	40	28	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570730	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	10	60	48	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00570740	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	10	80	68	8,5 / 2,83	0,035 / 0,89
M00576760	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	10	100	88	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89
M00576770	WallFlex RX biliare parzialmente coperto	10	120	108	9,0 / 3,00	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm o guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm.

Stent

STENT BILIARI METALLICI RX (CONTINUA)



Stent biliari non coperti WallFlex™ RX


Numero d'ordine	Descrizione	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Diametro catetere (F) / (mm)	Diametro filoguida (in) / (mm)
M00570600	WallFlex RX biliare non coperto	8	40	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570610	WallFlex RX biliare non coperto	8	60	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570620	WallFlex RX biliare non coperto	8	80	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570630	WallFlex RX biliare non coperto	8	100	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00576780	WallFlex RX biliare non coperto	8	120	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570890	WallFlex RX biliare non coperto	10	40	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570640	WallFlex RX biliare non coperto	10	60	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570650	WallFlex RX biliare non coperto	10	80	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00570660	WallFlex RX biliare non coperto	10	100	8 / 2,67	0,035 / 0,89
M00576790	WallFlex RX biliare non coperto	10	120	8 / 2,67	0,035 / 0,89

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm o guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm.

Stent

STENT BILIARI METALLICI RX (CONTINUA)



Stent biliari parzialmente coperti Wallstent™ RX con rivestimento in Peralume™

Numero d'ordine	Descrizione	Diametro con stent espanso (mm)	Lunghezza nominale con stent espanso (mm)	Lunghezza rivestita (mm)	Sistema di rilascio (F) / (mm)	Diametro filoguida (in) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)
M00569670	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	8	40	30	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569680	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	8	60	50	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569690	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	8	80	70	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569700	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	10	40	30	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569710	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	10	60	50	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569720	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	10	80	70	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm o guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm.



Stent biliari non coperti Wallstent™ RX


Numero d'ordine	Descrizione	Diametro con stent espanso (mm)	Lunghezza nominale con stent espanso (mm)	Sistema di rilascio (F) / (mm)	Diametro filoguida (in) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)
M00569610	Wallstent RX biliare non coperto	8	40	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569620	Wallstent RX biliare non coperto	8	60	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569630	Wallstent RX biliare non coperto	8	80	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569800	Wallstent RX biliare non coperto	8	100	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569640	Wallstent RX biliare non coperto	10	40	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569650	Wallstent RX biliare non coperto	10	60	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569660	Wallstent RX biliare non coperto	10	80	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
M00569810	Wallstent RX biliare non coperto	10	100	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm o guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm.

Stent

STENT BILIARI METALLICI



Stent biliari parzialmente coperti Wallstent™ RX con rivestimento in Peralume™



Numero d'ordine	Descrizione	Diametro con stent espanso (mm)	Lunghezza nominale con stent espanso (mm)	Lunghezza rivestita (mm)	Sistema di rilascio (F) / (mm)	Diametro filoguida (in) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)
H965430700	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	8	40	30	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
H965430800	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	8	60	50	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
H965430900	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	8	80	70	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
H965431000	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	10	40	30	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
H965431100	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	10	60	50	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194
H965431200	Wallstent RX biliare parzialmente coperto	10	80	70	8 / 2,67	0,035 / 0,89	194

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm o guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm.

Stent biliari non coperti Wallstent™ RX




Numero d'ordine	Descrizione	Diametro con stent espanso (mm)	Lunghezza nominale con stent espanso (mm)	Sistema di rilascio (F) / (mm)	Diametro filoguida (in) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)
H965430100	Wallstent RX biliare non coperto	8	40	7,5 / 2,5	0,035 / 0,89	194
H965430200	Wallstent RX biliare non coperto	8	60	7,5 / 2,5	0,035 / 0,89	194
H965430300	Wallstent RX biliare non coperto	8	80	7,5 / 2,5	0,035 / 0,89	194
H965430400	Wallstent RX biliare non coperto	10	40	7,5 / 2,5	0,035 / 0,89	194
H965430500	Wallstent RX biliare non coperto	10	60	7,5 / 2,5	0,035 / 0,89	194
H965430600	Wallstent RX biliare non coperto	10	80	7,5 / 2,5	0,035 / 0,89	194

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm o guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm.

Stent

STENT BILIARI IN PLASTICA RX



Stent precaricati Advanix™ con sistema di rilascio NaviFlex™ RX



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza fra estremità (cm)	Forma
M00534200	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	5	Piegatura duodenale
M00534210	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	7	Piegatura duodenale
M00534220	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	9	Piegatura duodenale
M00534230	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	12	Piegatura duodenale
M00534240	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	15	Piegatura duodenale
M00534250	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	18	Piegatura duodenale
M00534260	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	5	Piegatura duodenale
M00534270	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	7	Piegatura duodenale
M00534280	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	9	Piegatura duodenale
M00534290	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	12	Piegatura duodenale
M00534300	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	15	Piegatura duodenale
M00534310	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	18	Piegatura duodenale
M00534320	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	5	Piegatura duodenale
M00534330	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	7	Piegatura duodenale
M00534340	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	9	Piegatura duodenale
M00534350	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	12	Piegatura duodenale
M00534360	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	15	Piegatura duodenale
M00534370	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	18	Piegatura duodenale
M00534560	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	5	Piegatura centrale
M00534570	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	7	Piegatura centrale
M00534580	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	9	Piegatura centrale
M00534590	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	12	Piegatura centrale
M00534600	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	15	Piegatura centrale
M00534610	Advanix precaricato RX	7 / 2,3	18	Piegatura centrale
M00534620	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	5	Piegatura centrale
M00534630	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	7	Piegatura centrale
M00534640	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	9	Piegatura centrale
M00534650	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	12	Piegatura centrale
M00534660	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	15	Piegatura centrale
M00534670	Advanix precaricato RX	8,5 / 2,83	18	Piegatura centrale
M00534680	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	5	Piegatura centrale
M00534690	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	7	Piegatura centrale
M00534700	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	9	Piegatura centrale
M00534710	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	12	Piegatura centrale
M00534720	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	15	Piegatura centrale
M00534730	Advanix precaricato RX	10 / 3,3	18	Piegatura centrale

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Endoscopi compatibili: per gli stent da 7 F (2,3 mm) è necessario un canale di lavoro da 3,2 mm; per gli stent da 10 F (3,3 mm) è necessario un canale di lavoro da 4,2 mm.

Stent

STENT BILIARI IN PLASTICA RX (CONTINUA)



Piegatura duodenale



Piegatura centrale



Doppio pigtail



Stent Advanix™ – Singoli

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza fra estremità (cm)	Forma
M00532870	Advanix	7 / 2,3	5	Piegatura duodenale
M00532880	Advanix	7 / 2,3	7	Piegatura duodenale
M00532890	Advanix	7 / 2,3	9	Piegatura duodenale
M00532900	Advanix	7 / 2,3	12	Piegatura duodenale
M00532910	Advanix	7 / 2,3	15	Piegatura duodenale
M00532920	Advanix	7 / 2,3	18	Piegatura duodenale
M00532930	Advanix	8,5 / 2,83	5	Piegatura duodenale
M00532940	Advanix	8,5 / 2,83	7	Piegatura duodenale
M00532950	Advanix	8,5 / 2,83	9	Piegatura duodenale
M00532960	Advanix	8,5 / 2,83	12	Piegatura duodenale
M00532970	Advanix	8,5 / 2,83	15	Piegatura duodenale
M00532980	Advanix	8,5 / 2,83	18	Piegatura duodenale
M00532990	Advanix	10 / 3,3	5	Piegatura duodenale
M00533000	Advanix	10 / 3,3	7	Piegatura duodenale
M00533010	Advanix	10 / 3,3	9	Piegatura duodenale
M00533020	Advanix	10 / 3,3	12	Piegatura duodenale
M00533030	Advanix	10 / 3,3	15	Piegatura duodenale
M00533040	Advanix	10 / 3,3	18	Piegatura duodenale
M00533230	Advanix	7 / 2,3	5	Piegatura centrale
M00533240	Advanix	7 / 2,3	7	Piegatura centrale
M00533250	Advanix	7 / 2,3	9	Piegatura centrale
M00533260	Advanix	7 / 2,3	12	Piegatura centrale
M00533270	Advanix	7 / 2,3	15	Piegatura centrale
M00533280	Advanix	7 / 2,3	18	Piegatura centrale
M00533290	Advanix	8,5 / 2,83	5	Piegatura centrale
M00533300	Advanix	8,5 / 2,83	7	Piegatura centrale
M00533310	Advanix	8,5 / 2,83	9	Piegatura centrale
M00533320	Advanix	8,5 / 2,83	12	Piegatura centrale
M00533330	Advanix	8,5 / 2,83	15	Piegatura centrale
M00533340	Advanix	8,5 / 2,83	18	Piegatura centrale
M00533350	Advanix	10 / 3,3	5	Piegatura centrale
M00533360	Advanix	10 / 3,3	7	Piegatura centrale
M00533370	Advanix	10 / 3,3	9	Piegatura centrale
M00533380	Advanix	10 / 3,3	12	Piegatura centrale
M00533390	Advanix	10 / 3,3	15	Piegatura centrale
M00533400	Advanix	10 / 3,3	18	Piegatura centrale

Stent

STENT BILIARI IN PLASTICA RX (CONTINUA)

Stent Advanix™ – Singoli (CONTINUA)



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza fra pigtail (cm)	Forma
M00532160	Advanix	7 / 2,3	3	Doppio pigtail
M00532180	Advanix	7 / 2,3	5	Doppio pigtail
M00532190	Advanix	7 / 2,3	7	Doppio pigtail
M00532210	Advanix	7 / 2,3	10	Doppio pigtail
M00532220	Advanix	7 / 2,3	12	Doppio pigtail
M00532230	Advanix	7 / 2,3	15	Doppio pigtail
M00532240	Advanix	10 / 3,3	3	Doppio pigtail
M00532260	Advanix	10 / 3,3	5	Doppio pigtail
M00532270	Advanix	10 / 3,3	7	Doppio pigtail
M00532290	Advanix	10 / 3,3	10	Doppio pigtail
M00532300	Advanix	10 / 3,3	12	Doppio pigtail
M00532310	Advanix	10 / 3,3	15	Doppio pigtail

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Endoscopi compatibili: per gli stent da 7 F (2,3 mm) e 8,5 F (2,83 mm) è necessario un canale di lavoro da 3,2 mm; per gli stent da 10 F (3,3 mm) è necessario un canale di lavoro da 4,2 mm.



Sistemi di rilascio NaviFlex™ RX



Numero d'ordine	Descrizione	Diametro catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)
M00533560	NaviFlex RX	7 / 2,3	202,5
M00533570	NaviFlex RX	8,5 / 2,83	202,5
M00533580	NaviFlex RX	10 / 3,3	202,5

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Stent

STENT BILIARI IN PLASTICA RX (CONTINUA)



Stent biliari RX

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza fra estremità (cm)
M00545550	Stent RX	7 / 2,33	5
M00545560	Stent RX	7 / 2,33	7
M00545570	Stent RX	7 / 2,33	10
M00545580	Stent RX	7 / 2,33	12
M00545590	Stent RX	7 / 2,33	15
M00545650	Stent RX	8,5 / 2,83	5
M00545660	Stent RX	8,5 / 2,83	7
M00545670	Stent RX	8,5 / 2,83	10
M00545680	Stent RX	8,5 / 2,83	12
M00545690	Stent RX	8,5 / 2,83	15
M00545600	Stent RX	10 / 3,33	5
M00545610	Stent RX	10 / 3,33	7
M00545620	Stent RX	10 / 3,33	10
M00545630	Stent RX	10 / 3,33	12
M00545640	Stent RX	10 / 3,33	15
M00545700	Stent RX	11,5 / 3,83	5
M00545710	Stent RX	11,5 / 3,83	7
M00545720	Stent RX	11,5 / 3,83	10
M00545730	Stent RX	11,5 / 3,83	12
M00545740	Stent RX	11,5 / 3,83	15

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Stent

STENT BILIARI IN PLASTICA



Stent biliari Flexima™ precaricati



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza fra estremità (cm)
M00539200	Flexima	7 / 2,33	5
M00539210	Flexima	7 / 2,33	7
M00539220	Flexima	7 / 2,33	10
M00539230	Flexima	7 / 2,33	12
M00539240	Flexima	7 / 2,33	15
M00539250	Flexima	8,5 / 2,83	5
M00539260	Flexima	8,5 / 2,83	7
M00539270	Flexima	8,5 / 2,83	10
M00539280	Flexima	8,5 / 2,83	12
M00539290	Flexima	8,5 / 2,83	15
M00539300	Flexima	10 / 3,33	5
M00539310	Flexima	10 / 3,33	7
M00539320	Flexima	10 / 3,33	10
M00539330	Flexima	10 / 3,33	12
M00539340	Flexima	10 / 3,33	15
M00539350	Flexima	11,5 / 3,83	5
M00539360	Flexima	11,5 / 3,83	7
M00539370	Flexima	11,5 / 3,83	10
M00539380	Flexima	11,5 / 3,83	12
M00539390	Flexima	11,5 / 3,83	15

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

Sondini nasobiliari Flexima™



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)
M00540120†	Sondino Flexima	6 / 2,00	250	0,035 / 0,89
M00540130†	Sondino Flexima	7,5 / 2,50	250	0,035 / 0,89
M00540140†	Sondino Flexima	8,5 / 2,83	250	0,035 / 0,89
M00540160†	Sondino Flexima	6 / 2,00	250	Guida di acciaio rivestita in Teflon® inclusa*
M00540170†	Sondino Flexima	7,5 / 2,50	250	Guida di acciaio rivestita in Teflon® inclusa*
M00540180†	Sondino Flexima	8,5 / 2,83	250	Guida di acciaio rivestita in Teflon® inclusa*

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

† Prodotto in vendita unicamente in Unione Europea, esclusa la Grecia. Si prega di verificare la disponibilità del prodotto con il rappresentante di vendita o con l'assistenza clienti di zona.

* Teflon® è un marchio registrato di E.I. DuPont de Nemours & Co. Inc.

Stent

STENT BILIARI IN PLASTICA (CONTINUA)



Stent biliari Percuflex™ Amsterdam*



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza fra estremità (cm)
M00533610	Percuflex	7 / 2,33	5
M00533620	Percuflex	7 / 2,33	7
M00533630	Percuflex	7 / 2,33	10
M00533640	Percuflex	7 / 2,33	12
M00533650	Percuflex	7 / 2,33	15
M00533660	Percuflex	10 / 3,33	5
M00533670	Percuflex	10 / 3,33	7
M00533680	Percuflex	10 / 3,33	10
M00533690	Percuflex	10 / 3,33	12
M00533700	Percuflex	10 / 3,33	15

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

* Per l'uso con il kit di introduttori Percuflex™ Amsterdam, venduto separatamente.



Stent biliari a doppio pigtail C-flex™*



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza fra estremità (cm)	Codice colore
M00532010	C-flex doppio pigtail	7 / 2,33	5	Blu
M00532020	C-flex doppio pigtail	7 / 2,33	10	Blu
M00532030	C-flex doppio pigtail	7 / 2,33	15	Blu
M00532040	C-flex doppio pigtail	10 / 3,33	5	Grigio
M00532050	C-flex doppio pigtail	10 / 3,33	10	Grigio
M00532060	C-flex doppio pigtail	10 / 3,33	15	Grigio

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

* Per l'uso con il kit di introduttori Percuflex™ Amsterdam, venduto separatamente.

Kit di introduttori Percuflex™ Amsterdam*



Numero d'ordine	Descrizione
M00533910	Kit stent Percuflex con spingitore per uso con stent da 7 F (2,33 mm)
M00533920	Kit stent Percuflex con spingitore e catetere guida per stent da 10 F (2,33 mm)


Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Dreamwire™ da 0,035 in (0,89 mm).

* Stent venduti separatamente.

Stent

STENT PANCREATICI IN PLASTICA



Kit di Stent Advanix™ (Stent + Spingitore RX) – Pigtail



Numero d'ordine	Descrizione	Aletta Anteriore	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Forma
M00537350	Kit di Stent Advanix ●	No	4 / 1,35	3	Pigtail
M00537360	Kit di Stent Advanix ▲	No	4 / 1,35	4	Pigtail
M00537370	Kit di Stent Advanix ▲	No	4 / 1,35	5	Pigtail
M00537380	Kit di Stent Advanix ▲	No	4 / 1,35	7	Pigtail
M00537390	Kit di Stent Advanix ●	No	5 / 1,67	3	Pigtail
M00537400	Kit di Stent Advanix ▲	No	5 / 1,67	4	Pigtail
M00537410	Kit di Stent Advanix ▲	No	5 / 1,67	5	Pigtail
M00537420	Kit di Stent Advanix ▲	No	5 / 1,67	7	Pigtail
M00537430	Kit di Stent Advanix ●	Sì	5 / 1,67	3	Pigtail
M00537440	Kit di Stent Advanix ▲	Sì	5 / 1,67	4	Pigtail
M00537450	Kit di Stent Advanix ▲	Sì	5 / 1,67	5	Pigtail



Kit di Stent Advanix™ (Stent + Spingitore RX) – Diritti

Numero d'ordine	Descrizione	Aletta Anteriore	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Forma
M00537460	Kit di Stent Advanix ● ¹	No	4 / 1,35	3	Diritto
M00537470	Kit di Stent Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	4	Diritto
M00537480	Kit di Stent Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	5	Diritto
M00537490	Kit di Stent Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	7	Diritto
M00537500	Kit di Stent Advanix ●	No	5 / 1,67	3	Diritto
M00537510	Kit di Stent Advanix ▲	No	5 / 1,67	4	Diritto
M00537520	Kit di Stent Advanix ▲	No	5 / 1,67	5	Diritto
M00537530	Kit di Stent Advanix ▲	No	5 / 1,67	7	Diritto
M00537540	Kit di Stent Advanix ●	Sì	5 / 1,67	3	Diritto
M00537550	Kit di Stent Advanix ▲	Sì	5 / 1,67	4	Diritto
M00537560	Kit di Stent Advanix ▲	Sì	5 / 1,67	5	Diritto

■ Marker endoscopico posteriore ● Marker radiopaco posteriore ▲ Marker radiopaco anteriore con marker endoscopico posteriore

¹ Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail da 4 F.

² Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail e diritti da 5 F senza aletta anteriore.



Stent

STENT PANCREATICI IN PLASTICA (CONTINUA)



Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Pigtail

Numero d'ordine	Descrizione	Aletta Anteriore	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Forma
M00536740	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	2	Pigtail
M00536750	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	3	Pigtail
M00536760	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	4	Pigtail
M00536770	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	5	Pigtail
M00536780	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	6	Pigtail
M00536790	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	7	Pigtail
M00536800	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	8	Pigtail
M00536810	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	9	Pigtail
M00536820	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	10	Pigtail
M00536830	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	11	Pigtail
M00536840	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	12	Pigtail
M00536850	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	13	Pigtail
M00536860	Stent pancreatico Advanix ●	No	4 / 1,35	2	Pigtail
M00536870	Stent pancreatico Advanix ●	No	4 / 1,35	3	Pigtail
M00536880	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	4	Pigtail
M00536890	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	5	Pigtail
M00536900	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	6	Pigtail
M00536910	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	7	Pigtail
M00536920	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	8	Pigtail
M00536930	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	9	Pigtail
M00536940	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	10	Pigtail
M00536950	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	11	Pigtail
M00536960	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	12	Pigtail
M00536970	Stent pancreatico Advanix ▲	No	4 / 1,35	13	Pigtail
M00536980	Stent pancreatico Advanix ●	No	5 / 1,67	2	Pigtail
M00536990	Stent pancreatico Advanix ●	No	5 / 1,67	3	Pigtail
M00537000	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	4	Pigtail
M00537010	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	5	Pigtail
M00537020	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	6	Pigtail
M00537030	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	7	Pigtail
M00537040	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	8	Pigtail
M00537050	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	9	Pigtail
M00537060	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	10	Pigtail
M00537070	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	11	Pigtail
M00537080	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	12	Pigtail
M00537090	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	13	Pigtail

■ Marker endoscopico posteriore ● Marker radiopaco posteriore ▲ Marker radiopaco anteriore con marker endoscopico posteriore

1 Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail da 4 F.

2 Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail e diritti da 5 F senza aletta anteriore.




Stent

STENT PANCREATICI IN PLASTICA (CONTINUA)

Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Pigtail (CONTINUA)



Numero d'ordine	Descrizione	Aletta Anteriore	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Forma
M00537100	Stent pancreatico Advanix ●	Sì	5 / 1,67	2	Pigtail
M00537110	Stent pancreatico Advanix ●	Sì	5 / 1,67	3	Pigtail
M00537120	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	5 / 1,67	4	Pigtail
M00537130	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	5 / 1,67	5	Pigtail
M00537140	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Sì	5 / 1,67	6	Pigtail
M00537150	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Sì	5 / 1,67	7	Pigtail
M00537160	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Sì	5 / 1,67	8	Pigtail
M00537170	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Sì	5 / 1,67	9	Pigtail
M00537180	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Sì	5 / 1,67	10	Pigtail
M00537190	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Sì	5 / 1,67	11	Pigtail
M00537200	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Sì	5 / 1,67	12	Pigtail
M00537210	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Sì	5 / 1,67	13	Pigtail
M00537220	Stent pancreatico Advanix ■	Sì	7 / 2,33	3	Pigtail
M00537230	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	4	Pigtail
M00537240	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	5	Pigtail
M00537250	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	6	Pigtail
M00537260	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	7	Pigtail
M00537270	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	8	Pigtail
M00537280	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	9	Pigtail
M00537290	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	10	Pigtail
M00537300	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	11	Pigtail
M00537310	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	12	Pigtail
M00537320	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	13	Pigtail
M00537330	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	15	Pigtail
M00537340	Stent pancreatico Advanix ▲	Sì	7 / 2,33	18	Pigtail



Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Diritti

Numero d'ordine	Descrizione	Aletta Anteriore	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Forma
M00536000	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	2	Diritto
M00536010	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	3	Diritto
M00536020	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	4	Diritto
M00536030	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	5	Diritto
M00536040	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	6	Diritto
M00536050	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	7	Diritto
M00536060	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	8	Diritto
M00536070	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	9	Diritto

■ Marker endoscopico posteriore ● Marker radiopaco posteriore ▲ Marker radiopaco anteriore con marker endoscopico posteriore

¹ Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail da 4 F.

² Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail e diritti da 5 F senza aletta anteriore.



Stent

STENT PANCREATICI IN PLASTICA (CONTINUA)



Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Diritti (CONTINUA)

Numero d'ordine	Descrizione	Aletta Anteriore	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Forma
M00536080	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	10	Diritto
M00536090	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	11	Diritto
M00536100	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	12	Diritto
M00536110	Stent pancreatico Advanix ■	No	3 / 1,00	13	Diritto
M00536120	Stent pancreatico Advanix ● ¹	No	4 / 1,35	2	Diritto
M00536130	Stent pancreatico Advanix ● ¹	No	4 / 1,35	3	Diritto
M00536140	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	4	Diritto
M00536150	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	5	Diritto
M00536160	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	6	Diritto
M00536170	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	7	Diritto
M00536180	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	8	Diritto
M00536190	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	9	Diritto
M00536200	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	10	Diritto
M00536210	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	11	Diritto
M00536220	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	12	Diritto
M00536230	Stent pancreatico Advanix ▲ ¹	No	4 / 1,35	13	Diritto
M00536240	Stent pancreatico Advanix ●	No	5 / 1,67	2	Diritto
M00536250	Stent pancreatico Advanix ●	No	5 / 1,67	3	Diritto
M00536260	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	4	Diritto
M00536270	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	5	Diritto
M00536280	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	6	Diritto
M00536290	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	7	Diritto
M00536300	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	8	Diritto
M00536310	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	9	Diritto
M00536320	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	10	Diritto
M00536330	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	11	Diritto
M00536340	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	12	Diritto
M00536350	Stent pancreatico Advanix ▲	No	5 / 1,67	13	Diritto
M00536360	Stent pancreatico Advanix ●	Si	5 / 1,67	2	Diritto
M00536370	Stent pancreatico Advanix ●	Si	5 / 1,67	3	Diritto
M00536380	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	5 / 1,67	4	Diritto
M00536390	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	5 / 1,67	5	Diritto
M00536400	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Si	5 / 1,67	6	Diritto
M00536410	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Si	5 / 1,67	7	Diritto
M00536420	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Si	5 / 1,67	8	Diritto
M00536430	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Si	5 / 1,67	9	Diritto
M00536440	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Si	5 / 1,67	10	Diritto

■ Marker endoscopico posteriore ● Marker radiopaco posteriore ▲ Marker radiopaco anteriore con marker endoscopico posteriore

¹ Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail da 4 F.

² Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail e diritti da 5 F senza aletta anteriore.



Stent

STENT PANCREATICI IN PLASTICA (CONTINUA)

Stent pancreatici Advanix™ Singoli – Diritti (CONTINUA)



Numero d'ordine	Descrizione	Aletta Anteriore	Diam. est. (F) / (mm)	Lunghezza (cm)	Forma
M00536450	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Si	5 / 1,67	11	Diritto
M00536460	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Si	5 / 1,67	12	Diritto
M00536470	Stent pancreatico Advanix ▲ ²	Si	5 / 1,67	13	Diritto
M00536480	Stent pancreatico Advanix ■	Si	7 / 2,33	3	Diritto
M00536490	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	4	Diritto
M00536500	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	5	Diritto
M00536510	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	6	Diritto
M00536520	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	7	Diritto
M00536530	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	8	Diritto
M00536540	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	9	Diritto
M00536550	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	10	Diritto
M00536560	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	11	Diritto
M00536570	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	12	Diritto
M00536580	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	13	Diritto
M00536590	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	15	Diritto
M00536600	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	7 / 2,33	18	Diritto
M00536610	Stent pancreatico Advanix ■	Si	10 / 3,33	3	Diritto
M00536620	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	4	Diritto
M00536630	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	5	Diritto
M00536640	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	6	Diritto
M00536650	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	7	Diritto
M00536660	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	8	Diritto
M00536670	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	9	Diritto
M00536680	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	10	Diritto
M00536690	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	11	Diritto
M00536700	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	12	Diritto
M00536710	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	13	Diritto
M00536720	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	15	Diritto
M00536730	Stent pancreatico Advanix ▲	Si	10 / 3,33	18	Diritto

■ Marker endoscopico posteriore ● Marker radiopaco posteriore ▲ Marker radiopaco anteriore con marker endoscopico posteriore


¹ Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail da 4 F.

² Materiale dello stent più rigido rispetto agli stent a pigtail e diritti da 5 F senza aletta anteriore.



Stent

STENT PANCREATICI IN PLASTICA (CONTINUA)





Sistemi di rilascio pancreatici NaviFlex™ RX & Spingitori NaviFlex



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)
M00535000	Spingitore pancreatico NaviFlex RX	3 / 1,00
M00535010	Spingitore pancreatico NaviFlex RX	4 & 5 / 1,35 & 1,67
M00535020	Spingitore pancreatico NaviFlex	3 / 1,00
M00535030	Spingitore pancreatico NaviFlex	4 & 5 / 1,35 & 1,67
M00535060	Sistema di rilascio pancreatico NaviFlex RX	7 / 2,33
M00535080	Sistema di rilascio pancreatico NaviFlex RX	10 / 3,33

Stent

STENT ESOFAGEI



Stent rimovibili esofagei totalmente coperti WallFlex™ con rivestimento in Permalume (inclusa indicazione benigna)



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. stent (mm)	Diam. est. svasatura prossimale (mm)	Lunghezza stent (cm)	Diametro catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)
M00516210 [†]	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	18	25 / 23	10.3	18,5 / 6,2	120
M00516220 [†]	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	18	25 / 23	12.3	18,5 / 6,2	120
M00516230 [†]	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	18	25 / 23	15.3	18,5 / 6,2	120
M00516240 [†]	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	23	28 / 28	10.5	18,5 / 6,2	120
M00516250 [†]	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	23	28 / 28	12.5	18,5 / 6,2	120
M00516260 [†]	WallFlex esofageo totalmente coperto RMV	23	28 / 28	15.5	18,5 / 6,2	120

Prodotto commercializzato esclusivamente in paesi nei quali è approvata l'indicazione benigna.



Stent rimovibili esofagei totalmente coperti WallFlex™ long loop con rivestimento in Permalume (inclusa indicazione benigna)



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. stent (mm)	Diam. est. svasatura prossimale (mm)	Lunghezza stent (cm)	Diametro catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)
M00516270	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	18	25 / 23	10,3	18,5 / 6,2	120
M00516280	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	18	25 / 23	12,3	18,5 / 6,2	120
M00516290	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	18	25 / 23	15,3	18,5 / 6,2	120
M00516300	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	23	28 / 28	10,5	18,5 / 6,2	120
M00516310	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	23	28 / 28	12,5	18,5 / 6,2	120
M00516320	WallFlex esofageo long loop totalmente coperto RMV	23	28 / 28	15,5	18,5 / 6,2	120

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Disponibili in tutta Europa (esclusi UK e Francia). Contattare il responsabile di vendita locale.



Stent esofagei parzialmente coperti WallFlex™ con rivestimento in Permalume™



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. stent (mm)	Diam. est. svasatura prossimale (mm)	Lunghezza stent (cm)	Lunghezza rivestita (cm)	Diametro catetere (F) / (mm)	Lunghezza del sistema (cm)
M00516900	WallFlex esofageo parzialmente coperto	18	23 / 23	10.3	7	18,5 / 6,2	120
M00516910	WallFlex esofageo parzialmente coperto	18	23 / 23	12.3	9	18,5 / 6,2	120
M00516920	WallFlex esofageo parzialmente coperto	18	23 / 23	15.3	12	18,5 / 6,2	120
M00516930	WallFlex esofageo parzialmente coperto	23	28 / 28	10.5	7	18,5 / 6,2	120
M00516940	WallFlex esofageo parzialmente coperto	23	28 / 28	12.5	9	18,5 / 6,2	120
M00516950	WallFlex esofageo parzialmente coperto	23	28 / 28	15.5	12	18,5 / 6,2	120


Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Jagwire™ da 0,038 in (0,97 mm), 260 cm



Stent

STENT ESOFAGEI (CONTINUA)



Stent esofagei parzialmente coperti Ultraflex™ NG

Rilascio prossimale





Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. stent (mm)	Diam. est. svasatura prossimale (mm)	Lunghezza stent (cm)	Lunghezza rivestita (cm)
M00513840	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	18	23	10	7
M00513850	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	18	23	12	9
M00513860	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	18	23	15	12
M00514240	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	23	28	10	7
M00514250	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	23	28	12	9

Rilascio distale

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. stent (mm)	Diam. est. svasatura prossimale (mm)	Lunghezza stent (cm)	Lunghezza rivestita (cm)
M00513730	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	18	23	10	7
M00513740	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	18	23	12	9
M00513750	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	18	23	15	12
M00514200	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	23	28	10	7
M00514210	Ultraflex NG esofageo parzialmente coperto	23	28	12	9

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Jagwire™ da 0,038 in (0,97 mm) 260 cm



Stent esofagei non coperti Ultraflex™ NG

Rilascio prossimale



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. stent (mm)	Diam. est. svasatura prossimale (mm)	Lunghezza stent (cm)
M00513800	Ultraflex NG esofageo non coperto	18	23	7
M00513810	Ultraflex NG esofageo non coperto	18	23	10
M00513820	Ultraflex NG esofageo non coperto	18	23	12
M00513830	Ultraflex NG esofageo non coperto	18	23	15
M00514220	Ultraflex NG esofageo non coperto	23	28	7
M00514230	Ultraflex NG esofageo non coperto	23	28	12

Rilascio distale


Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. stent (mm)	Diam. est. svasatura prossimale (mm)	Lunghezza stent (cm)
M00513700	Ultraflex NG esofageo non coperto	18	23	7
M00513710	Ultraflex NG esofageo non coperto	18	23	10
M00513720	Ultraflex NG esofageo non coperto	18	23	15

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Jagwire™ da 0,038 in (0,97 mm) 260 cm

Stent

STENT ESOFAGEI (CONTINUA)



Stent rimovibili esofagei in silicone autoespandibili Polyflex™





Numero d'ordine	Descrizione	Diam. int. corpo stent (mm)	Diam. int. svasatura stent (mm)	Lunghezza stent (cm)	Diam. est. sistema di rilascio (mm)
M00514270	Polyflex esofageo	16	20	9	12
M00514280	Polyflex esofageo	16	20	12	12
M00514290	Polyflex esofageo	16	20	15	12
M00514300	Polyflex esofageo	18	23	9	13
M00514310	Polyflex esofageo	18	23	12	13
M00514320	Polyflex esofageo	18	23	15	13
M00514330	Polyflex esofageo	21	25	9	14
M00514340	Polyflex esofageo	21	25	12	14
M00514350	Polyflex esofageo	21	25	15	14

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Jagwire™ da 0,038 in (0,97 mm) 260 cm

Stent

STENT COLONICI E DUODENALI



Stent colonici WallFlex™





Numero d'ordine	Descrizione	Diametro corpo (mm)	Diametro svasatura (mm)	Lunghezza stent espanso (cm)	Diametro catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)
M00565100	WallFlex colonico	22	27	6	10 / 3,33	230
M00565110	WallFlex colonico	22	27	9	10 / 3,33	230
M00565120	WallFlex colonico	22	27	12	10 / 3,33	230
M00565130	WallFlex colonico	22	27	6	10 / 3,33	135
M00565140	WallFlex colonico	22	27	9	10 / 3,33	135
M00565150	WallFlex colonico	22	27	12	10 / 3,33	135
M00565040	WallFlex colonico	25	30	6	10 / 3,33	230
M00565050	WallFlex colonico	25	30	9	10 / 3,33	230
M00565060	WallFlex colonico	25	30	12	10 / 3,33	230
M00565070	WallFlex colonico	25	30	6	10 / 3,33	135
M00565080	WallFlex colonico	25	30	9	10 / 3,33	135
M00565090	WallFlex colonico	25	30	12	10 / 3,33	135

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guide consigliate Sistemi da 230 cm: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm, Dream Tip™ diritta, Dream Tip™ angolata o guida Jagwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm, punta diritta, punta angolata o guida Wallstent™ Super Stiff da 0,035 in (0,89 mm), 500 cm

Sistemi da 135 cm: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm, punta diritta, punta angolata o guida Jagwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm, punta diritta.



Stent duodenali WallFlex™


Numero d'ordine	Descrizione	Diametro corpo (mm)	Diametro svasatura (mm)	Lunghezza stent espanso (cm)	Diametro catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)
M00565010	WallFlex duodenale	22	27	6	10 / 3,33	230
M00565020	WallFlex duodenale	22	27	9	10 / 3,33	230
M00565030	WallFlex duodenale	22	27	12	10 / 3,33	230

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guide consigliate: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm, Dream Tip™ diritta, Dream Tip™ angolata o guida Jagwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm, punta diritta, punta angolata o guida Wallstent™ Super Stiff da 0,035 in (0,89 mm), 500 cm

Stent

STENT COLONICI E DUODENALI (CONTINUA)





Stent colonici e duodenali Wallstent™

Numero d'ordine	Descrizione	Diametro stent espanso (mm)	Lunghezza stent espanso (cm)	Diametro catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)
M00565560	Wallstent colonico e duodenale	20	6	10 / 3,33	230
M00565570	Wallstent colonico e duodenale	20	9	10 / 3,33	230
M00565620	Wallstent colonico e duodenale	20	6	10 / 3,33	135
M00565630	Wallstent colonico e duodenale	20	9	10 / 3,33	135
M00565580	Wallstent colonico e duodenale	22	6	10 / 3,33	230
M00565590	Wallstent colonico e duodenale	22	9	10 / 3,33	230
M00565640	Wallstent colonico e duodenale	22	6	10 / 3,33	135
M00565650	Wallstent colonico e duodenale	22	9	10 / 3,33	135

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliate Sistemi da 230 cm: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm, Dream Tip™ diritta, Dream Tip™ angolata o guida Jagwire™ rigido (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 450 cm, punta diritta, punta angolata o guida Wallstent™ Super Stiff da 0,035 in (0,89 mm), 500 cm

Sistemi da 135 cm: guida Dreamwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm, punta diritta, punta angolata o guida Jagwire™ rigida (stiff) da 0,035 in (0,89 mm), 260 cm, punta diritta.




Stent colonici Ultraflex Precision™ – A Rilascio prossimale

Numero d'ordine	Descrizione	Diametro corpo stent (mm)	Diametro svasatura stent (mm)	Lunghezza stent espanso (cm)	Diametro punta catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)
M00557330	Ultraflex Precision	25	30	5,7	22 / 7,33	100
M00557360	Ultraflex Precision	25	30	8,7	22 / 7,33	100
M00557380	Ultraflex Precision	25	30	11,7	22 / 7,33	100

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida Jagwire™ da 0,038 in (0,97 mm)



Biliare Rapid
Exchange

Biliare

Guide

SpyGlass[®]

EUS

Stent

Dilatazione

Emostasi

Resezione di
tessuto

Biopsia

Alimentazione
enterale

Polmonare



Sommario




Indice
alfabetico

Indice per numero
di ordinazione



Dilatazione

PALLONI PER DILATAZIONE A ESPANSIONE RADIALE CONTROLLATA CRE™



Palloni per dilatazione esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE™ PRO (inclusa indicazione DASE)



Order Number	Diam. est. pallone gonfiato (mm)	Diam. est. pallone gonfiato (F)	Lunghezza pallone (cm)	Pressione di gonfiaggio (ATM)	Pressione di gonfiaggio (kPa)	Canale di lavoro minimo (mm)*	Dimensioni catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Unità
M00558600	6-7-8	18-21-24	5,5	3-6-10	304-608-1013	2,8/3,2	7,5 / 2,50	180	box da 1
M00558610	8-9-10	24-27-30	5,5	3-5,5-9	304-557-912	2,8/3,2	7,5 / 2,50	180	box da 1
M00558620	10-11-12	30-33-36	5,5	3-5-8	304-507-811	2,8/3,2	7,5 / 2,50	180	box da 1
M00558630	12-13,5-15	36-40,5-45	5,5	3-4,5-8	304-456-811	2,8/3,2	7,5 / 2,50	180	box da 1
M00558640	15-16,5-18	45-49,5-54	5,5	3-4,5-7	304-456-709	2,8/3,7	7,5 / 2,50	180	box da 1
M00558650**	18-19-20	54-57-60	5,5	3-4,5-6	304-456-608	2,8/3,7	7,5 / 2,50	180	box da 1


Dispositivo di gonfiaggio consigliato: sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II, impugnatura riutilizzabile M00550620, siringa sterile M00550601.

Guida inclusa e premontata nel catetere del palloncino.

* Canale operativo del duodenoscopia

** Solo per applicazione esofagea o biliare.

Questo prodotto non contiene lattice rilevabile.



Palloni per dilatazione colonica/esofagea/pilorica/biliare filoguidati CRE™ PRO (inclusa indicazione DASE)



Order Number	Diam. est. pallone gonfiato (mm)	Diam. est. pallone gonfiato (F)	Lunghezza pallone (cm)	Pressione di gonfiaggio (ATM)	Pressione di gonfiaggio (kPa)	Canale di lavoro minimo (mm)*	Dimensioni catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Unità
M00558660	6-7-8	18-21-24	5,5	3-6-10	304-608-1013	2,8/3,2	7,5 / 2,50	240	box da 1
M00558670	8-9-10	24-27-30	5,5	3-5,5-9	304-557-912	2,8/3,2	7,5 / 2,50	240	box da 1
M00558680	10-11-12	30-33-36	5,5	3-5-8	304-507-811	2,8/3,2	7,5 / 2,50	240	box da 1
M00558690	12-13,5-15	36-40,5-45	5,5	3-4,5-8	304-456-811	2,8/3,2	7,5 / 2,50	240	box da 1
M00558700	15-16,5-18	45-49,5-54	5,5	3-4,5-7	304-456-709	2,8/3,7	7,5 / 2,50	240	box da 1
M00558710**	18-19-20	54-57-60	5,5	3-4,5-6	304-456-608	2,8/3,7	7,5 / 2,50	240	box da 1

Dispositivo di gonfiaggio consigliato: sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II, impugnatura riutilizzabile M00550620, siringa sterile M00550601.

Guida inclusa e premontata nel catetere del palloncino.

* Canale operativo del duodenoscopia


** Solo per applicazione esofagea, colonica o biliare.

Questo prodotto non contiene lattice rilevabile.



Dilatazione

PALLONI PER DILATAZIONE A ESPANSIONE RADIALE CONTROLLATA CRE™



Palloni per dilatazione esofagea a guida fissa CRE™




Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. pallone gonfiato (mm)	Lunghezza pallone (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Dimensioni catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Unità
M00558330	CRE a guida fissa	6-7-8	8	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00558340	CRE a guida fissa	8-9-10	8	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00558350	CRE a guida fissa	10-11-12	8	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00558360	CRE a guida fissa	12-13,5-15	8	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00558361	CRE a guida fissa	12-13,5-15	8	2,8	6 / 2,00	180	box da 5
M00558370	CRE a guida fissa	15-16,5-18	8	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00558371	CRE a guida fissa	15-16,5-18	8	2,8	6 / 2,00	180	box da 5
M00558380	CRE a guida fissa	18-19-20	8	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00558381	CRE a guida fissa	18-19-20	8	2,8	6 / 2,00	180	box da 5

Dispositivo di gonfiaggio consigliato: sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II, impugnatura riutilizzabile M00550620, siringa sterile M00550601.
Questo prodotto non contiene lattice rilevabile.



Dilatazione

PALLONI PER DILATAZIONE MAX FORCE™ TTS



Palloni per dilatazione esofagea Max Force™



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. pallone gonfiato (mm)	Lunghezza pallone (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Dimensioni catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Unità
M00589060	Max Force TTS esofageo	6	6	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00589080	Max Force TTS esofageo	8	6	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00589100	Max Force TTS esofageo	10	6	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00589120	Max Force TTS esofageo	12	6	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00589140	Max Force TTS esofageo	14	6	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00589150	Max Force TTS esofageo	15	6	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00589160	Max Force TTS esofageo	16	6	2,8	6 / 2,00	180	box da 1
M00589180	Max Force TTS esofageo	18	6	2,8	6 / 2,00	180	box da 1

Dispositivo di gonfiaggio consigliato: sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II, impugnatura riutilizzabile M00550620, siringa sterile M00550601.
Questo prodotto non contiene lattice rilevabile.

PALLONI DA DILATAZIONE PER ACALASIA

Palloni da dilatazione per acalasia Rigiflex™ II



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. pallone gonfiato (mm)	Lunghezza pallone (cm)	Dimensioni catetere (F) / (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Guida consigliata (in) / (mm)**	Unità
M00554500	Rigiflex II	30	10	14 / 4,67	90	0,038 / 0,97	box da 1
M00554510	Rigiflex II	35	10	14 / 4,67	90	0,038 / 0,97	box da 1
M00554520	Rigiflex II	40	10	14 / 4,67	90	0,038 / 0,97	box da 1

* Il prodotto viene inviato sterile. Uso consigliato con manometro e pompa pneumatica per dilatatori acalasia, M00553200.


** Guida inclusa nella confezione di Rigiflex™ II.

Questo prodotto non contiene lattice rilevabile.



Dilatazione

SISTEMI DI GONFIAGGIO



Sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II


Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00550620	Alliance II – Impugnatura di gonfiaggio	box da 1
M00550601	⊗ Siringa con manometro, 60 ml	box da 5

Dispositivi di gonfiaggio/sgonfiaggio per palloni per acalasia

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00553200	Manometro e pompa pneumatica per dilatatori acalasia	box da 1


I cateteri dilatatori biliari RX a palloncino sono illustrati nella sezione Biliare RX a pagina 7

I cateteri dilatatori biliari a palloncino sono illustrati nella sezione Biliare a pagina 15



Emostasi

CLIP




NUOVO Resolution 360™ Clip

Numero d'ordine	Descrizione	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Apertura della clip (mm)	Unità
M00521230	Resolution 360 Clip	235	2.8	11	box da 1
M00521231	Resolution 360 Clip	235	2.8	11	box da 10
M00521232†	Resolution 360 Clip	235	2.8	11	box da 20
M00521233†	Resolution 360 Clip	235	2.8	11	box da 40
M00521240	Resolution 360 Clip	155	2.8	11	box da 1
M00521241	Resolution 360 Clip	155	2.8	11	box da 10
M00521242	Resolution 360 Clip	155	2.8	11	box da 20
M00521243	Resolution 360 Clip	155	2.8	11	box da 40

* Compatibilità con RM. Test non clinici hanno dimostrato che Resolution 360 è compatibile con la risonanza magnetica con riserva, in conformità allo standard ASTM F2503. Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le condizioni d'utilizzo con la RM.

† Si controlli la disponibilità del prodotto nel suo paese con il suo rappresentante di zona.




Resolution™ Clip

Numero d'ordine	Descrizione	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Apertura della clip (mm)	Unità
M00522600	Resolution Clip	155	2.8	11	box da 1
M00522601	Resolution Clip	155	2.8	11	box da 10
M00522602	Resolution Clip	155	2.8	11	box da 20
M00522610	Resolution Clip	235	2.8	11	box da 1
M00522611	Resolution Clip	235	2.8	11	box da 10
M00522612	Resolution Clip	235	2.8	11	box da 20

* Compatibilità con RM. Test non clinici hanno dimostrato che Resolution 360 è compatibile con la risonanza magnetica con riserva, in conformità allo standard ASTM F2503. Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le condizioni d'utilizzo con la RM.

LEGATORI A BANDA MULTIPLA



Legatori a banda multipla Speedband Superview Super 7™

Numero d'ordine	Descrizione	Canale di lavoro minimo (mm)	Diam. est. endoscopio (mm)	Elastici per legatura	Unità
M00542250	Super 7	2,8	8,6-11,5	7	box da 1
M00542251	Super 7	2,8	8,6-11,5	7	box da 2
M00542253	Super 7	2,8	8,6-11,5	7	box da 4


Costore di infusione fornito con ciascuna clip



Sommario


Emostasi

CATETERI PER ELETTROEMOSTASI BIPOLARE



Cateteri bipolari per iniezione ed elettroemostasi Injection Gold Probe™

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Calibro	Ago	Diam. est. (mm)	Diam. int. (mm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Unità
M00560150	Injection Gold Probe	7 / 2,33	25	0,51	0,24		2,8	210	box da 1
M00560160	Injection Gold Probe	10 / 3,33	25	0,51	0,24		3,7	210	box da 1




Cateteri bipolari per elettroemostasi Gold Probe™

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (F) / (mm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Unità
M00560070	Gold Probe	7 / 2,33	2,8	300	box da 1
M00560071	Gold Probe	7 / 2,33	2,8	300	box da 5
M00560100	Gold Probe	10 / 3,33	3,7	300	box da 1
M00560101	Gold Probe	10 / 3,33	3,7	300	box da 5
M00560220	Gold Probe	7 / 2,33	2,8	350	box da 1

Emostasi


AGHI PER INIEZIONE



Agghi per scleroterapia Interject™*

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. introduttore (mm)	Calibro	Ago Diam. est. (mm)	Diam. int. (mm)	Estensione massima dell'ago (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Unità
M00518151	Interject 23 G	1,8	23	0,64	0,32	4	200	box da 5
M00518161	Interject 25 G	1,8	25	0,51	0,24	4	200	box da 5
M00518251	Interject 23 G	1,8	23	0,64	0,32	6	200	box da 5
M00518261	Interject 25 G	1,8	25	0,51	0,24	6	200	box da 5
M00518351	Interject 23 G	2,3	23	0,64	0,32	4	240	box da 5
M00518361	Interject 25 G	2,3	25	0,51	0,24	4	240	box da 5

* Con tecnologia del catetere a stella.




Agghi per scleroterapia trasparenti Interject™*

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. introduttore (mm)	Calibro	Ago Diam. est. (mm)	Diam. int. (mm)	Estensione massima dell'ago (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Unità
M00518111	Interject trasparente 25 G	1,8	25	0,51	0,24	4	200	box da 5
M00518301	Interject trasparente 23 G	2,3	23	0,64	0,32	4	240	box da 5
M00518311	Interject trasparente 25 G	2,3	25	0,51	0,24	4	240	box da 5

* Con tecnologia del catetere a stella.

Emostasi


AGHI PER INIEZIONE (CONTINUA)



Aghi per scleroterapia Optiflo™

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. introduttore (mm)	Calibro	Ago		Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro (mm)	Unità
				Diam. est. (mm)	Diam. int. (mm)			
M00511731	Optiflo 23 G	2,3	23	0,64	0,32	200	2,8	box da 5
M00511751	Optiflo 25 G	2,3	25	0,51	0,24	200	2,8	box da 5

ADATTATORI BIPOLARI



Adattatori bipolari per cavi elettrochirurgici unipolari

Numero d'ordine	Descrizione	Distanza fissa pin (mm)	Compatibilità del generatore*	Unità
M00561440	Adattatore bipolare	18	EMC (Coagulasem Dolley)	box da 1
M00561450	Adattatore bipolare	22	ERBE (VIO International, VIO 100C, ICC Series, VIO 200D), EMC Dolley, Olympus (ESG100, PSD60)**	box da 1
M00561460	Adattatore bipolare	25	Lamidey (Optima 4)	box da 1
M00561470	Adattatore bipolare	28	Valleylab®, Lamidey (Duo), Bovie (Aaron 3250™, Aaron 1250™), Olympus (UES10, UES30, Surgemaster, ESG100 **, PSD60 **), Bowa, Soring, ConMed™ Sabre Genesys™	box da 1
M00561480	Adattatore bipolare	28 con terzo pin	ConMed® (System 5000), Bovie (Aaron 2250™), Ethicon®	box da 1
M00561490	Adattatore bipolare	32 con terzo pin	ConMed (Sabre 180, Excalibur, System 7550)	box da 1
M00561500	Adattatore bipolare	39	Codman, Malis®	box da 1

Gli adattatori bipolari sono utilizzati per collegare cateteri Gold Probe™ e Injection Gold Probe™ a generatori con attacchi unipolari elencati sopra.

* Per i generatori non riportati sopra, contattare il rappresentante Boston Scientific di zona.

** È possibile che su determinati modelli di generatore siano presenti alcune variazioni della piastra anteriore. Si consiglia di verificare la distanza tra i pin prima di ordinare.



Biliare Rapid Exchange	Biliare	Guide	SpyGlass™	EUS	Stent	Dilatazione	Emostasi	Polypectomia	Biopsia	Alimentazione enterale	Pulmonare
------------------------	---------	-------	-----------	-----	-------	-------------	----------	--------------	---------	------------------------	-----------



Sommario



Indice
alfabetico

Indice per numero
di ordinazione

Resezione di tessuto

DISPOSITIVO PER EMR DEL TRATTO SUPERIORE




Captivator™ EMR



Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00561600	Captivator EMR per gastroscopio standard	box da 1
M00561610	Captivator EMR per gastroscopio terapeutico	box da 1

ANSE



Anse rotanti Rotatable Snare*





Numero d'ordine	Descrizione	Ampiezza cappio (mm)	Rigidità	Diam. est. introduttore (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Unità
M00561821	Rotatable Snare ovale piccola	13	Medio rigida	2,4	195	2,8	box da 10
M00561831	Rotatable Snare ovale media	20	Medio rigida	2,4	195	2,8	box da 10


* Con tecnologia del catetere a stella.

Resezione di tessuto

ANSE (CONTINUA)



Ovale



Semicircolare





Anse a passo corto Sensation™

Numero d'ordine	Descrizione	Ampiezza cappio (mm)	Rigidità	Diam. est. introduttore (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Unità
M00562691	Sensation ovale piccola	13	Flessibile	2,4	240	2,8	box da 5
M00562692	Sensation ovale piccola	13	Flessibile	2,4	240	2,8	box da 20
M00562693	Sensation ovale piccola	13	Flessibile	2,4	240	2,8	box da 40
M00560321	Sensation ovale piccola	13	Medio rigida	2,4	240	2,8	box da 5
M00562671	Sensation ovale media	27	Flessibile	2,4	240	2,8	box da 5
M00562672	Sensation ovale media	27	Flessibile	2,4	240	2,8	box da 20
M00562673	Sensation ovale media	27	Flessibile	2,4	240	2,8	box da 40
M00560311	Sensation ovale media	27	Medio rigida	2,4	240	2,8	box da 5
M00562651	Sensation ovale grande	30	Medio rigida	2,4	240	2,8	box da 5
M00562652	Sensation ovale grande	30	Medio rigida	2,4	240	2,8	box da 20
M00560331	Sensation semicircolare media	27	Medio rigida	2,4	240	2,8	box da 5



Resezione di tessuto

ANSE (CONTINUA)



Anse Captivator™

Numero d'ordine	Descrizione	Ampiezza cappio (mm)	Rigidità	Diam. est. introduttore (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Unità
M00562301	Captivator ovale piccola	13	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10
M00562321	Captivator ovale media	27	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10
M00562391	Captivator ovale grande (a filo sottile)	30	Flessibile	2,4	240	2,8	box da 10
M00561311	Captivator ovale grande	30	Medio rigida	2,4	240	2,8	box da 10
M00562451	Captivator esagonale piccola	13	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10
M00562341	Captivator esagonale media	27	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10
M00562371	Captivator semicircolare media	27	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10




Anse Captivator™ II

Numero d'ordine	Descrizione	Ampiezza cappio (mm)	Rigidità	Diam. est. introduttore (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Unità
M00561221	Captivator II 10 mm rotonda	10	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10
M00561222	Captivator II 10 mm rotonda	10	Rigida	2,4	240	2,8	box da 20
M00561223	Captivator II 10 mm rotonda	10	Rigida	2,4	240	2,8	box da 40
M00561231	Captivator II 15 mm rotonda	15	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10
M00561232	Captivator II 15 mm rotonda	15	Rigida	2,4	240	2,8	box da 20
M00561233	Captivator II 15 mm rotonda	15	Rigida	2,4	240	2,8	box da 40
M00561241	Captivator II 20 mm rotonda	20	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10
M00561242	Captivator II 20 mm rotonda	20	Rigida	2,4	240	2,8	box da 20
M00561243	Captivator II 20 mm rotonda	20	Rigida	2,4	240	2,8	box da 40
M00561191	Captivator II 25 mm rotonda	25	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10
M00561192	Captivator II 25 mm rotonda	25	Rigida	2,4	240	2,8	box da 20
M00561193	Captivator II 25 mm rotonda	25	Rigida	2,4	240	2,8	box da 40
M00561291	Captivator II 33 mm rotonda	33	Rigida	2,4	240	2,8	box da 10

Resezione di tessuto


ANSE (CONTINUA)



Anse pediatriche Profile™

Numero d'ordine	Descrizione	Ampiezza cappio (mm)	Rigidità	Diam. est. introduttore (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Unità
M00562531	Profile ovale extra small	11	Flessibile	1,9	240	2,0	box da 10
M00562551	Profile ovale piccola	13	Flessibile	1,9	240	2,0	box da 10
M00562571	Profile ovale media	27	Flessibile	1,9	240	2,0	box da 10

PINZE PER BIOPSIA A CALDO



Pinze per biopsia a caldo Radial Jaw™ 4 Hot Biopsy

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. ganascia (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Unità
M00515031	Radial Jaw 4 Hot Biopsy	2,2	240	2,8	box da 5
M00515032	Radial Jaw 4 Hot Biopsy	2,2	240	2,8	box da 20
M00515033	Radial Jaw 4 Hot Biopsy	2,2	240	2,8	box da 40

ACCESSORI


Cavetti di raccordo

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00561250	Cavetto di raccordo per generatore Olympus®	box da 1
M00561270	Cavetto di raccordo per generatori Endostat™, Endostat™ II, Endostat™ III, Bovie™, Valleylab®, Aspen Labs ed ERBE®	box da 1



Biopsia

PINZE



Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 standard

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. ganascia (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Codice colore	Unità
M00513383	Radial Jaw 4 standard	2,2	160	2,8	Giallo	box da 5
M00513381	Radial Jaw 4 standard	2,2	160	2,8	Giallo	box da 20
M00513382	Radial Jaw 4 standard	2,2	160	2,8	Giallo	box da 40
M00513393	Radial Jaw 4 standard con ago	2,2	160	2,8	Giallo	box da 5
M00513391	Radial Jaw 4 standard con ago	2,2	160	2,8	Giallo	box da 20
M00513392	Radial Jaw 4 standard con ago	2,2	160	2,8	Giallo	box da 40
M00513403	Radial Jaw 4 standard	2,2	240	2,8	Arancione	box da 5
M00513401	Radial Jaw 4 standard	2,2	240	2,8	Arancione	box da 20
M00513402	Radial Jaw 4 standard	2,2	240	2,8	Arancione	box da 40
M00513413	Radial Jaw 4 standard con ago	2,2	240	2,8	Arancione	box da 5
M00513411	Radial Jaw 4 standard con ago	2,2	240	2,8	Arancione	box da 20
M00513412	Radial Jaw 4 standard con ago	2,2	240	2,8	Arancione	box da 40

Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 large

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. ganascia (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Codice colore	Unità
M00513303	Radial Jaw 4 large	2,4	160	2,8	Giallo	box da 5
M00513301	Radial Jaw 4 large	2,4	160	2,8	Giallo	box da 20
M00513302	Radial Jaw 4 large	2,4	160	2,8	Giallo	box da 40
M00513313	Radial Jaw 4 large con ago	2,4	160	2,8	Giallo	box da 5
M00513311	Radial Jaw 4 large con ago	2,4	160	2,8	Giallo	box da 20
M00513312	Radial Jaw 4 large con ago	2,4	160	2,8	Giallo	box da 40
M00513323	Radial Jaw 4 large	2,4	240	2,8	Arancione	box da 5
M00513321	Radial Jaw 4 large	2,4	240	2,8	Arancione	box da 20
M00513322	Radial Jaw 4 large	2,4	240	2,8	Arancione	box da 40
M00513333	Radial Jaw 4 large con ago	2,4	240	2,8	Arancione	box da 5
M00513331	Radial Jaw 4 large con ago	2,4	240	2,8	Arancione	box da 20
M00513332	Radial Jaw 4 large con ago	2,4	240	2,8	Arancione	box da 40

Biopsia

PINZE (CONTINUA)

Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 jumbo




Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. ganascia (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Codice colore	Unità
M00513343	Radial Jaw 4 jumbo	2,8	160	3,2	Giallo	box da 5
M00513353	Radial Jaw 4 jumbo con ago	2,8	160	3,2	Giallo	box da 5
M00513363	Radial Jaw 4 jumbo	2,8	240	3,2	Arancione	box da 5
M00513361	Radial Jaw 4 jumbo	2,8	240	3,2	Arancione	box da 20
M00513362	Radial Jaw 4 jumbo	2,8	240	3,2	Arancione	box da 40
M00513373	Radial Jaw 4 jumbo con ago	2,8	240	3,2	Arancione	box da 5
M00513371	Radial Jaw 4 jumbo con ago	2,8	240	3,2	Arancione	box da 20
M00513372	Radial Jaw 4 jumbo con ago	2,8	240	3,2	Arancione	box da 40

Pinze per biopsia Radial Jaw™ 4 gastropediatriche





Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. ganascia (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Codice colore	Unità
M00513443	Radial Jaw 4 gastropediatrica	1,8	160	2,0	Giallo	box da 5
M00513441	Radial Jaw 4 gastropediatrica	1,8	160	2,0	Giallo	box da 20
M00513453	Radial Jaw 4 gastropediatrica con ago	1,8	160	2,0	Giallo	box da 5
M00513451	Radial Jaw 4 gastropediatrica con ago	1,8	160	2,0	Giallo	box da 20



Pinze per biopsia multiprelievo Multibite™



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. ganascia (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Codice colore	Unità
M00510101	Multibite	2,4	160	2,8	Giallo	box da 5
M00510121	Multibite	2,4	240	2,8	Arancione	box da 5



Dispositivi EndoVive™ per alimentazione enterale

DISPOSITIVI PER LA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (PEG)

Posizionamento iniziale e accessori



PEG standard

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00568381	PEG standard da 20 F (6,67 mm), tipo pull	box da 2
M00568391	PEG standard da 24 F (8,00 mm), tipo pull	box da 2
M00568401	PEG standard da 20 F (6,67 mm), tipo push	box da 2
M00568411	PEG standard da 24 F (8,00 mm), tipo push	box da 2



PEG Standard ENFit

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00509081	PEG standard ENFit da 20 F (6,67 mm), tipo pull	box da 2
M00509101	PEG standard ENFit da 24 F (8,00 mm), tipo pull	box da 2
M00509091	PEG standard ENFit da 20 F (6,67 mm), tipo push	box da 2
M00509111	PEG standard ENFit da 24 F (8,00 mm), tipo push	box da 2

Accessori PEG standard

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00580641	Y-Port da 20 F	box da 10
M00580651	Y-Port da 24 F	box da 10
M00580731	Supporto rotondo da 20 F (6,67 mm)	box da 10
M00580781	C-Clamp da 20 F (6,67 mm) e 24 F (8,00 mm)	box da 10


Accessori PEG ENFit

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00501261	Y-Port ENFit da 20 F	box da 10
M00501271	Y-Port ENFit da 24 F	box da 10

Dispositivi EndoVive™ per alimentazione enterale

DISPOSITIVI PER LA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (PEG) (CONTINUA)

Posizionamento iniziale e accessori (CONTINUA)



PEG a basso profilo One Step Button

Numero d'ordine	Descrizione	Lunghezza (cm)	Unità
M00568450	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo pull	1,7	box da 1
M00568460	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo pull	2,4	box da 1
M00568470	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo pull	3,4	box da 1
M00568480	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo pull	4,4	box da 1
M00568500	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo pull	1,7	box da 1
M00568510	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo pull	2,4	box da 1
M00568520	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo pull	3,4	box da 1
M00568530	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo pull	4,4	box da 1
M00568560	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo push	2,4	box da 1
M00568570	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo push	3,4	box da 1
M00568580	One Step Button da 18 Fr (6,00 mm), tipo push	4,4	box da 1
M00568600	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo push	1,7	box da 1
M00568610	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo push	2,4	box da 1
M00568620	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo push	3,4	box da 1
M00568630	One Step Button da 24 Fr (8,00 mm), tipo push	4,4	box da 1

Dispositivi EndoVive™ per alimentazione enterale

DISPOSITIVI PER LA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (PEG)


(CONTINUA)

Posizionamento iniziale e accessori (CONTINUA)

Accessori PEG One Step Button



Numero d'ordine	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice colore	Unità
M00580401	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	1,2	Giallo	box da 10
M00580411	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	1,7	Giallo	box da 10
M00580421	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	2,4	Giallo	box da 10
M00580431	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	3,4	Giallo	box da 10
M00580441	Tubo di decompressione da 18 Fr (6,00 mm)	4,4	Giallo	box da 10
M00580461	Tubo di decompressione da 24 Fr (8,00 mm)	1,7	Blu	box da 10
M00580471	Tubo di decompressione da 24 Fr (8,00 mm)	2,4	Blu	box da 10
M00580481	Tubo di decompressione da 24 Fr (8,00 mm)	3,4	Blu	box da 10
M00580491	Tubo di decompressione da 24 Fr (8,00 mm)	4,4	Blu	box da 10
M00580171	Adattatore diritto per l'alimentazione (a bolo) da 18 Fr (6,00 mm)		Giallo	box da 10
M00580181	Adattatore ad angolo retto per l'alimentazione (in continuo) da 18 Fr (6,00 mm)		Giallo	box da 10
M00580231	Adattatore diritto per l'alimentazione (a bolo) da 24 Fr (8,00 mm)		Blu	box da 10
M00580241	Adattatore ad angolo retto per l'alimentazione (in continuo) da 24 Fr (8,00 mm)		Blu	box da 10
M00580271	Adattatore diritto per l'alimentazione (a bolo) da 28 Fr (9,33 mm)		Verde	box da 10
M00580281	Adattatore ad angolo retto per l'alimentazione (in continuo) da 28 Fr (9,33 mm)		Verde	box da 10



Sonda di alimentazione digiunale PEG-J (attraverso la PEG – TTP)



Numero d'ordine	Descrizione	Tipo di punta	Unità
M00566320	PEG-J da 8,5 Fr (2,83 mm) per PEG da 20 Fr*	Punta piegata	box da 1
M00566330	PEG-J da 8,5 Fr (2,83 mm) per PEG da 20 Fr*	Punta a pigtail	box da 1
M00566340	PEG-J da 12 Fr (4,00 mm) per PEG da 24 Fr*	Punta piegata	box da 1
M00566350	PEG-J da 12 Fr (4,00 mm) per PEG da 24 Fr*	Punta a pigtail	box da 1


* Per l'ancoraggio della sonda si consiglia il posizionamento di Resolution™ Clip M00522610, prendendo il cappio posizionato sulla punta della sonda di alimentazione digiunale e fissandolo in digiuno con la clip riposizionabile Resolution™ Clip.

Dispositivi EndoVive™ per alimentazione enterale

DISPOSITIVI PER LA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (PEG)

(CONTINUA)

Sostituzioni e accessori



Sostituzioni standard a palloncino


Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00582040	Sostituzione diritta da 12 Fr (4,00 mm)	box da 1
M00582050	Sostituzione diritta da 14 Fr (4,67 mm)	box da 1
M00582060	Sostituzione diritta da 16 Fr (5,33 mm)	box da 1
M00582070	Sostituzione diritta da 18 Fr (6,00 mm)	box da 1
M00582080	Sostituzione diritta da 20 Fr (6,67 mm)	box da 1
M00582860	Sostituzione diritta da 22 Fr (7,33 mm)	box da 1
M00582090	Sostituzione diritta da 24 Fr (8,00 mm)	box da 1
M00582100	Sostituzione diritta da 28 Fr (9,33 mm)	box da 1
M00582110	Sostituzione ad angolo retto da 12 Fr (4,00 mm)	box da 1
M00582120	Sostituzione ad angolo retto da 14 Fr (4,67 mm)	box da 1
M00582130	Sostituzione ad angolo retto da 16 Fr (5,33 mm)	box da 1
M00582140	Sostituzione ad angolo retto da 18 Fr (6,00 mm)	box da 1
M00582150	Sostituzione ad angolo retto da 20 Fr (6,67 mm)	box da 1
M00582870	Sostituzione ad angolo retto da 22 Fr (7,33 mm)	box da 1
M00582160	Sostituzione ad angolo retto da 24 Fr (8,00 mm)	box da 1
M00582170	Sostituzione ad angolo retto da 28 Fr (9,33 mm)	box da 1

Dispositivi EndoVive™ per alimentazione enterale

DISPOSITIVI PER LA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (PEG)


(CONTINUA)

Sostituzioni e accessori (CONTINUA)





Sostituzioni standard a palloncino ENFit

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00509881	Sostituzione diritta da 12 F (4,00 mm) ENFit	box da 5
M00509891	Sostituzione diritta da 14 F (4,67 mm) ENFit	box da 5
M00509901	Sostituzione diritta da 16 Fr (5,33 mm) ENFit	box da 5
M00509911	Sostituzione diritta da 18 Fr (6,00 mm) ENFit	box da 5
M00509921	Sostituzione diritta da 20 Fr (6,67 mm) ENFit	box da 5
M00509931	Sostituzione diritta da 22 Fr (7,33 mm) ENFit	box da 5
M00509941	Sostituzione diritta da 24 Fr (8,00 mm) ENFit	box da 5
M00509961	Sostituzione ad angolo retto da 12 F (4,00 mm) ENFit	box da 5
M00509971	Sostituzione ad angolo retto da 14 F (4,67 mm) ENFit	box da 5
M00509981	Sostituzione ad angolo retto da 16 Fr (5,33 mm) ENFit	box da 5
M00509991	Sostituzione ad angolo retto da 18 Fr (6,00 mm) ENFit	box da 5
M00510001	Sostituzione ad angolo retto da 20 Fr (6,67 mm) ENFit	box da 5
M00510011	Sostituzione ad angolo retto da 22 Fr (7,33 mm) ENFit	box da 5
M00510021	Sostituzione ad angolo retto da 24 Fr (8,00 mm) ENFit	box da 5




Sostituzioni a bottone (a basso profilo)

Numero d'ordine	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice colore	Unità
M00568260	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	1,2	Giallo	box da 1
M00568270	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	1,7	Giallo	box da 1
M00568280	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	2,4	Giallo	box da 1
M00568290	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	3,4	Giallo	box da 1
M00568300	Bottone da 18 Fr (6,00 mm)	4,4	Giallo	box da 1
M00568320	Bottone da 24 Fr (8,00 mm)	1,7	Blu	box da 1
M00568330	Bottone da 24 Fr (8,00 mm)	2,4	Blu	box da 1
M00568340	Bottone da 24 Fr (8,00 mm)	3,4	Blu	box da 1
M00568350	Bottone da 24 Fr (8,00 mm)	4,4	Blu	box da 1
M00568170	Bottone da 28 Fr (9,33 mm)	1,5	Verde	box da 1
M00568180	Bottone da 28 Fr (9,33 mm)	2,8	Verde	box da 1
M00568190	Bottone da 28 Fr (9,33 mm)	4,3	Verde	box da 1



Polmonare

SISTEMA DI TERMOPLASTICA BRONCHIALE (BT) ALAIR™



Catetere per termoplastica bronchiale (BT) Alair™ ATS 2-5

Numero d'ordine	Modello	Descrizione	Lunghezza dell'elettrodo attivo (mm)	Diametro punta (F) / (mm)	Canale di lavoro minimo (mm)
M005ATS25020	ATS 2-5	Catetere BT Alair	5,0	~1,5	2,0

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Regolatore di RF per termoplastica bronchiale (BT) Alair™

Numero d'ordine	Modello	Descrizione
M005ATS20000	ATS 200	Regolatore RF Alair – monopolare (elettrodo di ritorno non incluso)

Accessori per il regolatore BT Alair™ ATS 201 *

Numero d'ordine	Modello	Descrizione
M005ATS20130	ATS 201	Interruttore a pedale tipo UE

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

* Include interruttore a pedale, cavo di alimentazione e manuale operativo.

Polmonare

ASPIRAZIONE ECOENDOSCOPICA TRANSBRONCHIALE



Ago Expect™ per aspirazione ecoendoscopica transbronchiale


Compatibile con broncoscopio Olympus



Numero d'ordine	Descrizione	Canale di lavoro minimo (mm)	Diametro della guaina (mm)	Unità
M00558220	Expect Polmonare 22ga – Olympus	2,0	1,6	box da 1
M00558221	Expect Polmonare 22ga – Olympus	2,0	1,6	box da 5
M00558250	Expect Polmonare 25ga – Olympus	2,0	1,4	box da 1
M00558251	Expect Polmonare 25ga – Olympus	2,0	1,4	box da 5
M00558231	Adattatore Expect polmonare – Olympus			box da 10

Polmonare

STENT PER VIE RESPIRATORIE




Stent tracheobronchiali a Y Dynamic™



Numero d'ordine	Descrizione	Diametro tracheale (interno) (mm)	Diametro bronchiale (interno) (mm)	Lunghezza tracheale (mm)	Lunghezze bronchiali (destra/sinistra) (mm)
M00570670	Dynamic	11	8	110	25 / 40
M00570680	Dynamic	13	10	110	25 / 40
M00570690	Dynamic	15	12	110	25 / 40

Ciascuna confezione contiene 1 unità.



Stent tracheobronchiali metallici parzialmente coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale

Stent tracheali



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. max stent (mm)	Lunghezza stent espanso (mm)	Lunghezza rivestita (mm)
M00564820	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	14	80	65
M00564830	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	16	40	25
M00564840	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	16	60	45
M00564850	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	16	80	65
M00564860	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	18	40	25
M00564870	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	18	60	45
M00564880	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	18	80	65
M00564890	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	20	40	25
M00564900	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	20	60	45
M00564910	Ultraflex NG tracheale parzialmente coperto	20	80	65

Stent bronchiali

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. max stent (mm)	Lunghezza stent espanso (mm)	Lunghezza rivestita (mm)
M00564740	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	8	40	25
M00564750	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	10	30	15
M00564760	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	10	40	25
M00564770	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	12	30	15
M00564780	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	12	40	25
M00564790	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	14	30	15
M00564800	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	14	40	25
M00564810	Ultraflex NG bronchiale parzialmente coperto	14	60	45

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida polmonare Jagwire™ da 0,035 in (0,89 mm), M00515171.

Specifiche aggiuntive per i sistemi di stent tracheobronchiali Ultraflex: la lunghezza di lavoro del sistema di rilascio è di 95 cm, il diametro esterno massimo del corpo del catetere è di 16 F (5,33 mm) e lo stent compresso sul catetere offre una gamma di diametri esterni per sistemi di rilascio da 15 a 22 F (da 5,00 a 7,33 mm).

Polmonare

STENT PER VIE RESPIRATORIE (CONTINUA)



Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio prossimale

Stent tracheali



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. max stent (mm)	Lunghezza stent espanso (mm)
M00564710	Ultraflex NG tracheale non coperto	14	40
M00564720	Ultraflex NG tracheale non coperto	14	60


Stent bronchiali

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. max stent (mm)	Lunghezza stent espanso (mm)
M00564640	Ultraflex NG bronchiale non coperto	8	20
M00564650	Ultraflex NG bronchiale non coperto	8	40
M00564660	Ultraflex NG bronchiale non coperto	10	20
M00564670	Ultraflex NG bronchiale non coperto	10	40
M00564680	Ultraflex NG bronchiale non coperto	12	20
M00564690	Ultraflex NG bronchiale non coperto	12	40
M00564700	Ultraflex NG bronchiale non coperto	14	20

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida polmonare Jagwire™ da 0,035 in (0,89 mm), M00515171.

Specifiche aggiuntive per i sistemi di stent tracheobronchiali Ultraflex: la lunghezza di lavoro del sistema di rilascio è di 95 cm, il diametro esterno massimo del corpo del catetere è di 16 F (5,33 mm) e lo stent compresso sul catetere offre una gamma di diametri esterni per sistemi di rilascio da 15 a 22 F (da 5,00 a 7,33 mm).



Stent tracheobronchiali metallici non coperti Ultraflex™ NG – A rilascio distale

Stent tracheali



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. max stent (mm)	Lunghezza stent espanso (mm)
M00564530	Ultraflex NG tracheale non coperto	16	40
M00564540	Ultraflex NG tracheale non coperto	16	60
M00564560	Ultraflex NG tracheale non coperto	18	40
M00564570	Ultraflex NG tracheale non coperto	18	60
M00564590	Ultraflex NG tracheale non coperto	20	40
M00564600	Ultraflex NG tracheale non coperto	20	60

Stent bronchiali

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. max stent (mm)	Lunghezza stent espanso (mm)
M00564500	Ultraflex NG bronchiale non coperto	10	30
M00564510	Ultraflex NG bronchiale non coperto	12	30
M00564520	Ultraflex NG bronchiale non coperto	14	30


Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Guida consigliata: guida polmonare Jagwire™ da 0,035 in (0,89 mm), M00515171.

Specifiche aggiuntive per i sistemi di stent tracheobronchiali Ultraflex: la lunghezza di lavoro del sistema di rilascio è di 95 cm, il diametro esterno massimo del corpo del catetere è di 16 F (5,33 mm) e lo stent compresso sul catetere offre una gamma di diametri esterni per sistemi di rilascio da 15 a 22 F (da 5,00 a 7,33 mm).

Polmonare

STENT PER VIE RESPIRATORIE (CONTINUA)



Stent per vie respiratorie in silicone autoespandibili Polyflex™ Airway



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. int. stent (mm)	Lunghezza stent (mm)	Diametro sistema di rilascio (mm)
M00570000	Polyflex Airway Stent	8	20	7
M00570010	Polyflex Airway Stent	8	30	7
M00570020	Polyflex Airway Stent	10	20	8
M00570030	Polyflex Airway Stent	10	30	8
M00570040	Polyflex Airway Stent	10	40	8
M00570050	Polyflex Airway Stent	10	50	8
M00570060	Polyflex Airway Stent	12	20	9
M00570070	Polyflex Airway Stent	12	30	9
M00570080	Polyflex Airway Stent	12	40	9
M00570090	Polyflex Airway Stent	12	50	9
M00570100	Polyflex Airway Stent	14	20	9
M00570110	Polyflex Airway Stent	14	30	9
M00570120	Polyflex Airway Stent	14	40	9
M00570130	Polyflex Airway Stent	14	50	9
M00570140	Polyflex Airway Stent	14	60	9
M00570150	Polyflex Airway Stent	16	30	10
M00570160	Polyflex Airway Stent	16	40	10
M00570170	Polyflex Airway Stent	16	50	10
M00570180	Polyflex Airway Stent	16	60	10
M00570190	Polyflex Airway Stent	16	70	10
M00570200	Polyflex Airway Stent	18	30	11
M00570210	Polyflex Airway Stent	18	40	11
M00570220	Polyflex Airway Stent	18	50	11
M00570230	Polyflex Airway Stent	18	60	11
M00570240	Polyflex Airway Stent	18	70	11
M00570250	Polyflex Airway Stent	18	80	11
M00570260	Polyflex Airway Stent	20	40	12
M00570270	Polyflex Airway Stent	20	50	12
M00570280	Polyflex Airway Stent	20	60	12
M00570290	Polyflex Airway Stent	20	70	12
M00570300	Polyflex Airway Stent	20	80	12
M00570310	Polyflex Airway Stent	22	50	13
M00570320	Polyflex Airway Stent	22	60	13
M00570330	Polyflex Airway Stent	22	80	13

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Polmonare


GUIDE POLMONARI

Guida polmonare Jagwire™



Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Unità
M00515171	Jagwire polmonare	0,035 / 0,89	180	box da 2


PINZE PER BIOPSIA POLMONARI



Pinze per biopsia polmonare Radial Jaw™ 4

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. ganascia (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale di lavoro necessario (mm)	Codice colore	Unità
M00515181	Radial Jaw 4 polmonare standard	1,8	100	2,0	Blu	box da 5
M00515182	Radial Jaw 4 polmonare standard	1,8	100	2,0	Blu	box da 20
M00515191	Radial Jaw 4 polmonare standard con ago	1,8	100	2,0	Blu	box da 5
M00515192	Radial Jaw 4 polmonare standard con ago	1,8	100	2,0	Blu	box da 20
M00515201	Radial Jaw 4 polmonare large	2,2	100	2,8	Blu	box da 5
M00515202	Radial Jaw 4 polmonare large	2,2	100	2,8	Blu	box da 20

AGHI PER ASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE



Aghi per aspirazione transbronchiale con siringa eXcelon™

Numero d'ordine	Descrizione	Calibro	Ago Diam. est. (mm)	Diam. int. (mm)	Lunghezza ago (mm)	Lunghezza catetere (cm)	Diam. est. introduttore (mm)	Unità
M00564101	eXcelon 19 G	19	1,07	0,69	15	130	1,8	box da 5
M00564111	eXcelon 20 G	20	0,90	0,58	15	130	1,8	box da 5
M00564121	eXcelon 21 G	21	0,81	0,50	15	130	1,8	box da 5

Polmonare


SPAZZOLINI PER CITOLOGIA PER VIE RESPIRATORIE

Spazzolini per citologia per vie respiratorie Cellebrity™



Numero d'ordine	Descrizione	Canale di lavoro necessario (mm)	Diam. est. setole (mm)	Lunghezza introduttore (cm)	Unità
M00516001	Cellebrity	2,0	1,0	140	box da 10
M00516011	Cellebrity	2,0	1,5	140	box da 10
M00516071	Cellebrity	2,0	1,9	100	box da 10
M00516151	Cellebrity	2,0	1,9	150	box da 10

CESTELLO DI RECUPERO PER VIE RESPIRATORIE



Cestello di recupero per vie respiratorie ZeroTip™

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. introduttore (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Apertura cestello (mm)	Materiale introduttore
M00513200	ZeroTip	0,8	120	12	poliammide/PTFE
M00513210	ZeroTip	1,0	120	16	poliammide/PTFE

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

PALLONI PER DILATAZIONE POLMONARE




Palloni per dilatazione polmonare CRE™

Numero d'ordine	Descrizione	Diam. est. pallone gonfiato (mm)	Lunghezza pallone (cm)	Lunghezza di lavoro catetere (cm)
M00550300	CRE polmonare	12-13,5-15	5,5	75
M00550310	CRE polmonare	15-16,5-18	5,5	75
M00550320	CRE polmonare	18-19-20	5,5	75
M00550330	CRE polmonare	8-9-10	3,0	75
M00550340	CRE polmonare	10-11-12	3,0	75
M00550350	CRE polmonare	12-13,5-15	3,0	75

Ciascuna confezione contiene 1 unità.

Polmonare

SISTEMI DI GONFIAGGIO



Sistema di gonfiaggio integrato Alliance™ II

Numero d'ordine	Descrizione	Unità
M00550620	Alliance II – Impugnatura di gonfiaggio	box da 1
M00550601	⊗ Siringa con manometro, 60 ml	box da 5



Per ulteriori informazioni sui prodotti Boston Scientific
scansionare questo codice con uno smartphone oppure
visitare il sito Web
www.bostonscientific.com/global-endoscopy

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. ATTENZIONE: la legge limita la vendita di questi dispositivi esclusivamente su prescrizione medica.
Le indicazioni, le controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni per l'uso sono riportate sull'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo.
Queste informazioni possono essere utilizzate esclusivamente nei paesi in cui il prodotto è stato debitamente registrato presso le autorità sanitarie competenti.
Materiale non previsto per l'uso in Francia.

ENDO - 431603 - AA Jan 2017 Stampato in Germania da medicalvision.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™
www.bostonscientific.eu

Boston Scientific International SA
Parc Val Saint Quentin - Bâtiment H
78960 Voisins-le-Bretonneux - Francia
+33 1 39 30 97 00

© 2017 Boston Scientific Corporation
o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
DINEND23691A

