

# Dreamwire™

Führungsdraht für höchste Ansprüche



RX Biliary System™  
**A difference**  
you can feel.™

**Boston  
Scientific**

*Delivering what's next.™*

## „DREAM“ ZUGANG

Ermöglicht die tiefe Sondierung des gewünschten Ganges\*

- Die Bildung einer Alpha-Schleife ermöglicht den problemlosen Zugang zum gewünschten Gang.
- Die 10 cm lange hydrophile Dream-Tip™ Spitze wurde für einen sanften und reibungslosen Zugang mit taktilem Sensibilität entwickelt.
- Die Endoglide™ Beschichtung fördert den reibungslosen Vorschub und verbessert die taktile Wahrnehmung.



## „DREAM“ WECHSEL

Für maximale Effizienz und problemlosen RX-Produktwechsel bei der ERCP

- Die Führungsdrähte sind in einer Länge von 260 cm oder 450 cm erhältlich, damit Sie sich nach Belieben für den kurzen Draht oder die traditionelle Over-the-wire-Technik entscheiden können.
- Der Standard- und steife Schaft aus knickbeständigem Nitinol wurden für die optimierte Drahtsteuerung und -manipulation entwickelt.
- Die zweifarbige Ummantelung dient der endoskopischen Visualisierung der Drahtposition beim Verschieben und Wechsel der Produkte.
- Der seitlich anzubringende Drehgriff ermöglicht eine effektive Manipulation der Führungsdrahtspitze (nur bei gebogener Spitze).



## BESTELLINFORMATIONEN

Produktnummer	Beschreibung	Länge (cm)	Dream-Tip Ausführung	Schaft	Durchmesser (in) (mm)
M00556101	Dreamwire	260	Gerade	Standard	0,035 0,89
M00556111	Dreamwire	260	Gebogen	Standard	0,035 0,89
M00556121	Dreamwire	260	Gerade	Steif	0,035 0,89
M00556131	Dreamwire	260	Gebogen	Steif	0,035 0,89
M00556141	Dreamwire	450	Gerade	Standard	0,035 0,89
M00556151	Dreamwire	450	Gebogen	Standard	0,035 0,89
M00556161	Dreamwire	450	Gerade	Steif	0,035 0,89
M00556171	Dreamwire	450	Gebogen	Steif	0,035 0,89

### 2er-Packung

\*M.J. Bourke, G. Costamagna, M.L. Freeman: Biliary cannulation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography: core techniques and recent innovations. Endoscopy 2009; 41: 612-617.

**Europäisches Zentrallager – Niederlande**  
T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

**Europäisches Zentrale – Paris**  
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

**Argentinien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517

**Australien/Neuseeland**  
T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

**Belgien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

**Brasilien**  
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

**Chile**  
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

**China – Guangzhou**  
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

**China – Peking**  
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

**China – Shanghai**  
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

**Dänemark** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

**Deutschland** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 08000 723300 F: 08000 723319

**Finnland**  
T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

**Frankreich**  
T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

**Griechenland**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

**Grossbritannien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

**Hongkong**  
T: +852 2360 7100 F: +852 2563 5276

**Indien – Bangalore**  
T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

**Indien – Chennai**  
T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

**Indien – Delhi**  
T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

**Indien – Mumbai**  
T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

**Irland** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

**Italien**  
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

**Kanada**  
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

**Korea**  
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

**Mexiko**  
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

**Mittlerer Osten/Arabische Golfstaaten/Nordafrika**  
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

**Niederlande**  
T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

**Norwegen** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 800 104 04 F: 800 101 90

**Österreich**  
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

**Polen**  
T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

**Portugal**  
T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

**Schweden**  
T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 00

**Schweiz**  
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

**Spanien – Barcelona**  
T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45

**Spanien – Madrid**  
T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

**Süd Ost Asien – Philippinen**  
T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

**Süd Ost Asien – Singapur**  
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

**Süd Ost Asien – Thailand**  
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

**Südost Europa**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

**Südafrika**  
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

**Taiwan**  
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

**Tschechische Republik**  
T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

**Türkei – Istanbul**  
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

**Ungarn**  
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

**Uruguay**  
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

**Venezuela**  
T: +58 212 959 62756 F: +58 212 959 5328

**Boston Scientific**

*Delivering what's next.™*

www.bostonscientific-international.com