

Dreamwire™

Guía de alto rendimiento



RX Biliary System™
A difference
you can feel.™

**Boston
Scientific**

Delivering what's next.™

ACCESO DREAM

Facilita la canulación profunda de los conductos a tratar*

- Forma un bucle alfa que facilita el acceso eficaz al conducto a tratar
- El extremo de la punta hidrófila Dream Tip™ de 10 cm está diseñado para proporcionar un acceso suave y fluido, y una excelente sensación táctil
- El revestimiento Endoglide™ permite un deslizamiento suave y aumenta la sensación táctil



INTERCAMBIO DREAM

Diseñado para mejorar la eficacia del procedimiento y facilitar el intercambio de los accesorios biliares RX

- Guías con longitudes de 260 cm y 450 cm para adaptarse a la técnica de guía corta o la tradicional sobre la guía según las preferencias del médico
- Cuerpo de Nitinol resistente al acodamiento diseñado para mejorar las características de control y manipulación
- Marcadores de movimiento con rayas diseñados para indicar el posicionamiento de la guía durante el avance y el intercambio del dispositivo
- Dispositivo de torsión con carga lateral, diseñado para manipular con eficacia la punta de la guía (disponible con guías de punta angulada)



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

N° ref.	Descripción	Longitud (cm)	Tipo de punta Dream™ Tip	Cuerpo	Diámetro (pulg.) (mm)
M00556101	Dreamwire	260	Recta	Estándar	0,035 0,89
M00556111	Dreamwire	260	Angulada	Estándar	0,035 0,89
M00556121	Dreamwire	260	Recta	Rígida	0,035 0,89
M00556131	Dreamwire	260	Angulada	Rígida	0,035 0,89
M00556141	Dreamwire	450	Recta	Estándar	0,035 0,89
M00556151	Dreamwire	450	Angulada	Estándar	0,035 0,89
M00556161	Dreamwire	450	Recta	Rígida	0,035 0,89
M00556171	Dreamwire	450	Angulada	Rígida	0,035 0,89

Cajas de 2 unidades

*M.J. Bourke, G. Costamagna, M.L. Freeman: Biliary cannulation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography: core techniques and recent innovations. Endoscopy 2009; 41: 612-617.

Centro de Distribución Europeo – Los Países Bajos
T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

European Headquarters – París
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Alemania (Llamada gratuita)
T: 08000 723300 F: 08000 723319

Argentina (Llamada gratuita)
T: 0800 555 2678 F: +54 11 4896 8517

Australia/Nueva Zelanda
T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

Belgica (Llamada gratuita)
T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

Brasil
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Canadá
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Chile
T: +56 2 445 4904 F: +56 2 445 4915

China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

China – Shanghai
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Dinamarca (Llamada gratuita)
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

España – Barcelona
T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45

España – Madrid
T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

Europa Sureoriental
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Finlandia
T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

Francia
T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

Gran Bretaña (Llamada gratuita)
T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

Grecia
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hungría
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

India – Bangalore
T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

India – Chennai
T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

India – Delhi
T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

India – Mumbai
T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

Irlanda (Llamada gratuita)
T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

Italia
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Los Países Bajos
T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

México
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Noruega (Llamada gratuita)
T: 800 104 04 F: 800 101 90

Oriente Medio/Golfo Pérsico/África del Norte
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Polonia
T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

Portugal
T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

República Checa
T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

Sudáfrica
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Suecia
T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 69

Suiza
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

Sureste Asia – Filipinas
T: +63 2 687 6904 F: +63 2 687 3047

Sureste Asia – Malasia
T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

Sureste Asia – Singapur
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Sureste Asia – Tailandia
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Taiwán
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turquía – Estambul
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela
T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328

Boston Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com