


Drehbare Schlinge

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Drehbare Polypektomie-Schlinge
zum Einmalgebrauch

Die drehbare Schlinge ermöglicht
eine **360 Grad Rotation** und hilft
schwierige Polypen zu fassen.



Drehbare Schlinge

Drehbare Polypektomie-Schlinge zum Einmalgebrauch

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Polyglide™ Katheter


- Exakte Rotation im und gegen den Uhrzeigersinn
- Minimale Friktion bei dem Aus- und Einfahren der Schlinge

Geflochtener Schlingendraht mittlerer Steife

- Ermöglicht guten Halt an Polypen in schwierigen Lagen
- Kontrollierbarer Schlingendraht

Indikation für kalte und heiße Polypektomie

- Erlaubt klinische Flexibilität



Produktspezifikationen

Schlingengröße - 13 mm, 20 mm

Katheterdurchmesser - 2,4 mm

Arbeitslänge - 240 cm

Arbeitskanal - 2,8 mm

Bestellinformation

Bestell-Nummer	Beschreibung	Schlingen-DM (mm)	Katheter AD (mm)	Min. Arbeitskanal (mm)	Arbeitslänge Einheit (cm)	Verpackung
M00561821	Klein oval – Mittlere Steife	13	2,4	2,8	240	Box 10
M00561831	Mittel oval – Mittlere Steife	20	2,4	2,8	240	Box 10

Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

VORSICHT: Dieses Instrument darf laut Gesetz nur von einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes gekauft werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen sind der dem Produkt beiliegenden Packungsbeilage zu entnehmen. Gebrauchshinweise liegen nur in den Ländern vor, in denen das Produkt von den zuständigen Gesundheitsbehörden zugelassen ist.

Nicht zur Verwendung oder Weitergabe in Frankreich, den USA und Japan bestimmt.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2016 Boston Scientific Corporation
oder ihre Tochtergesellschaften.
Alle Rechte vorbehalten.

ENDO-393203-AA May 2016