

Asa Giratoria

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Asa de polipectomía de un solo uso

El asa giratoria está diseñada para proporcionar una **rotación de 360 grados** y ayudar a acceder a los pólipos difíciles.



Asa Giratoria

Asa de polipectomía de un solo uso

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Vaina Polyglide™


- Rotación previsible tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido antihorario
- Fricción mínima al extender y retraer el lazo

Malla Trenzada Semi Rígida

- Diseñado para proporcionar agarre en pólipos en lugares difíciles
- Control del lazo

Indicación Caliente / Fría

- Permite la flexibilidad clínica



Especificaciones de producto

Anchura del lazo - 13 mm, 20 mm

Diámetro de la vaina - 2,4 mm

Longitud de trabajo - 240 cm

Canal de trabajo - 2,8 mm

Información de pedido

Referencia	Descripción	Diámetro del asa (mm)	D.E. de la vaina (mm)	Canal mínimo de trabajo (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Unidades
M00561821	Ovalada pequeña - Rigidez media	13	2,4	2,8	240	Box 10
M00561831	Ovalada mediana - Rigidez media	20	2,4	2,8	240	Box 10

Boston Scientific
Advancing science for life™