

Anse rotative

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Anse à polypectomie à usage unique

L'anse à polypectomie rotative est conçue pour fournir une rotation à 360°, facilitant ainsi l'accès aux polypes les plus difficiles.



Anse rotative

Anse à polypectomie à usage unique

CARACTÉRISTIQUES

Gaine extérieure flexible avec diamètre interne recouvert en Polyglide™


- Rotation en sens horaire et anti horaire
- Friction minimale lors de l'extension, de la rotation ou de la rétractation de l'anse dans la gaine

Anse en fil tressé – Semi-rigide

- Conçue pour saisir les polypes situés dans des endroits difficiles

Indication polypectomie à chaud et à froid

- Flexibilité clinique



Spécificités produits

Largeur de l'anse - 13 mm, 20 mm

Diamètre de la gaine - 2,4 mm

Longueur utile - 240 cm

Canal opérateur - 2,8 mm



R é f é r e n c e s

Référence	Description	Largeur de l'anse (mm)	Diamètre de la gaine. (mm)	Diam. Minimum du canal opérateur (mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00561821	Ovale Petit– Semi rigide	13	2,4	2,8	240	Box 10
M00561831	Ovale Medium – Semi rigide	20	2,4	2,8	240	Box 10

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™