

## Wichtige Informationen zur Software-Aktualisierung COGNIS 100-D und TELIGEN 100

Boston Scientific hat die Version 1.05 der Software-Anwendung, Modell 2868, herausgebracht. Mit dieser Software-Aktualisierung wird der Atmungssensor auf „Aus“ programmiert, und Sie haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, ihn auf „Ein“ zu programmieren. Alle zuvor gesammelten Atemfrequenz-Trenddaten werden gespeichert und sind auf dem PRM einsehbar. Aber es werden keine neuen Daten gesammelt.

Wenn sie Fragen zu diesem Update haben, rufen Sie bitte den Technischen Service von Boston Scientific unter der unten stehenden Telefonnummer an.

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.  
All rights reserved.

**358201-002 DE Europe 04/09**

