

## **Information importante relative à la mise à jour logicielle COGNIS 100-D et TELIGEN 100**

Boston Scientific vient de publier l'application logicielle Modèle 2868 version 1.05. Par cette mise à jour logicielle, le Capteur de respiration sera programmé sur Arrêt et vous n'aurez plus la possibilité de le programmer sur Marche. Les données des Tendances de la fréquence respiratoire précédemment recueillies seront stockées et consultables sur le PEM. Cependant, aucune nouvelle donnée ne sera recueillie.

Si vous avez des questions concernant cette mise à jour, veuillez contacter les services techniques de Boston Scientific au numéro de téléphone indiqué ci-après.

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.  
All rights reserved.

**358201-003 FR Europe 04/09**

