



Importanti informazioni per l'aggiornamento del software COGNIS 100-D e TELIGEN 100

Boston Scientific ha rilasciato la versione 1.05 del software applicativo Modello 2868. Con questo aggiornamento, il sensore respiratorio verrà programmato su Off e non ci sarà più l'opzione di programmarlo su On. Eventuali dati dei trend della frequenza respiratoria precedentemente raccolti saranno archiviati e quindi visibili all'utente sul PRM. Comunque, non verranno raccolti nuovi dati.

In caso di domande relative a questo aggiornamento, contattare il servizio di assistenza tecnica di Boston Scientific al numero indicato in basso.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358201-005 IT Europe 04/09

