



Belangrijke informatie betreffende software-update COGNIS 100-D en TELIGEN 100

Boston Scientific heeft de softwaretoepassing model 2868 versie 1.05 uitgegeven. Met deze software-update wordt de Ademhalingssensor op Uit geprogrammeerd; de optie om het op Aan te programmeren, zal niet langer bestaan. Alle voordien verzamelde gegevens voor Ademhalingsfrequentie Trend worden opgeslagen en zijn zichtbaar voor u op de PRM. Er zullen echter geen nieuwe gegevens worden verzameld.

Als u vragen hebt betreffende deze update, neem dan contact op met de Technische dienst van Boston Scientific op het onderstaande telefoonnummer.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358201-006 NL Europe 04/09

