



Viktig information om uppdatering av programvara COGNIS 100-D och TELIGEN 100

Boston Scientific har släppt modell 2868 programversion 1.05. Med denna programuppdatering programmeras andningssensorn till Av och du har inte längre alternativet att programmera den till På. Trenddata för andningsfrekvens som du tidigare har sparat kommer att sparas och kan visas på PRM. Dock kommer inte någon ny data att sparas.

Om du har några frågor angående denna uppdatering är du välkommen att kontakta Boston Scientific Teknisk service på telefonnumret som anges nedan.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358201-007 SV Europe 04/09

