

Σημαντικές Πληροφορίες Σχετικά Με Την Ενημέρωση Λογισμικού COGNIS 100-D και TELIGEN 100

Η Boston Scientific κυκλοφόρησε την έκδοση 1.05 της εφαρμογής λογισμικού του Μοντέλου 2868. Με αυτή την ενημέρωση λογισμικού, η παράμετρος Respiratory Sensor (Αναπνευστικός Αισθητήρας) θα προγραμματιστεί στην τιμή Off και δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να την προγραμματίσετε στην τιμή On. Τυχόν δεδομένα της παραμέτρου Respiratory Rate Trend (Κλίση Αναπνευστικής Συχνότητας) που είχαν συλλεχθεί στο παρελθόν θα αποθηκευτούν και θα μπορούν να προβληθούν στον PRM. Ωστόσο, δεν θα εκτελείται συλλογή νέων δεδομένων.

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με αυτή την ενημέρωση, επικοινωνήστε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Boston Scientific στο τηλέφωνο που αναγράφεται παρακάτω.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358201-008 EL Europe 04/09

