



Důležité informace o update softwaru COGNIS 100-D a TELIGEN 100

Společnost Boston Scientific vydala softwarovou aplikaci Model 2868, verzi 1.05. V této softwarové aktualizaci bude Respiratory Sensor (dechový senzor) programově nastaven na Off (vypnuto) a již zde není možnost jej programově zapnout (On). Veškeré dosud zaznamenané údaje pro Respiratory Rate Trend (trend dechové frekvence) budou uloženy a mohou být zobrazeny na PRM. Nové údaje však již nebudou zaznamenávány.

Pokud máte ohledně této aktualizace jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na linku technické podpory společnosti Boston Scientific, na níže uvedené telefonní číslo.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358201-011 CS Europe 04/09

