



Viktig informasjon om programvareoppdatering COGNIS 100-D og TELIGEN 100

Boston Scientific har gitt ut Modell 2868 programvareapplikasjon versjon 1.05. Med denne oppdateringen av programvaren, vil Respiratory Sensor være programmert til Off, og du vil ikke lenger kunne velge å programmere den til On. Dersom du tidligere har lagret Respiratory Rate Trend data, vil disse bli lagret og du kan se dem på din PRM. Imidlertid vil ingen nye data bli samlet inn.

Hvis du har spørsmål om denne oppdateringen, vennligst kontakt Boston Scientific Teknisk Service på telefonnummeret som vises under.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358201-013 NO Europe 04/09

