

**Boston
Scientific**

**PROGRAMOVACÍ SYSTÉM LATITUDE™ MODELU 3300
DODATOK K MANUÁLOM KU GENERÁTORU IMPULZOV***

*Technické manuály pre lekára a referenčné príručky

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Tento dodatok uvádza všeobecný prehľad hlavných rozdielov medzi programovacím systémom LATITUDE modelu 3120 ZOOM® a programovacím systémom LATITUDE modelu 3300 (nemusí byť ešte k dispozícii vo všetkých krajinách).

Aktuálne manuály generátorov impulzov opisujú funkcie a vlastnosti pri použití s programovacím systémom modelu 3120 a analyzátorom stimulačného systému (Pacing System Analyzer, PSA), tzn. modelom 3145. Tento informačný materiál dopĺňa obsah týchto manuálov.

POZNÁMKA: Programovací systém modelu 3300 má rovnaké základné funkcie a určené použitie ako programovací systém modelu 3120 (obrázok č. 1).

Primárne zdroje

Samostatné manuály popisujú programovací systém LATITUDE modelu 3300. Prečítajte si najskôr tieto dokumenty:

- Návod na obsluhu pre programovací systém LATITUDE modelu 3300
- Návod na obsluhu pre aplikáciu Patient Data Management (Správa dát pacienta) modelu 3931
- Návod na obsluhu pre sieť a pripojenie modelu 3924

POZNÁMKA: Ohľadom funkcie PSA si pozrite návod na obsluhu analyzátoru stimulačného systému (PSA) modelu 3922.

Elektronické kópie nájdete na adrese www.bostonscientific-elabeling.com. Ohľadom printových kópií kontaktujte spoločnosť Boston Scientific. Použite údaje, ktoré nájdete na zadnej strane tohto dodatku.



Obrázok č. 1. Programovací systém modelu 3300

Hlavné rozdiely

Softvér

- Podporná aplikácia ICD/CRT-D modelu 3868 nahrádza aplikáciu modelu 2868.
- Model 3868 taktiež nahrádza model 2868 s röntgenovým identifikátorom PG.

- Podporná aplikácia kardiostimulátora/CRT-P modelu 3869 nahrádza aplikáciu modelu 2869.
 - Model 3869 taktiež nahrádza model 2869 v röntgenovom identifikátore PG.
- Systémová softvérová aplikácia modelu 3909 s aplikáciou Quickstart nahrádza aplikáciu modelu 2909.

Siete

- Teraz je možný bezdrôtový prenos dát pacienta prostredníctvom rozhrania Bluetooth®.

Klávesy

- ČERVENÉ tlačidlo STAT nahrádza fyzické klávesy funkcií STAT PACE, STAT SHOCK a DIVERT THERAPY. Poskytuje podporu funkcií PSA STAT Pace, STAT Pace, STAT Shock a Divert.
- Fyzické klávesy funkcií INTERROGATE a PROGRAM sú nahradené softvérovými klávesmi.
- Funkcia Protokol v reálnom čase nahrádza fyzické klávesy funkcií rýchlostí papiera. Softvérové klávesy nahrádzajú fyzické klávesy funkcií Calibrate (Kalibrácia) a Baseline (Základná hodnota).

Ukladanie dát

- USB nahrádza disketovú mechaniku/podporu diskety.

Tlač

- Podpora externej tlačiarne prostredníctvom rozhrania USB a Bluetooth® nahrádza interné nahrávacie zariadenie na pásový záznam.

Zoom Wireless Transmitter

- Interný hardvér nahrádza Zoom Wireless Transmitter.

Staršie generátory impulzov

- Programátor modelu 3300 podporuje najaktuálnejšie generátory impulzov spoločnosti Boston Scientific. V prípade potreby kontaktujte spoločnosť Boston Scientific, aby uviedla, ktoré modely generátorov impulzov sú podporované.

Prehlásenie o ochranných známkach

LATITUDE a ZOOM sú ochranné známky spoločnosti Boston Scientific Corporation alebo jej pridružených spoločností.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth® SIG.

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Boston Scientific



VÝROBCA

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

VYROBENÉ V

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

EC

REP

AUS

SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA V EURÓPSKOM SPOLOČENSTVE
Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

ADRESA SPONZORA PRE AUSTRÁLIU
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666



92059496-032 SK 2017-08

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.